

## Ne pas utiliser les flacons d'eau PPI 100 mL et 200 mL présents dans certains médicaments dérivés du sang (MDS)

### Information destinée aux pharmacies à usage intérieur

LFB Biomédicaments, en accord avec l'ANSM, vous informe d'un potentiel défaut qualité impactant les flacons d'eau PPI 100 mL et 200 mL conditionnés dans les spécialités listées ci-dessous. Des particules invisibles à l'œil nu, issues d'un phénomène de délamination du verre, peuvent apparaître dans les flacons d'eau PPI, à partir de la 3<sup>e</sup> année suivant leur date de fabrication.

Spécialités concernées - Format eau PPI	Code UCD	Code CIP
Clottafac 1,5 g/100 mL - 100 mL	3400893326206	3400957497194
Ivhebex 5000 UI/100 mL - 100 mL	3400892332086	3400956213627
Tegeline 50 mg/mL 5 g/100 mL - 100 mL	3400891828535	3400955989820
Tegeline 50 mg/mL 10 g/200 mL - 200 mL	3400891828306	3400955989998

Consultez le courrier à destination des professionnels de santé

