

# Tensiomètre numérique ProBP 3400, système de dépistage visuel Spot Vision Screener et cordon alimentation Power Cords - Baxter / Welch Allyn

**Information destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structure de soins de ville, prestataires de santé à domicile**

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2412081.**

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Baxter / Welch Allyn.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Baxter / Welch Allyn

