

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/10/2024

## Circuit de ventilation patient – Système de réanimation néonatale Flextube 10mm avec PEEP réglable et raccord coudé double rotule, pour Neopuff – Intersurgical

### Information destinée aux établissements de santé

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lot effectué par la société Intersurgical. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2428057**.  
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Intersurgical

