

# Kisqali (ribociclib) : changement des conditions de conservation et de la durée de conservation

## Information destinée aux pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers

- Avant la délivrance aux patients, Kisqali doit maintenant être conservé au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) pendant 10 mois maximum.
- Une fois délivré, vous devez informer les patients que Kisqali doit être conservé à une température ne dépassant pas 25 °C pendant 2 mois maximum dans son emballage d'origine.
- Au total, la durée de conservation de Kisqali est désormais limitée à 12 mois.
- L'information produit, l'étiquetage et la notice ont été modifiés pour tenir compte des nouvelles conditions de conservation et de la nouvelle durée de conservation.

Consultez le courrier destiné aux professionnels de santé

