

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/05/2025

Doppler ultrasonore D900 – Doppler ultrasonore D900 fourni avec les consoles de contre-pulsion intra-aortique Cardiosave Hybrid, CS100 et CS300 – Datascope Corp. (Getinge) USA

Information de sécurité n° R2509541 destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Datascope Corp. (Getinge) USA
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° **R2509541**.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Datascope Corp. (Getinge) USA

