

Tiapridal 100 mg/2 ml (tiapride chlorhydrate), solution injectable – Rupture de stock jusqu'à fin d'année 2025

Information destinée aux médecins spécialistes en psychiatrie, médecins généralistes , pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine

En préambule, Tiapridal 100mg/2 ml, solution injectable est indiqué chez l'adulte pour le traitement de courte durée des états d'agitation et d'agressivité, notamment chez les patients présentant des symptômes psychotiques.

La spécialité Tiapridal 100 mg/2 ml, solution injectable connaît une rupture de stock depuis mi-mars 2025.

Dans le contexte de cette rupture, et afin d'assurer une continuité de la prise en charge médicamenteuse des états d'agitation aiguë, notamment chez les patients psychotiques, des alternatives thérapeutiques à TIAPRIDAL 100mg/2 ml, solution injectable possibles restent disponibles.

 Consultez le courrier à destination des professionnels de santé