

Docetaxel Hospira 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - Laboratoire Pfizer

Le laboratoire Pfizer procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots mentionnés ci-dessous de la spécialité DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, présentation en 1 flacon en verre de 8 ml et 16 ml :

- DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, présentation 1 flacon en verre de 8 ml,
Code CIP 3400957712167
Lot S0020118, Exp 07/2020 et lot S0300318, Exp. 08/2020
- DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, présentation 1 flacon en verre de 16 ml,
Code CIP 3400957712228
Lot S0180518, Exp.10/2020

Ce rappel fait suite à l'observation lors des études de stabilité d'une augmentation du taux d'un composé de dégradation connu.

Niveau de rappel : établissement de santé et circuit de distribution pharmaceutique

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre département d'Information Médicale au 01.58.07.34.40.