



# Modèles poignets (radiaux) - Avant le 1er janvier 2006

# Fabricants titulaires du marquage CE:

#### A & D

Modèle :

UB 401 / date de publication : Avant 2004

#### Beurer

Modèle :

BC 42 / date de publication : Avant 2004

VC 12 / date de publication : Avant 2004

BP 2005 / date de publication : Avant 2004

BP 2008 / date de publication : Avant 2004

BP 510 / date de publication : Avant 2004

BP 2550 / date de publication : Avant 2004

BP 2590 / date de publication : Avant 2004

#### Hartmann

Modèle :

Tensoval Mobil / date de publication : Avant 2004

## Health & Life

• Modèle :

HL 148 / date de publication : Avant 2004

## I.EM

• Modèle :

Pressio / date de publication : Avant 2004

## K-Jump

Modèle :

KP-6120 / date de publication : Avant 2004

#### Microlife

Modèles :

AutoProcess BP-3VEO-2 / date de publication : Avant 2004

Colson BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005

Cooper BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004

Cooper BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005

Magnien BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005

Magnien BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004

- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BU1-5 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3AF1-3 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005

#### NISSEI

#### • Modèles :

WS500 / date de publication : 24/10/2005

WS520 / date de publication : 24/10/2005

WS720 / date de publication : 24/10/2005

WS940 / date de publication : 24/10/2005

#### Omron Healthcare Co Ltd

#### • Modèles :

637IT (HEM-637IT-E / date de publication : Avant 2004

R5-I (HEM-630-E / date de publication : Avant 2004

R7 (HEM-637-E2) / date de publication : 25/01/2005

RX-I (HEM-632-E) / date de publication : Avant 2004

RX-3 (HEM-640-E) / date de publication : 25/01/2005

# Spengler Sas

## • Modèle :

TP 200 / date de publication : 16/06/2005

#### THERMOFINA

## • Modèle :

Tensiomix (KP-6130) / date de publication : 23/04/2005