

## Modèles poignets (radiaux) - Avant le 1er janvier 2006

PUBLIÉ LE 19/10/2020 - MIS À JOUR LE 25/05/2021

### Fabricants titulaires du marquage CE :

#### ● **A & D**

- Modèle :
  - UB 401 / date de publication : Avant 2004

#### ● **Beurer**

- Modèle :
  - BC 42 / date de publication : Avant 2004
  - VC 12 / date de publication : Avant 2004
  - BP 2005 / date de publication : Avant 2004
  - BP 2008 / date de publication : Avant 2004
  - BP 510 / date de publication : Avant 2004
  - BP 2550 / date de publication : Avant 2004
  - BP 2590 / date de publication : Avant 2004

#### ● **Hartmann**

- Modèle :
  - Tensoval Mobil / date de publication : Avant 2004

#### ● **Health & Life**

- Modèle :
  - HL 148 / date de publication : Avant 2004

#### ● **I.EM**

- Modèle :
  - Pressio / date de publication : Avant 2004

#### ● **K-Jump**

- Modèle :
  - KP-6120 / date de publication : Avant 2004

#### ● **Microlife**

- Modèles :
  - AutoProcess BP-3VEO-2 / date de publication : Avant 2004
  - Colson BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
  - Cooper BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
  - Cooper BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005
  - Magnien BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005

- Magnien BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BU1-5 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3AF1-3 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005

#### ● **NISSEI**

- Modèles :
  - WS500 / date de publication : 24/10/2005
  - WS520 / date de publication : 24/10/2005
  - WS720 / date de publication : 24/10/2005
  - WS940 / date de publication : 24/10/2005

#### ● **Omron Healthcare Co Ltd**

- Modèles :
  - 637IT (HEM-637IT-E / date de publication : Avant 2004
  - R5-I (HEM-630-E / date de publication : Avant 2004
  - R7 (HEM-637-E2) / date de publication : 25/01/2005
  - RX-I (HEM-632-E) / date de publication : Avant 2004
  - RX-3 (HEM-640-E) / date de publication : 25/01/2005

#### ● **Spengler Sas**

- Modèle :
  - TP 200 / date de publication : 16/06/2005

#### ● **THERMOFINA**

- Modèle :
  - Tensiomix (KP-6130) / date de publication : 23/04/2005