

Modèles poignets (radiaux) - Avant le 1er janvier 2006

PUBLIÉ LE 19/10/2020 - MIS À JOUR LE 29/05/2026

Fabricants titulaires du marquage CE :

● **A & D**

- Modèle :
 - UB 401 / date de publication : Avant 2004

● **Beurer**

- Modèle :
 - BC 42 / date de publication : Avant 2004
 - VC 12 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2005 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2008 / date de publication : Avant 2004
 - BP 510 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2550 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2590 / date de publication : Avant 2004

● **Hartmann**

- Modèle :
 - Tensoval Mobil / date de publication : Avant 2004

● **Health & Life**

- Modèle :
 - HL 148 / date de publication : Avant 2004

● **I.EM**

- Modèle :
 - Pressio / date de publication : Avant 2004

● **K-Jump**

- Modèle :
 - KP-6120 / date de publication : Avant 2004

● **Microlife**

- Modèles :
 - AutoProcess BP-3VEO-2 / date de publication : Avant 2004
 - Colson BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
 - Cooper BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
 - Cooper BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005
 - Magnien BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005

- Magnien BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BU1-5 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3AF1-3 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005

- **NISSEI**

- Modèles :
 - WS500 / date de publication : 24/10/2005
 - WS520 / date de publication : 24/10/2005
 - WS720 / date de publication : 24/10/2005
 - WS940 / date de publication : 24/10/2005

- **Omron Healthcare Co Ltd**

- Modèles :
 - 637IT (HEM-637IT-E / date de publication : Avant 2004
 - R5-I (HEM-630-E / date de publication : Avant 2004
 - R7 (HEM-637-E2) / date de publication : 25/01/2005
 - RX-I (HEM-632-E) / date de publication : Avant 2004
 - RX-3 (HEM-640-E) / date de publication : 25/01/2005

- **Spengler Sas**

- Modèle :
 - TP 200 / date de publication : 16/06/2005

- **THERMOFINA**

- Modèle :
 - Tensiomix (KP-6130) / date de publication : 23/04/2005