

Modèles poignets (radiaux) - Avant le 1er janvier 2006

Fabricants titulaires du marquage CE :

● A & D

- Modèle :
 - UB 401 / date de publication : Avant 2004

● Beurer

- Modèle :
 - BC 42 / date de publication : Avant 2004
 - VC 12 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2005 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2008 / date de publication : Avant 2004
 - BP 510 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2550 / date de publication : Avant 2004
 - BP 2590 / date de publication : Avant 2004

● Hartmann

- Modèle :
 - Tensoval Mobil / date de publication : Avant 2004

● Health & Life

- Modèle :
 - HL 148 / date de publication : Avant 2004

● I.EM

- Modèle :
 - Pressio / date de publication : Avant 2004

● K-Jump

- Modèle :
 - KP-6120 / date de publication : Avant 2004

● Microlife

- Modèles :
 - AutoProcess BP-3VEO-2 / date de publication : Avant 2004
 - Colson BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
 - Cooper BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
 - Cooper BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005
 - Magnien BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005

- Magnien BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Marque Verte Digitensio BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3AX1-5 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BEO-2 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BEO-4 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BU1-5 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3AF1-3 / date de publication : Avant 2004
- Thuasne BP-3BU1-3 / date de publication : Avant 2004
- Microlife BP-3BY1-3 / date de publication : 23/05/2005
- Microlife BP-3MA1-3 / date de publication : 23/05/2005

● NISSEI

- Modèles :
 - WS500 / date de publication : 24/10/2005
 - WS520 / date de publication : 24/10/2005
 - WS720 / date de publication : 24/10/2005
 - WS940 / date de publication : 24/10/2005

● Omron Healthcare Co Ltd

- Modèles :
 - 637IT (HEM-637IT-E / date de publication : Avant 2004
 - R5-I (HEM-630-E / date de publication : Avant 2004
 - R7 (HEM-637-E2) / date de publication : 25/01/2005
 - RX-I (HEM-632-E) / date de publication : Avant 2004
 - RX-3 (HEM-640-E) / date de publication : 25/01/2005

● Spengler Sas

- Modèle :
 - TP 200 / date de publication : 16/06/2005

● THERMOFINA

- Modèle :
 - Tensiomix (KP-6130) / date de publication : 23/04/2005