

VS ultra-sensible

PUBLIÉ LE 29/06/2017 - MIS À JOUR LE 30/07/2026

Référent : Françoise CHEVENNE

Fin de l'étude : juin 2017

Problématique

La CNAMTS a saisi l'ANSM pour réaliser un état des lieux des performances des nouvelles méthodes de mesure de la vitesse de sédimentation (VS) dites ultrarapides et évaluer notamment la nécessité d'une standardisation.

Objectif

Les notices d'utilisation des réactifs ont été demandées aux fabricants, mandataires ou distributeurs européens. Cette étude a été centrée sur les données de traçabilité indiquées par les fabricants vis-à-vis d'un système de référence.

Données scientifiques

Données relatives aux dispositifs automatisés de mesure de la vitesse de sédimentation (29/06/2017)

