

PUBLIÉ LE 12/06/2025

# Apprenti(e) technicien/Technicienne logistique scientifique

## Descriptif du poste

### Finalité du poste :

Le Technicien Logistique Scientifique participe à la mise à disposition des échantillons, relatifs à la surveillance de marché des Médicaments, Dispositifs Médicaux et autres Produits de Santé et relatifs aux urgences et des documents associés, dans le respect des procédures pour le contrôle et la surveillance de marché et participe à la maintenance interne.

### Activités principales :

Le technicien logistique scientifique réalise tout ou partie des activités du pôle:

- Réception et enregistrement des échantillons relatifs à la surveillance de marché des Médicaments, Dispositifs Médicaux et autres Produits de Santé et relatifs aux urgences.
- Participation à la vérification de conformité des notices et étiquetages.
- Assure la récupération de parties de dossiers d'AMM (qualité pharmaceutique) à jour indispensables aux scientifiques en charge des surveillances de marché et ce, en lien avec le prestataire d'archivage externe, la DMFR et le pôle SURMAC.
- Assure la préparation des dossiers nécessaires à l'évaluation pour les scientifiques des pôles Thématique et techniques.
- Assure les activités de préparation et de recherche des parties analytiques des dossiers d'AMM, mais aussi dans le cadre de la gestion des échantillons qui sont demandés aux fabricants pour contrôles en laboratoires : contacts avec les fabricants, réception et enregistrement dans SAPPHIRE en particulier des échantillons de vaccins destinés au contrôle In VIVO.
- Gère le stock d'échantillons de la réception à la destruction :
- Enregistrement informatique dans la base Sapphire et/ou papier dans les formulaires dédiés.
- Préparation de l'archivage (containers).

### Activités secondaires :

Il participe à la maintenance interne des équipements scientifiques :

- Maintenir le lien avec les pôles techniques et le suivi du calendrier des maintenances et qualifications avec les prestataires,
- Réaliser les maintenances internes et le suivi des températures

## Profil recherché

### Formation / Diplôme :

BTS Bioanalyses et Contrôle ou autres...

Licence PRO Sciences de Laboratoires

### Compétences clés recherchées

Connaissance des procédures et protocole applicables aux domaines

Normes qualité du domaine (ISO, 17025, ICM...)

## Informations complémentaires

### Présentation générale du poste

Direction : CTROL

Pôle : LOGAM

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : POLE LOGAM

Collaborations internes et externes : POLES TECHNIQUES

**Compatible télétravail**  oui  non

**Caractéristiques administratives**

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

(l'ANSM ne recrute pas de contrats de professionnalisation)

**Rattachement du poste :**

Agence Nationale de Sécurité du Médicament

et des produits de santé

635 rue de la garenne

34740 VENDARGUES

**Type de poste** Apprentissage/Alternance

**Categorie** : Apprentissage

**Localisation** : VENDARGUES