

Vaxigrip Tetra HS

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Vaxigrip Tetra HS, suspension injectable

Substance active

Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté)

Laboratoire

Sanofi Pasteur

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Vaxigrip Tetra HS, suspension injectable

Critères d'octroi

- Voyageurs se rendant dans un pays de l'hémisphère Sud en période de grippe saisonnière et présentant des risques de complications (sujets de plus de 65 ans, femmes enceintes, pathologies respiratoires chroniques, immunodéprimés etc).

Autres informations

Posologie :

- Adultes : une dose de 0,5 ml.
- Enfants âgés de 6 mois à 17 ans : une dose de 0,5 ml.
- Chez les enfants âgés de moins de 9 ans n'ayant pas été vaccinés auparavant, une seconde dose de 0,5 ml devra être administrée après un intervalle d'au moins 4 semaines

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié