

⁶⁸Ga-Nogada-Exendin

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

⁶⁸Ga-Nogada-Exendin, 50 µg, poudre pour solution injectable/TEP/TDM à l'exendin

Substance active

⁶⁸Ga-Nogada-Exendin

Laboratoire

piCHEM Forschungs und Entwicklungs - GmbH

AMM

Lire aussi

Autres informations

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

⁶⁸Ga-Nogada-Exendin, 50 µg, poudre pour solution injectable/TEP/TDM à l'exendin

Critères d'octroi

- Absence de critère d'octroi publiable à ce jour. Justifier la demande.

Autres informations

- Le fait que les examens clinique, biologiques et d'imagerie comportant obligatoirement une TEP à la (¹⁸F) Dopa et/ ou au ⁶⁸Ga-Dotatoc sont discordants ou tous négatifs et ne permettent pas de conclure sur la prise en charge du patient doit pouvoir être justifié par le demandeur.
- Médicament à usage diagnostique uniquement.
- Seuls les médecins spécialistes en médecine nucléaire peuvent prescrire et administrer ce médicament diagnostique.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié