

LIS1

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

LIS1 200 mg/20mL, solution à diluer pour perfusion

Substance active

Ac glycol-Humanisé

Laboratoire

Xenothera

AMM

Lire aussi

Autres informations

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

LIS1, 200 mg/20mL, solution à diluer pour perfusion

Critères d'octroi

- Poursuite de traitement des patients préalablement traités par LIS1 pour lesquels l'efficacité et la sécurité du traitement permettent de justifier sa poursuite.

Autres informations

- Consulter la Brochure Investigateur disponible auprès du laboratoire.
- Médicament réservé à l'usage hospitalier.
- Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie ou en maladies du sang.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié