

## Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Novembre 2017

**Spécialité dénommée ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,25 mg, comprimé sécable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 337 255 1**

ARROW GENERIQUES

alprazolam .....0,25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 189 9 3 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 550 439 1 1 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **XANAX 0,25 mg, comprimé sécable**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ALPRAZOLAM ARROW LAB 0,50 mg, comprimé sécable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 692 560 5**

ARROW GENERIQUES

alprazolam .....0,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 190 0 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 550 439 2 8 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **XANAX 0,50 mg, comprimé sécable**

Décision du **14 novembre 2017**

**spécialité dénommée ALPRAZOLAM ARROW LAB 1 mg, comprimé sécable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 880 851 5**

ARROW GENERIQUES

alprazolam ..... 1 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 439 3 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

34009 550 439 4 2 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **XANAX 1 mg, comprimé sécable**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée AMOXICILLINE DSP 1 g, comprimé dispersible**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 758 723 8**

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V.

amoxicilline ..... 1 g

sous forme d'amoxicilline trihydratée

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 194 8 8 : 3 comprimés en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)

34009 301 170 7 1 : 6 comprimés en plaquette (PVDC/aluminium/PVC)

34009 301 170 8 8 : 14 comprimés en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ARGATROBAN ACCORD 1 mg/mL, solution pour perfusion**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 770 337 2**

ACCORD HEALTHCARE France SAS

argatroban monohydraté ..... 100 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 348 9 6 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 349 0 2 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

34009 300 997 9 7 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 6

Décision du **03 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ATORVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 286 629 4**

SANOFI AVENTIS FRANCE

atorvastatine ..... 10 mg  
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 242 2 2 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 4 6 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 5 3 : 15 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 6 0 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 7 7 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 8 4 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 242 9 1 : 56 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 0 7 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 1 4 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 2 5 : 98 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 3 2 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 4 9 : 200 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ATORVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 148 215 9**

SANOFI AVENTIS FRANCE

atorvastatine ..... 20 mg  
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 243 2 1 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 3 8 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 4 5 : 15 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 5 2 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 6 9 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 7 6 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 8 3 : 56 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 243 9 0 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 0 6 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 5 6 : 98 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 6 3 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 8 7 : 200 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ATORVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 297 717 7**

SANOFI AVENTIS FRANCE

atorvastatine ..... 40 mg  
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 244 1 3 : 7 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 2 0 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 3 7 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 4 4 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 5 1 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 7 5 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 8 2 : 56 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 244 9 9 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 0 5 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 456 9 4 : 98 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 457 0 0 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 457 1 7 : 200 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ATORVASTATINE ZENTIVA 80 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 868 948 4**

SANOFI AVENTIS FRANCE

atorvastatine ..... 80 mg  
sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 245 1 2 : 7 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 3 6 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 4 3 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 5 0 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 6 7 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 7 4 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 8 1 : 56 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 245 9 8 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 246 0 4 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 457 2 4 : 98 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 457 4 8 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 550 457 5 5 : 200 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée BILLEROL, comprimé à croquer**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 461 424 2**

Laboratoires LEHNING

curcuma pour préparations homéopathiques.....	60 mg (2DH)
natrum muriaticum pour préparations homéopathiques.....	70 mg (2DH)
salicylicum acidum pour préparations homéopathiques.....	70 mg (2DH)
atropinum sulfuricum pour préparations homéopathiques.....	70 mg (3DH)
natrum phosphoricum pour préparations homéopathiques.....	60 mg (1DH)
lycopodium clavatum pour préparations homéopathiques.....	70 mg (3DH)
natrum carbonicum pour préparations homéopathiques.....	70 mg (2DH)

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 095 7 1 : 15 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) ; boîte de 3

Décision du **07 novembre 2017**

**Spécialité dénommée CALCIDOSE VITAMINE D3, 500 mg/800 UI, poudre pour solution buvable en sachet**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 449 837 1**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

cholécalférol.....	800 UI
sous forme de concentrat de cholécalférol, forme pulvérulente.....	8 mg
calcium élément.....	500 mg
sous forme de carbonate de calcium.....	1250 mg

pour un sachet

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 876 8 8 : 2,6 g en sachet (kraft/polyéthylène/aluminium) ; boîte de 30

34009 300 877 0 1 : 2,6 g en sachet (kraft/polyéthylène/aluminium) ; boîte de 90

Décision du **29 novembre 2017**

**Spécialité dénommée CERTICAN 1,0 mg comprimé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 250 775 4**

NOVARTIS PHARMA SAS

évérolimus.....	1 mg
-----------------	------

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 435 9 1 : 50 comprimés en plaquette (aluminium/polyamide/PVC-Aluminium)

34009 550 436 0 7 : 60 comprimés en plaquette (aluminium/polyamide/PVC-Aluminium)

34009 550 436 1 4 : 100 comprimés en plaquette (aluminium/polyamide/PVC-Aluminium)

34009 550 436 2 1 : 250 comprimés en plaquette (aluminium/polyamide/PVC-Aluminium)

Décision du **21 novembre 2017**

**Spécialité dénommée DIPHANTE 100 mg, comprimé quadrisécable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 371 521 7**

KELA PHARMA NV

phénytoïne sodique ..... 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 926 1 3 : 100 comprimés en plaquette (aluminium/PVC)

34009 550 325 7 1 : 1000 comprimés en plaquette (aluminium/PVC)

Décision du **28 novembre 2017**

**Spécialité dénommée EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 181 454 0**

SANDOZ

éfavirenz ..... 600 mg

emtricitabine ..... 200 mg

ténofovir disoproxil..... 245 mg

sous forme de succinate de ténofovir disoproxil ..... 300,6 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 175 7 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

34009 550 435 0 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique d'**ATRIPLA 600 mg/200 mg/245 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ELETRIPTAN SET 20 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 651 466 4**

BIOGARAN

élériptan ..... 20 mg

sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 24,24 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 215 5 9 : 2 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)

34009 301 215 7 3 : 3 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)

34009 301 215 8 0 : 6 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ELETRIPTAN SET 40 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 430 143 6**

BIOGARAN

élériptan ..... 40 mg  
sous forme de bromhydrate d'élériptan ..... 48,48 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 215 9 7 : 2 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 301 216 0 3 : 3 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 301 216 1 0 : 6 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 301 216 3 4 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)

Cette spécialité est un générique de **RELPAK 40 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée EQWILATE 1000 UI FVW / 1000 UI FVIII, poudre et solvant pour solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 785 374 2**

OCTAPHARMA France

facteur VIII de coagulation humain ..... 1000 UI  
facteur Willebrand de coagulation humain ..... 1000 UI

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 450 6 9 : poudre en flacon (verre de type I) + 10 mL de solvant en flacon (verre de type I) avec dispositifs médicaux. Boîte de 1.

Décision du **23 novembre 2017**

**Spécialité dénommée EQWILATE 500 UI FVW / 500 UI FVIII, poudre et solvant pour solution injectable**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 673 715 8**

OCTAPHARMA France

facteur VIII de coagulation humain ..... 500 UI  
facteur Willebrand de coagulation humain ..... 500 UI

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 450 5 2 : poudre en flacon (verre de type I) + 5 mL de solvant en flacon (verre de type I) avec dispositifs médicaux. Boîte de 1.

Décision du **23 novembre 2017**

**Spécialité dénommée EZETIMIBE EVOLUGEN 10 mg, comprimé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 813 981 8**

EVOLUPHARM

ézétimibe ..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 211 4 6 : 7	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 211 5 3 : 10	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 211 6 0 : 14	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 211 7 7 : 20	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 211 8 4 : 28	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 211 9 1 : 30	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 212 0 7 : 50	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 301 230 3 4 : 90	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 550 447 0 3 : 98	comprimés	en	plaquette	pelable	(PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/aluminium)					
34009 550 447 1 0 : 100	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 1 4 : 7	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 2 1 : 10	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 3 8 : 14	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 4 5 : 20	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 5 2 : 28	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 6 9 : 30	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 8 3 : 50	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 230 4 1 : 90	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 550 447 2 7 : 98	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 550 447 3 4 : 100	comprimés	en	plaquette	(PVC/(ACLAR RX)	polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 212 9 0 : 7	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 0 6 : 10	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 1 3 : 14	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 2 0 : 20	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 4 4 : 28	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 5 1 : 30	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 213 6 8 : 50	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 301 230 6 5 : 90	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 550 447 4 1 : 98	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 550 447 5 8 : 100	comprimés	en	plaquette	(OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)	
34009 550 454 1 0 : 100	comprimés	en	flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ;	boite de 1	

Cette spécialité est un générique d'**EZETROL 10 mg, comprimé**

Décision du **16 novembre 2017**



**Spécialité dénommée EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg, comprimé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 572 749 9**

MYLAN SAS

ézétimibe ..... 10 mg  
simvastatine ..... 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 257 5 8 : 14 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 257 6 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 257 8 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 550 088 1 1 : 98 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 550 088 2 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 257 9 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 14  
34009 300 258 0 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 28  
34009 300 258 1 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 30  
34009 300 258 2 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 90  
34009 300 258 4 0 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 088 3 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 088 4 2 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 088 5 9 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INEGY 10 mg/20 mg, comprimé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg, comprimé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 598 512 2**

MYLAN SAS

ézétimibe ..... 10 mg  
simvastatine ..... 40 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 258 5 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 258 6 4 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 258 7 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 550 088 6 6 : 98 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 550 088 7 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR)  
34009 300 258 8 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 14  
34009 300 258 9 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 28  
34009 300 259 0 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 30  
34009 300 259 1 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium-ACLAR) ; boîte de 90  
34009 300 259 2 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 088 9 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 089 0 3 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 089 1 0 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**INEGY 10 mg/40 mg, comprimé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée GEMCITABINE MEDAC 38 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 583 014 3**

MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH

gemcitabine ..... 38 mg  
sous forme de chlorhydrate de gemcitabine

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 419 3 1 : 6 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 419 5 5 : 6 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5
- 34009 550 419 6 2 : 25 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 419 7 9 : 25 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5
- 34009 550 419 8 6 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1
- 34009 550 419 9 3 : 50 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

Décision du **21 novembre 2017**

**Spécialité dénommée LEVETIRACETAM HIKMA 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 136 961 7**

HIKMA FARMACEUTICA (Portugal) SA

lévétiracétam ..... 100 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 169 1 3 : 5 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10

Cette spécialité est un générique de **KEPPRA 100 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

Décision du **14 novembre 2017**

**Spécialité dénommée MENSIFEM, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 776 323 4**

BIONORICA SE

extrait sec de rhizome d'actée à grappes ..... 2,8 mg

pour comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 227 1 6 : 60 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 227 2 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Décision du **07 novembre 2017**

**Spécialité dénommée METFORMINE GNR 1000 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 530 532 7**

SANDOZ

metformine.....780 mg  
sous forme de chlorhydrate de metformine.....1000 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 223 2 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)  
34009 301 223 3 4 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)  
34009 301 223 4 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)  
34009 301 223 5 8 : 120 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)  
34009 550 449 1 8 : 300 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)  
34009 301 223 6 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 550 449 2 5 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée METHOTREXATE ACCORD 50 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 591 766 2**

ACCORD HEALTHCARE France SAS

méthotrexate.....50 mg  
sous forme de méthotrexate disodique .....<p></p>

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 137 3 8 : 0,15 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 137 4 5 : 0,2 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 137 6 9 : 0,3 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 137 7 6 : 0,4 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 137 8 3 : 0,5 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 259 8 4 : 0,25 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 259 9 1 : 0,35 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 260 0 4 : 0,45 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 260 2 8 : 0,55 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1  
34009 301 260 3 5 : 0,6 ml en seringue préremplie (en verre) avec système de sécurité) ; boîte de 1

Décision du **29 novembre 2017**

**Spécialité dénommée MONTELUKAST TORRENT 4 mg, comprimé à croquer**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 658 194 4**

OPENING PHARMA France

montélukast ..... 4 mg  
sous forme de montélukast sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 247 4 1 : 7 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 247 6 5 : 10 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 247 7 2 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 247 8 9 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 247 9 6 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 0 2 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 2 6 : 49 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 3 3 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 4 0 : 56 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 5 7 : 84 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 248 6 4 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 457 8 6 : 98 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 457 9 3 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 458 0 9 : 140 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 550 458 1 6 : 200 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **SINGULAIR 4 mg, comprimé à croquer**

Décision du **23 novembre 2017**

**Spécialité dénommée MONTELUKAST TORRENT 5 mg, comprimé à croquer**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 370 479 7**

OPENING PHARMA France

montélukast ..... 5 mg  
sous forme de montélukast sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 248 7 1 : 7 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 248 8 8 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 248 9 5 : 10 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 0 1 : 20 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 1 8 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 2 5 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 3 2 : 49 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 4 9 : 50 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 5 6 : 56 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 6 3 : 84 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 301 249 7 0 : 90 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 550 458 2 3 : 98 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 550 458 3 0 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 550 458 4 7 : 140 comprimés en plaquette (aluminium)  
34009 550 458 5 4 : 200 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer**

Décision du **23 novembre 2017**

**Spécialité dénommée MUCOPRET, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 241 580 4**

BIONORICA SE

extrait sec de racine de primevère ..... 60 mg  
extrait sec des parties aériennes de thym ..... 160 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 228 3 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 301 228 4 6 : 50 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)  
34009 301 228 5 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Décision du **07 novembre 2017**

**Spécialité dénommée OROBUPRÉ 2 mg, lyophilisat oral**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 777 643 8**

MARTINDALE PHARMACEUTICALS LIMITED

buprénorphine..... 2 mg  
sous forme de chlorhydrate de buprénorphine

pour un lyophilisat

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 238 9 8 : 1 lyophilisat en plaquette (PVC/OPA : polyamide orienté/aluminium/polytéréphtalate (PET)/papier) ; boîte de 7

34009 301 239 0 4 : 1 lyophilisat en plaquette (PVC/OPA : polyamide orienté/aluminium/polytéréphtalate (PET)/papier) ; boîte de 28

Décision du **06 novembre 2017**

**Spécialité dénommée OROBUPRÉ 8 mg, lyophilisat oral**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 978 223 3**

MARTINDALE PHARMACEUTICALS LIMITED

buprénorphine..... 8 mg  
sous forme de chlorhydrate de buprénorphine

pour un lyophilisat

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 238 7 4 : 1 lyophilisat en plaquette (PVC/OPA : polyamide orienté/aluminium/polytéréphtalate (PET)/papier) ; boîte de 7

34009 301 238 8 1 : 1 lyophilisat en plaquette (PVC/OPA : polyamide orienté/aluminium/polytéréphtalate (PET)/papier) ; boîte de 28

Décision du **06 novembre 2017**

**Spécialité dénommée PALEXIA 20 mg/ml, solution buvable**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 791 171 5**

LABORATOIRES GRUNENTHAL

tapentadol..... 20 mg  
sous forme de chlorhydrate de tapentadol

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 276 927 1 0 : 100 ml en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

34009 276 928 8 8 : 200 ml en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée PALEXIA 4 mg/ml, solution buvable**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 096 858 5**

LABORATOIRES GRUNENTHAL

tapentadol ..... 4 mg

sous forme de chlorhydrate de tapentadol

pour 1 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 276 926 5 9 : 100 ml en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant)

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée QUETIAPINE KRKA LP 50 mg, comprimé à libération prolongée**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 770 112 2**

Krka, dd, Novo mesto

quétiapine ..... 50 mg

sous forme de quétiapine (hémifumarate de)

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 577 3 5 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 577 4 2 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 577 5 9 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 300 577 6 6 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 210 0 1 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 210 1 8 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **XEROQUEL LP 50 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **07 novembre 2017**

**Spécialité dénommée RHINADVILCAPS RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE 200 mg/30 mg, capsule molle**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 494 751 0**

PFIZER SANTE FAMILIALE

ibuprofène ..... 200 mg  
chlorhydrate de pseudoéphédrine ..... 30 mg

pour une capsule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 228 6 0 : 2 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 228 7 7 : 4 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 228 8 4 : 8 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 228 9 1 : 10 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 229 0 7 : 12 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 229 1 4 : 16 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 229 2 1 : 20 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 229 3 8 : 24 capsules en plaquette (PVDC/PVC/aluminium)  
34009 301 229 4 5 : 2 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 229 5 2 : 4 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 229 6 9 : 8 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 229 8 3 : 10 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 229 9 0 : 12 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 230 0 3 : 16 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 230 1 0 : 20 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)  
34009 301 230 2 7 : 24 capsules en plaquette (PVDC/polyéthylène)

Décision du **21 novembre 2017**

**Spécialité dénommée ROSUVASTATINE KRKA 15 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 668 698 4**

Krka, dd, Novo mesto

rosuvastatine ..... 15 mg  
sous forme de rosuvastatine calcique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 190 4 4 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 190 5 1 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)  
34009 301 190 6 8 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 30  
34009 301 190 7 5 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 90

Décision du **24 novembre 2017**



**Spécialité dénommée SEVELAMER CARBONATE ARROW 800 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 016 083 5**

ARROW GENERIQUES

carbonate de sévélamer ..... 800 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 215 2 8 : 180 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 301 215 3 5 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 301 215 4 2 : 210 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 447 6 5 : 180 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 2
- 34009 550 447 7 2 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 2
- 34009 550 447 9 6 : 210 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 2
- 34009 550 448 0 2 : 180 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 3
- 34009 550 448 1 9 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 3
- 34009 550 448 2 6 : 210 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **RENVELA 800 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée SILDENAFIL TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 440 693 9**

TEVA SANTE

sildénafil ..... 20 mg  
sous forme de citrate de sildénafil

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 055 6 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 055 7 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 374 8 4 : 300 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 056 2 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90

Cette spécialité est un générique de **REVATIO 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée TAMSULOSINE ZENTIVA LAB LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 628 134 5**

SANOFI AVENTIS FRANCE

tamsulosine.....0,367 mg  
sous forme de chlorhydrate de tamsulosine.....0,4 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 119 4 9 : 10 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 119 5 6 : 20 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 119 6 3 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 404 3 9 : 50 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 404 4 6 : 90 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 404 5 3 : 100 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée TENOFOVIR DISOPROXIL DEXTREG 245 mg, comprimé pelliculé**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 475 300 7**

DEXTREG

ténofovir disoproxil.....245 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 200 3 3 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 200 4 0 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée TRAMADOL ARROW LAB 50 mg, gélule**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 943 684 7**

ARROW GENERIQUES

chlorhydrate de tramadol ..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 226 2 4 : 10 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 226 3 1 : 20 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 226 4 8 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 226 5 5 : 50 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 226 6 2 : 60 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 226 7 9 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 450 0 7 : 90 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 450 1 4 : 100 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 450 2 1 : 500 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 450 3 8 : 200 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 450 4 5 : 500 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **CONTRAMAL 50 mg, gélule**

Décision du **23 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 845 530 7**

ARROW GENERIQUES

valsartan ..... 160 mg  
hydrochlorothiazide..... 12,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 090 7 8 : 98 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 267 798 8 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 799 4 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 800 2 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 802 5 8 : 50 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 803 1 9 : 56 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 804 8 7 : 84 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 805 4 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 267 806 0 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 583 798 4 0 : 98 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 583 799 0 1 : 100 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 583 800 9 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 583 801 5 0 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **COTAREG 160 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 448 735 7**

ARROW GENERIQUES

valsartan ..... 160 mg  
hydrochlorothiazide..... 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 090 8 5 : 98 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 267 807 7 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 808 3 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 810 8 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 812 0 0 : 50 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 813 7 8 : 56 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 814 3 9 : 84 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 816 6 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 817 2 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 583 802 1 1 : 98 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 583 803 8 9 : 100 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 583 804 4 0 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 583 805 0 1 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **COTAREG 160 mg/25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW GENERIQUES 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 385 986 5**

ARROW GENERIQUES

valsartan ..... 80 mg  
hydrochlorothiazide..... 12,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 090 6 1 : 98 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 267 788 2 8 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 789 9 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 790 7 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 793 6 8 : 50 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 794 2 9 : 56 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 795 9 7 : 84 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 796 5 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 267 797 1 9 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 583 794 9 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 583 795 5 0 : 100 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)  
34009 583 796 1 1 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))  
34009 583 797 8 9 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique de **COTAREG 80 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **22 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 150 mg, gélule à libération prolongée**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 612 570 2**

ARROW GENERIQUES

venlafaxine..... 150 mg  
sous forme de chlorhydrate de venlafaxine

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 916 2 3 : 7 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 3 0 : 10 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 4 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 5 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 6 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 7 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 8 5 : 50 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 916 9 2 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 917 0 8 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 917 1 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 324 5 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 550 324 6 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 550 324 7 2 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 550 324 8 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 324 9 6 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**EFFEXOR L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 332 688 1**

ARROW GENERIQUES

venlafaxine..... 37,5 mg  
sous forme de chlorhydrate de venlafaxine

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 912 9 6 : 7 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 0 2 : 10 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 2 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 3 3 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 4 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 5 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 6 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 7 1 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 8 8 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 913 9 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 1 8 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 2 5 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 3 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 300 914 4 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 324 2 7 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**EFFEXOR L.P. 37,5 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **16 novembre 2017**

**Spécialité dénommée VENLAFAXINE ARROW GENERIQUES LP 75 mg, gélule à libération prolongée**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 495 929 5**

ARROW GENERIQUES

venlafaxine.....75 mg  
sous forme de chlorhydrate de venlafaxine

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 914 5 6 : 7 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 6 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 7 0 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 914 9 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 0 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 1 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 2 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 3 1 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 5 5 : 60 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 6 2 : 90 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 7 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 8 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)
- 34009 300 915 9 3 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 300 916 1 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))
- 34009 550 324 4 1 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD))

Cette spécialité est un générique d'**EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **16 novembre 2017**