

Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Septembre 2017

Spécialité dénommée AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 048 750 2

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

amlodipine 10 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine
valsartan 160 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 141 6 2 : 7 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 7 9 : 10 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 8 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 9 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 142 0 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 142 1 6 : 56 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 142 2 3 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 142 3 0 : 84 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 142 4 7 : 90 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 8 8 : 98 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 9 5 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **DAFIRO 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 951 120 7

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

amlodipine 5 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine
valsartan 160 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 140 5 6 : 7 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 7 0 : 10 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 8 7 : 14 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 9 4 : 28 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 0 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 1 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 3 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 4 8 : 84 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 141 5 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 6 4 : 98 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 7 1 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **DAFIRO 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 776 733 2

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

amlodipine 5 mg
sous forme de bésilate d'amlodipine
valsartan 80 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 139 5 0 : 7 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 139 6 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 139 7 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 139 9 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 0 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 1 8 : 56 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 2 5 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 3 2 : 84 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 301 140 4 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 4 0 : 98 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 550 417 5 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **DAFIRO 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée AMOXICILLINE DEXTREG 500 mg, gélule

Code Identifiant de Spécialité : 6 155 239 0

DEXTREG

amoxicilline 500 mg
sous forme d'amoxicilline trihydratée..... 578 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 029 0 9 : 12 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 1 6 : 21 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 2 3 : 24 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CLAMOXYL 500 mg, gélule**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée BIMATOPROST/TIMOLOL BGR 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution

Code Identifiant de Spécialité : 6 200 574 8

BIOGARAN

bimatoprost 0,3 mg
timolol..... 5 mg
sous forme de maléate de timolol..... 6,8 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 077 4 4 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 077 5 1 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée BIMATOPROST/TIMOLOL EG 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution

Code Identifiant de Spécialité : 6 325 114 0

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

bimatoprost 0,3 mg
timolol..... 5 mg
sous forme de maléate de timolol..... 6,8 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 076 5 2 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 076 7 6 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée BIMATOPROST/TIMOLOL MYLAN 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 221 839 7

MYLAN SAS

bimatoprost 0,3 mg
timolol..... 5 mg
sous forme de maléate de timolol..... 6,8 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 076 8 3 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 076 9 0 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **13 septembre 2017**

Spécialité dénommée BIMATOPROST/TIMOLOL SANDOZ 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 419 522 1

SANDOZ

bimatoprost 0,3 mg
timolol..... 5 mg
sous forme de maléate de timolol..... 6,8 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 077 6 8 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 301 077 7 5 : 3 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3

Cette spécialité est un générique de **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **05 septembre 2017**

Spécialité dénommée BRINZOLAMIDE SANDOZ 10 mg/ml, collyre en suspension
Code Identifiant de Spécialité : 6 490 775 4

SANDOZ

brinzolamide 10 mg

pour 1 mL de suspension

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 152 2 3 : 5 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1
34009 550 051 1 7 : 5 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 3
34009 550 051 2 4 : 10 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension**

Décision du **13 septembre 2017**

Spécialité dénommée BUSULFAN MYLAN 6 mg/mL, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 377 484 9

MYLAN SAS

busulfan 60 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 382 1 4 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 382 2 1 : 10 ml en flacon (en verre) ; boîte de 8

Cette spécialité est un générique de **BUSILVEX 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée CHABERTRY 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 958 386 1

INOPHARM LIMITED

solifénacine 7,5 mg

sous forme de succinate de solifénacine..... 10,0 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 099 2 2 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 301 099 3 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 301 099 4 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 550 399 0 7 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 550 399 1 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 550 399 2 1 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

34009 301 099 5 3 : 10 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

34009 301 099 7 7 : 20 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

34009 301 099 8 4 : 30 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

34009 550 399 4 5 : 50 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

34009 550 399 5 2 : 90 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

34009 550 399 7 6 : 100 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 septembre 2017**

Spécialité dénommée CHABERTRY 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 890 191 6

INOPHARM LIMITED

solifénacine 3,8 mg
sous forme de succinate de solifénacine 5,0 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 098 0 9 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 098 1 6 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 098 2 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 098 3 0 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 398 3 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 398 4 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 098 4 7 : 10 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 098 5 4 : 20 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 098 6 1 : 30 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 098 7 8 : 50 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 550 398 5 3 : 90 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 550 398 6 0 : 100 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 septembre 2017**

Spécialité dénommée COLISTIMETHATE SODIQUE PANPHARMA 2.000.000 U.I., poudre pour solution injectable

Code Identifiant de Spécialité : 6 861 883 6

PANMEDICA

colistiméthate sodique 2 000 000 U.I.

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 097 9 3 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 398 0 8 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 398 1 5 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 30
34009 550 398 2 2 : poudre en flacon (en verre) ; boîte de 50

Décision du **28 septembre 2017**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE ACCORD 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 908 214 9

ACCORD HEALTHCARE France SAS

daptomycine 350 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 408 7 3 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 408 8 0 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE ACCORD 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 118 394 7

ACCORD HEALTHCARE France SAS

daptomycine 500 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 408 9 7 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 409 0 3 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE MEDICHEM 350 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 902 455 5

MEDICHEM SA

daptomycine 350 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 408 3 5 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 408 4 2 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE MEDICHEM 500 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 692 197 3

MEDICHEM SA

daptomycine 500 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 408 5 9 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

34009 550 408 6 6 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DARUNAVIR TEVA 150 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 884 793 8

TEVA SANTE

darunavir 150 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 043 3 0 : 240 comprimés en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté)

34009 301 043 4 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté) ; boîte de 240

34009 301 044 1 5 : 240 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 301 044 2 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium) ;
boîte de 240

34009 301 045 0 7 : 240 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 045 1 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium) ; boîte de 240

34009 301 045 5 2 : 240 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de
sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PREZISTA 150 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DARUNAVIR TEVA 300 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 992 670 5

TEVA SANTE

darunavir 300 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 046 9 9 : 120 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PREZISTA 300 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DARUNAVIR TEVA 400 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 204 283 9

TEVA SANTE

darunavir 400 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 048 7 3 : 60 comprimés en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté)

34009 301 048 8 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté) ; boîte de 60

34009 301 049 1 0 : 60 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

34009 301 049 2 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium) ; boîte de 60

34009 301 049 7 2 : 60 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 049 8 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium) ; boîte de 60

34009 301 050 0 9 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PREZISTA 400 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée DARUNAVIR TEVA 600 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 262 469 3

TEVA SANTE

darunavir 600 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 047 2 9 : 60 comprimés en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté)
34009 301 047 3 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium/OPA : polyamide orienté) ; boîte de 60
34009 301 047 7 4 : 60 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 047 8 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium) ;
boîte de 60
34009 301 048 1 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium)
34009 301 048 3 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium) ; boîte de 60
34009 301 048 4 2 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PREZISTA 600 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée ENTECAVIR PHAROS 0,5 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 703 147 6

PHAROS - PHARMACEUTICAL ORIENTED SERVICES LTD

entécavir 0,5 mg
sous forme d'entécavir monohydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 173 7 8 : 1 comprimé en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 30
34009 550 433 3 1 : 1 comprimé en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 90

Cette spécialité est un générique de **BARACLUDE 0,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée ENTECAVIR PHAROS 1 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 111 550 1

PHAROS - PHARMACEUTICAL ORIENTED SERVICES LTD

entécavir 1 mg
sous forme d'entécavir monohydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 173 8 5 : 1 comprimé en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 30
34009 550 433 4 8 : 1 comprimé en plaquette (aluminium/OPA : polyamide orienté/PVC) ; boîte de 90

Cette spécialité est un générique de **BARACLUDE 1 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée EPLERENONE ACCORD 25 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 112 458 9

ACCORD HEALTHCARE France SAS

éplérénone 25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 839 9 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 20
34009 300 840 0 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 50
34009 300 864 1 4 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 864 2 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 864 3 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 864 4 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 864 5 2 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 864 6 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 10
34009 300 864 7 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
34009 300 864 8 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 300 864 9 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
34009 300 865 0 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 100
34009 301 170 1 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 170 3 3 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INSPIRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée EPLERENONE ACCORD 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 331 970 9

ACCORD HEALTHCARE France SAS

éplérénone 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 840 1 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 20
- 34009 300 840 2 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 50
- 34009 300 865 1 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 300 865 2 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 300 865 3 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 300 865 4 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 550 304 4 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 300 865 5 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 10
- 34009 300 865 6 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 300 865 8 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 300 865 9 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 550 304 5 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 100
- 34009 301 170 5 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 170 6 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée ESOMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant
Code Identifiant de Spécialité : 6 022 879 1

ALMUS France

ésoméprazole 20 mg
sous forme de ésoméprazole magnésique dihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 929 9 6 : 7 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 0 9 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 1 6 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 2 3 : 56 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée ESOMEPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant
Code Identifiant de Spécialité : 6 113 456 9

ALMUS France

ésoméprazole 40 mg
sous forme de ésoméprazole magnésique dihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 930 4 7 : 7 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 5 4 : 14 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 6 1 : 28 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 300 930 7 8 : 56 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique d'**INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/20 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 882 337 8

SANOFI AVENTIS FRANCE

ézétimibe 10 mg
simvastatine 20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 147 4 2 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
- 34009 301 147 5 9 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
- 34009 301 147 6 6 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
- 34009 301 147 7 3 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
- 34009 550 420 3 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique d'**INEGY 10 mg/20 mg, comprimé**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée EZETIMIBE/SIMVASTATINE ZENTIVA 10 mg/40 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 810 037 7

SANOFI AVENTIS FRANCE

ézétimibe 10 mg
simvastatine 40 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 147 8 0 : 28 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 147 9 7 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 148 0 3 : 50 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 148 1 0 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 550 420 4 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique d'**INEGY 10 mg/40 mg, comprimé**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée FENTICONAZOLE BAILLEUL 2 %, crème
Code Identifiant de Spécialité : 6 370 378 4

LABORATOIRES BAILLEUL SA

nitrate de fenticonazole 2 g

pour 100 g de crème

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 176 9 9 : 15 g en tube (aluminium) ; boîte de 1
34009 301 177 0 5 : 30 g en tube (aluminium) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **LOMEXIN 2 POUR CENT, crème**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée FLECAINIDE MYLAN LP 100 mg, gélule à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 735 283 8

MYLAN SAS

acétate de flécaïnide 100 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 153 5 0 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **FLECAÏNE L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée FLECAINIDE MYLAN LP 150 mg, gélule à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 848 466 8

MYLAN SAS

acétate de flécaïnide..... 150 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 153 6 7 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **FLECAÏNE L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée FLECAINIDE MYLAN LP 200 mg, gélule à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 804 615 7

MYLAN SAS

acétate de flécaïnide..... 200 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 153 7 4 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **FLECAÏNE L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée FLECAINIDE MYLAN LP 50 mg, gélule à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 936 881 6

MYLAN SAS

acétate de flécaïnide..... 50 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 153 4 3 : 30 gélules en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **FLECAÏNE L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée GATOURIL 500 mg, gélule

Code Identifiant de Spécialité : 6 098 764 6

DEXTREG

amoxicilline 500 mg
sous forme d'amoxicilline trihydratée..... 578 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 029 6 1 : 12 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 7 8 : 21 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 9 2 : 24 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CLAMOXYL 500 mg, gélule**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée GIBITER EASYHALER, 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

Code Identifiant de Spécialité : 6 457 941 4

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

budésonide 160
microgrammes
fumarate de formotérol dihydraté 4,5
microgrammes

pour une dose délivrée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 931 8 4 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 931 9 1 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 932 0 7 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 932 1 4 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 550 332 4 0 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 3
34009 550 332 5 7 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 3

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée GIBITER EASYHALER, 320 microgrammes/9 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

Code Identifiant de Spécialité : 6 544 159 0

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

budésonide 320
microgrammes
fumarate de formotérol dihydraté 9
microgrammes

pour une dose délivrée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 932 4 5 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 932 5 2 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 550 332 1 9 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 3

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée GIBITER EASYHALER, 80 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation

Code Identifiant de Spécialité : 6 898 484 4

Laboratoires MENARINI INTERNATIONAL Operations Luxembourg SA

budésonide 80
microgrammes
fumarate de formotérol dihydraté 4,5
microgrammes

pour une dose délivrée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 929 1 0 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 929 2 7 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 931 0 8 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 300 931 1 5 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 1
34009 550 332 2 6 : 60 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate de butylène) ; boîte de 3
34009 550 332 3 3 : 120 doses en inhalateur multidose (polyéthylène basse densité (PEBD)/polycarbonate/styrène/butadiène/polypropylène/polytéréphthalate (PET)) ; boîte de 3

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE SUBSTI-LABO 15 %/8 %/2 %, crème
Code Identifiant de Spécialité : 6 831 286 4

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

glycérol..... 15 g
vaseline..... 8 g
paraffine liquide 2 g

pour 100 g

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 096 1 8 : 250 g en tube (polyéthylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **DEXERYL, crème**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE SUBSTIPHARM 15 %/8 %/2 %, crème
Code Identifiant de Spécialité : 6 132 780 3

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

glycérol..... 15 g
vaseline..... 8 g
paraffine liquide 2 g

pour 100 g

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 095 9 5 : 250 g en tube (polyéthylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **DEXERYL, crème**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE TEVA 15 %/8 %/2 %, crème
Code Identifiant de Spécialité : 6 046 832 0

TEVA BV

glycérol..... 15 g
vaseline..... 8 g
paraffine liquide 2 g

pour 100 g

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 096 0 1 : 250 g en tube (polyéthylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **DEXERYL, crème**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée IBUPROFENE CAFEINE SANOFI 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 714 082 8

SANOFI AVENTIS FRANCE

ibuprofène 400 mg
caféine 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 749 0 9 : 6 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 749 1 6 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 749 2 3 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 300 749 3 0 : 15 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée IDEKERR 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 788 071 8

CHANELLE MEDICAL

ivabradine 5 mg
sous forme d'oxalate d'ivabradine 5,96 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 927 7 4 : 14 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 8 1 : 28 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 9 8 : 56 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 7 0 : 84 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 8 7 : 98 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 0 0 : 112 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 0 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 1 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 2 8 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 1 7 : 84 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 3 1 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 4 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 5 5 : 112 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée IDEKERR 7,5 mg comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 235 016 0

CHANELLE MEDICAL

ivabradine 7,5 mg
sous forme d'oxalate d'ivabradine 8,94 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 928 3 5 : 14 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 4 2 : 28 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 5 9 : 56 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 6 2 : 84 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 7 9 : 98 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 327 9 3 : 112 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 6 6 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 7 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 928 8 0 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 328 0 9 : 84 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 328 1 6 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 328 2 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 328 3 0 : 112 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée INFLUVAC TETRA, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin grippal inactivé à antigènes de surface

Code Identifiant de Spécialité : 6 071 680 5

MYLAN MEDICAL SAS

antigènes de surface de virus de la grippe, inactivé, souche A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - souche analogue (A/California/7/2009, X-181) 15
microgrammes d'hémagglutinine
antigènes de surface de virus de la grippe, inactivé, souche A/Texas/50/2012 (H3N2)- souche analogue (A/Texas/50/2012, X-223A) 15
microgrammes d'hémagglutinine
antigènes de surface de virus de la grippe, inactivé, souche B/Massachusetts/2/2012 - souche analogue (B/Massachusetts/2/2012, BX-51B) 15
microgrammes d'hémagglutinine
antigènes de surface de virus de la grippe, inactivé, souche B/Brisbane/60/2008 - souche analogue (B/Brisbane/60/2008, souche sauvage) 15
microgrammes d'hémagglutinine

pour une dose de 0,5 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 177 1 2 : 0,5 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1
34009 301 177 2 9 : 0,5 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1
34009 550 435 2 2 : 0,5 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 10
34009 550 435 3 9 : 0,5 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 10

Décision du **08 septembre 2017**

Spécialité dénommée IVABRADINE CHANELLE MEDICAL 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 000 918 5

CHANELLE MEDICAL

ivabradine 5 mg
sous forme d'oxalate d'ivabradine 5,96 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 926 8 2 : 28 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 926 9 9 : 56 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 2 5 : 98 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 0 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 1 2 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 3 2 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée IVABRADINE CHANELLE MEDICAL 7,5 mg comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 129 030 1

CHANELLE MEDICAL

ivabradine 7,5 mg
sous forme d'oxalate d'ivabradine 8,94 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 927 3 6 : 28 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 4 3 : 56 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 4 9 : 98 comprimés en plaquette (avec calendrier/PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 5 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 300 927 6 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)
34009 550 326 5 6 : 98 comprimés en plaquette (PVC/polychlorotrifluoroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PROCORALAN 7,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 410 596 4

MYLAN SAS

lévodopa	100 mg
carbidopa anhydre	25 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	27 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 035 2 4 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 035 3 1 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 035 4 8 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 035 5 5 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 245 604 6

MYLAN SAS

lévodopa	125 mg
carbidopa anhydre	31,25 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	33,74 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 035 6 2 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 035 7 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 035 9 3 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 036 0 9 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 047 284 9

MYLAN SAS

lévodopa	150 mg
carbidopa anhydre	37,5 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	40,48 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 036 1 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 036 2 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 036 3 0 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 036 5 4 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 101 090 6

MYLAN SAS

lévodopa	175 mg
carbidopa anhydre	43,75 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	47,23 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 036 6 1 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 036 7 8 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 036 8 5 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 036 9 2 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 199 216 9

MYLAN SAS

lévodopa	200 mg
carbidopa anhydre	50 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	54 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 037 1 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 037 2 2 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 037 3 9 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 037 4 6 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 513 353 2

MYLAN SAS

lévodopa	50 mg
carbidopa anhydre	12,5 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	13,5 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 034 4 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 034 5 6 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 034 6 3 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 034 7 0 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 261 466 7

MYLAN SAS

lévodopa	75 mg
carbidopa anhydre	18,75 mg
sous forme de carbidopa monohydratée	20,24 mg
entacapone	200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 034 8 7 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 034 9 4 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 035 0 0 : 30 comprimés en plaquette (aluminium)
- 34009 301 035 1 7 : 100 comprimés en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **06 septembre 2017**

Spécialité dénommée MILAVAK 10 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 804 759 7

INOPHARM LIMITED

solifénacine	7,5 mg
sous forme de succinate de solifénacine	10,0 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 101 5 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 101 6 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 101 7 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 550 400 6 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 550 400 7 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 550 400 8 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 101 8 8 : 10 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
- 34009 301 101 9 5 : 20 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
- 34009 301 102 0 1 : 30 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
- 34009 550 400 9 5 : 50 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
- 34009 550 401 0 1 : 90 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
- 34009 550 401 1 8 : 100 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 septembre 2017**

Spécialité dénommée MILAVAK 5 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 343 535 0

INOPHARM LIMITED

solifénacine..... 3,8 mg
sous forme de succinate de solifénacine..... 5,0 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 100 2 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 100 3 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 100 5 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 100 7 2 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 400 0 2 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 400 2 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 100 8 9 : 10 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 100 9 6 : 20 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 101 1 9 : 30 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 301 101 2 6 : 50 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 550 400 3 3 : 90 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)
34009 550 400 4 0 : 100 comprimés en plaquette (polyéthylène/polychlorotrifluoroéthylène/PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **12 septembre 2017**

Spécialité dénommée MOXIFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 552 153 1

ARROW GENERIQUES

Moxifloxacine..... 400,00 mg
Sous forme de chlorhydrate de moxifloxacine..... 436,32 mg.

pour un comprimé pelliculé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 137 9 0 : Boîte de 1 comprimé pelliculé sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 0 6 : Boîte de 5 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 2 0 : Boîte de 7 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 3 7 : Boîte de 10 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 4 4 : Boîte de 14 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 5 1 : Boîte de 25 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 550 435 8 4 : Boîte de 50 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 550 415 7 3 : Boîte de 70 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 550 415 8 0 : Boîte de 80 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 550 416 0 3 : Boîte de 100 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).
34009 301 138 6 8 : Flacon (PEHD) de 30 comprimés pelliculés.
34009 550 416 1 0 : Flacon (PEHD) de 1000 comprimés pelliculés.

Cette spécialité est un générique de **IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **29 septembre 2017**

Spécialité dénommée NEVIRAPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 043 316 6

SANDOZ

névirapine anhydre 400 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 139 1 2 : 10 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 139 2 9 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 139 3 6 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC) ; boîte de 30
34009 550 417 3 3 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 139 4 3 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **VIRAMUNE 400 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **11 septembre 2017**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 623 381 3

TEVA SANTE

périndopril 6,816 mg

sous forme de tosilate de périndopril..... 10 mg

indapamide 2,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 057 3 3 : 30 comprimés en pilulier (polypropylène) ; boîte de 1
34009 301 277 8 0 : 50 comprimés en pilulier (polypropylène) ; boîte de 1
34009 301 277 9 7 : 30 comprimés en pilulier (polypropylène) ; boîte de 3
34009 301 278 0 3 : 50 comprimés en pilulier (polypropylène) ; boîte de 2
34009 301 278 1 0 : 30 comprimés en pilulier (polypropylène) ; boîte de 2

Cette spécialité est un générique de **BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN PHARMA 2 mg/0,625 mg comprimé sécable

Code Identifiant de Spécialité : 6 781 707 3

MYLAN SAS

périndopril	1,669 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	2 mg
indapamide	0,625 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 277 151 7 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 122 7 4 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 122 9 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 550 409 2 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 277 150 0 6 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 122 5 0 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 122 6 7 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 550 409 1 0 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)

Cette spécialité est un générique de **PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN PHARMA 4 mg/1,25 mg comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 090 868 4

MYLAN SAS

périndopril	3,338 mg
sous forme de périndopril tert-butylamine	4 mg
indapamide	1,25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 277 152 3 5 : 14 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 123 2 8 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 301 123 3 5 : 90 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 550 409 4 1 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 277 154 6 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 123 0 4 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 301 123 1 1 : 90 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
34009 550 409 3 4 : 100 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 mg, comprimé**

Décision du **15 septembre 2017**

Spécialité dénommée PHENYLEPHRINE UNIMEDIC 10 mg/ml, solution à diluer pour solution injectable/pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 617 388 9

UNIMEDIC AB

phényléphrine 10 mg
sous forme de chlorhydrate de phényléphrine

pour 1 ml

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 550 402 8 6 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5
- 34009 550 402 9 3 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 10
- 34009 550 403 1 6 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 20
- 34009 550 403 2 3 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 50
- 34009 550 403 3 0 : 1 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 100

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée PROPAFENONE ACCORD 300 mg, comprimé pelliculé sécable

Code Identifiant de Spécialité : 6 737 730 0

ACCORD HEALTHCARE France SAS

chlorhydrate de propafénone..... 300 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 121 5 1 : 20 comprimés en plaquette (aluminium/PVC/PVDC)
- 34009 301 121 6 8 : 30 comprimés en plaquette (aluminium/PVC/PVDC)
- 34009 301 121 7 5 : 60 comprimés en plaquette (aluminium/PVC/PVDC)
- 34009 301 121 8 2 : 90 comprimés en plaquette (aluminium/PVC/PVDC)
- 34009 550 407 0 5 : 100 comprimés en plaquette (aluminium/PVC/PVDC)

Cette spécialité est un générique de **RYTHMOL 300 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée PROPIONATE DE FLUTICASONE GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale

Code Identifiant de Spécialité : 6 513 213 1

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

propionate de fluticasone..... 50
microgrammes

pour une dose délivrée

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 075 8 4 : 60 doses en flacon (en verre/jaune(brun)) ; boîte de 1

Décision du **05 septembre 2017**

Spécialité dénommée RIZOGAL 500 mg, gélule

Code Identifiant de Spécialité : 6 517 190 3

DEXTREG

amoxicilline 500 mg
sous forme d'amoxicilline trihydratée..... 578 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 029 3 0 : 12 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 4 7 : 21 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 029 5 4 : 24 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CLAMOXYL 500 mg, gélule**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée SOLIFENACINE MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 320 146 1

MYLAN SAS

solifénacine 7,5 mg
sous forme de succinate de solifénacine..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 408 0 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 148 9 8 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 149 0 4 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 149 1 1 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 149 2 8 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 149 3 5 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 149 4 2 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 300 408 1 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 300 408 2 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 408 3 6 : 3 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 408 4 3 : 5 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 408 6 7 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 408 7 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 149 5 9 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 149 6 6 : 60 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 149 8 0 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 149 9 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 150 0 0 : 200 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **05 septembre 2017**

Spécialité dénommée SOLIFENACINE MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 763 719 6

MYLAN SAS

solifénacine..... 3,8 mg
sous forme de succinate de solifénacine..... 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 406 9 0 : 3 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 0 6 : 5 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 1 3 : 10 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 2 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 3 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 4 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 5 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 148 2 9 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 148 3 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 550 148 4 3 : 200 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 300 407 6 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 300 407 7 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 300 407 8 2 : 50 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 148 5 0 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 148 6 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 148 7 4 : 250 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 148 8 1 : 500 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 401 5 6 : 200 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **05 septembre 2017**

Spécialité dénommée SOLIFENACINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 819 898 7

TEVA SANTE

solifénacine..... 7,5 mg
sous forme de succinate de solifénacine..... 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 480 2 3 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 300 480 7 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée SOLIFENACINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 397 013 2

TEVA SANTE

solifénacine.....3,8 mg
sous forme de succinate de solifénacine..... 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 478 6 6 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)
34009 300 479 3 4 : 30 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX)
polytrifluorochloroéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée SORBITOL/CITRATE DE SODIUM/LAURILSULFOACETATE DE SODIUM
JOHNSON & JOHNSON 4,465 g / 0,45 g / 0,0645 g, solution rectale
Code Identifiant de Spécialité : 6 079 460 8

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE France

laurilsulfoacétate de sodium0,0645 g de
laurilsulfoacétate de sodium à 70 %
sorbitol liquide (cristallisable).....4,4650 g
citrate de sodium0,4500 g

pour 5 ml de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 174 3 9 : 5 ml en récipient unidose (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 4
34009 301 174 4 6 : 5 ml en récipient unidose (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 6
34009 301 174 5 3 : 5 ml en récipient unidose (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 12
34009 550 433 5 5 : 5 ml en récipient unidose (polyéthylène basse densité (PEBD)) ; boîte de 50

Décision du **22 septembre 2017**

Spécialité dénommée SUBSOL 2 MMOL/L DE POTASSIUM, solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration

Code Identifiant de Spécialité : 6 200 137 2

B BRAUN AVITUM AG

chlorure de calcium dihydraté.....	1,98 g
chlorure de magnésium hexahydraté	0,91 g
chlorure de sodium	4,21 g
chlorure de potassium	1,34 g
glucose anhydre	9,00 g
sous forme de glucose monohydraté	9,90 g

pour 1000 mL de solution

bicarbonate de sodium	3,59 g
chlorure de sodium	6,18 g

pour 1000 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 909 2 3 : 5000 mL en poche bicompartimentée (4445 mL et 555 mL) en polypropylène ; carton de 2

Décision du **29 septembre 2017**

Spécialité dénommée SUBSOL 4 MMOL/L DE POTASSIUM, solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration

Code Identifiant de Spécialité : 6 397 962 6

B BRAUN AVITUM AG

chlorure de calcium dihydraté.....	1,98 g
chlorure de magnésium hexahydraté	0,91 g
chlorure de sodium	4,21 g
chlorure de potassium	2,68 g
glucose anhydre	9,00 g
sous forme de glucose monohydraté	9,90 g

pour 1000 mL de solution

bicarbonate de sodium	3,59 g
chlorure de sodium	6,18 g

pour 1000 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 909 5 4 : 5000 mL en poche bicompartimentée (4445 mL et 555 mL) en polypropylène ; carton de 2

Décision du **29 septembre 2017**

Spécialité dénommée SUBSOL SANS POTASSIUM, solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration

Code Identifiant de Spécialité : 6 152 810 1

B BRAUN AVITUM AG

chlorure de calcium dihydraté..... 1,98 g
chlorure de magnésium hexahydraté 0,91 g
chlorure de sodium 4,21 g
glucose anhydre 9,00 g
sous forme de glucose monohydraté 9,90 g

pour 1000 mL de solution

bicarbonate de sodium 3,59 g
chlorure de sodium 6,18 g

pour 1000 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 909 3 0 : 5000 mL en poche bicompartimentée (4445 mL et 555 mL) en polypropylène ; carton de 2

Décision du **29 septembre 2017**

Spécialité dénommée THIOPENTAL PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable

Code Identifiant de Spécialité : 6 894 245 7

PANPHARMA

thiopental sodique..... 0,94 g
sous forme de thiopental et carbonate sodiques..... 1 g

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 421 5 0 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5
34009 550 421 6 7 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 421 7 4 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25
34009 550 421 8 1 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 50
34009 550 422 0 4 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 100

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée THIOPENTAL PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectable
Code Identifiant de Spécialité : 6 500 026 1

PANPHARMA

thiopental sodique.....470 mg
sous forme de thiopental et carbonate sodiques.....500 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 421 0 5 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 5
34009 550 421 1 2 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 421 2 9 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 25
34009 550 421 3 6 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 50
34009 550 421 4 3 : 20 ml en flacon (en verre) ; boîte de 100

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée THYROFIX 100 microgrammes, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 463 560 3

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

lévothyroxine sodique anhydre.....100
microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 138 4 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 138 5 4 : 50 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 138 6 1 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 138 7 8 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 100 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée THYROFIX 25 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 826 517 2

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

lévothyroxine sodique anhydre.....25
microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 136 4 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 136 6 3 : 50 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 136 7 0 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 136 8 7 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 25 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée THYROFIX 50 microgrammes, comprimé

Code Identifiant de Spécialité : 6 541 026 0

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

lévothyroxine sodique anhydre.....50
microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 137 5 5 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 137 6 2 : 50 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 137 7 9 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
34009 300 137 8 6 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 50 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée THYROFIX 75 microgrammes, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 482 659 0

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

lévothyroxine sodique anhydre.....75
microgrammes
sous forme de lévothyroxine sodique

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 137 9 3 : 30 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
- 34009 300 138 0 9 : 50 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
- 34009 300 138 1 6 : 60 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)
- 34009 300 138 2 3 : 100 comprimés en plaquette (PVC/TE (thermo-élastique)/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVOTHYROX 75 microgrammes, comprimé sécable**

Décision du **20 septembre 2017**

Spécialité dénommée TRAGLAFKA 40 microgrammes/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 233 231 9

HORUS PHARMA

travoprost.....40
microgrammes

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 300 957 0 6 : 2,5 ml en flacon (multidose(s)/polypropylène) ; boîte de 1
- 34009 550 337 0 7 : 2,5 ml en flacon (multidose(s)/polypropylène) ; boîte de 3

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée TRAVOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution

Code Identifiant de Spécialité : 6 017 860 9

BIOGARAN

travoprost..... 40
microgrammes
timolol..... 5 mg
sous forme de maléate de timolol

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 052 1 4 : 5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 1
34009 550 371 7 0 : 5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 3
34009 550 371 8 7 : 5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 6
34009 550 371 9 4 : 5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 11
34009 550 372 0 0 : 5 ml en flacon (polypropylène) ; boîte de 23

Cette spécialité est un générique de **DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution**

Décision du **12 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 518 802 3

ACCORD HEALTHCARE France SAS

vardénafil 10 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 106 5 2 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 106 6 9 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 106 7 6 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 106 8 3 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 106 9 0 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **13 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 078 533 1

ACCORD HEALTHCARE France SAS

vardénafil 20 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 107 0 6 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 107 1 3 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 107 2 0 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 107 3 7 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 107 4 4 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **13 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 779 464 6

ACCORD HEALTHCARE France SAS

vardénafil 5 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 105 9 1 : 2 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 106 0 7 : 4 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 106 1 4 : 8 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 106 3 8 : 12 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 106 4 5 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **13 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL PHARMAKI GENERICS 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 959 986 9

PHARMAKI GENERICS LTD

vardénafil 10 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 090 8 3 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 0 6 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 1 3 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 2 0 : 12 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 3 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL PHARMAKI GENERICS 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 451 589 9

PHARMAKI GENERICS LTD

vardénafil 20 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 091 4 4 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 6 8 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 7 5 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 8 2 : 12 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 091 9 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL PHARMAKI GENERICS 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 464 857 9

PHARMAKI GENERICS LTD

vardénafil 5 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 090 3 8 : 2 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 090 4 5 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 090 5 2 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 090 6 9 : 12 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 090 7 6 : 20 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **21 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL TEVA SANTE 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 454 120 7

TEVA SANTE

vardénafil 10 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 104 3 0 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 104 4 7 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL TEVA SANTE 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 128 724 8

TEVA SANTE

vardénafil 20 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 105 1 5 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 105 2 2 : 8 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)
- 34009 301 105 3 9 : 12 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée VARDENAFIL TEVA SANTE 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 645 889 5

TEVA SANTE

vardénafil 5 mg
sous forme de chlorhydrate de vardénafil trihydraté

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 103 5 5 : 4 comprimés en plaquette (PVC/(ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **LEVITRA 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée VIZITRAV 40 microgrammes/mL, collyre en solution
Code Identifiant de Spécialité : 6 713 830 0

LABORATOIRE CHAUVIN

travoprost 40
microgrammes

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 300 934 0 5 : 2,5 ml en flacon (multidose(s)/polypropylène) ; boîte de 1

34009 550 330 1 1 : 2,5 ml en flacon (multidose(s)/polypropylène) ; boîte de 3

Décision du **07 septembre 2017**

Spécialité dénommée VORICONAZOLE APOTEX 200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 906 121 9

APOTEX EUROPE BV

voriconazole 200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 143 9 1 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 144 0 7 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 144 2 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 144 3 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 144 4 5 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 550 418 0 1 : 100 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VFEND 200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **26 septembre 2017**

Spécialité dénommée VORICONAZOLE APOTEX 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 732 732 2

APOTEX EUROPE BV

voriconazole..... 50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 143 2 2 : 14 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 143 3 9 : 20 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 143 4 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 143 6 0 : 30 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 143 7 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VFEND 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **26 septembre 2017**

Spécialité dénommée XYBILUN 100 mg, film orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 239 415 3

Laboratoires GENEVRIER SA

sildénafil..... 100 mg

sous forme de citrate de sildénafil..... 140,4 mg

pour un film orodispersible

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 178 9 7 : 2 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

34009 301 179 0 3 : 4 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

34009 301 179 1 0 : 8 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

34009 301 179 2 7 : 12 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée XYBILUN 25 mg, film orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 159 533 1

Laboratoires GENEVRIER SA

sildénafil 25 mg
sous forme de citrate de sildénafil 35,1 mg

pour un film

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 177 5 0 : 2 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 177 6 7 : 4 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 177 8 1 : 8 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 177 9 8 : 12 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée XYBILUN 50 mg, film orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 483 493 6

Laboratoires GENEVRIER SA

sildénafil 50 mg
sous forme de citrate de sildénafil 70,2 mg

pour un film

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 178 0 4 : 2 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 1 1 : 4 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 2 8 : 8 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 4 2 : 12 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2017**

Spécialité dénommée XYBILUN 75 mg, film orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 118 745 4

Laboratoires GENEVRIER SA

sildénafil 75 mg
sous forme de citrate de sildénafil 105,3 mg

pour un film orodispersible

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 178 5 9 : 2 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 6 6 : 4 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 7 3 : 8 film en sachet (polyéthylène/aluminium)
34009 301 178 8 0 : 12 film en sachet (polyéthylène/aluminium)

Décision du **20 septembre 2017**