

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65982927	T.T.D B3 B4, comprimé	TRADIPHAR	3103083	3400931030836	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60584104	TABACUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147442	3400931474425	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
60584104	TABACUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147459	3400931474593	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
69754312	TABACUM COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3147436	3400931474364	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
64502108	TABACUM COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147407	3400931474074	1 flacon(s) de 15 ml
64502108	TABACUM COMPOSE BOIRON, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3147413	3400931474135	1 flacon(s) de 30 ml
68916875	TABACUM COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092161	3400930921616	tube(s) de 120 comprimé(s)
67982242	TABACUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3158167	3400931581673	1 flacon(s) de 15 ml
67982242	TABACUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3158173	3400931581734	1 flacon(s) de 30 ml
64180073	TABKOLA, pâte à sucer	PLANTES ET MEDECINES	3416310	3400934163104	1 sachet(s) polypropylène PVDC de 40 pâte(s)
64180073	TABKOLA, pâte à sucer	PLANTES ET MEDECINES	3416327	3400934163272	1 sachet(s) polypropylène PVDC de 80 pâte(s)
60145484	TABLETTES ANTI H, comprimé	EISAI SA	3005297	3400930052976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
61937265	TABLETTES DOPS, comprimé	FUCA	3033282	3400930332825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61695844	TACHOSIL, éponge médicamenteuse	NYCOMED AUSTRIA	5658075	3400956580750	plaquette(s) thermoformée(s) polystyrène de 1 éponge(s) de 9,5 cm x 4,8 cm
61695844	TACHOSIL, éponge médicamenteuse	NYCOMED AUSTRIA	5658081	3400956580811	plaquette(s) thermoformée(s) polystyrène de 2 éponge(s) de 4,8 cm x 4,8 cm
61695844	TACHOSIL, éponge médicamenteuse	NYCOMED AUSTRIA	5658098	3400956580989	plaquette(s) thermoformée(s) polystyrène de 1 éponge(s) de 3,0 cm x 2,5 cm
61695844	TACHOSIL, éponge médicamenteuse	NYCOMED AUSTRIA	5658106	3400956581061	plaquette(s) thermoformée(s) polystyrène de 5 éponge(s) de 3,0 cm x 2,5 cm
65812177	TADENAN 50 mg, capsule molle	FOURNIER	3165428	3400931654285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
65812177	TADENAN 50 mg, capsule molle	FOURNIER	3376409	3400933764098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 capsule(s)
60317418	TADENAN 50 mg, capsule molle	PHARMA LAB	4900054	3400949000548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 capsule(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3300671	3400933006716	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3300688	3400933006884	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3313751	3400933137519	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s) (ABROGE)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3324105	3400933241056	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 40 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3324111	3400933241117	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 60 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3324128	3400933241285	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 80 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3324134	3400933241346	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3356602	3400933566029	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3365877	3400933658779	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3376504	3400933765040	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65025026	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3376510	3400933765101	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
65383183	TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3210548	3400932105489	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
65383183	TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3210554	3400932105540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65383183	TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3210560	3400932105601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65383183	TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3524459	3400935244598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60766719	TAGAMET 200 mg, granulés effervescents pour solution buvable en sachet	GLAXOSMITHKLINE	3307035	3400933070359	40 sachet(s) papier aluminium polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60766719	TAGAMET 200 mg, granulés effervescents pour solution buvable en sachet	GLAXOSMITHKLINE	3307041	3400933070410	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
60766719	TAGAMET 200 mg, granulés effervescents pour solution buvable en sachet	GLAXOSMITHKLINE	3358274	3400933582746	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
60766719	TAGAMET 200 mg, granulés effervescents pour solution buvable en sachet	GLAXOSMITHKLINE	3380109	3400933801090	15 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
67143678	TAGAMET 200 mg, solution injectable IM ou IV	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3218596	3400932185962	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
66331175	TAGAMET 400 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3353590	3400933535902	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
66331175	TAGAMET 400 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3353609	3400933536091	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66331175	TAGAMET 400 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3353615	3400933536152	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
66331175	TAGAMET 400 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3353621	3400933536213	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
69472373	TAGAMET 400 mg, comprimé pelliculé	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3257685	3400932576852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65372920	TAGAMET 400 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion en poche	GLAXOSMITHKLINE	3272710	3400932727100	1 poche(s) PVC de 100 ml
68486879	TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3284512	3400932845125	1 flacon(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68486879	TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3284529	3400932845293	1 flacon(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
68486879	TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3319104	3400933191047	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
68486879	TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3319110	3400933191108	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 60 comprimé(s)
60089516	TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3279988	3400932799886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60089516	TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3279994	3400932799947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60089516	TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3494592	3400934945922	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67143532	TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3430675	3400934306754	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium papier polyester de 28 comprimé(s)
67143532	TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3719921	3400937199216	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-Aluminium papier polyester de 90 comprimé(s)
67143532	TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603022	3400956030224	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 50 comprimé(s)
67143532	TAHOR 10 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603039	3400956030392	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 100 comprimé(s)
69902323	TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3430681	3400934306815	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 28 comprimé(s)
69902323	TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3719938	3400937199384	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 90 comprimé(s)
69902323	TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603045	3400956030453	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 50 comprimé(s)
69902323	TAHOR 20 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603051	3400956030514	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 100 comprimé(s)
69466146	TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3430698	3400934306983	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 28 comprimé(s)
69466146	TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3719944	3400937199445	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 90 comprimé(s)
69466146	TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603068	3400956030682	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 50 comprimé(s)
69466146	TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	5603074	3400956030743	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 100 comprimé(s)
60703487	TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3555750	3400935557506	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 28 comprimé(s)
60703487	TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3555767	3400935557674	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 50 comprimé(s)
60703487	TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3555773	3400935557735	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60703487	TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3563353	3400935633538	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 30 comprimé(s)
60703487	TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3719950	3400937199506	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC papier polyester de 90 comprimé(s)
66317033	TAKADOL 100 mg, comprimé effervescent sécable	EXPANSCIENCE	3553142	3400935531421	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
66317033	TAKADOL 100 mg, comprimé effervescent sécable	EXPANSCIENCE	3553159	3400935531599	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66317033	TAKADOL 100 mg, comprimé effervescent sécable	EXPANSCIENCE	3553165	3400935531650	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62227453	TAKETIAM 200 mg, comprimé pelliculé	TAKEDA	3356424	3400933564247	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61538355	TALIDAT 500 mg, gomme orale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3484642	3400934846427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 gomme(s)
61538355	TALIDAT 500 mg, gomme orale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3484659	3400934846595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 gomme(s)
61538355	TALIDAT 500 mg, gomme orale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3484665	3400934846656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gomme(s)
61538355	TALIDAT 500 mg, gomme orale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3484671	3400934846717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 gomme(s)
61538355	TALIDAT 500 mg, gomme orale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3484688	3400934846885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gomme(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	3374439	3400933744397	9 plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 10 comprimé(s) (ABROGE)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591661	3400955916611	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 50 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591678	3400955916789	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591684	3400955916840	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 80 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591690	3400955916901	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 80 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591709	3400955917090	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 90 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591715	3400955917151	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591721	3400955917212	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 100 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5591738	3400955917380	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5592407	3400955924074	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR polyéthylène basse densité (PEBD) PVC de 180 comprimé(s)
64789715	TALOXIA 400 mg comprimé	SCHERING PLOUGH	5592413	3400955924135	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 180 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592436	3400955924364	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 50 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592442	3400955924425	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592459	3400955924593	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 60 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592465	3400955924654	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592471	3400955924715	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 90 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592488	3400955924883	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592494	3400955924944	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592502	3400955925026	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592519	3400955925194	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR PVC polyéthylène basse densité (PEBD) de 120 comprimé(s)
60223278	TALOXIA 600 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	5592525	3400955925255	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 comprimé(s)
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591589	3400955915898	1 flacon(s) en verre de 230 ml avec cuillère-mesure
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591595	3400955915959	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 230 ml avec cuillère-mesure
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591603	3400955916031	1 flacon(s) en verre de 250 ml avec cuillère-mesure
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591626	3400955916260	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 ml avec cuillère-mesure
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591632	3400955916321	1 flacon(s) en verre de 450 ml avec cuillère-mesure
62313468	TALOXIA 600 mg/5 ml suspension buvable	SCHERING PLOUGH	5591655	3400955916550	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 450 ml avec cuillère-mesure
68995876	TALVIDOL 30 mg/400 mg, gélule	LEURQUIN MEDIOLANUM	3550936	3400935509369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
68995876	TALVIDOL 30 mg/400 mg, gélule	LEURQUIN MEDIOLANUM	5628039	3400956280391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 200 gélule(s)
60498694	TAMARINE, gelée orale en pot	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3103290	3400931032908	1 pot(s) en verre de 380 g
60498694	TAMARINE, gelée orale en pot	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3333191	3400933331917	1 pot(s) en verre de 230 g
60498694	TAMARINE, gelée orale en pot	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3383125	3400933831257	1 pot(s) en verre de 260 g
68869799	TAMARINE, gelée orale en sachet	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3289337	3400932893379	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène de 5 g
67495220	TAMARINE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3192069	3400931920694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
67495220	TAMARINE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3206050	3400932060504	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 gélule(s)
67495220	TAMARINE, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3206067	3400932060672	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
60673318	TAMIFLU 12 mg/ml, poudre pour suspension buvable	ROCHE REGISTRATION	3599635	3400935996350	1 flacon(s) en verre brun de 30 g avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale, avec gobelet(s) doseur(s)
63601338	TAMIFLU 75 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3599629	3400935996299	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
60049991	TAMIK, capsule	IPRAD	3227135	3400932271351	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
60049991	TAMIK, capsule	IPRAD	3227141	3400932271412	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 capsule(s)
60049991	TAMIK, capsule	IPRAD	3227158	3400932271580	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 capsule(s)
60049991	TAMIK, capsule	IPRAD	3227164	3400932271641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 capsule(s)
60049991	TAMIK, capsule	IPRAD	5567148	3400955671480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 capsule(s)
65030482	TAMOXIFENE ARROW 10 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3647618	3400936476189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
65030482	TAMOXIFENE ARROW 10 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5656194	3400956561940	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
62147950	TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3647624	3400936476240	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
62147950	TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5656202	3400956562022	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 100 comprimé(s)
69235253	TAMOXIFENE BIOGALENIQUE 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3326392	3400933263928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69235253	TAMOXIFENE BIOGALENIQUE 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5568981	3400955689812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68779330	TAMOXIFENE BIOGALENIQUE 20 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3326386	3400933263867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68779330	TAMOXIFENE BIOGALENIQUE 20 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5568975	3400955689751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69203907	TAMOXIFENE BIOGARAN 10 mg, comprimé	BIOGARAN	3463930	3400934639302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
60230550	TAMOXIFENE BIOGARAN 20 mg, comprimé	BIOGARAN	3463947	3400934639470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
61623873	TAMOXIFENE BIOGARAN 30 mg, comprimé	BIOGARAN	3463953	3400934639531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
60859059	TAMOXIFENE EG 10 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3582540	3400935825407	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69392468	TAMOXIFENE EG 20 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3583344	3400935833440	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68285004	TAMOXIFENE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3564648	3400935646484	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68285004	TAMOXIFENE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5633454	3400956334544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63550484	TAMOXIFENE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3564631	3400935646316	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63550484	TAMOXIFENE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5633448	3400956334483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61789941	TAMOXIFENE MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3395223	3400933952235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61789941	TAMOXIFENE MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5590288	3400955902881	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61789941	TAMOXIFENE MERCK 10 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5596055	3400955960553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60940205	TAMOXIFENE MERCK 20 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3395246	3400933952464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60940205	TAMOXIFENE MERCK 20 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5590294	3400955902942	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60940205	TAMOXIFENE MERCK 20 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5596049	3400955960492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63170496	TAMOXIFENE RATIOPHARM 10 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3410632	3400934106323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69797712	TAMOXIFENE RATIOPHARM 20 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3410649	3400934106491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63142995	TAMOXIFENE RPG 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3292167	3400932921676	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
63142995	TAMOXIFENE RPG 10 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3594023	3400935940230	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61338657	TAMOXIFENE RPG 20 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3567500	3400935675002	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61338657	TAMOXIFENE RPG 20 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3594046	3400935940469	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
69424909	TAMOXIFENE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3679759	3400936797598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69424909	TAMOXIFENE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5647019	3400956470198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61003801	TAMOXIFENE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3679765	3400936797659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61003801	TAMOXIFENE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5647002	3400956470020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63625168	TAMOXIFENE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3614346	3400936143463	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60745696	TAMOXIFENE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3614352	3400936143524	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63929185	TAMOXIFENE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3410661	3400934106613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63929185	TAMOXIFENE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3614369	3400936143692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67535704	TAMOXIFENE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3666395	3400936663954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67535704	TAMOXIFENE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	5660669	3400956606696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67631396	TAMOXIFENE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3666403	3400936664036	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67631396	TAMOXIFENE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	5660675	3400956606757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61096862	TAMPON PHARMATEX, tampon vaginal médicamenteux	INNOTECH INTERNATIONAL	3269211	3400932692118	2 cupule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) dioxyde de titane de 1 tampon(s)
61096862	TAMPON PHARMATEX, tampon vaginal médicamenteux	INNOTECH INTERNATIONAL	3269228	3400932692286	6 cupule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) dioxyde de titane de 1 tampon(s)
60133973	TAMSULIJN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3718620	3400937186209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60133973	TAMSULIJN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679918	3400956799183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
60133973	TAMSULIJN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679924	3400956799244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
60133973	TAMSULIJN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679930	3400956799305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
69284407	TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3771962	3400937719629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69284407	TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	5701345	3400957013455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
69284407	TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	5701351	3400957013516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3705681	3400937056816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3705698	3400937056984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3705706	3400937057066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3705712	3400937057127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	5677049	3400956770496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
65823679	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	5677055	3400956770557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707728	3400937077286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707734	3400937077347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707740	3400937077408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707757	3400937077576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707763	3400937077637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707786	3400937077866	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707792	3400937077927	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707800	3400937078009	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707817	3400937078177	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	3707823	3400937078238	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677285	3400956772858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677291	3400956772919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677316	3400956773169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677322	3400956773220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677339	3400956773398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677345	3400956773459	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677351	3400956773510	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677368	3400956773688	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677374	3400956773749	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677380	3400956773800	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677397	3400956773978	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
67486011	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	BIOORGANICS	5677405	3400956774050	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3718637	3400937186377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736931	3400937369312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736948	3400937369480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736954	3400937369541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736960	3400937369602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736977	3400937369770	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3736983	3400937369831	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3737008	3400937370080	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3737014	3400937370141	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	3737020	3400937370202	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5679947	3400956799473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5679953	3400956799534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684606	3400956846061	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684612	3400956846122	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684629	3400956846290	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684635	3400956846351	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684641	3400956846412	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684658	3400956846580	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684664	3400956846641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684670	3400956846702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
65323460	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	DCI PHARMA	5684687	3400956846870	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
68843466	TAMSULOSINE EG L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3711983	3400937119832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68843466	TAMSULOSINE EG L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3712008	3400937120081	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3718488	3400937184885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	3728009	3400937280099	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5678155	3400956781553	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5678161	3400956781614	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5678178	3400956781782	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5679769	3400956797691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5679775	3400956797752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68560169	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	G GAM	5679781	3400956797813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
66074097	TAMSULOSINE KIRON LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3718577	3400937185776	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66074097	TAMSULOSINE KIRON LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679798	3400956797981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66074097	TAMSULOSINE KIRON LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679806	3400956798063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
66074097	TAMSULOSINE KIRON LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5679812	3400956798124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742328	3400937423281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742334	3400937423342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742340	3400937423403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742357	3400937423571	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 10 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742363	3400937423632	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 20 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	3742386	3400937423861	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 30 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684865	3400956848652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684871	3400956848713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684888	3400956848881	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684894	3400956848942	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684902	3400956849024	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 50 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684919	3400956849192	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 60 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684925	3400956849253	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684931	3400956849314	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 200 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684948	3400956849482	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
60408088	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	KIRON PHARMACEUTICA	5684954	3400956849543	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3718608	3400937186087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725212	3400937252126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725229	3400937252294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725235	3400937252355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725241	3400937252416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725258	3400937252584	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725264	3400937252645	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725270	3400937252706	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725287	3400937252874	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3725293	3400937252935	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678184	3400956781843	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678190	3400956781904	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678209	3400956782093	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678215	3400956782154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678221	3400956782215	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678238	3400956782383	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678244	3400956782444	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678250	3400956782505	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678267	3400956782673	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 98 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678273	3400956782734	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5678296	3400956782963	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5679858	3400956798582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5679864	3400956798643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
66315139	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5679870	3400956798704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3705729	3400937057295	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3705735	3400937057356	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707645	3400937076456	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707651	3400937076517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707668	3400937076685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707674	3400937076746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707680	3400937076807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707697	3400937076975	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707705	3400937077057	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3707711	3400937077118	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677144	3400956771448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677150	3400956771509	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677167	3400956771677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677173	3400956771738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677196	3400956771967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677204	3400956772049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677210	3400956772100	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677227	3400956772278	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677233	3400956772339	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677256	3400956772568	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677262	3400956772629	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
68840153	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5677279	3400956772797	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3718583	3400937185837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3725301	3400937253017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3725318	3400937253185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736753	3400937367530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736776	3400937367769	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736782	3400937367820	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736799	3400937367998	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736807	3400937368070	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736813	3400937368131	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3736836	3400937368360	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678304	3400956783045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678310	3400956783106	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678327	3400956783274	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678333	3400956783335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678356	3400956783564	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678362	3400956783625	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678379	3400956783793	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678385	3400956783854	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678391	3400956783915	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 98 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5678416	3400956784165	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5679829	3400956798292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5679835	3400956798353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5679841	3400956798414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
63389419	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5680287	3400956802876	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707875	3400937078757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707881	3400937078818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707898	3400937078986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707906	3400937079068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707912	3400937079129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707929	3400937079297	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707935	3400937079358	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707941	3400937079419	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707958	3400937079587	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3707964	3400937079648	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677428	3400956774289	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677434	3400956774340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677440	3400956774401	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677457	3400956774579	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677463	3400956774630	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677486	3400956774869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677492	3400956774920	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677500	3400956775002	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677517	3400956775170	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677523	3400956775231	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677546	3400956775460	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
68568244	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5677552	3400956775521	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
64500324	TAMSULOSINE RATIO 0.4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3771979	3400937719797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
64500324	TAMSULOSINE RATIO 0.4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701368	3400957013684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
64500324	TAMSULOSINE RATIO 0.4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5701374	3400957013745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3718494	3400937184946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3718502	3400937185028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3718519	3400937185196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3718525	3400937185257	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3718531	3400937185318	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679628	3400956796281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679634	3400956796342	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679640	3400956796403	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679657	3400956796571	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679663	3400956796632	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679686	3400956796861	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679692	3400956796922	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679700	3400956797004	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
63091974	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5679717	3400956797172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68735615	TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	3718643	3400937186438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68735615	TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	5679982	3400956799824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68735615	TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	SANDOZ	5679999	3400956799992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68655083	TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3718560	3400937185608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
68655083	TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	5679723	3400956797233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
68655083	TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	5679746	3400956797462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
68655083	TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	5679752	3400956797523	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3718614	3400937186148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736842	3400937368421	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736859	3400937368599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736865	3400937368650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736871	3400937368711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736888	3400937368889	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 10 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736894	3400937368940	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736902	3400937369022	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736919	3400937369190	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3736925	3400937369251	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5679887	3400956798872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5679893	3400956798933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5679901	3400956799015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 200 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680293	3400956802937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680301	3400956803019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680318	3400956803187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680324	3400956803248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680330	3400956803309	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680347	3400956803477	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680353	3400956803538	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5680376	3400956803767	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5684575	3400956845750	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 98 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5684581	3400956845811	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 gélule(s)
69005124	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5684598	3400956845989	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 gélule(s)
60287373	TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3299040	3400932990405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60287373	TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3299057	3400932990573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
60287373	TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3299063	3400932990634	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60287373	TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé	BEAUFOR IPSEN PHARMA	5574935	3400955749356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
66029390	TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3163240	3400931632405	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 30 ml avec mesurette(s) graduée(s)
66029390	TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3163257	3400931632573	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 ml avec mesurette(s) graduée(s)
66029390	TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3163263	3400931632634	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec mesurette(s) graduée(s)
66029390	TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3302799	3400933027995	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 90 ml avec mesurette(s) graduée(s)
66029390	TANAKAN 40 mg/ml, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	5548518	3400955485186	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483832	3400934838323	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483849	3400934838491	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483855	3400934838552	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508437	3400935084378	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508443	3400935084439	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 5 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508466	3400935084668	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508472	3400935084729	3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508489	3400935084897	5 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508495	3400935084958	8 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508503	3400935085030	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3738870	3400937388702	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3738887	3400937388870	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
68753339	TANATRIL 10 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	5616154	3400956161546	100 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65954550	TANATRIL 20 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483861	3400934838613	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65954550	TANATRIL 20 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483878	3400934838781	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
65954550	TANATRIL 20 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483884	3400934838842	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483795	3400934837951	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483803	3400934838033	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3483826	3400934838262	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508354	3400935083548	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508360	3400935083609	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 5 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508377	3400935083777	2 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508383	3400935083838	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508408	3400935084088	5 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508414	3400935084149	8 plaquette(s) thermoformée(s) de 7 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3508420	3400935084200	10 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3738858	3400937388580	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 84 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3738864	3400937388641	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
68669332	TANATRIL 5 mg, comprimé sécable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	5616148	3400956161485	100 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66302355	TANDEMACT 30 mg/4 mg, comprimé	TAKEDA GLOBAL R&D CENTRE (EUROPE)	3791775	3400937917759	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66302355	TANDEMACT 30 mg/4 mg, comprimé	TAKEDA GLOBAL R&D CENTRE (EUROPE)	3791781	3400937917810	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
69120151	TANDEMACT 45 mg/4 mg, comprimé	TAKEDA GLOBAL R&D CENTRE (EUROPE)	3791798	3400937917988	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69120151	TANDEMACT 45 mg/4 mg, comprimé	TAKEDA GLOBAL R&D CENTRE (EUROPE)	3791806	3400937918060	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3103373	3400931033738	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3160885	3400931608851	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3160891	3400931608912	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3384567	3400933845674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3384573	3400933845735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3384596	3400933845964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61231388	TANGANIL 500 mg, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3384604	3400933846046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68281340	TANGANIL 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3423304	3400934233043	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 845 mg
68281340	TANGANIL 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3423310	3400934233104	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 845 mg
63358726	TANGANIL 500 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3103367	3400931033677	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
63358726	TANGANIL 500 mg/5 ml, solution injectable I.V. en ampoule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3272259	3400932722594	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
64716610	TANGANIL LYOC 500 mg, lyophilisat oral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3356513	3400933565138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 lyophilisat(s)
64716610	TANGANIL LYOC 500 mg, lyophilisat oral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3356536	3400933565367	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 lyophilisat(s)
64716610	TANGANIL LYOC 500 mg, lyophilisat oral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3358736	3400933587369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 lyophilisat(s)
69510347	TARANTULA LEHNING COMPLEXE N°71, solution buvable	LEHNING	3060043	3400930600436	1 flacon(s) de 20 ml
61694240	TARCEVA 100 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3692346	3400936923461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63390528	TARCEVA 150 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3692352	3400936923522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67311535	TARCEVA 25 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3692323	3400936923232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68269288	TARDYFERON 80 mg, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3351800	3400933518004	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
64875192	TARDYFERON B9, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3291819	3400932918195	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64875192	TARDYFERON B9, comprimé enrobé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3358860	3400933588601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569054	3400935690548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569060	3400935690609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569077	3400935690777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569083	3400935690838	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569232	3400935692320	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569249	3400935692498	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713893	3400937138932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713901	3400937139014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713918	3400937139182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713924	3400937139243	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61823653	TAREG 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713930	3400937139304	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
69783520	TAREG 160 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3523632	3400935236326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
69783520	TAREG 160 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3523649	3400935236494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 gélule(s)
69783520	TAREG 160 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3523655	3400935236555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695830	3400936958302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695847	3400936958470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695853	3400936958531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695876	3400936958760	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695882	3400936958821	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3695899	3400936958999	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3713798	3400937137980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3713806	3400937138062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3713812	3400937138123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3713829	3400937138291	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
67813947	TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3713835	3400937138352	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
68647439	TAREG 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3431195	3400934311956	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
68647439	TAREG 40 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3431203	3400934312038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569019	3400935690197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569025	3400935690258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569031	3400935690319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 56 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569048	3400935690487	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569203	3400935692030	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3569226	3400935692269	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713841	3400937138413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713858	3400937138581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713864	3400937138642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713870	3400937138703	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
69557432	TAREG 80 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3713887	3400937138871	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s)
62107920	TAREG 80 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3431226	3400934312267	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 gélule(s)
62107920	TAREG 80 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3431232	3400934312328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 98 gélule(s)
60462328	TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	MARION MERRELL	5560548	3400955605485	1 flacon(s) en verre de 114 mg - 1 ampoule(s) de 1,8 ml
69006105	TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	MARION MERRELL	5560554	3400955605546	1 flacon(s) en verre de 224 mg - 1 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
64077917	TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	MARION MERRELL	5560531	3400955605317	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
69197468	TARGRETIN 75 mg, capsule molle	LIGAND PHARMACEUTICALS	3657479	3400936574793	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 capsule(s)
62404028	TARKA L.P., comprimé pelliculé à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3575971	3400935759719	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62404028	TARKA L.P., comprimé pelliculé à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3712557	3400937125574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62404028	TARKA L.P., comprimé pelliculé à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3713663	3400937136631	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
62404028	TARKA L.P., comprimé pelliculé à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3713686	3400937136860	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
61655981	TARKA LP, gélule à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3482689	3400934826894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
61655981	TARKA LP, gélule à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3713692	3400937136921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61655981	TARKA LP, gélule à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3713700	3400937137003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 gélule(s)
61655981	TARKA LP, gélule à libération prolongée	ABBOTT FRANCE	3713717	3400937137171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
66245833	TARTRATE DE SYNEPHRINE/GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE BOEHRINGER INGELHEIM France 2 mg/0,1 mg, collyre en solution	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3647601	3400936476011	10 récipient(s) unidos(e)s polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
67077388	TASMAR 100 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454641	3400934546419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
67077388	TASMAR 100 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454658	3400934546587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
67077388	TASMAR 100 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454664	3400934546648	flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67077388	TASMAR 100 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3692487	3400936924871	flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
67077388	TASMAR 100 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3692493	3400936924932	flacon(s) en verre de 60 comprimé(s)
61945479	TASMAR 200 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454670	3400934546709	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 30 comprimé(s)
61945479	TASMAR 200 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454687	3400934546877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 60 comprimé(s)
61945479	TASMAR 200 mg, comprimé pelliculé	VALEANT PHARMACEUTICALS (ROYAUME-UNI)	3454693	3400934546938	flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
60567254	TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3489958	3400934899584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60567254	TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3496527	3400934965272	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
60567254	TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3496533	3400934965333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
60567254	TAVANIC 250 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5619023	3400956190232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69091027	TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion	AVENTIS	5618986	3400956189861	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69091027	TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion	AVENTIS	5618992	3400956189922	10 flacon(s) en verre de 50 ml
69091027	TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion	AVENTIS	5619000	3400956190003	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69091027	TAVANIC 5 mg/ml, solution pour perfusion	AVENTIS	5619017	3400956190171	10 flacon(s) en verre de 100 ml
64784789	TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3489964	3400934899645	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64784789	TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3496556	3400934965562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
64784789	TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3496562	3400934965623	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
64784789	TAVANIC 500 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5619046	3400956190461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64000493	TAXOFIT, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3230551	3400932305513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64000493	TAXOFIT, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3230568	3400932305681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64000493	TAXOFIT, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3230574	3400932305742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 70 comprimé(s)
64000493	TAXOFIT, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3230580	3400932305803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 80 comprimé(s)
64000493	TAXOFIT, comprimé enrobé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3230597	3400932305971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5582142	3400955821427	1 flacon(s) en verre de 5 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5582159	3400955821595	10 flacon(s) en verre de 5 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5601804	3400956018048	1 flacon(s) en verre de 16,7 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5601810	3400956018109	10 flacon(s) en verre de 16,7 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5622479	3400956224791	1 flacon(s) en verre de 50 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5622485	3400956224852	10 flacon(s) en verre de 50 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5654692	3400956546923	1 flacon(s) en verre de 25 ml
67630472	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	BRISTOL MYERS SQUIBB	5654700	3400956547005	10 flacon(s) en verre de 25 ml
63114056	TAXOTERE 20 mg, solution à diluer et solvant pour perfusion	AVENTIS PHARMA	5595179	3400955951797	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 1,98 ml
60044108	TAXOTERE 80 mg, solution à diluer et solvant pour perfusion	AVENTIS PHARMA	5595185	3400955951858	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 7,33 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67873780	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3691921	3400936919211	1 flacon(s) en verre
68769891	TAZOCILLINE 3 g/375 mg, poudre pour solution pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3691938	3400936919389	1 flacon(s) en verre
60445784	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3691944	3400936919440	flacon(s) en verre
60445784	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3691950	3400936919501	flacon(s) en verre avec dispositif(s) de transfert
66155880	TEALINE, gélule	ARKOPHARMA	3348608	3400933486082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 gélule(s)
66155880	TEALINE, gélule	ARKOPHARMA	3359799	3400933597993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 160 gélule(s)
63030409	TEATROIS 0,35 mg, comprimé	THERANOL DEGLAUDE	3173735	3400931737353	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
69793728	TECEOS. Trousse pour la préparation de la solution injectable d'acide 3,3-diphosphono-1,2-propane dicarboxylique (DPD) de technétium [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5609800	3400956098002	5 flacon(s) en verre de 14,23 mg
67456915	TECHNESCAN DMSA, poudre pour solution injectable. Trousse pour la préparation de la solution injectable de succimère de technétium [99mTc]	MALLINCKRODT FRANCE	5644587	3400956445875	5 flacon(s) en verre de 31,4 mg
64060864	TECHNESCAN DTPA, trousse pour la préparation de la solution injectable de pentétate de technétium [99m Tc]	MALLINCKRODT FRANCE	5609929	3400956099290	5 flacon(s) en verre de 37,5 mg
60680832	TECHNESCAN HDP, lyophilisat pour usage parentéral	MALLINCKRODT FRANCE	5589747	3400955897477	5 flacon(s) de 6 ml
60680832	TECHNESCAN HDP, lyophilisat pour usage parentéral	MALLINCKRODT FRANCE	5589753	3400955897538	30 flacon(s) de 6 ml
65086748	TECHNESCAN LYOMAA, poudre pour suspension injectable. Trousse pour la préparation de Macroagrégats d'Albumine humaine Technétiés [99mTc] [DRN 7378]	MALLINCKRODT FRANCE	5623591	3400956235919	5 flacon(s) de poudre en verre
61840389	TECHNESCAN MAG 3, poudre pour solution injectable	MALLINCKRODT FRANCE	5569331	3400955693314	5 flacon(s) en verre de 18 mg
61606614	TechneScan PYP, poudre pour solution injectable. Trousse pour la préparation du pyrophosphate technétié [99mTc]	MALLINCKRODT FRANCE	5565468	3400955654681	5 flacon(s) en verre de 15,26 mg
63514285	TEDRALAN 200 mg, gélule à libération prolongée	SERP	3103539	3400931035398	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
60540314	TEDRALAN L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	SERP	3456195	3400934561955	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
68469157	TEDRALAN L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	SERP	3456189	3400934561894	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
69174658	TEGELINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5598953	3400955989530	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec dispositif de transfert avec aiguille(s)
69174658	TEGELINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5598976	3400955989769	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 50 ml avec dispositif de transfert avec matériel de perfusion
69174658	TEGELINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5598982	3400955989820	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 100 ml avec dispositif de transfert avec matériel de perfusion
69174658	TEGELINE 50 mg/ml, poudre et solvant pour solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5598999	3400955989998	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 200 ml avec dispositif de transfert avec matériel de perfusion
65608566	TEGRETOL 20 mg/ml, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3152443	3400931524434	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec seringue(s) pour administration orale
65608566	TEGRETOL 20 mg/ml, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3295639	3400932956395	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue(s) pour administration orale
65608566	TEGRETOL 20 mg/ml, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3295645	3400932956456	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec seringue(s) pour administration orale
61009918	TEGRETOL 200 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3103545	3400931035459	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 10 comprimé(s)
65612041	TEGRETOL 400 mg, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3265756	3400932657568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63045724	TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3298419	3400932984190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 60 comprimé(s)
63045724	TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3298425	3400932984251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
63045724	TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3307006	3400933070069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 50 comprimé(s)
63045724	TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3314874	3400933148744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
67655493	TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3298431	3400932984312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 30 comprimé(s)
67655493	TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3298448	3400932984480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 50 comprimé(s)
67655493	TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3298454	3400932984541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC polyéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
63780649	TEINTURE D'ARNICA BOUCHARA RECORDATI, tampon imbibé	BOUCHARA RECORDATI	3219124	3400932191246	30 sachet(s) aluminium polyéthylène de 1 tampon(s)
67943360	TEINTURE D'ARNICA COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3268967	3400932689675	1 flacon(s) en verre de 30 ml
67943360	TEINTURE D'ARNICA COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3268973	3400932689736	1 flacon(s) en verre de 45 ml
67943360	TEINTURE D'ARNICA COOPER, solution pour application cutanée	COOPER	3437269	3400934372698	1 flacon(s) en verre de 60 ml
60337851	TEINTURE D'ARNICA GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3362643	3400933626433	1 flacon(s) en verre de 45 ml
60337851	TEINTURE D'ARNICA GIFRER, solution pour application locale	GIFRER BARBEZAT	3376355	3400933763558	1 flacon(s) en verre brun de 24 ml avec pompe doseuse polyéthylène polyoxyméthylène
60998571	TEINTURE D'ARNICA PHARMADOSE, solution pour application locale	GILBERT	3255947	3400932559473	1 flacon(s) en verre de 30 ml
60998571	TEINTURE D'ARNICA PHARMADOSE, solution pour application locale	GILBERT	3255953	3400932559534	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec valve(s) doseuse(s)
66451573	TEINTURE D'IODE GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3242206	3400932422067	1 flacon(s) en verre de 45 ml
66451573	TEINTURE D'IODE GIFRER, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3427348	3400934273483	1 flacon(s) en verre de 60 ml
62287176	TEKLADIS, comprimé à sucer	THERAPLIX	3341279	3400933412791	1 boîte(s) fer de 48 comprimé(s)
62287176	TEKLADIS, comprimé à sucer	THERAPLIX	3341285	3400933412852	1 boîte(s) polypropylène de 48 comprimé(s)
65401375	TELEBRIX 12 SODIUM (120 mg/ml), solution injectable	GUERBET	3171601	3400931716013	1 flacon(s) en verre de 250 ml avec matériel de perfusion
65401375	TELEBRIX 12 SODIUM (120 mg/ml), solution injectable	GUERBET	5510378	3400955103783	10 flacon(s) en verre de 250 ml avec matériel de perfusion
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3135545	3400931355458	1 flacon(s) en verre de 30 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3135551	3400931355519	1 flacon(s) en verre de 100 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3233377	3400932333776	1 flacon(s) en verre de 50 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3384981	3400933849818	1 flacon(s) en verre avec seringue(s) polypropylène microperfuseur PVC de 50 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3434911	3400934349119	1 flacon(s) en verre de 200 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5603453	3400956034536	10 flacon(s) en verre de 100 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5603476	3400956034765	25 flacon(s) en verre de 30 ml
69670693	TELEBRIX 30 MEGLUMINE (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5603482	3400956034826	25 flacon(s) en verre de 50 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	3280767	3400932807673	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	3280773	3400932807734	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	3280796	3400932807963	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	3386098	3400933860981	1 flacon(s) en verre de 50 ml - avec seringue(s) - microperfuseur
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	3446587	3400934465871	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	5603430	3400956034307	25 flacon(s) en verre de 50 ml
62617720	TELEBRIX 35, solution injectable	GUERBET	5603447	3400956034475	10 flacon(s) en verre de 100 ml
62059315	TELEBRIX GASTRO 300 mg IODE/ml, solution buvable et rectale	GUERBET	3274809	3400932748099	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62059315	TELEBRIX GASTRO 300 mg IODE/ml, solution buvable et rectale	GUERBET	3274815	3400932748150	1 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66473178	TELEBRIX HYSTERO (250 mg d'iode/ml), solution injectable par voie intrautérine	GUERBET	3201070	3400932010707	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454463	3400934544637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454486	3400934544866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454492	3400934544927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454500	3400934545009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3482583	3400934825835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 15 comprimé(s)
68712285	TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3482608	3400934826085	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454517	3400934545177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454523	3400934545238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454546	3400934545467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3454552	3400934545528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3482666	3400934826665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 15 comprimé(s)
63361640	TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3482672	3400934826726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3618663	3400936186637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3618686	3400936186866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624468	3400936244689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624474	3400936244740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624480	3400936244801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624497	3400936244979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624505	3400936245051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624511	3400936245112	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624528	3400936245280	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624534	3400936245341	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	3624540	3400936245402	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66777366	TELFAST 30 mg, comprimé pelliculé	MARION MERRELL	5649604	3400956496044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68436171	TELORUTIL 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BIOCODEX	3360868	3400933608682	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,056 g
63544054	TELZIR 50 mg/ml, suspension buvable	GLAXO GROUP	3640645	3400936406452	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 225 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) doseuse(s) avec adaptateur(s) pour flacon

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61312477	TELZIR 700 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3640639	3400936406391	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
67113350	TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3416971	3400934169717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67113350	TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3416988	3400934169885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67113350	TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742038	3400937420389	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67113350	TEMERIT 5 mg, comprimé quadrisécable	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742044	3400937420440	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67917629	TEMESTA 1 mg, comprimé sécable	BIODIM	3153359	3400931533597	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67917629	TEMESTA 1 mg, comprimé sécable	BIODIM	3574693	3400935746931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67177709	TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable	BIODIM	3148996	3400931489962	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65727816	TEMETEX CHLORQUINALDOL, crème	ROCHE	3226199	3400932261994	1 tube(s) aluminium de 30 g
60749082	TEMETEX GRAS, pommade	ROCHE	3226182	3400932261826	1 tube(s) aluminium de 30 g
60839099	TEMETEX, crème	ROCHE	3226176	3400932261765	1 tube(s) aluminium de 30 g
61199442	TEMETEX, pommade	ROCHE	3226153	3400932261536	1 tube(s) aluminium de 30 g
60549391	TEMGESIC 0,2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3295272	3400932952724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60549391	TEMGESIC 0,2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3295289	3400932952892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60549391	TEMGESIC 0,2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	3295295	3400932952953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60549391	TEMGESIC 0,2 mg, comprimé sublingual	SCHERING PLOUGH	5557084	3400955570844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62299972	TEMGESIC, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3273081	3400932730810	2 ampoule(s) de 1 ml
62299972	TEMGESIC, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3273098	3400932730988	5 ampoule(s) de 1 ml
62299972	TEMGESIC, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3273106	3400932731060	10 ampoule(s) de 1 ml
62299972	TEMGESIC, solution injectable	SCHERING PLOUGH	5548748	3400955487487	25 ampoule(s) de 1 ml
62157656	TEMPODIA 500 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3346213	3400933462130	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
62157656	TEMPODIA 500 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3346236	3400933462369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 gélule(s)
62157656	TEMPODIA 500 mg, gélule	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3346242	3400933462420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 8 gélule(s)
67866775	TENORDATE, gélule	ASTRAZENECA	3299956	3400932999569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67866775	TENORDATE, gélule	ASTRAZENECA	3714993	3400937149938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
67866775	TENORDATE, gélule	ASTRAZENECA	3715001	3400937150019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 84 gélule(s)
67866775	TENORDATE, gélule	ASTRAZENECA	3715018	3400937150187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 gélule(s)
67866775	TENORDATE, gélule	ASTRAZENECA	3715024	3400937150248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 91 gélule(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3294203	3400932942039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3720083	3400937200837	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3720108	3400937201087	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3720114	3400937201148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3720120	3400937201209	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 91 comprimé(s)
62980497	TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	5618733	3400956187331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	3218768	3400932187683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	3714220	3400937142205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	3714237	3400937142373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	3714243	3400937142434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	3714266	3400937142663	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 91 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66739636	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable	ASTRAZENECA	5591796	3400955917960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61436304	TENORMINE 5 mg/10 ml, solution injectable IV en ampoule	ASTRAZENECA	3274838	3400932748389	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3279617	3400932796175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3442655	3400934426551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3714272	3400937142724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3714289	3400937142892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3714295	3400937142953	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	3714303	3400937143035	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 91 comprimé(s)
65366472	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ASTRAZENECA	5608054	3400956080540	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61977014	TENSIONORME, comprimé sécable	LISA PHARM	3103746	3400931037460	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
60234221	TENSTATEN 50 mg, gélule	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3287479	3400932874798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60234221	TENSTATEN 50 mg, gélule	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3287485	3400932874859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60234221	TENSTATEN 50 mg, gélule	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3715231	3400937152310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
60234221	TENSTATEN 50 mg, gélule	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3738947	3400937389471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
68196203	TEOULA 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507633	3400935076335	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 12 comprimé(s)
68196203	TEOULA 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507656	3400935076564	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 14 comprimé(s)
68196203	TEOULA 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507662	3400935076625	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
68196203	TEOULA 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741889	3400937418898	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68196203	TEOULA 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741895	3400937418959	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
65082956	TEOULA 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507679	3400935076793	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 14 comprimé(s)
65082956	TEOULA 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507685	3400935076854	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
65082956	TEOULA 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507691	3400935076915	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 56 comprimé(s)
65082956	TEOULA 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741903	3400937419031	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s)
65082956	TEOULA 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741926	3400937419260	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
63877557	TEOULA 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507716	3400935077165	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 14 comprimé(s)
63877557	TEOULA 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507722	3400935077226	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
63877557	TEOULA 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507739	3400935077394	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 56 comprimé(s)
63877557	TEOULA 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741932	3400937419321	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63877557	TEOULA 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741949	3400937419499	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506622	3400935066220	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 12 comprimé(s)
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506639	3400935066398	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506645	3400935066459	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507627	3400935076274	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 48 comprimé(s)
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741866	3400937418669	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s)
64476439	TEOULA 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741872	3400937418720	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
62124478	TERALITHE 250 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3137633	3400931376330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67292476	TERALITHE LP 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3371518	3400933715182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 30 comprimé(s)
67292476	TERALITHE LP 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée	AVENTIS	3372736	3400933727369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC de 60 comprimé(s)
65805236	TERAZOSINE BIOGARAN 1 mg, comprimé	BIOGARAN	3621375	3400936213753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62866910	TERAZOSINE BIOGARAN 5 mg, comprimé	BIOGARAN	3621369	3400936213692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69879515	TERAZOSINE MERCK 1 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3574569	3400935745699	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
65566430	TERAZOSINE MERCK 5 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3574552	3400935745521	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60265291	TERAZOSINE RATIOPHARM 1 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3562543	3400935625434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
65939235	TERAZOSINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3562566	3400935625663	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
65939235	TERAZOSINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3568675	3400935686756	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64556675	TERAZOSINE TEVA 1 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3568824	3400935688248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
64171583	TERAZOSINE TEVA 5 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3611460	3400936114609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64309326	TERBINAFINE ALMUS 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3786165	3400937861656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64309326	TERBINAFINE ALMUS 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3786171	3400937861717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64309326	TERBINAFINE ALMUS 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5705308	3400957053086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
64309326	TERBINAFINE ALMUS 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5705314	3400957053147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60108678	TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3749885	3400937498852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60108678	TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	3749891	3400937498913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60108678	TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5689986	3400956899869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
60108678	TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable	BIOGARAN	5689992	3400956899920	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	3771560	3400937715607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	3771577	3400937715775	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	3771583	3400937715836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	3771608	3400937716086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	3771614	3400937716147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62090638	TERBINAFINE DCI PHARMA 250 mg, comprimé	DCI PHARMA	5701138	3400957011383	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
61376024	TERBINAFINE EG 250 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3659283	3400936592834	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 14 comprimé(s)
61376024	TERBINAFINE EG 250 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3659308	3400936593084	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638708	3400936387089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638714	3400936387140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638720	3400936387201	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638737	3400936387379	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638743	3400936387430	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
60274536	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3638766	3400936387669	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735570	3400937355704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735587	3400937355872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735593	3400937355933	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735601	3400937356015	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735618	3400937356183	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
69591705	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735624	3400937356244	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
60736188	TERBINAFINE PIERRE FABRE 250 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3711859	3400937118590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60736188	TERBINAFINE PIERRE FABRE 250 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3711865	3400937118651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60736188	TERBINAFINE PIERRE FABRE 250 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	5677954	3400956779543	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
60736188	TERBINAFINE PIERRE FABRE 250 mg, comprimé sécable	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	5678646	3400956786466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735512	3400937355124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735529	3400937355292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735535	3400937355353	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735541	3400937355414	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735558	3400937355582	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
64102530	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3735564	3400937355643	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638772	3400936387720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638789	3400936387898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638795	3400936387959	pilulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638803	3400936388031	pilulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638826	3400936388260	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 comprimé(s)
66013297	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable	QUALIMED (LYON)	3638832	3400936388321	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
66250976	TERBINAFINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740861	3400937408615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66250976	TERBINAFINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740878	3400937408783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66250976	TERBINAFINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3740884	3400937408844	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61032895	TERBINAFINE ROMIKIM FARMA 250 mg, comprimé sécable	ROMIKIM FARMA (ESPAGNE)	3780151	3400937801515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61032895	TERBINAFINE ROMIKIM FARMA 250 mg, comprimé sécable	ROMIKIM FARMA (ESPAGNE)	3780168	3400937801683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66918621	TERBINAFINE SANDOZ 250 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3352751	3400933527518	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
66918621	TERBINAFINE SANDOZ 250 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3352768	3400933527686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
66918621	TERBINAFINE SANDOZ 250 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3352774	3400933527747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
68758884	TERBINAFINE WINTHROP 250 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3705149	3400937051491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
68758884	TERBINAFINE WINTHROP 250 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3705155	3400937051552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
68758884	TERBINAFINE WINTHROP 250 mg, comprimé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3705161	3400937051613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65683309	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657870	3400936578708	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
65683309	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657887	3400936578876	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
65683309	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657893	3400936578937	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
65683309	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	3657901	3400936579019	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65683309	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	ARROW GENERIQUES	5641399	3400956413997	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 2 ml
60271248	TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3191992	3400931919926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
60271248	TERCIAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	5516895	3400955168959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63400513	TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3296389	3400932963898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66615713	TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	AVENTIS	3130329	3400931303299	1 flacon(s) en verre brun avec seringue doseuse de 30 ml
66615713	TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	AVENTIS	5504745	3400955047452	1 flacon(s) en verre brun avec seringue doseuse de 250 ml
66615713	TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	AVENTIS	5547387	3400955473879	1 flacon(s) en verre brun avec seringue doseuse de 100 ml
64506829	TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3161672	3400931616726	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
64506829	TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3162335	3400931623359	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62272320	TERCODINE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3174338	3400931743385	1 flacon(s) en verre de 125 ml
62272320	TERCODINE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3174344	3400931743446	1 flacon(s) en verre de 150 ml
62272320	TERCODINE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3174350	3400931743507	1 flacon(s) en verre de 180 ml
62272320	TERCODINE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3174367	3400931743675	1 flacon(s) en verre de 210 ml
62272320	TERCODINE, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3174373	3400931743736	1 flacon(s) en verre de 250 ml
60781023	TERFLUZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	AVENTIS	3103893	3400931038931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62188541	TERFLUZINE 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	AVENTIS	3103901	3400931039013	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec seringue doseuse
62188541	TERFLUZINE 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	AVENTIS	5547393	3400955473930	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue doseuse
68802779	TERGYNAN, comprimé vaginal	BOUCHARA RECORDATI	3415256	3400934152566	film(s) thermosoudé(s) papier kraft polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 10 comprimé(s)
60010967	TERLOMEXIN 200 mg, capsule molle vaginale	EFFIK	3378331	3400933783310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 3 capsule(s)
60364791	TERNEURINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3441495	3400934414954	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60364791	TERNEURINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3441503	3400934415036	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60364791	TERNEURINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3441526	3400934415265	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60364791	TERNEURINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3441532	3400934415326	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60364791	TERNEURINE, comprimé pelliculé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3445719	3400934457197	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
60756372	TERPEX, sirop	LABOMED	3418289	3400934182891	1 flacon(s) brun en verre de 200 ml
60756372	TERPEX, sirop	LABOMED	3418295	3400934182952	1 flacon(s) brun en verre de 250 ml
60756372	TERPEX, sirop	LABOMED	3459443	3400934594434	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
67523374	TERPINE COOPER 0,5 POUR CENT, solution buvable	COOPER	3080488	3400930804889	1 flacon(s) en verre de 200 ml
67523374	TERPINE COOPER 0,5 POUR CENT, solution buvable	COOPER	3437022	3400934370229	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66181398	TERPINE DES MONTS DORE 0,5 %, solution buvable en flacon	ZAMBON FRANCE	3104036	3400931040361	1 flacon(s) en verre de 180 ml
69244619	TERPINE GIFRER, solution buvable	GIFRER BARBEZAT	3103953	3400931039532	1 flacon(s) de 250 ml
69244619	TERPINE GIFRER, solution buvable	GIFRER BARBEZAT	3336367	3400933363673	1 flacon(s) de 150 ml
64171786	TERPINE GONNON 0,5 POUR CENT, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3103999	3400931039990	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64171786	TERPINE GONNON 0,5 POUR CENT, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3395252	3400933952525	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 250 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
64171786	TERPINE GONNON 0,5 POUR CENT, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3553998	3400935539984	1 flacon(s) en verre de 200 ml
64171786	TERPINE GONNON 0,5 POUR CENT, solution buvable	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3554006	3400935540065	1 flacon(s) polyéthylène téréphtalate de 200 ml
63143759	TERPINE GONNON, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3103982	3400931039822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63143759	TERPINE GONNON, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3445731	3400934457319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63143759	TERPINE GONNON, comprimé pelliculé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3445748	3400934457487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1000 comprimé(s)
67069879	TERPINE GONNON, granulé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3103976	3400931039761	1 sac(s) PVDC polypropylène de 100 g
61215697	TERPINE MONOT 17 mg, pastille	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3528954	3400935289544	1 boite(s) polypropylène de 30 g (environ 40 pastilles)
62544998	TERPONE ADULTES, suppositoire	ROSA PHYTOPHARMA	3104065	3400931040651	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
65585950	TERPONE ENFANTS, suppositoire	ROSA PHYTOPHARMA	3104071	3400931040712	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 4 suppositoire(s)
60792703	TERPONE NOURRISSONS, suppositoire	ROSA PHYTOPHARMA	3104088	3400931040880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
66347329	TERPONE, sirop	ROSA PHYTOPHARMA	3312438	3400933124380	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
63027270	TERRAMYCINE SOLU RETARD 250 mg IM, solution injectable	PFIZER	3104131	3400931041313	1 ampoule(s) de 5 ml
63027270	TERRAMYCINE SOLU RETARD 250 mg IM, solution injectable	PFIZER	5543395	3400955433958	30 ampoule(s) de 10 ml
67138663	TERSIGAT100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3255031	3400932550319	1 flacon(s) pressurisé(s) de 100 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
67138663	TERSIGAT100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3255048	3400932550487	1 flacon(s) pressurisé(s) de 200 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
67138663	TERSIGAT100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3255054	3400932550548	1 flacon(s) pressurisé(s) de 300 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
67138663	TERSIGAT100 microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3266827	3400932668274	1 flacon(s) pressurisé(s) de 150 dose(s) avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
63228017	TESLASCAN 0,01 mmol/ml, solution pour perfusion	AMERSHAM HEALTH (NORVEGE)	3450838	3400934508387	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63228017	TESLASCAN 0,01 mmol/ml, solution pour perfusion	AMERSHAM HEALTH (NORVEGE)	3450844	3400934508448	10 flacon(s) en verre de 50 ml
68865701	TEST RESPIRATOIRE A L'UREE MARQUEE 13 C SANOFI WINTHROP 75 mg, poudre pour solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3525157	3400935251572	1 flacon(s) en verre de 75 mg - 1 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1,4 g
64850901	TESTOGEL 25 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	3575416	3400935754165	30 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2,5 g
64850901	TESTOGEL 25 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	3578550	3400935785503	10 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2,5 g
64850901	TESTOGEL 25 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	5631455	3400956314553	100 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2,5 g
64850901	TESTOGEL 25 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	5635499	3400956354993	50 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2,5 g
64004919	TESTOGEL 50 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	3575439	3400935754394	30 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 5 g
64004919	TESTOGEL 50 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	3578567	3400935785671	10 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 5 g
64004919	TESTOGEL 50 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	5631461	3400956314614	100 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 5 g
64004919	TESTOGEL 50 mg, gel en sachet-dose	BESINS INTERNATIONAL	5635507	3400956355075	50 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 5 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69909645	TESTOPATCH 1,2 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706692	3400937066921	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
69909645	TESTOPATCH 1,2 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706700	3400937067003	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
69690774	TESTOPATCH 1,8 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706781	3400937067812	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
69690774	TESTOPATCH 1,8 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706798	3400937067980	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61637467	TESTOPATCH 2,4 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706746	3400937067461	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61637467	TESTOPATCH 2,4 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706752	3400937067522	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67385603	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1,2 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706717	3400937067171	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67385603	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1,2 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706723	3400937067232	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61872611	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1,8 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706806	3400937068062	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
61872611	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1,8 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706812	3400937068123	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65844812	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 2,4 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706769	3400937067690	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65844812	TESTOSTERONE PIERRE FABRE MEDICAMENT 2,4 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3706775	3400937067751	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
68015521	TETAGRIP, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin tétanique et grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3293617	3400932936175	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68015521	TETAGRIP, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin tétanique et grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3293623	3400932936236	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66119813	TETANEA 1500 U.I./ml, solution injectable en seringue préremplie, fragments F(ab') ₂ d'immunoglobuline équine tétanique	SANOFI PASTEUR	3066399	3400930663998	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
66119813	TETANEA 1500 U.I./ml, solution injectable en seringue préremplie, fragments F(ab') ₂ d'immunoglobuline équine tétanique	SANOFI PASTEUR	3170777	3400931707776	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
66755544	TETANEA 1500 UI/ml, solution injectable fragments F(ab') ₂ d'immunoglobuline tétanique équine	SANOFI PASTEUR	3516721	3400935167217	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
66755544	TETANEA 1500 UI/ml, solution injectable fragments F(ab') ₂ d'immunoglobuline tétanique équine	SANOFI PASTEUR	3516738	3400935167385	20 ampoule(s) en verre de 1 ml
62105257	TETAVAX, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3207606	3400932076062	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62105257	TETAVAX, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3207612	3400932076123	10 flacon(s) en verre de 10 ml
62105257	TETAVAX, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3207629	3400932076291	1 flacon(s) en verre de 12,5 ml
62105257	TETAVAX, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3207635	3400932076352	1 flacon(s) en verre de 25 ml
62105257	TETAVAX, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3207641	3400932076413	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63715815	TETAVAX, suspension injectable en seringue préremplie vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3104674	3400931046745	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
63715815	TETAVAX, suspension injectable en seringue préremplie vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3168645	3400931686453	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66344226	TETAVAX, suspension injectable en unidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3157268	3400931572688	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
66344226	TETAVAX, suspension injectable en unidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR	3157280	3400931572800	100 ampoule(s) en verre de 0,5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61200510	TETRACAINE 1 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3216120	3400932161201	20 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
61200510	TETRACAINE 1 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3216137	3400932161379	100 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
62224329	TETRACOQ, suspension injectable (I.M.) en flacon multidose. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR	3372541	3400933725419	10 flacon(s) en verre de 20 dose(s)
69960198	TETRACOQ, suspension injectable (I.M.), en seringue pré-remplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR	3372529	3400933725297	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69960198	TETRACOQ, suspension injectable (I.M.), en seringue pré-remplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR	3372535	3400933725358	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64678177	TTRACT-HIB, poudre et suspension injectable pour suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin diphtérique, tétanique, pertussique adsorbé et Haemophilus type b conjugué.	SANOFI PASTEUR	3373115	3400933731151	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69742160	TTRACT-HIB, poudre et suspension pour suspension injectable en multidose. vaccin diphtérique, tétanique, pertussique adsorbé et Haemophilus type b conjugué	SANOFI PASTEUR	3476140	3400934761409	1 flacon (en verre) de poudre + 1 flacon (en verre) de 5 ml de suspension
69116256	TETRACYCLINE DIAMANT 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3104757	3400931047575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
69116256	TETRACYCLINE DIAMANT 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3251205	3400932512058	1 flacon(s) en verre de 16 comprimé(s)
69116256	TETRACYCLINE DIAMANT 250 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5506371	3400955063711	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène de 100 comprimé(s)
69759156	TETRACYCLINE RPG 250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3399646	3400933996468	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
69759156	TETRACYCLINE RPG 250 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3401248	3400934012488	1 flacon(s) en verre brun de 16 comprimé(s)
60330198	TETRAGYNON, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3461032	3400934610325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
60061171	TETRALYSAL 150 mg, gélule	GALDERMA INTERNATIONAL	3639955	3400936399556	film(s) thermosoudé(s) polyéthylène aluminium de 16 gélule(s)
60891060	TETRALYSAL 300 mg, gélule	GALDERMA INTERNATIONAL	3675974	3400936759749	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 16 gélule(s)
60891060	TETRALYSAL 300 mg, gélule	GALDERMA INTERNATIONAL	3675980	3400936759800	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 28 gélule(s)
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3482212	3400934822124	20 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3482235	3400934822353	1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3516684	3400935166845	10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3606447	3400936064478	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3606453	3400936064539	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3606476	3400936064768	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687463	3400936874633	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687486	3400936874862	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687492	3400936874923	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
66543281	TETRAVAC-ACELLULAIRE, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3687500	3400936875005	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec 2 aiguille(s)
67628592	TETRAXIM, suspension injectable en multidose. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR	3478245	3400934782459	10 flacon(s) en verre multidose(s) de 10 dose(s)
67628592	TETRAXIM, suspension injectable en multidose. vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR	3478251	3400934782510	10 flacon(s) en verre multidose(s) de 20 dose(s)
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3478239	3400934782398	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3482229	3400934822292	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3596677	3400935966773	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap, sans aiguille
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3596683	3400935966834	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap, sans aiguille
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687517	3400936875173	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 1 aiguille(s) séparée
61779744	TETRAXIM, suspension injectable en seringue préremplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé)	SANOFI PASTEUR	3687523	3400936875234	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml muni d'un tip-cap avec 2 aiguille(s) séparées
61453766	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3610644	3400936106444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61453766	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3610650	3400936106505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61453766	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3610667	3400936106673	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61453766	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5646882	3400956468829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61453766	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5646899	3400956468997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67878560	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3573050	3400935730503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67878560	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3573067	3400935730671	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67878560	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3573073	3400935730732	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67878560	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5636286	3400956362868	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67878560	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5636292	3400956362929	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69260395	TETRAZEPAM BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3524873	3400935248732	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
69260395	TETRAZEPAM BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5621830	3400956218301	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
66658999	TETRAZEPAM EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3550379	3400935503794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66658999	TETRAZEPAM EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5627324	3400956273249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64057195	TETRAZEPAM G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3550356	3400935503565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64057195	TETRAZEPAM G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5629582	3400956295821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63649272	TETRAZEPAM GENECEF 50 mg, comprimé pelliculé sécable	PANMEDICA	3573021	3400935730213	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63649272	TETRAZEPAM GENECEF 50 mg, comprimé pelliculé sécable	PANMEDICA	3573038	3400935730381	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63649272	TETRAZEPAM GENECEF 50 mg, comprimé pelliculé sécable	PANMEDICA	3573044	3400935730442	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63649272	TETRAZEPAM GENECEF 50 mg, comprimé pelliculé sécable	PANMEDICA	5636257	3400956362578	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63649272	TETRAZEPAM GENECEF 50 mg, comprimé pelliculé sécable	PANMEDICA	5636263	3400956362639	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61321177	TETRAZEPAM IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3550362	3400935503626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61321177	TETRAZEPAM IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5627318	3400956273188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67572072	TETRAZEPAM MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3460179	3400934601798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67572072	TETRAZEPAM MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3460185	3400934601859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67115910	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3533151	3400935331519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67115910	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3534297	3400935342973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67115910	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3534305	3400935343055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67115910	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5622143	3400956221431	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67115910	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5623817	3400956238170	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66321302	TETRAZEPAM RPG 50 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3550385	3400935503855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66321302	TETRAZEPAM RPG 50 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5627330	3400956273300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63527749	TETRAZEPAM SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3681986	3400936819863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63527749	TETRAZEPAM SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5622137	3400956221370	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62254571	TETRAZEPAM TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3545154	3400935451545	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62254571	TETRAZEPAM TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3545160	3400935451606	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62254571	TETRAZEPAM TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3614300	3400936143005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60520742	TETRAZEPAM WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674874	3400936748743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60520742	TETRAZEPAM WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5648059	3400956480593	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60520742	TETRAZEPAM WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5648705	3400956487059	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62906867	TETRAZEPAM ZYDUS 50 mg, comprimé enrobé sécable	ZYDUS FRANCE	3533168	3400935331687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62906867	TETRAZEPAM ZYDUS 50 mg, comprimé enrobé sécable	ZYDUS FRANCE	5622166	3400956221660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3459880	3400934598807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3459897	3400934598975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 56 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3563531	3400935635310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 28 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3563548	3400935635488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 56 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3714906	3400937149068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC opaque (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3714912	3400937149129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC opaque (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 180 comprimé(s)
69129129	TEVETEN 300 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3720605	3400937206051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 168 comprimé(s)
61305746	TEXODIL 200 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3356418	3400933564186	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65310452	THAIS 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3409072	3400934090721	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
66283307	THAIS 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3409095	3400934090950	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
63436228	THAIS 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique (4 mg/18 cm2)	BESINS INTERNATIONAL	3409089	3400934090899	8 sachet(s) aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
61614618	THAISSEPT 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3523974	3400935239747	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
61614618	THAISSEPT 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3523980	3400935239808	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
65982553	THAISSEPT 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3523997	3400935239976	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65982553	THAISSEPT 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3524005	3400935240057	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
64283924	THAISSEPT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3524011	3400935240118	4 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
64283924	THAISSEPT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	BESINS INTERNATIONAL	3524028	3400935240286	12 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
62472730	THE VERT BOIRON, gélule	BOIRON	3564714	3400935647146	1 pilulier(s) polypropylène de 50 gélule(s)
61279721	THE VERT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600396	3400936003965	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
61279721	THE VERT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600404	3400936004047	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
61279721	THE VERT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600410	3400936004108	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
61279721	THE VERT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600427	3400936004276	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
61279721	THE VERT ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3600433	3400936004337	1 pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
66929183	THEINOL, solution buvable	BAILLY CREAT	3105030	3400931050308	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml
64177821	THELIN 100 mg, comprimé enrobé	ENCYSIVE (ROYAUME-UNI)	3791700	3400937917001	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 comprimé(s)
64177821	THELIN 100 mg, comprimé enrobé	ENCYSIVE (ROYAUME-UNI)	3791717	3400937917179	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
64177821	THELIN 100 mg, comprimé enrobé	ENCYSIVE (ROYAUME-UNI)	3791723	3400937917230	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64177821	THELIN 100 mg, comprimé enrobé	ENCYSIVE (ROYAUME-UNI)	5706756	3400957067564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 56 comprimé(s)
64177821	THELIN 100 mg, comprimé enrobé	ENCYSIVE (ROYAUME-UNI)	5706762	3400957067625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
63489572	THEODEL 250 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3261764	3400932617647	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63489572	THEODEL 250 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5542042	3400955420422	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 100 comprimé(s)
66421516	THEOPHYLLINE 200 MG P.F. MEDICAMENT, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3249243	3400932492435	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 gélule(s)
66421516	THEOPHYLLINE 200 MG P.F. MEDICAMENT, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3249266	3400932492664	plaquette(s) thermoformée(s) de 60 gélule(s)
66421516	THEOPHYLLINE 200 MG P.F. MEDICAMENT, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3249272	3400932492725	plaquette(s) thermoformée(s) de 90 gélule(s)
65033635	THEOPHYLLINE BRUNEAU L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3262404	3400932624041	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
65033635	THEOPHYLLINE BRUNEAU L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5542421	3400955424215	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 100 comprimé(s)
61230140	THEOPHYLLINE TEVA LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466822	3400934668227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
61230140	THEOPHYLLINE TEVA LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466839	3400934668395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61230140	THEOPHYLLINE TEVA LP 100 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611388	3400936113886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69583174	THEOPHYLLINE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466851	3400934668517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
69583174	THEOPHYLLINE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466868	3400934668685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
69583174	THEOPHYLLINE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611394	3400936113947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63129275	THEOPHYLLINE TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466880	3400934668807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
63129275	THEOPHYLLINE TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466897	3400934668975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63129275	THEOPHYLLINE TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611402	3400936114029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60415257	THEOPHYLLINE TEVA LP 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466911	3400934669118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
60415257	THEOPHYLLINE TEVA LP 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466928	3400934669286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
60415257	THEOPHYLLINE TEVA LP 400 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611419	3400936114197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69239223	THEOPHYLLINE TEVA LP 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466785	3400934667855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
69239223	THEOPHYLLINE TEVA LP 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3466791	3400934667916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
69239223	THEOPHYLLINE TEVA LP 50 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3611371	3400936113718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3269139	3400932691395	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3269145	3400932691456	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3269151	3400932691517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271389	3400932713899	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5547016	3400955470168	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61451441	THEOSTAT 100 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5568142	3400955681427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
64315877	THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3278730	3400932787302	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64315877	THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3278747	3400932787470	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
64315877	THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3278753	3400932787531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64315877	THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3278776	3400932787760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64315877	THEOSTAT 200 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5549297	3400955492979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64124701	THEOSTAT 300 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3260210	3400932602100	1 tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
64124701	THEOSTAT 300 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3273141	3400932731411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64124701	THEOSTAT 300 mg A LIBERATION PROLONGEE, comprimé sécable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5541870	3400955418702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62827875	THEPRUBICINE 10 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3322773	3400933227739	1 flacon(s) en verre de 10 mg - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62827875	THEPRUBICINE 10 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5644624	3400956446247	5 flacon(s) en verre de 10 mg - 5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65558088	THEPRUBICINE 20 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	3322796	3400933227968	1 flacon(s) en verre de 20 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
65558088	THEPRUBICINE 20 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5644630	3400956446308	5 flacon(s) en verre de 20 mg - 5 ampoule(s) en verre de 10 ml
69691577	THEPRUBICINE 50 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	3322804	3400933228040	1 flacon(s) en verre de 50 mg - 1 flacon(s) en verre de 25 ml
69691577	THEPRUBICINE 50 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	SANOFI AVENTIS FRANCE	5644647	3400956446476	5 flacon(s) en verre de 50 mg - 5 flacon(s) en verre de 25 ml
62821961	THERACEF 2 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3464071	3400934640711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
69499160	THERA-FLUOR 200, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437476	3400934374760	1 tube(s) aluminium verni de 15 ml
69499160	THERA-FLUOR 200, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437482	3400934374821	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
69499160	THERA-FLUOR 200, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437499	3400934374999	1 tube(s) aluminium verni de 75 ml
63667384	THERAFLUOR 280, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437430	3400934374302	1 tube(s) aluminium verni de 15 ml
63667384	THERAFLUOR 280, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437447	3400934374470	1 tube(s) aluminium verni de 50 ml
63667384	THERAFLUOR 280, pâte dentifrice	COLGATE PALMOLIVE (SAS)	3437453	3400934374531	1 tube(s) aluminium verni de 75 ml
62692609	THERALENE 0,05 POUR CENT, sirop	UCB PHARMA	3105337	3400931053378	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
67410412	THERALENE 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3105308	3400931053088	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec pipette doseuse polyéthylène polystyrène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67410412	THERALENE 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	5547401	3400955474012	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec pipette doseuse polyéthylène polystyrène
66801066	THERALENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3105283	3400931052838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69299156	THERALENE 5 mg/ml, solution injectable	UCB PHARMA	3105277	3400931052777	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
69299156	THERALENE 5 mg/ml, solution injectable	UCB PHARMA	3339905	3400933399054	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
69299156	THERALENE 5 mg/ml, solution injectable	UCB PHARMA	5533876	3400955338765	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
61417777	THERALENE PECTORAL NOURRISSONS, sirop	UCB PHARMA	3105314	3400931053149	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
65717163	THIALIPS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745203	3400937452038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65717163	THIALIPS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	MEDIS (ISLANDE)	3745226	3400937452267	pilulier(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)
67730031	THIOLCHOLCHICOSIDE ALMUS 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3616463	3400936164635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
67730031	THIOLCHOLCHICOSIDE ALMUS 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3616486	3400936164864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
67730031	THIOLCHOLCHICOSIDE ALMUS 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3616492	3400936164925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67730031	THIOLCHOLCHICOSIDE ALMUS 4 mg, comprimé	BIOGARAN	5647195	3400956471959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64045168	THIOLCHOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3597197	3400935971975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
64045168	THIOLCHOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3597205	3400935972057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
64045168	THIOLCHOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3597211	3400935972118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64045168	THIOLCHOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5639735	3400956397358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67136662	THIOLCHOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3597091	3400935970916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67136662	THIOLCHOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3597116	3400935971166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
67136662	THIOLCHOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé	BIOGARAN	3597122	3400935971227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67136662	THIOLCHOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé	BIOGARAN	5639706	3400956397068	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69410293	THIOLCHOLCHICOSIDE CEDIAT MEDIFFUSION 4 mg/2 ml, solution injectable	CEDIAT MEDIFFUSION	3763997	3400937639972	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
69410293	THIOLCHOLCHICOSIDE CEDIAT MEDIFFUSION 4 mg/2 ml, solution injectable	CEDIAT MEDIFFUSION	3768233	3400937682336	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69999429	THIOLCHOLCHICOSIDE EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3602567	3400936025677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
69999429	THIOLCHOLCHICOSIDE EG 4 mg, comprimé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3617161	3400936171619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
65683120	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg, gélule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3340133	3400933401337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
65683120	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg, gélule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3340162	3400933401627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélule(s)
65683120	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg, gélule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3621932	3400936219328	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
61773296	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3340185	3400933401856	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
61773296	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3447523	3400934475238	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
61773296	THIOLCHOLCHICOSIDE FORNET 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule	DAIICHI SANKYO FRANCE	3621949	3400936219496	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
60855840	THIOLCHOLCHICOSIDE G GAM 4 mg, comprimé	G GAM	3597168	3400935971685	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
60855840	THIOLCHOLCHICOSIDE G GAM 4 mg, comprimé	G GAM	3597174	3400935971746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
60855840	THIOLCHOLCHICOSIDE G GAM 4 mg, comprimé	G GAM	3597180	3400935971807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60855840	THIOLCHOLCHICOSIDE G GAM 4 mg, comprimé	G GAM	5639729	3400956397297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68383509	THIOLCHOLCHICOSIDE HEXAL 4 mg, comprimé sécable	G GAM	3616434	3400936164345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
68383509	THIOLCHOLCHICOSIDE HEXAL 4 mg, comprimé sécable	G GAM	3616440	3400936164406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
68383509	THIOLCHOLCHICOSIDE HEXAL 4 mg, comprimé sécable	G GAM	3616457	3400936164574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68383509	THIOLCHOLCHICOSIDE HEXAL 4 mg, comprimé sécable	G GAM	5647189	3400956471898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68086109	THIOLCHOLCHICOSIDE IVAX 4 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3613973	3400936139732	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68086109	THIOLCHOLCHICOSIDE IVAX 4 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3613996	3400936139961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
68086109	THIOLCHOLCHICOSIDE IVAX 4 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3614004	3400936140042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68086109	THIOLCHOLCHICOSIDE IVAX 4 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	5647172	3400956471720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3560604	3400935606044	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 4 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3560610	3400935606105	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3560627	3400935606273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3560633	3400935606334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3588264	3400935882646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 24 comprimé(s)
68268147	THIOLCHOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	5627577	3400956275779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3576901	3400935769015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 4 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3576918	3400935769183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3576924	3400935769244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3576930	3400935769305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3588270	3400935882707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 24 comprimé(s)
68943018	THIOLCHOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5633767	3400956337675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 comprimé(s)
68447463	THIOLCHOLCHICOSIDE RANBAXY 4 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3647185	3400936471856	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 12 comprimé(s)
68447463	THIOLCHOLCHICOSIDE RANBAXY 4 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3647191	3400936471917	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
68447463	THIOLCHOLCHICOSIDE RANBAXY 4 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3647216	3400936472167	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 60 comprimé(s)
68447463	THIOLCHOLCHICOSIDE RANBAXY 4 mg, comprimé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3754610	3400937546102	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 24 comprimé(s)
67667848	THIOLCHOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3597234	3400935972347	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67667848	THIOLCHOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3597240	3400935972408	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 comprimé(s)
67667848	THIOLCHOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3597257	3400935972576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67667848	THIOLCHOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5639741	3400956397419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60427989	THIOLCHOLCHICOSIDE SANDOZ 4 mg, comprimé	SANDOZ	3597151	3400935971517	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60427989	THIOLCHOLCHICOSIDE SANDOZ 4 mg, comprimé	SANDOZ	3661765	3400936617650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
60427989	THIOLCHOLCHICOSIDE SANDOZ 4 mg, comprimé	SANDOZ	3661771	3400936617711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
60427989	THIOLCHOLCHICOSIDE SANDOZ 4 mg, comprimé	SANDOZ	5639712	3400956397129	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61572681	THIOLCHOLCHICOSIDE TEVA 4 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3597228	3400935972286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
61572681	THIOLCHOLCHICOSIDE TEVA 4 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3617244	3400936172449	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 comprimé(s)
63646098	THIOLCHOLCHICOSIDE WINTHROP 4 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3609612	3400936096127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63646098	THIOLCHOLCHICOSIDE WINTHROP 4 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3673834	3400936738348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 12 comprimé(s)
63646098	THIOLCHOLCHICOSIDE WINTHROP 4 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	3673840	3400936738409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
63646098	THIOLCHOLCHICOSIDE WINTHROP 4 mg, comprimé	DAKOTA PHARM	5645291	3400956452910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61356349	THIOPECTOL ADULTES, sirop	GIFRER BARBEZAT	3418036	3400934180361	1 flacon(s) en verre de 150 ml
61356349	THIOPECTOL ADULTES, sirop	GIFRER BARBEZAT	3418102	3400934181023	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63934257	THIOPECTOL ENFANTS, sirop	GIFRER BARBEZAT	3418065	3400934180651	1 flacon(s) en verre de 150 ml
65064723	THIOPECTOL NOURRISSONS, sirop	GIFRER BARBEZAT	3418071	3400934180712	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68802786	THIOPHENICOL 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3145354	3400931453543	1 flacon(s) en verre partiellement rempli(e)(s) de 28 g
65985802	THIOPHENICOL 2,5 g, poudre pour suspension buvable en sachet	SANOFI AVENTIS FRANCE	3360667	3400933606671	1 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 8 g
63686801	THIOPHENICOL 750 mg, poudre et solvant pour préparation injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3105946	3400931059462	1 flacon(s) de 1 dose(s) - 1 ampoule(s) de 5 ml
63686801	THIOPHENICOL 750 mg, poudre et solvant pour préparation injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5536538	340095365389	20 flacon(s) de 1 dose(s) - 20 ampoule(s) de 5 ml
66985431	THIOPHENICOL, comprimé enrobé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3105923	3400931059233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
66833135	THIOPON BALSAMIQUE, solution pour pulvérisation nasale	AMIDO	3106029	3400931060291	1 flacon(s) pulvérisateur(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml avec embout nasal polyéthylène basse densité (PEBD)
63946277	THIOPON PANTOTHENIQUE ADULTES, suppositoire	AMIDO	3106035	3400931060352	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
63946277	THIOPON PANTOTHENIQUE ADULTES, suppositoire	AMIDO	5529260	3400955292609	20 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
62105168	THIOPON PANTOTHENIQUE ENFANTS, suppositoire	AMIDO	3106041	3400931060413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
62105168	THIOPON PANTOTHENIQUE ENFANTS, suppositoire	AMIDO	5529231	3400955292319	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 100 suppositoire(s)
63585510	THIOPON, capsule	AMIDO	3106058	3400931060581	tube(s) polypropylène de 50 capsule(s)
63585510	THIOPON, capsule	AMIDO	5529248	3400955292487	tube(s) polypropylène de 100 capsule(s)
64339935	THIOSEDAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3106064	3400931060642	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
68960512	THIOSEDAL, sirop	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3106070	3400931060703	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64342415	THIOTEPA GENOPHARM 15 mg, lyophilisat pour usage parentéral	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5639310	3400956393107	1 flacon(s) en verre de 15 mg
65124483	THIOVALONE, suspension pour pulvérisation buccale	PFIZER	3465366	3400934653667	1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml avec pompe doseuse et embout buccal
65453087	THIRIAL, capsule	PLANTES ET MEDECINES	3358417	3400933584177	1 pilulier(s) en verre de 30 capsule(s)
61351715	THLASCOSE, solution buvable (gouttes)	DELPECH	3106118	3400931061182	1 flacon(s) de 15 ml
67556762	THUYA COMPLEXE N°37, solution buvable	LEHNING	3059755	3400930597552	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67556762	THUYA COMPLEXE N°37, solution buvable	LEHNING	3370312	3400933703127	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
68031504	THYM INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante sèche pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3332197	3400933321970	24 sachet(s)-dose(s) cellophane thermocollable
62850870	THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion	GENZYME EUROPE	5702818	3400957028183	1 flacon(s) en verre
68937442	THYROGEN 0,9 mg, poudre pour solution injectable	GENZYME EUROPE	3577697	3400935776976	1 flacon(s) en verre
68937442	THYROGEN 0,9 mg, poudre pour solution injectable	GENZYME EUROPE	3577705	3400935777058	2 flacon(s) en verre
63681430	TIADILON 100 mg, gélule	CRINEX	3158428	3400931584285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3438671	3400934386718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3445441	3400934454417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3445458	3400934454585	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3445464	3400934454646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3445470	3400934454707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3445487	3400934454875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
60660018	TIANEPTINE ARDIX 12,5 mg, comprimé enrobé	SERVIER	5606569	3400956065691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352544	3400933525446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352550	3400933525507	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352567	3400933525675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352573	3400933525736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352596	3400933525965	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64713443	TIANEPTINE BIOGARAN 12,5 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3352604	3400933526047	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67890598	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3174249	3400931742494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67890598	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3267270	3400932672707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67890598	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5511030	3400955110309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67890598	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5511047	3400955110477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 200 comprimé(s)
67890598	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5566580	3400955665809	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
68632565	TIAPRIDAL 100 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3174255	3400931742555	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
68632565	TIAPRIDAL 100 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3273253	3400932732531	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
68632565	TIAPRIDAL 100 mg/2 ml, solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5537489	3400955374893	60 ampoule(s) en verre de 2 ml
68673220	TIAPRIDAL 5 mg/goutte, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3461109	3400934611094	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) en verre brun de 30 ml
62047409	TIAPRIDE GNR 100 mg/2 ml, solution injectable	SANDOZ	3322307	3400933223076	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
62047409	TIAPRIDE GNR 100 mg/2 ml, solution injectable	SANDOZ	3337438	3400933374389	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
68912300	TIAPRIDE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	3331890	3400933318901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68912300	TIAPRIDE MERCK 100 mg, comprimé sécable	MERCK GENERIQUES	5569609	3400955696094	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65418855	TIAPRIDE MERCK 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.) en ampoule	MERCK GENERIQUES	3331884	3400933318840	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
65418855	TIAPRIDE MERCK 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.) en ampoule	MERCK GENERIQUES	3337421	3400933374211	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
69668977	TIAPRIDE PAN PHARMA 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.)	PANPHARMA	3313001	3400933130015	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
69668977	TIAPRIDE PAN PHARMA 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.)	PANPHARMA	3524123	3400935241238	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69668977	TIAPRIDE PAN PHARMA 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.)	PANPHARMA	5567817	3400955678175	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
60254487	TIAPRIDE PANPHARMA 100 mg, comprimé sécable	PANPHARMA	3313395	3400933133955	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60254487	TIAPRIDE PANPHARMA 100 mg, comprimé sécable	PANPHARMA	5565681	3400955656814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69497921	TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable	SANDOZ	3659662	3400936596627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69497921	TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable	SANDOZ	5566858	3400955668589	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62300809	TIAPRIDE WINTHROP 100 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3305562	3400933055622	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69462386	TIAPRIDE WINTHROP 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M. et I.V.)	WINTHROP MEDICAMENTS	3305579	3400933055790	12 ampoule(s) en verre de 2 ml
66069851	TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion	SERB	5556995	3400955569954	1 ampoule(s) en verre de 6 ml
66069851	TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion	SERB	5557003	3400955570035	5 ampoule(s) en verre de 6 ml
66069851	TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion	SERB	5557026	3400955570264	10 ampoule(s) en verre de 6 ml
66069851	TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion	SERB	5571670	3400955716709	12 ampoule(s) en verre de 6 ml
69167119	TIBERAL 125 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	5558333	3400955583332	1 ampoule(s) en verre de 0,75 ml
69167119	TIBERAL 125 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	5558356	3400955583561	5 ampoule(s) en verre de 0,75 ml
69167119	TIBERAL 125 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	5558362	3400955583622	10 ampoule(s) en verre de 0,75 ml
69167119	TIBERAL 125 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	5571664	3400955716648	6 ampoule(s) en verre de 0,75 ml
65963599	TIBERAL 500 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	3228146	3400932281466	6 ampoule(s) en verre de 3 ml
65963599	TIBERAL 500 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	3228152	3400932281527	12 ampoule(s) en verre de 3 ml
65963599	TIBERAL 500 mg, solution injectable pour perfusion	SERB	5557115	3400955571155	12 ampoule(s) de 3 ml
61921510	TIBERAL, comprimé	SERB	3239629	3400932396290	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61921510	TIBERAL, comprimé	SERB	3277854	3400932778546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 3 comprimé(s)
61921510	TIBERAL, comprimé	SERB	3277860	3400932778607	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61921510	TIBERAL, comprimé	SERB	3754797	3400937547970	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66072630	TIBURON 200 mg, gélule	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3337214	3400933372149	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
66072630	TIBURON 200 mg, gélule	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3390421	3400933904210	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61415420	TIBURON 5 POUR CENT, gel pour application locale	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3396978	3400933969783	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
67390835	TICARPEN 1 g, poudre et solution pour solution injectable (I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3239374	3400932393749	1 flacon(s) en verre de 1 g - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63162528	TICARPEN 2 g, poudre et solution pour solution injectable (I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3239380	3400932393800	1 flacon(s) en verre de 2 g - 1 ampoule(s) en verre de 6,5 ml
62394801	TICARPEN 2 g, poudre pour solution injectable (I.V., I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3239405	3400932394050	1 flacon(s) en verre de 2 g
62394801	TICARPEN 2 g, poudre pour solution injectable (I.V., I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3772068	3400937720687	10 flacon(s) en verre de 2 g
65373851	TICARPEN 5 g, poudre pour solution injectable (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	3239411	3400932394111	1 flacon(s) en verre de 5 g
64551557	TICARPEN NOURRISSONS ET ENFANTS 1 g, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3239397	3400932393978	1 flacon(s) de 1 g
64551557	TICARPEN NOURRISSONS ET ENFANTS 1 g, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3772051	3400937720519	10 flacon(s) en verre de 1 g
64129278	TICINAN L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3618901	3400936189010	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64129278	TICINAN L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3618918	3400936189188	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66616644	TICINAN L.P. 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620424	3400936204249	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66616644	TICINAN L.P. 100 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620430	3400936204300	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67896455	TICINAN L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620447	3400936204478	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67896455	TICINAN L.P. 200 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620453	3400936204539	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61866850	TICINAN L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620387	3400936203877	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61866850	TICINAN L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620393	3400936203938	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61822252	TICINAN L.P. 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620401	3400936204010	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61822252	TICINAN L.P. 60 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	LANNACHER HEILMITTEL	3620418	3400936204188	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220794	3400932207947	plaque(s) thermoformée(s) PVC opaque de 20 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220802	3400932208029	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220819	3400932208197	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220825	3400932208258	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3220831	3400932208319	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3346710	3400933467104	plaque(s) thermoformée(s) PVC transparent de 20 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3346727	3400933467272	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3346733	3400933467333	plaque(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3392638	3400933926380	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
62734606	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590070	3400955900702	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60419540	TICLOMED 250 mg, comprimé pelliculé	LEURQUIN MEDIOLANUM	3549241	3400935492418	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60419540	TICLOMED 250 mg, comprimé pelliculé	LEURQUIN MEDIOLANUM	5631277	3400956312771	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67763864	TICLOPIDINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3571200	3400935712004	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67763864	TICLOPIDINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5636642	3400956366422	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66387722	TICLOPIDINE EG 250 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3549258	3400935492586	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3619421	3400936194212	plaque(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 10 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3619438	3400936194380	plaque(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3619444	3400936194441	plaque(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3619450	3400936194502	plaque(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3619467	3400936194670	plaque(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5648680	3400956486809	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
62893124	TICLOPIDINE HEXAL 250 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5648697	3400956486977	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 180 comprimé(s)
68691446	TICLOPIDINE IVAX 250 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3656244	3400936562448	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
68103010	TICLOPIDINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3525476	3400935254764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
68103010	TICLOPIDINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3525482	3400935254825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
68103010	TICLOPIDINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3525499	3400935254993	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
68103010	TICLOPIDINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3525507	3400935255075	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65989672	TICLOPIDINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3587951	3400935879516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65989672	TICLOPIDINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3587968	3400935879684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65989672	TICLOPIDINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3587974	3400935879745	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65989672	TICLOPIDINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3587980	3400935879806	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 comprimé(s)
65098437	TICLOPIDINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3587997	3400935879974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3619378	3400936193789	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 10 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3619384	3400936193840	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3619409	3400936194090	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3619415	3400936194151	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3766754	3400937667548	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5648668	3400956486687	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
69490318	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	5648674	3400956486748	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 180 comprimé(s)
61276643	TICLOPIDINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3782204	3400937822046	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61276643	TICLOPIDINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3782210	3400937822107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677482	3400936774827	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677499	3400936774995	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677507	3400936775077	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677513	3400936775138	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677536	3400936775367	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677542	3400936775428	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677559	3400936775596	100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
61440306	TICOVAC 0,25 ml ENFANTS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677565	3400936775657	100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
69663909	TICOVAC 0,5 ml ADULTES, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3646760	3400936467606	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69663909	TICOVAC 0,5 ml ADULTES, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3646783	3400936467835	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69663909	TICOVAC 0,5 ml ADULTES, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3646808	3400936468085	100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69663909	TICOVAC 0,5 ml ADULTES, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'encéphalite à tiques (inactivé)	BAXTER	3677476	3400936774766	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69122679	TICOVAC 2,7 microgrammes, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de l'encéphalite à tiques, adsorbé	BAXTER	3523052	3400935230522	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69122679	TICOVAC 2,7 microgrammes, suspension injectable en seringue préremplie. vaccin de l'encéphalite à tiques, adsorbé	BAXTER	3523069	3400935230690	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64925873	TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3658444	3400936584440	1 flacon(s) en verre
64925873	TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5556334	3400955563341	10 flacon(s) en verre
64925873	TIENAM 250 mg/250 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5556340	3400955563402	20 flacon(s) en verre
63511136	TIENAM 500 mg, poudre et solution pour usage parentéral (IM)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3658473	3400936584730	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
63511136	TIENAM 500 mg, poudre et solution pour usage parentéral (IM)	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5578850	3400955788508	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 2 ml
63450904	TIENAM 500 mg, poudre pour perfusion avec système de transfert pour poche	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3658450	3400936584501	10 flacon(s) en verre de 1,16 g
69552232	TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3658467	3400936584679	1 flacon(s) en verre
69552232	TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5556363	3400955563631	10 flacon(s) en verre
69552232	TIENAM 500 mg/500 mg, poudre pour perfusion	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5556386	3400955563860	20 flacon(s) en verre
66595876	TIGASON 10 mg, gélule	ROCHE	3251464	3400932514649	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
66595876	TIGASON 10 mg, gélule	ROCHE	3251470	3400932514700	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
64536669	TIGASON 25 mg, gélule	ROCHE	3251487	3400932514878	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
64536669	TIGASON 25 mg, gélule	ROCHE	3251493	3400932514939	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
64536669	TIGASON 25 mg, gélule	ROCHE	5544130	3400955441304	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60435263	TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3575534	3400935755346	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 2 comprimé(s)
60435263	TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3575540	3400935755407	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 6 comprimé(s)
60435263	TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3575557	3400935755575	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
60435263	TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3615647	3400936156470	plaque(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 12 comprimé(s)
67740328	TILADE 2 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3304410	3400933044107	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) de 56 dose(s)
67740328	TILADE 2 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3304427	3400933044275	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) de 114 dose(s)
67740328	TILADE 2 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3304433	3400933044336	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve(s) doseuse(s) de 200 dose(s)
60994391	TILADE SYNCRONER 2 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3391998	3400933919986	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse de 56 dose(s)
60994391	TILADE SYNCRONER 2 mg/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	AVENTIS	3392006	3400933920067	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse de 112 dose(s)
63269804	TILARIN 1 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3374853	3400933748531	1 flacon(s) polyéthylène de 15 ml avec pompe doseuse
63269804	TILARIN 1 POUR CENT, solution pour pulvérisation nasale	AVENTIS	3374876	3400933748760	1 flacon(s) polyéthylène de 30 ml avec pompe doseuse

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63707067	TILAVIST 2 POUR CENT, collyre	AVENTIS	3362525	3400933625252	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec compte-gouttes
63707067	TILAVIST 2 POUR CENT, collyre	AVENTIS	3362531	3400933625313	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec compte-gouttes
63707067	TILAVIST 2 POUR CENT, collyre	AVENTIS	3369361	3400933693619	1 flacon(s) polyéthylène de 6 ml avec compte-gouttes
63707067	TILAVIST 2 POUR CENT, collyre	AVENTIS	3370890	3400933708900	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml avec compte-gouttes
65271978	TILCOTIL 20 mg, comprimé effervescent sécable	ROCHE	3380894	3400933808945	tube(s) aluminium de 10 comprimé(s)
65271978	TILCOTIL 20 mg, comprimé effervescent sécable	ROCHE	3380902	3400933809027	tube(s) aluminium de 16 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3292776	3400932927760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3292782	3400932927821	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3292799	3400932927999	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3303965	3400933039653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3328706	3400933287061	1 boîte(s) avec distributeur polyéthylène polypropylène de 16 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3425355	3400934253553	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	3445613	3400934456138	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
67841804	TILCOTIL 20 mg, comprimé pelliculé sécable	ROCHE	5556699	3400955566991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66033937	TILCOTIL 20 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral (IM)	ROCHE	3328600	3400933286002	2 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 2 ampoule(s) en verre de 2 ml
67711579	TILCOTIL 20 mg, suppositoire	ROCHE	3315023	3400933150235	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67711579	TILCOTIL 20 mg, suppositoire	ROCHE	3315046	3400933150464	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 12 suppositoire(s)
67711579	TILCOTIL 20 mg, suppositoire	ROCHE	3315052	3400933150525	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 15 suppositoire(s)
60998977	TILDIEM 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5563469	3400955634690	1 flacon(s) en verre de 100 mg
60998977	TILDIEM 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5563475	3400955634751	6 flacon(s) en verre de 100 mg
60998977	TILDIEM 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5563481	3400955634812	12 flacon(s) en verre de 100 mg
60998977	TILDIEM 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5563498	3400955634980	20 flacon(s) en verre de 100 mg
60998977	TILDIEM 100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.)	SANOFI AVENTIS FRANCE	5563506	3400955635062	25 flacon(s) en verre de 100 mg
62018628	TILDIEM 25 mg, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	SANOFI AVENTIS FRANCE	3273052	3400932730520	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
62018628	TILDIEM 25 mg, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	SANOFI AVENTIS FRANCE	5548725	3400955487258	20 flacon(s) en verre - 20 ampoule(s) en verre de 5 ml
62018628	TILDIEM 25 mg, poudre et solution pour préparation injectable I.V.	SANOFI AVENTIS FRANCE	5549067	3400955490678	20 flacon(s) en verre
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3238179	3400932381791	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3248551	3400932485512	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5525078	3400955250784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5530961	3400955309611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5568194	3400955681946	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63692245	TILDIEM 60 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5631314	3400956313143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3314578	3400933145781	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3314584	3400933145842	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5564747	3400955647478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5564753	3400955647539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 140 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5564776	3400955647768	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5564782	3400955647829	1 flacon(s) polypropylène de 140 gélule(s)
62664780	TILDIEM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5565675	3400955656753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
60998596	TIMABAK 0,10 %, collyre en solution	THEA	3404293	3400934042935	1 flacon(s) polyéthylène avec stilligoutte avec filtre(s) de 5 ml
60998596	TIMABAK 0,10 %, collyre en solution	THEA	3619898	3400936198982	1 flacon(s) polyéthylène avec stilligoutte avec filtre(s) de 10 ml
65813464	TIMABAK 0,25 %, collyre en solution	THEA	3404301	3400934043017	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec stilligoutte
65813464	TIMABAK 0,25 %, collyre en solution	THEA	3619906	3400936199064	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml avec stilligoutte
63981755	TIMABAK 0,50 %, collyre en solution	THEA	3404318	3400934043185	1 flacon(s) polyéthylène avec stilligoutte avec filtre(s) de 5 ml
63981755	TIMABAK 0,50 %, collyre en solution	THEA	3619912	3400936199125	1 flacon(s) polyéthylène avec stilligoutte avec filtre(s) de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64858702	TIMACOR 10 mg, comprimé sécable	SUBSTIPHARM	3182036	3400931820369	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64858702	TIMACOR 10 mg, comprimé sécable	SUBSTIPHARM	3182042	3400931820420	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66488803	TIMOCOMOD 0,25 POUR CENT, collyre en solution	URSAPHARM	3546981	3400935469816	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec pompe "airless"
62081557	TIMOCOMOD 0,50 POUR CENT, collyre en solution	URSAPHARM	3546998	3400935469984	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec pompe "airless"
65120677	TIMOFEROL, gélule	ELERTE	3418823	3400934188237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 12 gélule(s)
65120677	TIMOFEROL, gélule	ELERTE	3418846	3400934188466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 24 gélule(s)
65120677	TIMOFEROL, gélule	ELERTE	3570614	3400935706140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
64586889	TIMOFLUID 1 mg/g, gel ophtalmique en récipient unidose	THEA	3706835	3400937068352	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 g
65130739	TIMOLOL ALCON 0,25 POUR CENT, collyre	ALCON	3412766	3400934127663	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
65130739	TIMOLOL ALCON 0,25 POUR CENT, collyre	ALCON	3412772	3400934127724	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
66708726	TIMOLOL ALCON 0,50 POUR CENT, collyre	ALCON	3412737	3400934127373	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
66708726	TIMOLOL ALCON 0,50 POUR CENT, collyre	ALCON	3412743	3400934127434	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml
62883297	TIMOLOL CHAUVIN 0,25 POUR CENT, collyre en solution	CHAUVIN	3486569	3400934865695	1 flacon(s) polyéthylène avec compte-gouttes de 5 ml
67895816	TIMOLOL CHAUVIN 0,50 %, collyre en solution	CHAUVIN	3486552	3400934865527	1 flacon(s) de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61194121	TIMOLOL SANDOZ 0,10 POUR CENT, collyre en solution	SANDOZ	3766760	3400937667609	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
62458353	TIMOLOL SANDOZ 0,25 POUR CENT, collyre en solution	SANDOZ	3766777	3400937667777	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
64433879	TIMOLOL SANDOZ 0,50 POUR CENT, collyre en solution	SANDOZ	3766783	3400937667838	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
69371634	TIMOLOL TEVA 0,25 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3537982	3400935379825	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
69371634	TIMOLOL TEVA 0,25 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3537999	3400935379993	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
69371634	TIMOLOL TEVA 0,25 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3611715	3400936117150	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
62474279	TIMOLOL TEVA 0,50 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3538013	3400935380135	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
62474279	TIMOLOL TEVA 0,50 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3538036	3400935380364	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
62474279	TIMOLOL TEVA 0,50 %, collyre en solution	TEVA CLASSICS	3611721	3400936117211	1 flacon(s) polyéthylène de 3 ml
62248839	TIMOPTOL 0,10 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3224303	3400932243037	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 3 ml
60396928	TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3224326	3400932243266	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 3 ml
63677389	TIMOPTOL 0,25 POUR CENT, collyre en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3292196	3400932921966	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,20 ml
61417407	TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3224295	3400932242955	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 3 ml
67935851	TIMOPTOL 0,50 POUR CENT, collyre en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3292204	3400932922048	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,20 ml
64190637	TIMOPTOL L.P. 0,25 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3373397	3400933733971	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2,5 ml
64342874	TIMOPTOL L.P. 0,50 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3373405	3400933734053	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 2,5 ml
61760135	TIMOPTOL LP 0,25 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3507490	3400935074904	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,2 ml
66434346	TIMOPTOL LP 0,50 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3507509	3400935075093	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,2 ml
67203627	TIMOSOFT, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3480621	3400934806216	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 ml avec embout avec compte-gouttes
62407864	TIMPILO 2, collyre en flacon bicompartimenté	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3315773	3400933157739	1 flacon(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments de 3,2 ml - 1 flacon(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments de 2,89 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67301039	TIMPILO 4, collyre en flacon bicompartimenté	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3315796	3400933157968	1 flacon(s) bicompartimenté - 3,2 ml de solution à diluer / 2,89 ml de solution diluante
61760046	TINSET 2,5 mg/ml, suspension buvable	JANSSEN CILAG	3274123	3400932741236	1 flacon(s) en verre de 90 ml avec pipette(s)
65407645	TINSET 30 mg, comprimé sécable	JANSSEN CILAG	3274117	3400932741175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65407645	TINSET 30 mg, comprimé sécable	JANSSEN CILAG	3667466	3400936674660	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65407645	TINSET 30 mg, comprimé sécable	JANSSEN CILAG	3667472	3400936674721	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
62804360	TIORFAN 10 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet-dose	BIOPROJET	3521113	3400935211132	16 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier aluminium de 1 g
62906109	TIORFAN 100 mg, gélule	BIOPROJET	3349677	3400933496777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
64414665	TIORFAN 18 mg ENFANTS, poudre orale en sachet-dose	BIOPROJET	3521136	3400935211361	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier aluminium de 1,8 g
69778288	TIORFAN 30 mg ENFANTS, poudre orale en sachet-dose	BIOPROJET	3521142	3400935211422	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier aluminium de 3 g
65596594	TIORFAN 6 mg NOURRISSONS, poudre orale en sachet-dose	BIOPROJET	3521107	3400935211071	30 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier aluminium de 0,6 g
63310966	TIORFAN 6 mg/dose ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre orale	BIOPROJET	3508302	3400935083029	1 flacon(s) polypropylène de 130 g avec dispositif doseur avec cuillère-mesure
67428218	TIREGAN 200 microgrammes/ml, solution injectable	UCB PHARMA	5527479	3400955274797	1 ampoule(s) de 1 ml
67428218	TIREGAN 200 microgrammes/ml, solution injectable	UCB PHARMA	5527485	3400955274858	5 ampoule(s) de 1 ml
68393072	TISANE BORKOU, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	IPHYM	3410862	3400934108624	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
66419419	TISANE CENTAURIA, mélange de plantes pour tisane	BEAUFOUR IPSEN PHARMA	3212286	3400932122868	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,25 g
65648849	TISANE CISBEY, mélange de plantes pour tisane, sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3197428	3400931974284	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène
66169353	TISANE D'ARS, plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3116855	3400931168553	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
68705796	TISANE DE SANTE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3427207	3400934272073	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
61620560	TISANE DE SANTE, mélange de plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3427199	3400934271991	1 boîte(s) carton de 75 g
63342088	TISANE DES ALPES DE RECH, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3445760	3400934457609	10 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
65989551	TISANE DES FAMILLES, plantes pour tisane en sachet dose	MEDIFLOR	3223746	3400932237463	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
65989551	TISANE DES FAMILLES, plantes pour tisane en sachet dose	MEDIFLOR	3316324	3400933163242	25 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
65989551	TISANE DES FAMILLES, plantes pour tisane en sachet dose	MEDIFLOR	3441489	3400934414893	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
64261664	TISANE DIGESTIVE DOLISOS, plantes pour tisane en sachet-dose	BOIRON	3536681	3400935366818	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène
65771481	TISANE DU MONT SAINTE ODILE N°5 LAXATIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3164593	3400931645931	1 boîte(s) de 260 g
65771481	TISANE DU MONT SAINTE ODILE N°5 LAXATIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3164601	3400931646013	12 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 2 g
65771481	TISANE DU MONT SAINTE ODILE N°5 LAXATIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3164618	3400931646181	20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 2 g
69359482	TISANE FRANKLIN, mélange de plantes pour tisane	DENSMORE (M.C.)	3041293	3400930412930	1 boîte(s) carton de 80 g
66325585	TISANE GARFIELD, plantes pour tisane en sachet-dose	DENSMORE (M.C.)	3444016	3400934440168	10 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
66949780	TISANE HEPATIQUE DE HOERDT, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	WIEGER	3121342	3400931213420	24 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
69590610	TISANE LAXATIVE DOLISOS, plantes pour tisane en sachet-dose	BOIRON	3508704	3400935087041	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,05 g
66218423	TISANE LAXATIVE H&S, plantes pour tisane en sachet-dose	H&S TEE GESELLSCHAFT MBH&CO	3626131	3400936261310	20 sachet(s)-dose(s) papier sureballée(s)/surpochée(s) polyvinylidène polypropylène
63750905	TISANE LAXATIVE VITAFLO, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3177147	3400931771470	12 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 1,5 g
63750905	TISANE LAXATIVE VITAFLO, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3177176	3400931771760	24 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 1,5 g
63750905	TISANE LAXATIVE VITAFLO, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	DIETETIQUE ET SANTE	3238452	3400932384525	20 sachet(s)-dose(s) polyéthylène papier de 1,5 g
69996970	TISANE MEDIFLOR N°1 MINCEUR, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132819	3400931328193	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
69996970	TISANE MEDIFLOR N°1 MINCEUR, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210152	3400932101528	10 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69996970	TISANE MEDIFLOR N°1 MINCEUR, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210169	3400932101696	12 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
69996970	TISANE MEDIFLOR N°1 MINCEUR, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210175	3400932101757	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
69654543	TISANE MEDIFLOR N°12 JAMBES LOURDES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3162565	3400931625650	24 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,5 g
69654543	TISANE MEDIFLOR N°12 JAMBES LOURDES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3215190	3400932151905	10 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,5 g
69654543	TISANE MEDIFLOR N°12 JAMBES LOURDES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3215209	3400932152094	12 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,5 g
69654543	TISANE MEDIFLOR N°12 JAMBES LOURDES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3215215	3400932152155	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,5 g
66353951	TISANE MEDIFLOR N°2 DOULEURS ARTICULAIRES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132831	3400931328315	24 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66353951	TISANE MEDIFLOR N°2 DOULEURS ARTICULAIRES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207782	3400932077823	10 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66353951	TISANE MEDIFLOR N°2 DOULEURS ARTICULAIRES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207799	3400932077991	12 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66353951	TISANE MEDIFLOR N°2 DOULEURS ARTICULAIRES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207807	3400932078073	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66827890	TISANE MEDIFLOR N°3 DIGESTIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132854	3400931328544	24 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66827890	TISANE MEDIFLOR N°3 DIGESTIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207842	3400932078424	10 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66827890	TISANE MEDIFLOR N°3 DIGESTIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207859	3400932078592	12 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
66827890	TISANE MEDIFLOR N°3 DIGESTIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207865	3400932078653	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
68679045	TISANE MEDIFLOR N°4 DIURETIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132877	3400931328773	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
68679045	TISANE MEDIFLOR N°4 DIURETIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207894	3400932078943	10 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
68679045	TISANE MEDIFLOR N°4 DIURETIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207902	3400932079025	12 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
68679045	TISANE MEDIFLOR N°4 DIURETIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3207919	3400932079193	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8 g
67176393	TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132908	3400931329084	24 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
67176393	TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3208735	3400932087358	10 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
67176393	TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3208741	3400932087419	12 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
67176393	TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3208758	3400932087587	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1,8 g
63908305	TISANE MEDIFLOR N°8 PECTORALE D'ALSACE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3132972	3400931329725	24 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1 dose(s)
63908305	TISANE MEDIFLOR N°8 PECTORALE D'ALSACE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210034	3400932100347	10 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1 dose(s)
63908305	TISANE MEDIFLOR N°8 PECTORALE D'ALSACE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210040	3400932100408	12 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1 dose(s)
63908305	TISANE MEDIFLOR N°8 PECTORALE D'ALSACE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3210057	3400932100576	20 sachet(s)-dose(s) papier polypropylène de 1 dose(s)
68201732	TISANE MEXICAINE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	INNOTHERA	3427294	3400934272943	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
66037031	TISANE NERVA, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3175384	3400931753841	30 sachet(s)-dose(s) papier de 1 g
66037031	TISANE NERVA, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3244317	3400932443178	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60962493	TISANE ORIENTALE SOKER, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	CASTER	3427288	3400934272882	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
63000031	TISANE PHLEBOSEDOL, plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3199835	3400931998358	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
60001943	TISANE PHLEBOSEDOL, plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3082553	3400930825532	1 boîte(s) carton de 100 g
65537311	TISANE PROVENCALE N° 2, mélange de plantes pour tisane en sachets-dose	TISANE PROVENCALE	3324045	3400933240455	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
65537311	TISANE PROVENCALE N° 2, mélange de plantes pour tisane en sachets-dose	TISANE PROVENCALE	3339259	3400933392598	50 sachet(s)-dose(s) de 2 g
65038536	TISANE PROVENCALE N°1, plantes pour tisane en sachet-dose	TISANE PROVENCALE	3448830	3400934488306	25 sachet(s)-dose(s) papier de 1,7 g
67936405	TISANE PROVENCALE N°3, mélange de plantes pour tisane en sachets-dose	TISANE PROVENCALE	3332139	3400933321390	20 sachet(s)-dose(s)
66237690	TISANE PROVENCALE N°3, mélange de plantes pour tisane en vrac	TISANE PROVENCALE	3332145	3400933321451	1 boîte(s) carton de 60 g
62143756	TISANE PROVENCALE N°5	TISANE PROVENCALE	3362608	3400933626082	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
65728220	TISANE PROVENCALE N°6 DOULEURS ARTICULAIRES, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	TISANE PROVENCALE	3409971	3400934099717	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
64268744	TISANE PROVENCALE No 4, mélange de plantes pour tisane en sachet dose	TISANE PROVENCALE	3311858	3400933118587	20 sachet(s)-dose(s) de 1,8 g
69295154	TISANE PROVENCALE No 4, mélange de plantes pour tisane en vrac	TISANE PROVENCALE	3311841	3400933118419	1 boîte(s) carton de 70 g
68032175	TISANE SAINT LUC, plantes pour tisane en sachet-dose	TISANE PROVENCALE	3427029	3400934270291	10 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
69988710	TISANE SAINT URBAIN, plantes pour tisane en sachet-dose	IDERNE MICHEL	3453802	3400934538025	20 sachet(s)-dose(s) de 1,6 g
64120553	TISANE SAINTE VICTOIRE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	BOIRON	3163524	3400931635246	20 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
65209211	TISANE SVELTA, plantes pour tisane en sachet-dose	MEDIFLOR	3244323	3400932443239	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
62578534	TISANE UREX, plantes pour tisane en sachet-dose	IDERNE MICHEL	3462379	3400934623790	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,6 g
61346846	TISANE UREX, plantes pour tisane en vrac	IDERNE MICHEL	3130795	3400931307952	1 sachet(s) papier de 90 g
65189869	TISSUCOL KIT, poudres, solution et solvant pour colle intralésionnelle	BAXTER	5620894	3400956208944	poudre 1 en flacon (verre) contenant un barreau magnétique (acier inoxydable) + poudre 2 en flacon (verre) + 2 ml de solution + 2 ml de solvant en flacons (verre) + nécessaire de préparation et d'application
65189869	TISSUCOL KIT, poudres, solution et solvant pour colle intralésionnelle	BAXTER	5620902	3400956209026	poudre 1 en flacon (verre) contenant un barreau magnétique (acier inoxydable) + poudre 2 en flacon (verre) + 5 ml de solution + 5 ml de solvant en flacons (verre) + nécessaire de préparation et d'application
65189869	TISSUCOL KIT, poudres, solution et solvant pour colle intralésionnelle	BAXTER	5620919	3400956209194	poudre 1 en flacon (verre) contenant un barreau magnétique (acier inoxydable) + poudre 2 en flacon (verre) + 0,5 ml de solution + 0,5 ml de solvant en flacons (verre) + nécessaire de préparation et d'application
65189869	TISSUCOL KIT, poudres, solution et solvant pour colle intralésionnelle	BAXTER	5620925	3400956209255	poudre 1 en flacon (verre) contenant un barreau magnétique (acier inoxydable) + poudre 2 en flacon (verre) + 1 ml de solution + 1 ml de solvant en flacons (verre) + nécessaire de préparation et d'application
61841313	TITANORAL 600 mg, comprimé pelliculé	MCNEIL	3650885	3400936508859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61165034	TITANOREINE A LA LIDOCAINE 2 POUR CENT, crème	MCNEIL	3237240	3400932372409	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
63802533	TITANOREINE, crème	MCNEIL	3476832	3400934768323	1 tube(s) aluminium verni de 20 g avec canule polypropylène
63802533	TITANOREINE, crème	MCNEIL	3476849	3400934768491	1 tube(s) aluminium verni de 40 g avec canule polypropylène
64912776	TITANOREINE, suppositoire	MCNEIL	3230077	3400932300778	film(s) thermosoudé(s) de 12 suppositoire(s)
65058784	TIXAIR 200 mg, comprimé	MADAUS	3272868	3400932728688	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65058784	TIXAIR 200 mg, comprimé	MADAUS	3565056	3400935650566	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65058784	TIXAIR 200 mg, comprimé	MADAUS	5547832	3400955478324	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 300 comprimé(s)
69725499	TIXAIR 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MADAUS	3532306	3400935323064	20 sachet(s) aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 g
69725499	TIXAIR 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MADAUS	3532312	3400935323125	30 sachet(s) aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69725499	TIXAIR 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MADAUS	3532329	3400935323293	60 sachet(s) aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 g
65832685	TOBI 300 mg/5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur	NOVARTIS PHARMA	3657232	3400936572324	56 ampoule(s) polyéthylène de 5 ml
69240211	TOBRABACT 0,3 %, collyre en solution	MEDICOM CONSULTANCY	3533406	3400935334060	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec compte-gouttes
66302120	TOBRADEX, collyre en suspension	ALCON	3442997	3400934429972	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec embout avec compte-gouttes
68200420	TOBRAMYCINE MERCK 25 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M., I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3341109	3400933411091	6 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68200420	TOBRAMYCINE MERCK 25 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M., I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3341115	3400933411152	10 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68200420	TOBRAMYCINE MERCK 25 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M., I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3554176	3400935541765	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68200420	TOBRAMYCINE MERCK 25 mg/2,5 ml, solution injectable (I.M., I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3554182	3400935541826	5 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68965192	TOBRAMYCINE MERCK 75 mg/1,5 ml, solution injectable (I.M.- I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3341026	3400933410261	6 flacon(s) en verre de 1,5 ml
68965192	TOBRAMYCINE MERCK 75 mg/1,5 ml, solution injectable (I.M.- I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3341032	3400933410322	10 flacon(s) en verre de 1,5 ml
68965192	TOBRAMYCINE MERCK 75 mg/1,5 ml, solution injectable (I.M.- I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3554199	3400935541994	1 flacon(s) en verre de 1,5 ml
68965192	TOBRAMYCINE MERCK 75 mg/1,5 ml, solution injectable (I.M.- I.V.) en flacon	MERCK GENERIQUES	3554207	3400935542076	5 flacon(s) en verre de 1,5 ml
67691646	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349186	3400933491864	1 flacon(s) en verre de 3 ml
67691646	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349192	3400933491925	5 flacon(s) en verre de 3 ml
67691646	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349200	3400933492007	6 flacon(s) en verre de 3 ml
67691646	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349217	3400933492175	10 flacon(s) en verre de 3 ml
62400072	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340908	3400933409081	1 flacon(s) en verre de 3 ml
62400072	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340914	3400933409142	5 flacon(s) en verre de 3 ml
62400072	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340920	3400933409203	6 flacon(s) en verre de 3 ml
62400072	TOBRAMYCINE QUALIMED 120 mg/3 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340937	3400933409371	10 flacon(s) en verre de 3 ml
60066535	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3348962	3400933489625	1 flacon(s) en verre de 2 ml
60066535	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3348979	3400933489793	5 flacon(s) en verre de 2 ml
60066535	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3348985	3400933489854	6 flacon(s) en verre de 2 ml
60066535	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3348991	3400933489915	10 flacon(s) en verre de 2 ml
69176488	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340854	3400933408541	1 flacon(s) en verre de 2 ml
69176488	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340860	3400933408602	5 flacon(s) en verre de 2 ml
69176488	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340877	3400933408770	6 flacon(s) en verre de 2 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69176488	TOBRAMYCINE QUALIMED 20 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340883	3400933408831	10 flacon(s) en verre de 2 ml
68610907	TOBRAMYCINE QUALIMED 25 mg/2,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349016	3400933490164	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68610907	TOBRAMYCINE QUALIMED 25 mg/2,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349022	3400933490225	5 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68610907	TOBRAMYCINE QUALIMED 25 mg/2,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349039	3400933490393	6 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68610907	TOBRAMYCINE QUALIMED 25 mg/2,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349045	3400933490454	10 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68475758	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349051	3400933490515	1 flacon(s) en verre de 1 ml
68475758	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349068	3400933490683	5 flacon(s) en verre de 1 ml
68475758	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349074	3400933490744	6 flacon(s) en verre de 1 ml
68475758	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349080	3400933490805	10 flacon(s) en verre de 1 ml
66420834	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3341049	3400933410490	1 flacon(s) en verre de 1 ml
66420834	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3341055	3400933410551	5 flacon(s) en verre de 1 ml
66420834	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3341061	3400933410612	6 flacon(s) en verre de 1 ml
66420834	TOBRAMYCINE QUALIMED 40 mg/1 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3341078	3400933410780	10 flacon(s) en verre de 1 ml
61197929	TOBRAMYCINE QUALIMED 72 mg/1,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349097	3400933490973	1 flacon(s) en verre de 1,5 ml
61197929	TOBRAMYCINE QUALIMED 72 mg/1,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349105	3400933491055	5 flacon(s) en verre de 1,5 ml
61197929	TOBRAMYCINE QUALIMED 72 mg/1,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349111	3400933491116	6 flacon(s) en verre de 1,5 ml
61197929	TOBRAMYCINE QUALIMED 72 mg/1,5 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349128	3400933491284	10 flacon(s) en verre de 1,5 ml
68914828	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349134	3400933491345	1 flacon(s) en verre de 2 ml
68914828	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349140	3400933491406	5 flacon(s) en verre de 2 ml
68914828	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349157	3400933491574	6 flacon(s) en verre de 2 ml
68914828	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml (sans disulfite de sodium, ni phénol), solution injectable en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3349163	3400933491635	10 flacon(s) en verre de 2 ml
68297273	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340943	3400933409432	1 flacon(s) en verre de 2 ml
68297273	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340966	3400933409661	5 flacon(s) en verre de 2 ml
68297273	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340972	3400933409722	6 flacon(s) en verre de 2 ml
68297273	TOBRAMYCINE QUALIMED 80 mg/2 ml, solution injectable (IM-IV) en flacon	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3340989	3400933409890	10 flacon(s) en verre de 2 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
61547863	TOBRAMYCINE RPG 25 mg/2,5 ml, solution injectable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3457562	3400934575624	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
63273891	TOBRAMYCINE RPG 75 mg/1,5 ml, solution injectable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3457579	3400934575792	1 flacon(s) en verre de 1,5 ml
67299307	TOBEX 0,3 %, collyre en solution	ALCON	3280543	3400932805433	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
61621356	TOBEX 0,3 %, pommade ophtalmique	ALCON	3280537	3400932805372	1 tube(s) aluminium de 5 g - avec canule
65059904	TOBEX L.P. 3 mg/ml, collyre en solution	ALCON	3666343	3400936663435	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65692767	TOCLASE EXPECTORANT 5 POUR CENT, sirop	UCB HEALTHCARE	3289834	3400932898343	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65692767	TOCLASE EXPECTORANT 5 POUR CENT, sirop	UCB HEALTHCARE	3355198	3400933551988	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68688375	TOCLASE TOUX SECHE 0,213 POUR CENT, solution buvable en flacon	UCB HEALTHCARE	3378822	3400933788223	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
68688375	TOCLASE TOUX SECHE 0,213 POUR CENT, solution buvable en flacon	UCB HEALTHCARE	3378839	3400933788391	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
67657448	TOCO 500 mg, capsule molle	PHARMA 2000	3264550	3400932645503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
63964026	TOCOGESTAN, solution injectable IM	SERP	3106727	3400931067276	2 ampoule(s) en verre de 2 ml
63964026	TOCOGESTAN, solution injectable IM	SERP	5508513	3400955085133	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
61767806	TOCOLION, capsule molle	SCIENCEX	3405714	3400934057144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
61585091	TOCOMINE 100 mg, comprimé à croquer ou à sucer	PFIZER	3375143	3400933751432	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68071178	TOCOMINE 100 mg, comprimé enrobé	PFIZER	3106733	3400931067337	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 40 comprimé(s)
64909940	TOCOPA, gélule	ARKOPHARMA	3351220	3400933512200	tube(s) PVC de 50 gélule(s)
64909940	TOCOPA, gélule	ARKOPHARMA	3358297	3400933582975	tube(s) PVC de 30 gélule(s)
63265791	TOCOPHEROL IVAX 500 mg, capsule molle	IVAX PHARMACEUTICALS	3656379	3400936563797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
69359532	TOCOPHEROL NIVERPHARM 500 mg, capsule molle	NIVERPHARM	3547874	3400935478740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
68465155	TOCOPHEROL TEVA 500 mg, capsule molle	TEVA CLASSICS	3614576	3400936145764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)
68574699	TOFRANIL 10 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3106762	3400931067627	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67117128	TOFRANIL 25 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3106779	3400931067795	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64564985	TOFRANIL 25 mg/2 ml, solution injectable I.M en ampoule	NOVARTIS PHARMA	3106756	3400931067566	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
65128115	TOGAL 300 mg, comprimé	TOGAL WERK AG	3399793	3400933997939	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65128115	TOGAL 300 mg, comprimé	TOGAL WERK AG	3399801	3400933998011	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67597264	TOLERANE 500 mg, comprimé effervescent sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3279327	3400932793273	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
67597264	TOLERANE 500 mg, comprimé effervescent sécable	BAYER SANTE FAMILIALE	3394554	3400933945541	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 16 comprimé(s)
68217804	TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3396547	3400933965471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
68217804	TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3396553	3400933965532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
68217804	TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3474827	3400934748271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68217804	TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3474833	3400934748332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63836158	TOLEXINE 50 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3396524	3400933965242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63836158	TOLEXINE 50 mg, microgranules en comprimé	BIORGA	3396530	3400933965303	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
60985360	TOMUDEX 2 mg, poudre pour solution pour perfusion	ASTRAZENECA	5631739	3400956317394	1 flacon(s) en verre
64808119	TONACTIL, gélule	ARKOPHARMA	3339064	3400933390648	1 flacon(s) PVC de 45 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64808119	TONACTIL, gélule	ARKOPHARMA	3370826	3400933708269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 gélule(s)
65198633	TONICALCIUM ADULTES, solution buvable en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	3107017	3400931070177	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
63037275	TONICALCIUM ENFANTS, solution buvable en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	3107023	3400931070238	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
69021484	TONICYL FER 0,8 g POUR CENT, solution buvable	SODIA	3453423	3400934534232	1 flacon(s) en verre brun avec cuillère-mesure polystyrène de 125 ml
61903544	TONIGIN, capsule	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3359813	3400933598136	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 15 capsule(s)
60562111	TONILAX, comprimé enrobé	MEDIFLOR	3410939	3400934109393	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60504916	TONIQUE VEGETAL, solution buvable	LEHNING	3060988	3400930609880	1 flacon(s) de 250 ml
68279898	TONIVENE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	EXPANSCIENCE	3338389	3400933383893	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3 g
63003084	TOP MAG 2,25 g, comprimé effervescent	AEROCID	3351326	3400933513269	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64364155	TOP MAG, poudre pour solution buvable en sachet	AEROCID	3322572	3400933225728	30 sachet(s) papier aluminium polyester de 3,945 g
64364155	TOP MAG, poudre pour solution buvable en sachet	AEROCID	3340707	3400933407070	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,945 g
69051755	TOPAAL, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3219466	3400932194667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 comprimé(s)
69051755	TOPAAL, comprimé	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3219472	3400932194728	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
67373782	TOPAAL, poudre pour suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3281318	3400932813186	21 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,3 g
67373782	TOPAAL, poudre pour suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3281324	3400932813247	42 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,3 g
67373782	TOPAAL, poudre pour suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5511811	3400955118114	100 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,3 g
69216527	TOPAAL, suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3341948	3400933419486	1 flacon(s) en verre brun de 210 ml
69216527	TOPAAL, suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3478392	3400934783920	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
62355702	TOPALGIC 100 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5588819	3400955888192	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
66125684	TOPALGIC 100 mg/ml, solution buvable	AVENTIS	3620677	3400936206779	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun de 10 ml
63435884	TOPALGIC 50 mg, gélule	AVENTIS	3391188	3400933911881	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
63435884	TOPALGIC 50 mg, gélule	AVENTIS	5588788	3400955887881	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 gélule(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431410	3400934314100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431427	3400934314278	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516218	3400935162182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516224	3400935162243	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604211	3400956042111	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
68303979	TOPALGIC L.P. 100 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604228	3400956042289	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431433	3400934314339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431456	3400934314568	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516230	3400935162304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516247	3400935162472	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604234	3400956042340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66219621	TOPALGIC L.P. 150 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604240	3400956042401	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431462	3400934314629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3431479	3400934314797	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516253	3400935162533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	3516276	3400935162762	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604257	3400956042579	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64395332	TOPALGIC L.P. 200 mg, comprimé à libération prolongée	AVENTIS	5604263	3400956042630	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
66401015	TOPALKAN, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513349	3400935133496	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66401015	TOPALKAN, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513355	3400935133557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 42 comprimé(s)
66401015	TOPALKAN, comprimé à croquer	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513361	3400935133618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
65627716	TOPALKAN, suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513438	3400935134387	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
65627716	TOPALKAN, suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3513444	3400935134448	1 flacon(s) en verre brun de 210 ml
64137182	TOPEX 20 POUR CENT, gel pour usage dentaire	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3372009	3400933720094	1 flacon(s) polyéthylène de 15 ml
64231219	TOPFENA 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (IM)	ZYDUS FRANCE	3361939	3400933619398	6 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml
64231219	TOPFENA 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (IM)	ZYDUS FRANCE	5580166	3400955801665	6 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml
69966653	TOPFENA 2,5 POUR CENT, gel pour application locale	ZYDUS FRANCE	3355904	3400933559045	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
68065136	TOPFENA 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3327960	3400933279608	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 24 gélule(s)
60342955	TOPFENA L P 100 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3328586	3400933285869	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
69334276	TOPFENA L P 200 mg, gélule à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3328592	3400933285920	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
68379603	TOPILAR, crème	ROCHE	3222439	3400932224395	1 tube(s) aluminium de 10 g
68379603	TOPILAR, crème	ROCHE	3222445	3400932224456	1 tube(s) aluminium de 15 g
68379603	TOPILAR, crème	ROCHE	3222451	3400932224517	1 tube(s) aluminium de 20 g
68379603	TOPILAR, crème	ROCHE	3222468	3400932224685	1 tube(s) aluminium de 30 g
69313570	TOPILAR, pommade	ROCHE	3222385	3400932223855	1 tube(s) aluminium de 10 g
69313570	TOPILAR, pommade	ROCHE	3222391	3400932223916	1 tube(s) aluminium de 15 g
69313570	TOPILAR, pommade	ROCHE	3222416	3400932224166	1 tube(s) aluminium de 20 g
69313570	TOPILAR, pommade	ROCHE	3222422	3400932224227	1 tube(s) aluminium de 30 g
65663687	TOPIQUE DU JUIF ERRANT, solution pour application locale	GALEPHAR	3139508	3400931395089	1 flacon(s) en verre de 8 g avec applicateur polyéthylène basse densité (PEBD)
67468038	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750380	3400937503808	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
67468038	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750397	3400937503976	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
67468038	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750405	3400937504058	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 comprimé(s)
67468038	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750411	3400937504119	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
67468038	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750428	3400937504287	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
66713239	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750434	3400937504348	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66713239	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750440	3400937504409	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
66713239	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750457	3400937504577	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 comprimé(s)
66713239	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	5686396	3400956863969	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
66713239	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	5686404	3400956864041	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
65719050	TOPIRAMATE DELBERT 25 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750523	3400937505239	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
65719050	TOPIRAMATE DELBERT 25 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750546	3400937505468	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
65719050	TOPIRAMATE DELBERT 25 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750552	3400937505529	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 comprimé(s)
65719050	TOPIRAMATE DELBERT 25 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750569	3400937505697	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
65719050	TOPIRAMATE DELBERT 25 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750575	3400937505758	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
64548326	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750463	3400937504638	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 comprimé(s)
64548326	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750486	3400937504867	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64548326	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750492	3400937504928	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 56 comprimé(s)
64548326	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750500	3400937505000	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 84 comprimé(s)
64548326	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé	DELBERT	3750517	3400937505178	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 comprimé(s)
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3730762	3400937307628	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3730779	3400937307796	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3730785	3400937307857	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3747797	3400937477970	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 150 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3747805	3400937478052	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
68672780	TOPLEXIL 0,33 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique	SANOFI AVENTIS OTC	3747811	3400937478113	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 250 ml avec dispositif(s) doseur(s) polypropylène
62982231	TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop	THERAPLIX	3595784	3400935957849	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
62982231	TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop	THERAPLIX	3595790	3400935957900	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
62982231	TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop	THERAPLIX	3595809	3400935958099	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet doseur polypropylène
62375644	TOPLEXIL, sirop	THERAPLIX	3254451	3400932544516	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
62375644	TOPLEXIL, sirop	THERAPLIX	3453280	3400934532801	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec gobelet doseur polypropylène
62375644	TOPLEXIL, sirop	THERAPLIX	3453297	3400934532979	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec gobelet doseur polypropylène
63221880	TOPOCALC 1000 mg, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (AUTRICHE)	3391863	3400933918637	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63221880	TOPOCALC 1000 mg, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (AUTRICHE)	3391886	3400933918866	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69314334	TOPOCALC 500 mg, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (AUTRICHE)	3391892	3400933918927	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69314334	TOPOCALC 500 mg, comprimé effervescent	MEDA PHARMA (AUTRICHE)	3391900	3400933919009	3 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68727038	TOPREC 1 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop	THERAPLIX	3515733	3400935157331	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue pour administration orale
65346911	TOPREC 2,5 POUR CENT, gel	THERAPLIX	3310936	3400933109363	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
64768525	TOPREC 25 mg, comprimé	THERAPLIX	3308106	3400933081065	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64768525	TOPREC 25 mg, comprimé	THERAPLIX	5611671	3400956116713	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69783716	TOPSYNE 0,01 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3138549	3400931385493	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
69783716	TOPSYNE 0,01 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	5515766	3400955157663	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
66443181	TOPSYNE 0,01 POUR CENT, solution pour application cutanée	JOLLY JATEL	3188694	3400931886945	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec embout polyéthylène basse densité (PEBD) de 40 ml
63336046	TOPSYNE 0,05 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3132015	3400931320159	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
63336046	TOPSYNE 0,05 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3314271	3400933142711	1 tube(s) aluminium verni de 30 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60296931	TOPSYNE A P G 0,05 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3107224	3400931072249	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60296931	TOPSYNE A P G 0,05 POUR CENT, pommade	JOLLY JATEL	3314288	3400933142889	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69225202	TOPSYNE NEOMYCINE, pommade	JOLLY JATEL	3152414	3400931524144	1 tube(s) aluminium de 15 g
69225202	TOPSYNE NEOMYCINE, pommade	JOLLY JATEL	3217332	3400932173327	1 tube(s) aluminium de 10 g
69225202	TOPSYNE NEOMYCINE, pommade	JOLLY JATEL	3217349	3400932173495	1 tube(s) aluminium de 30 g
67521658	TOREM 10 mg, comprimé	ROCHE	3404181	3400934041815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67521658	TOREM 10 mg, comprimé	ROCHE	3404198	3400934041983	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67521658	TOREM 10 mg, comprimé	ROCHE	5595191	3400955951919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68891614	TOREM 10 mg/2 ml, solution injectable (IV) en ampoule	ROCHE	3404212	3400934042126	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
68891614	TOREM 10 mg/2 ml, solution injectable (IV) en ampoule	ROCHE	5595239	3400955952398	25 ampoule(s) en verre de 2 ml
67215992	TOREM 20 mg/4 ml, solution injectable (IV) en ampoule	ROCHE	3404229	3400934042294	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
67215992	TOREM 20 mg/4 ml, solution injectable (IV) en ampoule	ROCHE	5595245	3400955952459	25 ampoule(s) en verre de 4 ml
65551446	TOREM 200 mg, comprimé	ROCHE	5595216	3400955952169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65551446	TOREM 200 mg, comprimé	ROCHE	5595222	3400955952220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69324652	TOREM 200 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule	ROCHE	5595251	3400955952510	5 ampoule(s) en verre de 20 ml
61959895	TOREM 5 mg, comprimé	ROCHE	3403129	3400934031298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61959895	TOREM 5 mg, comprimé	ROCHE	3403135	3400934031359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61959895	TOREM 5 mg, comprimé	ROCHE	5595162	3400955951629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66651232	TORENTAL 100 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	AVENTIS	3176975	3400931769750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
66651232	TORENTAL 100 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	AVENTIS	5512549	3400955125495	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
68983895	TORENTAL 100 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	3176969	3400931769699	6 ampoule(s) en verre de 5 ml
68983895	TORENTAL 100 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5512532	3400955125327	25 ampoule(s) en verre de 5 ml
68983895	TORENTAL 100 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5592169	3400955921691	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
63511684	TORENTAL 300 mg/15 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5560442	3400955604426	10 ampoule(s) en verre de 15 ml
63511684	TORENTAL 300 mg/15 ml, solution injectable en ampoule	AVENTIS	5604688	3400956046881	5 ampoule(s) en verre de 15 ml
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545823	3400935458230	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545846	3400935458469	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545852	3400935458520	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545869	3400935458698	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545875	3400935458759	1 flacon(s) en verre brun de 50 comprimé(s)
62029172	TORENTAL L.P. 600 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	AVENTIS	3545881	3400935458810	1 flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
63510504	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3227201	3400932272013	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63510504	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3227572	3400932275724	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63510504	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3227589	3400932275892	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
63510504	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	3357441	3400933574413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63510504	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	AVENTIS	5531883	3400955318835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66809351	TOSSAREL, solution buvable	LEGRAS	3289136	3400932891368	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
63993782	TOTAMINE CONCENTRE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194223	3400931942238	24 flacon(s) en verre de 125 ml
63993782	TOTAMINE CONCENTRE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194246	3400931942467	12 flacon(s) en verre de 250 ml
63993782	TOTAMINE CONCENTRE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194252	3400931942528	12 flacon(s) en verre de 500 ml
63993782	TOTAMINE CONCENTRE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194269	3400931942696	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
63993782	TOTAMINE CONCENTRE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3309956	3400933099565	6 flacon(s) en verre de 750 ml
68170913	TOTAMINE CONCENTRE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194186	3400931941866	24 flacon(s) en verre de 125 ml
68170913	TOTAMINE CONCENTRE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194192	3400931941927	12 flacon(s) en verre de 250 ml
68170913	TOTAMINE CONCENTRE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194200	3400931942009	12 flacon(s) en verre de 500 ml
68170913	TOTAMINE CONCENTRE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194217	3400931942177	6 flacon(s) en verre de 1000 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68170913	TOTAMINE CONCENTRE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3309985	3400933099855	6 flacon(s) en verre de 750 ml
67498056	TOTAMINE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194134	3400931941347	24 flacon(s) en verre de 125 ml
67498056	TOTAMINE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194140	3400931941408	12 flacon(s) en verre de 250 ml
67498056	TOTAMINE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194157	3400931941576	12 flacon(s) en verre de 500 ml
67498056	TOTAMINE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3194163	3400931941637	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
67498056	TOTAMINE GLUCIDIQUE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3309979	3400933099794	6 flacon(s) en verre de 750 ml
68969486	TOTAPEN 0,500 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	3244553	3400932445530	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
68969486	TOTAPEN 0,500 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	5528421	3400955284215	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml
68969486	TOTAPEN 0,500 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	5592264	3400955922643	50 flacon(s) en verre
64427723	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3107425	3400931074250	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 6,5 ml
64427723	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5534404	3400955344049	40 flacon(s) en verre - 40 ampoule(s) en verre de 6,5 ml
64427723	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5540882	3400955408826	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 6,5 ml
63146328	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	3244576	3400932445769	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
63146328	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	5528415	3400955284154	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml
63146328	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	5544584	3400955445845	20 flacon(s) en verre - 20 ampoule(s) en verre de 5 ml
63146328	TOTAPEN 1 g, poudre et solution pour préparation injectable (IM)	BRISTOL MYERS SQUIBB	5592270	3400955922704	50 flacon(s) en verre
60138803	TOTAPEN 125 mg, poudre pour sirop	BRISTOL MYERS SQUIBB	3107454	3400931074540	1 flacon(s) de 30 g avec cuillère-mesure
62203858	TOTAPEN 250 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	3107419	3400931074199	1 flacon(s) en verre de 16 comprimé(s)
62203858	TOTAPEN 250 mg, comprimé	BRISTOL MYERS SQUIBB	5534373	3400955343738	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
66061235	TOTAPEN 250 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3107431	3400931074311	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
66061235	TOTAPEN 250 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5534396	3400955343967	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 2 ml
66061235	TOTAPEN 250 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5544555	3400955445555	20 flacon(s) en verre - 20 ampoule(s) en verre de 2 ml
62401288	TOTAPEN 250 mg, poudre pour sirop	BRISTOL MYERS SQUIBB	3139075	3400931390756	1 flacon(s) de 30 g avec cuillère-mesure
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3076564	3400930765647	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3187588	3400931875888	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 gélule(s)
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3187594	3400931875949	plaquette(s) thermoformée(s) de 12 gélule(s)
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3187602	3400931876021	plaquette(s) thermoformée(s) de 16 gélule(s)
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	3187619	3400931876199	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 gélule(s)
63991607	TOTAPEN 500 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB	5543509	3400955435099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 120 gélule(s)
61643420	TOTAPEN 500 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	3107448	3400931074489	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
61643420	TOTAPEN 500 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5540899	3400955408994	25 flacon(s) en verre - 25 ampoule(s) en verre de 5 ml
61643420	TOTAPEN 500 mg, poudre et solution pour préparation injectable	BRISTOL MYERS SQUIBB	5544561	3400955445616	20 flacon(s) en verre - 20 ampoule(s) en verre de 5 ml
62133623	TOTAPEN 500 mg, poudre pour sirop	BRISTOL MYERS SQUIBB	3141534	3400931415343	1 flacon(s) de 30 g avec cuillère-mesure
65161713	TOT'HEMA, solution buvable en ampoule	INNOTECH INTERNATIONAL	3107313	3400931073130	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
60260166	TOXICARB, suspension buvable	SERB	3544887	3400935448873	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
60260166	TOXICARB, suspension buvable	SERB	3544893	3400935448934	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
61572496	TRACITRANS, solution à diluer pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3540168	3400935401687	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
61855918	TRACLEER 125 mg, comprimé pelliculé	ACTELION REGISTRATION	5636228	3400956362288	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65100183	TRACLEER 62,5 mg, comprimé pelliculé	ACTELION REGISTRATION	5636211	3400956362110	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60028552	TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5555582	3400955555827	10 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
60028552	TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5651179	3400956511792	5 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
61429943	TRACRIUM 250 mg/25 ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	5653936	3400956539369	1 flacon(s) de 25 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64773102	TRACRIUM 50 mg/5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5555576	3400955555766	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64773102	TRACRIUM 50 mg/5 ml (1 POUR CENT), solution injectable en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5651185	3400956511853	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
61710552	TRACTOCILE 7,5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FERRING AB	5624277	3400956242771	1 flacon(s) en verre de 5 ml
62476853	TRACTOCILE 7,5 mg/ml, solution injectable	FERRING AB	5624260	3400956242603	1 flacon(s) en verre de 0,9 ml
66369763	TRACUTIL, solution à diluer pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3556525	3400935565259	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
66369763	TRACUTIL, solution à diluer pour perfusion	B BRAUN MELSUNGEN	3556531	3400935565310	50 ampoule(s) en verre de 10 ml
62484259	TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3586495	3400935864956	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
62484259	TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3586503	3400935865038	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62484259	TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3587715	3400935877154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62484259	TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5634264	3400956342648	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61644643	TRAMADOL BIOGARAN 50 mg, gélule	BIOGARAN	3524844	3400935248442	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
63397152	TRAMADOL CEHEL 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3532200	3400935322005	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
63397152	TRAMADOL CEHEL 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3532217	3400935322173	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63397152	TRAMADOL CEHEL 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3532223	3400935322234	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63397152	TRAMADOL CEHEL 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	5622108	3400956221080	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3750322	3400937503228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3750339	3400937503396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3750345	3400937503457	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3750351	3400937503518	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3762934	3400937629348	piululier(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	3762940	3400937629409	piululier(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65542034	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer	CLL PHARMA	5686373	3400956863730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66558707	TRAMADOL DCI PHARMA 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3510782	3400935107824	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66558707	TRAMADOL DCI PHARMA 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3510799	3400935107992	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66558707	TRAMADOL DCI PHARMA 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3510807	3400935108074	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66558707	TRAMADOL DCI PHARMA 50 mg, comprimé	CLL PHARMA	3510813	3400935108135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66098792	TRAMADOL EG 50 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513036	3400935130365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
66098792	TRAMADOL EG 50 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513042	3400935130426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66098792	TRAMADOL EG 50 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513059	3400935130594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66098792	TRAMADOL EG 50 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3513065	3400935130655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63883001	TRAMADOL G GAM 50 mg, comprimé effervescent	G GAM	3519398	3400935193988	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63883001	TRAMADOL G GAM 50 mg, comprimé effervescent	G GAM	3519406	3400935194060	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
63883001	TRAMADOL G GAM 50 mg, comprimé effervescent	G GAM	3519412	3400935194121	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60608060	TRAMADOL G GAM 50 mg, gélule	G GAM	3488278	3400934882784	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60608060	TRAMADOL G GAM 50 mg, gélule	G GAM	3488284	3400934882845	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 gélule(s)
60608060	TRAMADOL G GAM 50 mg, gélule	G GAM	5611777	3400956117772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
60608060	TRAMADOL G GAM 50 mg, gélule	G GAM	5611783	3400956117833	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 gélule(s)
61680664	TRAMADOL IVAX 50 mg, gélule	IVAX PHARMACEUTICALS	3604141	3400936041417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69061564	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 100 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3523566	3400935235664	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69061564	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 100 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3523572	3400935235725	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69061564	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 100 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3523589	3400935235893	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61149845	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 50 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3518565	3400935185655	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61149845	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 50 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3518571	3400935185716	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
61149845	TRAMADOL LEURQUIN MEDIOLANUM 50 mg, comprimé effervescent	LEURQUIN MEDIOLANUM	3518588	3400935185884	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62503916	TRAMADOL MERCK 50 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3497627	3400934976278	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62503916	TRAMADOL MERCK 50 mg, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	5612854	3400956128549	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69521824	TRAMADOL MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	3497633	3400934976339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69521824	TRAMADOL MERCK 50 mg, gélule	MERCK GENERIQUES	5612860	3400956128600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
60466180	TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3571401	3400935714015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
60466180	TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3571418	3400935714183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
60466180	TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3571424	3400935714244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
60466180	TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	5635080	3400956350803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
68178924	TRAMADOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3532275	3400935322753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
68178924	TRAMADOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3532281	3400935322814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68178924	TRAMADOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3532298	3400935322982	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68178924	TRAMADOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5622120	3400956221202	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62085986	TRAMADOL RUBIEPHARM 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3519429	3400935194299	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62085986	TRAMADOL RUBIEPHARM 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3519435	3400935194350	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
62085986	TRAMADOL RUBIEPHARM 50 mg, comprimé effervescent	RUBIEPHARM VERTRIEBS	3519441	3400935194411	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69823826	TRAMADOL SANDOZ 100 mg/2 ml, solution injectable	SANDOZ	5617662	3400956176625	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69823826	TRAMADOL SANDOZ 100 mg/2 ml, solution injectable	SANDOZ	5645316	3400956453160	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69823826	TRAMADOL SANDOZ 100 mg/2 ml, solution injectable	SANDOZ	5645322	3400956453221	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
65373164	TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé	SANDOZ	3510658	3400935106582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s)
65373164	TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé	SANDOZ	3510664	3400935106643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
65373164	TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé	SANDOZ	3510687	3400935106872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
65373164	TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé	SANDOZ	3681934	3400936819344	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66868346	TRAMADOL TEVA 50 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3501843	3400935018434	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66868346	TRAMADOL TEVA 50 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	3611448	3400936114487	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66868346	TRAMADOL TEVA 50 mg, comprimé effervescent	TEVA CLASSICS	5612908	3400956129089	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64171551	TRAMADOL TEVA 50 mg, gélule	TEVA CLASSICS	3611454	3400936114548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 gélule(s)
62710740	TRAMADOL WINTHROP 50 mg, comprimé effervescent	WINTHROP MEDICAMENTS	3674880	3400936748804	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62710740	TRAMADOL WINTHROP 50 mg, comprimé effervescent	WINTHROP MEDICAMENTS	5617797	3400956177974	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62710740	TRAMADOL WINTHROP 50 mg, comprimé effervescent	WINTHROP MEDICAMENTS	5617805	3400956178056	tube(s) polypropylène de 300 comprimé(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571269	3400935712691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571275	3400935712752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571281	3400935712813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571298	3400935712981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571306	3400935713063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571312	3400935713124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571329	3400935713292	1 flacon(s) polypropylène de 7 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571335	3400935713353	1 flacon(s) polypropylène de 10 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571341	3400935713414	1 flacon(s) polypropylène de 20 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571358	3400935713582	1 flacon(s) polypropylène de 28 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571364	3400935713643	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3571370	3400935713704	1 flacon(s) polypropylène de 50 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5634927	3400956349272	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5634933	3400956349333	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 112 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5634956	3400956349562	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)
64280433	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	5634962	3400956349623	1 flacon(s) polypropylène de 112 gélule(s)
61981354	TRAMAGEN 50 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3567210	3400935672100	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61981354	TRAMAGEN 50 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3567227	3400935672278	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
61981354	TRAMAGEN 50 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	3567233	3400935672339	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61981354	TRAMAGEN 50 mg, comprimé effervescent	CLL PHARMA	5634560	3400956345601	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3665160	3400936651609	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3665177	3400936651777	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3665183	3400936651838	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	3665208	3400936652088	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	5660066	3400956600663	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 40 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	5660072	3400956600724	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 50 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	5660089	3400956600892	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 56 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	5660095	3400956600953	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)
63955116	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible	ETHYPHARM	5660103	3400956601035	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 100 comprimé(s)
68056361	TRAMISAL, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3287798	3400932877980	1 flacon(s) en verre de 30 ml - avec mesurette graduée
68056361	TRAMISAL, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3290493	3400932904938	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml
68056361	TRAMISAL, solution buvable	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3290501	3400932905010	1 flacon(s) en verre brun de 90 ml
65193337	TRANDATE 200 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3226526	3400932265268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65193337	TRANDATE 200 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3748236	3400937482363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
68107208	TRANDATE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3232745	3400932327454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68107208	TRANDATE 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3723087	3400937230872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
60558554	TRANDATE 5 mg/ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	5524943	3400955249436	5 ampoule(s) de 20 ml
60558554	TRANDATE 5 mg/ml, solution injectable	GLAXOSMITHKLINE	5524966	3400955249665	10 ampoule(s) de 20 ml
67191801	TRANQUILIMAG, comprimé pour solution buvable	AUTOMEDIC	3382025	3400933820251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67191801	TRANQUILIMAG, comprimé pour solution buvable	AUTOMEDIC	3382031	3400933820312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 42 comprimé(s)
66752548	TRANQUILIMAG, gélule	AUTOMEDIC	3382083	3400933820831	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
66752548	TRANQUILIMAG, gélule	AUTOMEDIC	3635443	3400936354432	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 36 gélule(s)
66752548	TRANQUILIMAG, gélule	AUTOMEDIC	3695327	3400936953277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 48 gélule(s)
63238075	TRANQUILIMAG, solution buvable en ampoule	AUTOMEDIC	3382060	3400933820602	30 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67052926	TRANQUITAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3404873	3400934048739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67052926	TRANQUITAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3404896	3400934048968	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67052926	TRANQUITAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3404904	3400934049040	2 tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67052926	TRANQUITAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3409729	3400934097294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67052926	TRANQUITAL, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3409735	3400934097355	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
66906619	TRANSACALM 100 mg, comprimé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3353420	3400933534202	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66906619	TRANSACALM 100 mg, comprimé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3594141	3400935941411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60050068	TRANSIDEAL, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLEMENT THEKAN	3446601	3400934466014	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 10 g
61112067	TRANSILANE SANS SUCRE, poudre pour suspension buvable édulcorée à l'aspartam en sachet-dose	INNOTECH INTERNATIONAL	3508650	3400935086501	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7 g
63097258	TRANSILANE, poudre pour suspension buvable	INNOTECH INTERNATIONAL	3276719	3400932767199	1 boîte(s) polypropylène de 140 g
62649579	TRANSILANE, poudre pour suspension buvable en sachet	INNOTECH INTERNATIONAL	3323979	3400933239794	20 sachet(s)-dose(s) aluminium polyéthylène papier de 7 g
64925955	TRANSIPEG 2,95 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3368663	3400933686635	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,4875 g
64925955	TRANSIPEG 2,95 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	5582610	3400955826101	200 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,4875 g
64925955	TRANSIPEG 2,95 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	5582627	3400955826279	400 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,4875 g
66948867	TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3442402	3400934424021	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 6,975 g
66948867	TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3442419	3400934424199	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 6,975 g
66948867	TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3442425	3400934424250	60 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 6,975 g
66948867	TRANSIPEG 5,9 g, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	5606411	3400956064113	200 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 6,975 g
67639667	TRANSITOL, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3107661	3400931076612	1 pot(s) en verre brun de 380 g
67639667	TRANSITOL, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3369711	3400933697112	1 pot(s) en verre brun de 200 g
63408232	TRANSMER, comprimé pelliculé	TRADIPHAR	3267146	3400932671465	1 boîte(s) aluminium de 3 comprimé(s)
63408232	TRANSMER, comprimé pelliculé	TRADIPHAR	3267152	3400932671526	1 boîte(s) aluminium de 10 comprimé(s)
63408232	TRANSMER, comprimé pelliculé	TRADIPHAR	3267169	3400932671694	1 boîte(s) aluminium de 20 comprimé(s)
63408232	TRANSMER, comprimé pelliculé	TRADIPHAR	3267175	3400932671755	1 boîte(s) aluminium de 25 comprimé(s)
63408232	TRANSMER, comprimé pelliculé	TRADIPHAR	3314839	3400933148393	1 boîte(s) aluminium de 12 comprimé(s)
64744691	TRANSODDI 250 mg, comprimé	MERCK LIPHA SANTE	3150065	3400931500650	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 comprimé(s)
68158028	TRANSULOSE, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3391656	3400933916565	1 pot(s) en verre de 150 g
68158028	TRANSULOSE, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3391662	3400933916626	1 pot(s) en verre de 200 g
68158028	TRANSULOSE, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3391679	3400933916794	1 pot(s) polypropylène de 150 g
68158028	TRANSULOSE, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3391685	3400933916855	1 pot(s) polypropylène de 200 g
68158028	TRANSULOSE, gelée orale en pot	AXCAN PHARMA (FRANCE)	3557068	3400935570680	1 pot(s) polypropylène de 100 g
62345455	TRANSVERCID 14,54 mg/12 mm, dispositif pour application cutanée	DUCRAY	3487333	3400934873331	1 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 8 dispositif(s) avec 10 sparadraps
62345455	TRANSVERCID 14,54 mg/12 mm, dispositif pour application cutanée	DUCRAY	3487356	3400934873560	2 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 8 dispositif(s) avec 20 sparadraps
61669536	TRANSVERCID 3,62 mg/6 mm, dispositif pour application cutanée	DUCRAY	3594129	3400935941299	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 1 dispositif(s) + 10 sparadraps
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3107690	3400931076902	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3475821	3400934758218	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3770135	3400937701358	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5536550	3400955365501	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 100 gélule(s)
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5544012	3400955440123	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5544029	3400955440291	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67956742	TRANXENE 10 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590035	3400955900351	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 50 gélule(s)
64518817	TRANXENE 100 mg/5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	3182361	3400931823612	5 flacon(s) en verre brun - 5 ampoule(s) en verre de 5 ml
64518817	TRANXENE 100 mg/5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	5544035	3400955440352	6 flacon(s) en verre brun - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml
60233240	TRANXENE 15 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3192141	3400931921417	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3190768	3400931907688	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3246871	3400932468713	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3246888	3400932468881	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3629879	3400936298798	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 14 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3629885	3400936298859	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
68644101	TRANXENE 20 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5653623	3400956536238	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
62416105	TRANXENE 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	3243016	3400932430161	5 flacon(s) en verre brun - 5 ampoule(s) en verre de 2 ml
62416105	TRANXENE 20 mg/2 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	5540936	3400955409366	20 flacon(s) en verre brun - 20 ampoule(s) en verre de 2 ml
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3107709	3400931077091	1 flacon(s) polypropylène de 30 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3475815	3400934758157	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3770129	3400937701297	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5536544	3400955365440	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 100 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5543998	3400955439981	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5544006	3400955440062	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
68494908	TRANXENE 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5590029	3400955900290	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 50 gélule(s)
63513913	TRANXENE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3172032	3400931720324	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63513913	TRANXENE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3620068	3400936200685	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63513913	TRANXENE 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5591885	3400955918851	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69388085	TRANXENE 50 mg/2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	3118297	3400931182979	5 flacon(s) en verre brun - 5 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
69388085	TRANXENE 50 mg/2,5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	5540942	3400955409427	20 flacon(s) en verre brun - 20 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
67560892	TRASEDAL 50 mg, comprimé	ELERTE	3510693	3400935106933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 16 comprimé(s)
67560892	TRASEDAL 50 mg, comprimé	ELERTE	3510701	3400935107015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67560892	TRASEDAL 50 mg, comprimé	ELERTE	3510718	3400935107183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67560892	TRASEDAL 50 mg, comprimé	ELERTE	3510724	3400935107244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63606381	TRASEDAL 50 mg, comprimé effervescent	ELERTE	3567144	3400935671448	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
63606381	TRASEDAL 50 mg, comprimé effervescent	ELERTE	3567150	3400935671509	tube(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63606381	TRASEDAL 50 mg, comprimé effervescent	ELERTE	3567167	3400935671677	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
63606381	TRASEDAL 50 mg, comprimé effervescent	ELERTE	5634583	3400956345830	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61150986	TRASICOR 80 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3169142	3400931691426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61150986	TRASICOR 80 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3714757	3400937147576	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61150986	TRASICOR 80 mg, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3714763	3400937147637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3217786	3400932177868	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3222899	3400932228997	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3381741	3400933817411	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3381758	3400933817589	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 28 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3717980	3400937179805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3717997	3400937179973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3718005	3400937180054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3718011	3400937180115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3718028	3400937180283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67486036	TRASICOR RETARD 160 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3718034	3400937180344	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
65840162	TRASIPRESSOL, comprimé pelliculé sécable	NOVARTIS PHARMA	3203413	3400932034130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
63507629	TRASITENSINE, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3232679	3400932326792	2 plaquette(s) thermoformée(s) de 14 comprimé(s)
63507629	TRASITENSINE, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3235695	3400932356959	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s)
63507629	TRASITENSINE, comprimé enrobé	NOVARTIS PHARMA	3714875	3400937148757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
66713221	TRASYLOL 1 000 000 KUI/100 ml, solution injectable	BAYER PHARMA	5591201	3400955912019	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66657018	TRASYLOL 100 000 KIU/10 ml (55,6 Ph. Eur/10 ml), solution injectable IV en ampoule	BAYER PHARMA	3335333	3400933353339	1 ampoule(s) en verre de 10 ml
66657018	TRASYLOL 100 000 KIU/10 ml (55,6 Ph. Eur/10 ml), solution injectable IV en ampoule	BAYER PHARMA	5565600	3400955656005	5 ampoule(s) en verre de 10 ml
66657018	TRASYLOL 100 000 KIU/10 ml (55,6 Ph. Eur/10 ml), solution injectable IV en ampoule	BAYER PHARMA	5565617	3400955656173	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
60697237	TRASYLOL 2 000 000 UIK/200 mL, solution injectable	BAYER PHARMA	5600851	3400956008513	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65436166	TRASYLOL 500 000 UIK/50 ml, solution injectable	BAYER PHARMA	5572221	3400955722212	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62469499	TRAUMALGYL, crème	PHARMA DEVELOPPEMENT	3158693	3400931586937	1 tube(s) aluminium de 50 g
60670806	TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3584763	3400935847638	1 flacon(s) polypropylène de 2,5 ml
60670806	TRAVATAN 40 microgrammes/ml, collyre en solution	ALCON LABORATORIES	3584786	3400935847867	3 flacon(s) polypropylène de 2,5 ml
64789601	TRAZEC 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570034	3400935700346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64789601	TRAZEC 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570063	3400935700636	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
64789601	TRAZEC 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570086	3400935700865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64789601	TRAZEC 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570092	3400935700926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
64789601	TRAZEC 120 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630527	3400956305278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 360 comprimé(s)
64275614	TRAZEC 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3571772	3400935717726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
64275614	TRAZEC 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3571803	3400935718037	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
64275614	TRAZEC 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3571826	3400935718266	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64275614	TRAZEC 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3571832	3400935718327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
64275614	TRAZEC 180 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630533	3400956305339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 360 comprimé(s)
64889612	TRAZEC 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3569976	3400935699763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 12 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
64889612	TRAZEC 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570005	3400935700056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
64889612	TRAZEC 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570011	3400935700117	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64889612	TRAZEC 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	3570028	3400935700285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 120 comprimé(s)
64889612	TRAZEC 60 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS EUROPHARM	5630510	3400956305100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 360 comprimé(s)
62805487	TREDEMINE 500 mg, comprimé à croquer	AVENTIS	3107750	3400931077503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 4 comprimé(s)
62805487	TREDEMINE 500 mg, comprimé à croquer	AVENTIS	5500351	3400955003519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 comprimé(s)
61127973	TRENTADIL 250 mg ENFANTS, suppositoire	UCB PHARMA	3107810	3400931078104	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 5 suppositoire(s)
60070195	TRENTADIL 300 mg, comprimé enrobé	UCB PHARMA	3107796	3400931077961	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65612447	TRENTADIL 300 mg/5 ml, solution pour perfusion	UCB PHARMA	3107773	3400931077732	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
62746028	TRENTADIL 750 mg ADULTES, suppositoire	UCB PHARMA	3107804	3400931078043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 6 suppositoire(s)
69689277	TREVILOR 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373670	3400933736705	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69689277	TREVILOR 25 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373687	3400933736873	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62939454	TREVILOR 50 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373718	3400933737184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62939454	TREVILOR 50 mg, comprimé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3373724	3400933737245	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69018164	TREVILOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465662	3400934656620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
69018164	TREVILOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465679	3400934656798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69018164	TREVILOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3465685	3400934656859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
68383021	TREVILOR LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3466176	3400934661761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 gélule(s)
68383021	TREVILOR LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3466182	3400934661822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
68383021	TREVILOR LP 37,5 mg, gélule à libération prolongée	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3466199	3400934661990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
65878330	TRI MINULET, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3305065	3400933050658	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) beiges - 5 comprimé(s) marrons - 10 comprimé(s) blancs
65878330	TRI MINULET, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3305071	3400933050719	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) beiges - 5 comprimé(s) marrons - 10 comprimé(s) blancs

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193264	3400931932642	5 tube(s) aluminium de 5 g
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193270	3400931932703	10 tube(s) aluminium de 5 g
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193287	3400931932871	15 tube(s) aluminium de 5 g
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193293	3400931932932	1 tube(s) aluminium de 15 g
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193301	3400931933014	1 tube(s) aluminium de 45 g
61643783	TRACANA 0,2 POUR CENT, crème	PHARMION DEVELOPPEMENT	3193318	3400931933182	1 tube(s) aluminium de 60 g
60560199	TRACANA 0,35 mg, comprimé	PHARMION DEVELOPPEMENT	3066844	3400930668443	plaque(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
62115447	TRIACEFAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SUBSTIPHARM	3615067	3400936150676	1 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
62115447	TRIACEFAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SUBSTIPHARM	5641703	3400956417032	30 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 30 ampoule(s) en verre de 10 ml
62115447	TRIACEFAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable	SUBSTIPHARM	5641726	3400956417261	100 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 100 ampoule(s) en verre de 10 ml
67828333	TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	SUBSTIPHARM	3615044	3400936150447	1 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 1 ampoule(s) en verre de 3,5 ml
67828333	TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	SUBSTIPHARM	5641666	3400956416660	30 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 30 ampoule(s) en verre de 3,5 ml
67828333	TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.)	SUBSTIPHARM	5641672	3400956416721	100 flacon(s) en verre de 1079,27 mg - 100 ampoule(s) en verre de 3,5 ml
68322762	TRIAFEMI, comprimé	EFFIK	3589950	3400935899507	1 plaque(s) thermoformée (PVC-aluminium) de 21 comprimés
68322762	TRIAFEMI, comprimé	EFFIK	3589967	3400935899675	3 plaquettes thermoformées (PVC-aluminium) de 21 comprimés
64779557	TRIAFINE, émulsion pour application cutanée	JOHNSON & JONHSON CONSUMER FRANCE	3783155	3400937831550	1 tube(s) aluminium verni de 46,5 g
64779557	TRIAFINE, émulsion pour application cutanée	JOHNSON & JONHSON CONSUMER FRANCE	3783161	3400937831611	1 tube(s) aluminium verni de 93 g
64779557	TRIAFINE, émulsion pour application cutanée	JOHNSON & JONHSON CONSUMER FRANCE	3783178	3400937831789	1 tube(s) aluminium verni de 186 g
64779557	TRIAFINE, émulsion pour application cutanée	JOHNSON & JONHSON CONSUMER FRANCE	3783209	3400937832090	1 tube(s) aluminium verni de 139,5 g
64147365	TRIAMINIC, comprimé sécable	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3108040	3400931080404	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3643945	3400936439450	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3643951	3400936439511	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3643968	3400936439689	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3643974	3400936439740	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	3690838	3400936908383	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67103203	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé	AVENTIS	5656892	3400956568925	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3615340	3400936153400	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3615357	3400936153578	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3615363	3400936153639	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3615386	3400936153868	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3690867	3400936908673	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60161143	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5641011	3400956410118	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3643980	3400936439801	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3643997	3400936439979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3644005	3400936440050	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3644011	3400936440111	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3690844	3400936908444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69279730	TRIA TEC 2,5 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5656900	3400956569007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60161378	TRIA TEC 2,5 mg, gélule	AVENTIS	3315218	3400933152185	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
60161378	TRIA TEC 2,5 mg, gélule	AVENTIS	3315224	3400933152246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60161378	TRIA TEC 2,5 mg, gélule	AVENTIS	5565209	3400956520900	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
60161378	TRIA TEC 2,5 mg, gélule	AVENTIS	5565215	3400956521511	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	3644028	3400936440289	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	3644034	3400936440340	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	3644040	3400936440401	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	3644057	3400936440579	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	3690850	3400936908505	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63524315	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable	AVENTIS	5656917	3400956569175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68354094	TRIA TEC 5 mg, gélule	AVENTIS	3315230	3400933152307	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
68354094	TRIA TEC 5 mg, gélule	AVENTIS	3315247	3400933152475	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68354094	TRIA TEC 5 mg, gélule	AVENTIS	5565221	3400956522122	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
68354094	TRIA TEC 5 mg, gélule	AVENTIS	5565238	3400956523800	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
68791546	TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule	AVENTIS	3315193	3400933151935	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
68791546	TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule	AVENTIS	3315201	3400933152017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68791546	TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule	AVENTIS	5565184	3400956518400	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
68791546	TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule	AVENTIS	5565190	3400956519011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
66284430	TRIA TECKIT, comprimé sécable	AVENTIS	3650595	3400936505957	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66284430	TRIA TECKIT, comprimé sécable	AVENTIS	3650603	3400936506039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 35 comprimé(s)
60409368	TRICILEST, comprimé	JANSSEN CILAG	3589938	3400935899385	1 plaquette thermoformée (PVC-aluminium) de 21 comprimés
60409368	TRICILEST, comprimé	JANSSEN CILAG	3589944	3400935899446	3 plaquettes thermoformées (PVC-aluminium) de 21 comprimés
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3604299	3400936042995	1 flacon(s) polyéthylène de 750 ml
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3741435	3400937414357	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3741441	3400937414418	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3741458	3400937414586	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	3741464	3400937414647	1 flacon(s) polyéthylène de 500 ml
68550328	TRICLOCARBAN OMEGA PHARMA 0,5 %, solution pour application cutanée	OMEGA PHARMA FRANCE	5664012	3400956640126	6 flacon(s) polyéthylène de 2 l
60441864	TRICOSTERIL CORIPEL CORS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3206009	3400932060092	1 boîte(s) de 20 emplâtre(s)
60441864	TRICOSTERIL CORIPEL CORS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3401136	3400934011368	1 boîte(s) de 15 emplâtre(s)
60441864	TRICOSTERIL CORIPEL CORS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3401142	3400934011429	1 boîte(s) de 12 emplâtre(s)
67450428	TRICOSTERIL CORIPEL DURILLONS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3258443	3400932584437	1 boîte(s) de 12 emplâtre(s)
67450428	TRICOSTERIL CORIPEL DURILLONS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3376415	3400933764159	1 boîte(s) de 18 emplâtre(s)
67450428	TRICOSTERIL CORIPEL DURILLONS, emplâtre adhésif	POLIVE SNC	3401159	3400934011597	1 boîte(s) de 14 emplâtre(s)
65055507	TRIDESONIT 0,05 POUR CENT, crème	CS	3158575	3400931585756	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60845351	TRIELLA, comprimé	JANSSEN CILAG	3254913	3400932549139	1 plaquette(s) thermoformée(s) de 7 comprimé(s) blancs, 7 comprimé(s) oranges pâles et 7 comprimé(s) oranges

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60845351	TRIELLA, comprimé	JANSSEN CILAG	3254936	3400932549368	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 7 comprimé(s) blancs, 7 comprimé(s) oranges pâles et 7 comprimé(s) oranges
60845351	TRIELLA, comprimé	JANSSEN CILAG	3341612	3400933416126	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de de 7 comprimé(s) blancs, 7 comprimé(s) oranges pâles et 7 comprimé(s) oranges
63068712	TRIFIDE LP 11,25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée	DEBIOCLINIC	3678837	3400936788374	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml avec aiguille(s)
68807484	TRIFIDE LP 3,75 mg, poudre pour suspension injectable, granules à libération prolongée	DEBIOCLINIC	3601088	3400936010888	1 flacon(s) en verre de 292,6 mg
61173013	TRIFLUCAN 100 mg, gélule	PFIZER	3326593	3400933265939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
61173013	TRIFLUCAN 100 mg, gélule	PFIZER	3455741	3400934557415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3326601	3400933266011	1 flacon(s) en verre de 25 ml
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3326618	3400933266189	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3326624	3400933266240	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3326630	3400933266301	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3741292	3400937412926	1 poche(s) PVC de 100 ml
60747996	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER	3741300	3400937413008	1 poche(s) PVC de 200 ml
65826650	TRIFLUCAN 200 mg, gélule	PFIZER	3326587	3400933265878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
65826650	TRIFLUCAN 200 mg, gélule	PFIZER	3455758	3400934557583	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
64983143	TRIFLUCAN 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3354715	3400933547158	1 flacon(s) polyéthylène de 24,4 g avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
64080646	TRIFLUCAN 50 mg, gélule	PFIZER	3305510	3400933055103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
64080646	TRIFLUCAN 50 mg, gélule	PFIZER	3305527	3400933055271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
64080646	TRIFLUCAN 50 mg, gélule	PFIZER	5561364	3400955613640	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63868864	TRIFLUCAN 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3354709	3400933547097	1 flacon(s) polyéthylène de 24,4 g avec cuillère-mesure polypropylène de 5 ml
64237439	TRIGLISTAB, capsule molle	ARKOPHARMA	3592337	3400935923370	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 capsule(s)
64237439	TRIGLISTAB, capsule molle	ARKOPHARMA	3592343	3400935923431	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 capsule(s)
64237439	TRIGLISTAB, capsule molle	ARKOPHARMA	3592366	3400935923660	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 capsule(s)
68891468	TRIGLYSAL, comprimé à croquer ou à sucer	ZYDUS FRANCE	3108212	3400931082125	plaquette(s) thermoformée(s) cellulose de 100 comprimé(s)
68891468	TRIGLYSAL, comprimé à croquer ou à sucer	ZYDUS FRANCE	3108229	3400931082293	plaquette(s) thermoformée(s) cellulose de 50 comprimé(s)
68891468	TRIGLYSAL, comprimé à croquer ou à sucer	ZYDUS FRANCE	3280359	3400932803590	plaquette(s) thermoformée(s) cellulose de 20 comprimé(s)
68891468	TRIGLYSAL, comprimé à croquer ou à sucer	ZYDUS FRANCE	3280365	3400932803651	plaquette(s) thermoformée(s) cellulose de 30 comprimé(s)
68891468	TRIGLYSAL, comprimé à croquer ou à sucer	ZYDUS FRANCE	3281910	3400932819102	plaquette(s) thermoformée(s) cellulose de 40 comprimé(s)
65193472	TRIGONIST 9,45 mg, implant pour voie sous-cutanée	AVENTIS	3484197	3400934841972	1 seringue(s) préremplie(s) avec applicateur cellulose (propionate de acier de 49,5 mg
62868039	TRIPHERPINE 1 POUR CENT, collyre	NOVARTIS PHARMA	3361000	3400933610005	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml avec compte-gouttes polyéthylène
66377201	TRIHEXY 2 mg RICHARD, comprimé	RICHARD	3298649	3400932986491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66377201	TRIHEXY 2 mg RICHARD, comprimé	RICHARD	5559516	3400955595168	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1000 comprimé(s)
69806741	TRIHEXY 5 mg RICHARD, comprimé	RICHARD	3298655	3400932986552	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69806741	TRIHEXY 5 mg RICHARD, comprimé	RICHARD	5559522	3400955595229	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
69568788	TRILEPTAL 150 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535701	3400935357014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
69568788	TRILEPTAL 150 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535718	3400935357182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
61556061	TRILEPTAL 300 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535724	3400935357243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC polyéthylène de 50 comprimé(s)
61556061	TRILEPTAL 300 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535730	3400935357304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC polyéthylène de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66064587	TRILEPTAL 60 mg/ml, suspension buvable	NOVARTIS PHARMA	3579012	3400935790125	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
64876757	TRILEPTAL 600 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535747	3400935357472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 50 comprimé(s)
64876757	TRILEPTAL 600 mg, comprimé pelliculé	NOVARTIS PHARMA	3535753	3400935357533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène PVDC de 100 comprimé(s)
65138796	TRILIFAN RETARD 100 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3222801	3400932228010	1 ampoule(s) de 1 ml
65138796	TRILIFAN RETARD 100 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3222818	3400932228188	3 ampoule(s) de 1 ml
65138796	TRILIFAN RETARD 100 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3222824	3400932228249	10 ampoule(s) de 1 ml
65138796	TRILIFAN RETARD 100 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3222830	3400932228300	25 ampoule(s) de 1 ml
65138796	TRILIFAN RETARD 100 mg/1 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH	3222847	3400932228478	100 ampoule(s) de 1 ml
68145148	TRIMADIAZ ANTRIMA NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	BOUCHARA RECORDATI	3251694	3400932516940	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec cuillère-mesure
68145148	TRIMADIAZ ANTRIMA NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	BOUCHARA RECORDATI	3251702	3400932517022	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 70 ml avec cuillère-mesure
68145148	TRIMADIAZ ANTRIMA NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable	BOUCHARA RECORDATI	3452286	3400934522864	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 50 ml avec cuillère-mesure
64036660	TRIMADIAZ ANTRIMA, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3452292	3400934522925	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
60098376	TRIMEBUTINE (MALEATE) RPG 100 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3315632	3400933156329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60098376	TRIMEBUTINE (MALEATE) RPG 100 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3390504	3400933905040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68650944	TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3576456	3400935764560	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
68650944	TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3576479	3400935764799	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68650944	TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3617155	3400936171558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68650944	TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5633626	3400956336265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64929277	TRIMEBUTINE ALMUS 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3728593	3400937285933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64929277	TRIMEBUTINE ALMUS 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3728601	3400937286015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69271445	TRIMEBUTINE ALTER 100 mg, comprimé	ALTER	3540783	3400935407832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69271445	TRIMEBUTINE ALTER 100 mg, comprimé	ALTER	3540808	3400935408082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69271445	TRIMEBUTINE ALTER 100 mg, comprimé	ALTER	5626158	3400956261581	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69271445	TRIMEBUTINE ALTER 100 mg, comprimé	ALTER	5626164	3400956261642	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62198667	TRIMEBUTINE ARROW 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3581517	3400935815170	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62198667	TRIMEBUTINE ARROW 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	3583077	3400935830777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62198667	TRIMEBUTINE ARROW 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5637357	3400956373574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62198667	TRIMEBUTINE ARROW 100 mg, comprimé	ARROW GENERIQUES	5637363	3400956373635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69814229	TRIMEBUTINE BGR 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3732407	3400937324076	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69814229	TRIMEBUTINE BGR 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3732413	3400937324137	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60955940	TRIMEBUTINE BIOGARAN 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3727978	3400937279789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66670503	TRIMEBUTINE BIOGARAN 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3727955	3400937279550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66670503	TRIMEBUTINE BIOGARAN 200 mg, comprimé	BIOGARAN	3727961	3400937279611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67169616	TRIMEBUTINE BOUCHARD ENFANT ET NOURRISSON 4,8 mg/ml, granulé pour suspension buvable en flacon	PFIZER	3410684	3400934106842	1 flacon(s) en verre brun de 76,25 g avec mesurette graduée polyéthylène polystyrène
68757355	TRIMEBUTINE BOUCHARD, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3318820	3400933188207	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4 g
68757355	TRIMEBUTINE BOUCHARD, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3382841	3400933828417	16 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68757355	TRIMEBUTINE BOUCHARD, granulés pour suspension buvable en sachet	PFIZER	3382858	3400933828585	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4 g
64536295	TRIMEBUTINE EG 100 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3489177	3400934891779	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64536295	TRIMEBUTINE EG 100 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5612179	3400956121793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64536295	TRIMEBUTINE EG 100 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5612185	3400956121854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63683463	TRIMEBUTINE EG 200 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3728558	3400937285582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63683463	TRIMEBUTINE EG 200 mg, comprimé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3728564	3400937285643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
65027924	TRIMEBUTINE EG 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3501978	3400935019783	1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g
63067553	TRIMEBUTINE EXPANPHARM 100 mg, comprimé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3480207	3400934802072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65936221	TRIMEBUTINE G GAM 100 mg, comprimé	G GAM	3530129	3400935301291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65936221	TRIMEBUTINE G GAM 100 mg, comprimé	G GAM	5618012	3400956180127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65936221	TRIMEBUTINE G GAM 100 mg, comprimé	G GAM	5618029	3400956180295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62628916	TRIMEBUTINE GNR 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable	SANDOZ	3501990	3400935019905	1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g
66079938	TRIMEBUTINE IVAX 100 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3488290	3400934882906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
66079938	TRIMEBUTINE IVAX 100 mg, comprimé	IVAX PHARMACEUTICALS	3603905	3400936039056	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67674981	TRIMEBUTINE MALEATE BOUCHARD 100 mg, suppositoire	PFIZER	3315603	3400933156039	plaquette(s) thermoformée(s) acétate de cellulose de 10 suppositoire(s)
66677355	TRIMEBUTINE MALEATE BOUCHARD 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule	PFIZER	3315655	3400933156558	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
65444540	TRIMEBUTINE MERCK 100 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3467230	3400934672309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65444540	TRIMEBUTINE MERCK 100 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3467247	3400934672477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65444540	TRIMEBUTINE MERCK 100 mg, comprimé	MERCK GENERIQUES	3473118	3400934731181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65960119	TRIMEBUTINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3591958	3400935919588	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65820028	TRIMEBUTINE NOR 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3763224	3400937632249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69125020	TRIMEBUTINE QUALIMED 100 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3587721	3400935877215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69125020	TRIMEBUTINE QUALIMED 100 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3587738	3400935877383	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69125020	TRIMEBUTINE QUALIMED 100 mg, comprimé	QUALIMED (LYON)	3587744	3400935877444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62068232	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540814	3400935408143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62068232	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540837	3400935408372	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62068232	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5626187	3400956261871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62068232	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5626193	3400956261932	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64211152	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable en flacon	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540866	3400935408662	1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g
62867108	TRIMEBUTINE REF 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3763230	3400937632300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60899267	TRIMEBUTINE RPG, granulés pour suspension buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3319417	3400933194178	1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g avec gobelet doseur polypropylène
63480915	TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé	SANDOZ	3498549	3400934985492	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
63480915	TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé	SANDOZ	3689427	3400936894273	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63480915	TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé	SANDOZ	5661410	3400956614103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63480915	TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé	SANDOZ	5661427	3400956614271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60599736	TRIMEBUTINE SET 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3443755	3400934437557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60599736	TRIMEBUTINE SET 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3748302	3400937483025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
60599736	TRIMEBUTINE SET 100 mg, comprimé	BIOGARAN	3748319	3400937483193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
69107588	TRIMEBUTINE SG PHARM 100 mg, comprimé	SUBSTIPHARM	3605577	3400936055773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69107588	TRIMEBUTINE SG PHARM 100 mg, comprimé	SUBSTIPHARM	5646988	3400956469888	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
69107588	TRIMEBUTINE SG PHARM 100 mg, comprimé	SUBSTIPHARM	5646994	3400956469949	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64320632	TRIMEBUTINE TEVA 100 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3614553	3400936145535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64320632	TRIMEBUTINE TEVA 100 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5612624	3400956126248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64320632	TRIMEBUTINE TEVA 100 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	5612630	3400956126309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60536159	TRIMEBUTINE TEVA 200 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3728570	3400937285704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60536159	TRIMEBUTINE TEVA 200 mg, comprimé	TEVA CLASSICS	3728587	3400937285872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
60604998	TRIMEBUTINE TEVA 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable	TEVA CLASSICS	3501984	3400935019844	1 flacon(s) en verre brun de 152,5 g
65554104	TRIMEBUTINE TORLAN 100 mg, comprimé	TORLAN	3530738	3400935307385	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65554104	TRIMEBUTINE TORLAN 100 mg, comprimé	TORLAN	5618064	3400956180646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65554104	TRIMEBUTINE TORLAN 100 mg, comprimé	TORLAN	5618070	3400956180707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64869766	TRIMEBUTINE WINTHROP 100 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	3674897	3400936748972	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64869766	TRIMEBUTINE WINTHROP 100 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5612156	3400956121564	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64869766	TRIMEBUTINE WINTHROP 100 mg, comprimé	WINTHROP MEDICAMENTS	5612162	3400956121625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64911877	TRIMEBUTINE ZYDUS 100 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	3525097	3400935250971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64911877	TRIMEBUTINE ZYDUS 100 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5617886	3400956178865	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64911877	TRIMEBUTINE ZYDUS 100 mg, comprimé	ZYDUS FRANCE	5617892	3400956178926	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66132305	TRIMEBUTINE ZYDUS 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable en flacon	ZYDUS FRANCE	3526783	3400935267832	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
68746309	TRIMETAZIDINE ALMUS 20 mg, comprimé enrobé	BIOGARAN	3411212	3400934112126	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68204792	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3574575	3400935745750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68204792	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5633543	3400956335435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69725225	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	ARROW GENERIQUES	3574581	3400935745811	1 flacon(s) en verre brun avec pipette graduée polyéthylène polystyrène de 60 ml
61020245	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé	BIOGARAN	3411181	3400934111815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68934987	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg/ml, solution buvable	BIOGARAN	3414423	3400934144233	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
60256157	TRIMETAZIDINE BIOPHARMA 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3411206	3400934112065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67507021	TRIMETAZIDINE BIOPHARMA 20 mg/ml, solution buvable en flacon	SERVIER	3414452	3400934144523	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
66941666	TRIMETAZIDINE DCI PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3534475	3400935344755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66941666	TRIMETAZIDINE DCI PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	3534481	3400935344816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66941666	TRIMETAZIDINE DCI PHARMA 20 mg, comprimé pelliculé	CLL PHARMA	5624283	3400956242832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62424988	TRIMETAZIDINE DCI PHARMA 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	CLL PHARMA	3521656	3400935216564	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) polyéthylène de 60 ml
66460483	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456350	3400934563508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66460483	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456367	3400934563676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
66460483	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456373	3400934563737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
66460483	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456396	3400934563966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
63526978	TRIMETAZIDINE EG 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3456924	3400934569241	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec mesurette graduée polyéthylène
66700010	TRIMETAZIDINE EUTHERAPIE 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3411198	3400934111983	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60582911	TRIMETAZIDINE EUTHERAPIE 20 mg/ml, solution buvable en flacon	SERVIER	3414446	3400934144462	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60292114	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3534498	3400935344984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60292114	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3534506	3400935345066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60292114	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé	G GAM	5624308	3400956243082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64016106	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	G GAM	3521633	3400935216335	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec seringue(s) polyéthylène
69102363	TRIMETAZIDINE IGEN 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	IPSOR GENERIQUES - IGEN	3417462	3400934174629	1 flacon(s) en verre brun avec compte-gouttes polyéthylène de 60 ml
67147776	TRIMETAZIDINE IPSOR 20 mg, comprimé pelliculé	IPSOR	3416801	3400934168017	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
67147776	TRIMETAZIDINE IPSOR 20 mg, comprimé pelliculé	IPSOR	3416818	3400934168185	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
69690105	TRIMETAZIDINE IPSOR 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	IPSOR	3417025	3400934170256	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
63429988	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3416793	3400934167935	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63429988	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé	IVAX PHARMACEUTICALS	3603928	3400936039285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
63738319	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	IVAX PHARMACEUTICALS	3417031	3400934170317	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69672096	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3509187	3400935091871	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69672096	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	3510463	3400935104632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69672096	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé	MERCK GENERIQUES	5620428	3400956204281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62384561	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	MERCK GENERIQUES	3510374	3400935103741	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec pipette doseuse polyéthylène
66901472	TRIMETAZIDINE MERCK GENERICS FRANCE HOLDING 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	MERCK GENERICS FRANCE HOLDING	3433260	3400934332609	1 flacon(s) en verre brun avec mesurette graduée polyéthylène de 60 ml
69226350	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3571217	3400935712172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69226350	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3571223	3400935712233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69226350	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé	QUALIMED (LYON)	3571246	3400935712462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
61957677	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	QUALIMED (LYON)	3571252	3400935712523	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec pipette doseuse polyéthylène
67136865	TRIMETAZIDINE QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3610153	3400936101531	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67136865	TRIMETAZIDINE QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	3610176	3400936101760	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67136865	TRIMETAZIDINE QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé	ARROW GENERIQUES	5646787	3400956467877	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60902891	TRIMETAZIDINE RATIO 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540754	3400935407542	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60902891	TRIMETAZIDINE RATIO 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540760	3400935407603	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60902891	TRIMETAZIDINE RATIO 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3540777	3400935407771	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61109377	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3544019	3400935440198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61109377	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3544025	3400935440259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61109377	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé enrobé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3544031	3400935440310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61197231	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3550528	3400935505286	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml + seringue pour administration orale en polyéthylène
62348184	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3549850	3400935498502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62348184	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3549867	3400935498670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62348184	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3549873	3400935498731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62348184	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3549896	3400935498960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
69547160	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3571619	3400935716194	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69547160	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, gélule	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3571625	3400935716255	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
63840391	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3549844	3400935498441	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec avec seringue pour administration orale polyéthylène
63303975	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681785	3400936817852	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
63303975	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681791	3400936817913	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
63303975	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681816	3400936818163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
63303975	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3681822	3400936818224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
67519205	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg/ml, solution buvable en flacon	SANDOZ	3689278	3400936892781	1 flacon(s) brun en verre avec mesurette(s) graduée(s) de 60 ml
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304456	3400933044565	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304462	3400933044626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304479	3400933044794	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304485	3400933044855	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 25 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304491	3400933044916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304516	3400933045166	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304522	3400933045227	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65293280	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3304539	3400933045395	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304545	3400933045456	1 flacon(s) en verre de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304551	3400933045517	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304568	3400933045685	1 flacon(s) en verre de 40 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304574	3400933045746	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304580	3400933045807	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61669002	TRIMETAZIDINE SERVIER 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SERVIER	3304597	3400933045975	1 flacon(s) en verre de 120 ml avec compte-gouttes polyéthylène
64373193	TRIMETAZIDINE SUBSTIPHARM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	SUBSTIPHARM	3545220	3400935452207	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml + seringue pour administration orale (polyéthylène)
60274148	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3534452	3400935344526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60274148	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3614027	3400936140271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
60274148	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	3617178	3400936171787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
60274148	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé	TEVA CLASSICS	5622309	3400956223091	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64021683	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	TEVA CLASSICS	3614010	3400936140103	1 flacon(s) en verre brun avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène de 60 ml
68988593	TRIMETAZIDINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3545177	3400935451774	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68988593	TRIMETAZIDINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	3545183	3400935451835	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68988593	TRIMETAZIDINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé	TORLAN	5627956	3400956279562	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61857591	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3538355	3400935383556	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61857591	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	3674905	3400936749054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61857591	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé	WINTHROP MEDICAMENTS	5625147	3400956251476	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60614241	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg/ml, solution buvable en gouttes	WINTHROP MEDICAMENTS	3674911	3400936749115	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène
66888929	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3456404	3400934564048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66888929	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3456427	3400934564277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66888929	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3456433	3400934564338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66888929	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3774529	3400937745291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69599292	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg/ml, solution buvable en flacon	ZYDUS FRANCE	3464415	3400934644153	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 ml avec mesurette graduée
69599292	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg/ml, solution buvable en flacon	ZYDUS FRANCE	3774498	3400937744980	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 60 ml avec mesurette(s) graduée(s)
61444436	TRINIPATCH 10 mg/24 heures, dispositif transdermique (44,8 mg / 14 cm²)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3380730	3400933807306	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
61444436	TRINIPATCH 10 mg/24 heures, dispositif transdermique (44,8 mg / 14 cm²)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3452145	3400934521454	5 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
63604206	TRINIPATCH 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3476683	3400934766831	5 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
63604206	TRINIPATCH 15 mg/24 heures, dispositif transdermique	SANOFI AVENTIS FRANCE	3476708	3400934767081	30 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
61361104	TRINIPATCH 5 mg/24 heures, dispositif transdermique (22,4 mg / 7 cm²)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3380724	3400933807245	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1 dispositif(s)
61361104	TRINIPATCH 5 mg/24 heures, dispositif transdermique (22,4 mg / 7 cm²)	SANOFI AVENTIS FRANCE	3452151	3400934521515	5 sachet(s) P-A-M-éthylène (SURLYN) aluminium polyéthylène papier de 1 dispositif(s)
61245968	TRINITRINE MERCK 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	MERCK GENERIQUES	3569775	3400935697752	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 37,4 mg
63785468	TRINITRINE MERCK 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	MERCK GENERIQUES	3569769	3400935697691	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 18,7 mg
66955922	TRINITRINE PIERRE FABRE 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3491872	3400934918728	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
66955922	TRINITRINE PIERRE FABRE 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3491889	3400934918896	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
66955922	TRINITRINE PIERRE FABRE 10 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5612475	3400956124756	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65689511	TRINITRINE PIERRE FABRE 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3491843	3400934918438	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65689511	TRINITRINE PIERRE FABRE 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3491866	3400934918667	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
65689511	TRINITRINE PIERRE FABRE 5 mg/24 heures, dispositif transdermique	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5612469	3400956124695	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 dispositif(s)
67372890	TRINITRINE SIMPLE LALEUF 0,15 mg, pilule enrobée	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE	3108301	3400931083016	tube(s) aluminium de 60 pilule(s)
61848286	TRINORDIOL, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3280709	3400932807093	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) briques, 5 comprimé(s) blancs et 10 comprimé(s) jaunes
61848286	TRINORDIOL, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3280715	3400932807154	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) briques, de 5 comprimé(s) blancs et 10 comprimé(s) jaunes
60734568	TRIOGENE, granulé	LEHNING	3362287	3400933622879	1 boîte(s) carton de 100 g
67076101	TRIPHOSMAG, solution buvable en ampoule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3415374	3400934153747	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67076101	TRIPHOSMAG, solution buvable en ampoule	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3424781	3400934247811	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
61609973	TRIPHOSPHATES BOIRON, comprimé	BOIRON	3147502	3400931475026	tube(s) polypropylène de 80 comprimé(s)
61609973	TRIPHOSPHATES BOIRON, comprimé	BOIRON	3147519	3400931475194	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
66896203	TRIPHOSPHATES BOIRON, poudre orale	BOIRON	3147494	3400931474944	1 flacon(s) en verre de 15 g
63359924	TRIPHOSPHATES COMPOSE, comprimé	BOIRON	3092178	3400930921784	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
63060950	TRIQUILAR, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3291972	3400932919727	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) marron clair, 5 comprimé(s) blancs et 10 comprimé(s) ocres
63060950	TRIQUILAR, comprimé enrobé	SCHERING (FRANCE)	3291989	3400932919895	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s) marron clair, 5 comprimé(s) blancs et 10 comprimé(s) ocres
62253245	TRISENOX 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	CELL THERAPEUTICS	5636205	3400956362059	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
64725221	TRISEQUENS, comprimé pelliculé	NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE	3254882	3400932548828	plaquette(s) thermoformée(s) de 12 comprimé(s) bleus, 10 comprimé(s) blancs et 6 comprimé(s) rouges
64607155	TRISOLVIT, solution buvable en sachet	CHAUVIN	3394063	3400933940638	20 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 5 ml
66970194	TRISORALENE, comprimé enrobé	ISOTEC	3273017	3400932730179	1 flacon(s) en verre de 100 comprimé(s)
62551633	TRIVASTAL 20 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3108608	3400931086086	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189044	3400931890447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189050	3400931890508	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189067	3400931890676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189073	3400931890737	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189096	3400931890966	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189104	3400931891048	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
61598530	TRIVASTAL 50 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	SERVIER	3189110	3400931891109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	3169886	3400931698869	1 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	3169892	3400931698920	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	3169900	3400931699002	12 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	3169917	3400931699170	18 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	3169923	3400931699231	24 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	5509808	3400955098089	60 ampoule(s) en verre de 1 ml
61273202	TRIVASTAL INJECTABLE 3 mg/1 ml, solution injectable	SERVIER	5509814	3400955098140	120 ampoule(s) en verre de 1 ml
61904728	TRIVE 1000, émulsion injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3162105	3400931621058	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61904728	TRIVE 1000, émulsion injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3162111	3400931621119	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61904728	TRIVE 1000, émulsion injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3166882	3400931668824	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
64976070	TRIZIVIR 300 mg / 150 mg / 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3610928	3400936109285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène de 60 comprimé(s)
64976070	TRIZIVIR 300 mg / 150 mg / 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3610934	3400936109346	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
62205535	TROBICINE 2 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	3161695	3400931616955	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
62205535	TROBICINE 2 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	3303764	3400933037642	1 flacon(s) en verre avec seringue(s) avec aiguille(s) - 1 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
62205535	TROBICINE 2 g, poudre et solvant pour solution injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5504768	3400955047681	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
63907317	TROFOSEPTINE, crème	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3506125	3400935061256	1 tube(s) aluminium de 20 g
66567236	TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé	DEXO	3203169	3400932031696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66567236	TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé	DEXO	3203175	3400932031757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63119562	TROMBOVAR 1 POUR CENT I.V., solution injectable	INNOTHERA	3108672	3400931086727	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
69414377	TROMBOVAR 3 POUR CENT I.V., solution injectable	INNOTHERA	3108689	3400931086895	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
68139704	TRONOTHANE 1 POUR CENT, gel pour application locale	LISA PHARM	3108726	3400931087267	1 tube(s) avec canule aluminium verni polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
68139704	TRONOTHANE 1 POUR CENT, gel pour application locale	LISA PHARM	3415411	3400934154119	1 tube(s) avec canule polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
68139704	TRONOTHANE 1 POUR CENT, gel pour application locale	LISA PHARM	5535639	3400955356394	10 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 30 g
62263257	TROPHICREME 0,1 POUR CENT, crème vaginale	SANOVI AVENTIS FRANCE	3295533	3400932955336	1 tube(s) aluminium verni de 30 g - avec applicateur - polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66155948	TROPHIGIL, gélule vaginale	SANOFI AVENTIS FRANCE	3154577	3400931545774	1 flacon(s) en verre de 14 gélule(s)
67291303	TROPHIRES ADULTES, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3123625	3400931236252	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
67291303	TROPHIRES ADULTES, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3269978	3400932699780	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
67291303	TROPHIRES ADULTES, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3272466	3400932724666	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
65795030	TROPHIRES ADULTES, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108790	3400931087908	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 8 suppositoire(s)
65795030	TROPHIRES ADULTES, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3407713	3400934077135	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 8 suppositoire(s)
69253842	TROPHIRES COMPOSE ADULTES, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108761	3400931087618	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 8 suppositoire(s)
69253842	TROPHIRES COMPOSE ADULTES, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3399741	3400933997410	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 8 suppositoire(s)
68522453	TROPHIRES COMPOSE ENFANTS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108778	3400931087786	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 8 suppositoire(s)
68522453	TROPHIRES COMPOSE ENFANTS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3399764	3400933997649	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 8 suppositoire(s)
65122468	TROPHIRES COMPOSE NOURRISSONS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108784	3400931087847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
65122468	TROPHIRES COMPOSE NOURRISSONS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3399787	3400933997878	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium de 8 suppositoire(s)
69497896	TROPHIRES ENFANTS, sirop	SANOFI AVENTIS OTC	3450784	3400934507847	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec gobelet doseur polypropylène
66385625	TROPHIRES ENFANTS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108809	3400931088097	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène PVC de 8 suppositoire(s)
66385625	TROPHIRES ENFANTS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3407736	3400934077364	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 8 suppositoire(s)
65370780	TROPHIRES NOURRISSONS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3108815	3400931088158	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène de 8 suppositoire(s)
65370780	TROPHIRES NOURRISSONS, suppositoire	SANOFI AVENTIS OTC	3407742	3400934077425	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 8 suppositoire(s)
68260339	TROPHYSAN GLUCIDIQUE AROMATISE, solution buvable	CLINTEC PARENTERAL	3108867	3400931088677	18 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
69918975	TROPHYSAN L GLUCIDIQUE 50, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109045	3400931090458	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
69918975	TROPHYSAN L GLUCIDIQUE 50, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109051	3400931090519	12 flacon(s) en verre de 250 ml
69918975	TROPHYSAN L GLUCIDIQUE 50, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109068	3400931090687	12 flacon(s) en verre de 500 ml
66947181	TROPHYSAN L-SIMPLE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109097	3400931090977	6 flacon(s) en verre de 1000 ml
66947181	TROPHYSAN L-SIMPLE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109105	3400931091059	12 flacon(s) en verre de 250 ml
66947181	TROPHYSAN L-SIMPLE, solution pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3109111	3400931091110	12 flacon(s) en verre de 500 ml
64029712	TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3397877	3400933978778	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64029712	TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3397883	3400933978839	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64029712	TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3397908	3400933979089	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64029712	TROPICAMIDE FAURE 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3432616	3400934326165	1 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
69571802	TROSYD, crème dermatologique	TEOFARMA	3267040	3400932670406	1 tube(s) aluminium de 30 g
60199425	Trousse pour la préparation de la solution injectable d'ioberguane [123 I]. [Référence : IK-4]	CIS BIO INTERNATIONAL	5644469	3400956444694	6 ampoule(s) en verre de 1 ml - 6 ampoule(s) en verre de 5 ml - 6 ampoule(s) en verre de 0,4 ml
69135349	TROXERUTINE ALMUS 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3598191	3400935981912	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
61765666	TROXERUTINE ALTER 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ALTER	3648635	3400936486355	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 7,272 g
65045032	TROXERUTINE ARROW 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3614949	3400936149496	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,272 g
65045032	TROXERUTINE ARROW 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	ARROW GENERIQUES	3614955	3400936149557	30 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,272 g
62380851	TROXERUTINE BIOGARAN 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3430184	3400934301841	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7 g
60425276	TROXERUTINE EG 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3571476	3400935714763	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7,272 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
67110190	TROXERUTINE ETHYPHARM 500 mg, comprimé pelliculé	ETHYPHARM	3414699	3400934146992	1 flacon(s) polyéthylène de 40 comprimé(s)
67442876	TROXERUTINE G GAM 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	G GAM	3602573	3400936025738	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
66679491	TROXERUTINE GNR-développement 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3530164	3400935301642	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
66679491	TROXERUTINE GNR-développement 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3530170	3400935301703	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
62220754	TROXERUTINE HEXAL SANTE 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	G GAM	3666426	3400936664265	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,272 g
61580920	TROXERUTINE MAZAL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MAZAL PHARMACEUTIQUE	3388536	3400933885366	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 7,252 g
66457359	TROXERUTINE MAZAL 3500 mg/7 ml, solution buvable en ampoule	MAZAL PHARMACEUTIQUE	3388542	3400933885427	10 ampoule(s) en verre brun de 7 ml
64899898	TROXERUTINE MERCK 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3489473	3400934894732	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
64899898	TROXERUTINE MERCK 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	MERCK GENERIQUES	3516342	3400935163424	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
66229206	TROXERUTINE QUALIMED 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3576947	3400935769473	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
66229206	TROXERUTINE QUALIMED 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	QUALIMED (LYON)	3576953	3400935769534	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
64790984	TROXERUTINE REF 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	BIOGARAN	3783037	3400937830379	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7,252 g
69930536	TROXERUTINE RPG 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3613648	3400936136489	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 7,272 g
61955733	TROXERUTINE SANDOZ 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3590568	3400935905680	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
61955733	TROXERUTINE SANDOZ 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	SANDOZ	3688215	3400936882157	10 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7 g
64431038	TROXERUTINE TEVA 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	TEVA CLASSICS	3648167	3400936481671	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 7,272 g
60177126	TROXERUTINE URPAC-ASTIER 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet	BEAUFOR IPSEN PHARMA	3430178	3400934301780	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 7 g
60310181	TRUDEXA 40 mg, solution injectable	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622222	3400936222229	1 flacon(s) en verre de 0,8 ml avec 1 seringue(s) avec 2 tampon(s) alcoolisé(s)
67759378	TRUDEXA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622239	3400936222397	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 1 tampon(s) alcoolisé(s)
67759378	TRUDEXA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622245	3400936222458	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 2 tampon(s) alcoolisé(s)
67759378	TRUDEXA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622251	3400936222519	4 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 4 tampon(s) alcoolisé(s)
67759378	TRUDEXA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622268	3400936222687	6 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec 6 tampon(s) alcoolisé(s)
67759378	TRUDEXA 40 mg, solution injectable en seringue préremplie	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3622274	3400936222748	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,8 ml avec protège-aiguille avec tampon(s) alcoolisé(s)
64805297	TRUE TEST, dispositif transdermique	MEKOS	3675081	3400936750814	2 sachets aluminium de 12 dispositifs
69918085	TRUSOPT 2 %, collyre en solution	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3385130	3400933851309	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène haute densité (PEHD) de 5 ml
66966146	TRUSOPT 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3661392	3400936613928	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,2 ml
66966146	TRUSOPT 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3661400	3400936614000	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66966146	TRUSOPT 2 %, collyre en solution en récipient unidose	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3706166	3400937061667	120 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,2 ml
69481664	TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3656563	3400936565630	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
61137259	TUBEROL ADULTES 0,12 POUR CENT, sirop	THERICA	3109507	3400931095071	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66897604	TUBEROL ENFANTS 0,025 POUR CENT, sirop	THERICA	3418668	3400934186684	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66785434	TUBERTEST, solution injectable, dérivé protéinique purifié de tuberculine	SANOFI PASTEUR MSD	3539550	3400935395504	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
66785434	TUBERTEST, solution injectable, dérivé protéinique purifié de tuberculine	SANOFI PASTEUR MSD	5634117	3400956341177	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3109594	3400931095941	10 compresses imprégnées de 60 cm x 20 cm (sachet polyéthylène)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3142344	3400931423447	10 compresses imprégnées de 10 cm x 10 cm (sachet papier kraft/polyester métallisé)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3142350	3400931423508	30 compresses imprégnées de 20 cm x 20 cm (boîte polystyrène)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3294290	3400932942909	10 compresses imprégnées de 20 cm x 20 cm (sachet papier kraft/polyester métallisé)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3309933	3400933099336	100 compresses imprégnées de 20 cm x 20 cm (sachet papier kraft/polyester métallisé)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3353041	3400933530419	2 compresses imprégnées de 60 cm x 20 cm (sachet polyéthylène)
68567847	TULLE GRAS LUMIERE, compresse imprégnée	SOLVAY PHARMA	3353058	3400933530587	3 compresses imprégnées de 60 cm x 20 cm (sachet polyéthylène)
60940109	TUSSIDANE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3622676	3400936226760	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
60940109	TUSSIDANE 1,5 mg/ml, sirop	ELERTE	3622682	3400936226821	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
61244955	TUSSIDANE 3 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique	ELERTE	3627107	3400936271074	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
61244955	TUSSIDANE 3 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique	ELERTE	3628549	3400936285491	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
61244955	TUSSIDANE 3 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique	ELERTE	3628555	3400936285552	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
60587374	TUSSIDORON, sirop	WELEDA	3120377	3400931203773	1 flacon(s) en verre vert de 200 ml
62118952	TUSSILENE 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	ZYDUS FRANCE	3550534	3400935505347	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 300 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
67820297	TUSSILENE ADULTE, sirop	ZYDUS FRANCE	3301392	3400933013929	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
67820297	TUSSILENE ADULTE, sirop	ZYDUS FRANCE	3314851	3400933148515	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
67820297	TUSSILENE ADULTE, sirop	ZYDUS FRANCE	3419490	3400934194900	1 flacon(s) en verre brun de 300 ml
67697122	TUSSILENE ENFANT, sirop	ZYDUS FRANCE	3301400	3400933014001	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
67697122	TUSSILENE ENFANT, sirop	ZYDUS FRANCE	3320018	3400933200183	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
61876410	TUSSIPAX, comprimé pelliculé	THERICA	3281057	3400932810574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
64433039	TUSSIPAX, sirop	THERICA	3109660	3400931096603	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
63568607	TUSSIPAX, solution buvable, gouttes	THERICA	3109654	3400931096542	1 flacon(s) en verre de 24 ml avec mesurette graduée polyéthylène polypropylène
66770973	TUSSISEDAL, sirop	ELERTE	3160508	3400931605089	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66770973	TUSSISEDAL, sirop	ELERTE	3259454	3400932594542	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml avec cuillère-mesure polystyrène
69767352	TUXIUM 30 mg, capsule	SMB	3311692	3400933116927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 capsule(s)
69767352	TUXIUM 30 mg, capsule	SMB	3313811	3400933138110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 24 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65991659	TWINRIX ADULTE, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420659	3400934206597	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
65991659	TWINRIX ADULTE, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420665	3400934206658	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
65991659	TWINRIX ADULTE, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420671	3400934206719	25 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
65991659	TWINRIX ADULTE, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3567693	3400935676931	1 seringue(s) préremplie(s) avec aiguille(s) de 1 ml
63834164	TWINRIX ADULTE, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420688	3400934206887	1 flacon(s) en verre de 1 ml
63834164	TWINRIX ADULTE, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420694	3400934206948	10 flacon(s) en verre de 1 ml
63834164	TWINRIX ADULTE, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3420702	3400934207020	25 flacon(s) en verre de 1 ml
64737775	TWINRIX ENFANT, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3431054	3400934310546	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64737775	TWINRIX ENFANT, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3431060	3400934310607	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
64737775	TWINRIX ENFANT, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3567687	3400935676870	1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml avec aiguille(s)
69567686	TWINRIX ENFANT, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3431077	3400934310775	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69567686	TWINRIX ENFANT, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3431083	3400934310836	3 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69567686	TWINRIX ENFANT, suspension injectable. Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	3431108	3400934311086	10 flacon(s) en verre de 0,5 ml
69725264	TYAVAX, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR MSD	3607783	3400936077836	1 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s) à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension avec aiguille(s)
69725264	TYAVAX, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR MSD	3607808	3400936078086	10 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s) à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension avec aiguille(s)
69725264	TYAVAX, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR MSD	3607814	3400936078147	1 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s) à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension
69725264	TYAVAX, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR MSD	3607820	3400936078208	10 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s) à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension
69265912	TYGACIL 50 mg, poudre pour solution pour perfusion	WYETH EUROPA	5670320	3400956703203	10 flacon(s) en verre de 50 mg
69107862	TYPHERIX 25 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie vaccin typhoïdique polyosidique Vi	GLAXOSMITHKLINE	3508035	3400935080356	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69107862	TYPHERIX 25 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie vaccin typhoïdique polyosidique Vi	GLAXOSMITHKLINE	3508041	3400935080417	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69107862	TYPHERIX 25 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie vaccin typhoïdique polyosidique Vi	GLAXOSMITHKLINE	3508058	3400935080585	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69107862	TYPHERIX 25 microgrammes/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie vaccin typhoïdique polyosidique Vi	GLAXOSMITHKLINE	3508064	3400935080646	100 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
60364631	TYPHIM Vi, solution injectable en multidose. vaccin typhoïdique polyosidique	SANOFI PASTEUR	3315081	3400933150815	1 flacon(s) en verre de 10 ml, 20 doses

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60364631	TYPHIM Vi, solution injectable en multidose. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3322069	3400933220693	1 flacon(s) en verre de 5 ml, 10 doses
68790394	TYPHIM Vi, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3315075	3400933150754	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68790394	TYPHIM Vi, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3398411	3400933984113	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68790394	TYPHIM Vi, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3699288	3400936992887	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml sans aiguille
68790394	TYPHIM Vi, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3699294	3400936992948	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s) séparée
68790394	TYPHIM Vi, solution injectable en seringue pré-remplie. vaccin typhoïdique polysidique	SANOPI PASTEUR	3699302	3400936993020	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec deux aiguille(s) séparées
68722564	TYSABRI 300 mg, solution à diluer pour perfusion	ELAN PHARMA INTERNATIONAL	5699677	3400956996773	1 flacon(s) en verre de 15 ml
67654726	TYZINE 0,1 POUR CENT, solution pour instillation nasale	PFIZER	3109909	3400931099093	flacon(s) en verre jaune(brun) de 15 ml avec compte-gouttes PVC
65319857	UBISTESIN ADRENALINEE au 1/100 000, solution injectable pour usage dentaire	3M ESPE AG	5593660	3400955936602	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml, avec bouchon piston avec canal
65319857	UBISTESIN ADRENALINEE au 1/100 000, solution injectable pour usage dentaire	3M ESPE AG	5608019	3400956080199	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml, avec bouchon piston sans canal
63852237	UBISTESIN ADRENALINEE au 1/200 000, solution injectable pour usage dentaire	3M ESPE AG	5593677	3400955936770	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml, avec bouchon piston avec canal
63852237	UBISTESIN ADRENALINEE au 1/200 000, solution injectable pour usage dentaire	3M ESPE AG	5608025	3400956080250	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml, avec bouchon piston sans canal
67425994	UBIT 100 mg, comprimé pelliculé	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE (ROYAUME-UNI)	3722231	3400937222310	1 sachet(s) cellophane polytéréphtalate (PET) aluminium ionomère de 1 comprimé(s)
67425994	UBIT 100 mg, comprimé pelliculé	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE (ROYAUME-UNI)	5676759	3400956767595	10 sachet(s) cellophane polytéréphtalate (PET) aluminium ionomère de 1 comprimé(s)
67425994	UBIT 100 mg, comprimé pelliculé	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE (ROYAUME-UNI)	5676765	3400956767656	20 sachet(s) cellophane polytéréphtalate (PET) aluminium ionomère de 1 comprimé(s)
67425994	UBIT 100 mg, comprimé pelliculé	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE (ROYAUME-UNI)	5676771	3400956767717	100 sachet(s) cellophane polytéréphtalate (PET) aluminium ionomère de 1 comprimé(s)
62073820	UBIT 100 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	OTSUKA PHARMA	3561673	3400935616739	1 sachet(s)-dose(s) polyéthylène aluminium polytéréphtalate (PET) de 2 g
62073820	UBIT 100 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	OTSUKA PHARMA	3597754	3400935977540	20 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2 g
62073820	UBIT 100 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose	OTSUKA PHARMA	5637446	3400956374465	100 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2 g
69808379	UFT, gélule	MERCK SANTE	3691884	3400936918849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 gélule(s)
69808379	UFT, gélule	MERCK SANTE	3691890	3400936918900	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
69808379	UFT, gélule	MERCK SANTE	3691909	3400936919099	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 35 gélule(s)
69808379	UFT, gélule	MERCK SANTE	3691915	3400936919150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 42 gélule(s)
68619201	ULCAR 1 g, comprimé	AVENTIS	3144892	3400931448921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61996203	ULCAR 1 g, granulés pour suspension buvable en sachet	AVENTIS	3288728	3400932887286	30 sachet(s) polyéthylène aluminium papier de 1,044 g
64577534	ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet	AVENTIS	3328391	3400933283919	30 sachet(s) polyéthylène aluminium polyester de 5,8 g
69208516	ULCILANE 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387910	3400933879105	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
69208516	ULCILANE 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387927	3400933879273	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69208516	ULCILANE 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387933	3400933879334	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69208516	ULCILANE 200 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387956	3400933879563	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65113565	ULCILANE 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387962	3400933879624	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
65113565	ULCILANE 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387979	3400933879792	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65113565	ULCILANE 400 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387985	3400933879853	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
63066533	ULCILANE 800 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3387991	3400933879914	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63066533	ULCILANE 800 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3388016	3400933880163	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
63066533	ULCILANE 800 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3388022	3400933880224	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
63066533	ULCILANE 800 mg, comprimé pelliculé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3388039	3400933880392	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
67664026	ULCOMEP 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688675	3400936886759	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s)
67664026	ULCOMEP 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688681	3400936886810	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s)
67664026	ULCOMEP 10 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5668777	3400956687770	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s)
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688698	3400936886988	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688706	3400936887060	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688712	3400936887121	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688729	3400936887299	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 7 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688735	3400936887350	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 14 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	3688741	3400936887411	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5668783	3400956687831	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène aluminium
66443612	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante	ETHYPHARM	5668808	3400956688081	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 gélule(s) muni d'une capsule polypropylène
62042262	ULFON LYOC, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3434963	3400934349638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 lyophilisat(s)
62042262	ULFON LYOC, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3434986	3400934349867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 lyophilisat(s)
62042262	ULFON LYOC, lyophilisat oral	CEPHALON FRANCE	3434992	3400934349928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 lyophilisat(s)
68048051	ULFON, comprimé à croquer	CEPHALON FRANCE	3543480	3400935434807	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69415924	ULFON, poudre orale en sachet	CEPHALON FRANCE	3190521	3400931905219	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène
69415924	ULFON, poudre orale en sachet	CEPHALON FRANCE	3190544	3400931905448	45 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène
62748463	ULFON, suspension buvable en flacon	CEPHALON FRANCE	3397788	3400933977887	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67831621	ULFON, suspension buvable en sachet	CEPHALON FRANCE	3434934	3400934349348	30 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 g
67831621	ULFON, suspension buvable en sachet	CEPHALON FRANCE	3434940	3400934349409	60 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 g
67831621	ULFON, suspension buvable en sachet	CEPHALON FRANCE	3434957	3400934349577	90 sachet(s) polyester aluminium polyéthylène de 15 g
65509194	ULTACITE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3347589	3400933475895	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68201593	ULTIVA 1 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	5601394	3400956013944	5 flacon(s) en verre
64569231	ULTIVA 2 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	5601402	3400956014026	5 flacon(s) en verre
68136868	ULTIVA 5 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	5601649	3400956016495	5 flacon(s) en verre
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646553	3400936465534	6 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646576	3400936465763	8 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646582	3400936465824	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646599	3400936465992	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646725	3400936467255	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
62580649	ULTRA LEVURE 200 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3646731	3400936467316	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
63090819	ULTRA TECHNEKOW FM, générateur de technétium [99m Tc]	MALLINCKRODT FRANCE	5541769	3400955417699	générateur(s) de 2,15 - 21,5 GBq - 1 flacon(s) de 100 ml - 7 flacon(s) en verre - 7 sachet(s) de 1 tampon(s)
61259761	ULTRADERME, crème	BIOCODEX	3109996	3400931099963	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
65327658	ULTRAFLORE, gélule	GIFRER BARBEZAT	3110031	3400931100317	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 gélule(s)
65327658	ULTRAFLORE, gélule	GIFRER BARBEZAT	3447629	3400934476297	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
62856147	ULTRALAN, pommade	SCHERING (FRANCE)	3110114	3400931101147	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
62856147	ULTRALAN, pommade	SCHERING (FRANCE)	3115873	3400931158738	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
69234258	ULTRA-LEVURE 100 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3437938	3400934379383	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69234258	ULTRA-LEVURE 100 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3437944	3400934379444	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69234258	ULTRA-LEVURE 100 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3437950	3400934379505	30 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69234258	ULTRA-LEVURE 100 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3437967	3400934379673	50 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
69234258	ULTRA-LEVURE 100 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	BIOCODEX	3444430	3400934444302	14 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
63398083	ULTRALEVURE 200 mg, gélule	BIOCODEX	3458395	3400934583957	1 flacon(s) en verre de 10 gélule(s)
63398083	ULTRALEVURE 200 mg, gélule	BIOCODEX	3760728	3400937607285	1 flacon(s) en verre de 6 gélule(s)
63398083	ULTRALEVURE 200 mg, gélule	BIOCODEX	3760734	3400937607346	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
63398083	ULTRALEVURE 200 mg, gélule	BIOCODEX	3760740	3400937607407	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
63398083	ULTRALEVURE 200 mg, gélule	BIOCODEX	3760757	3400937607575	1 flacon(s) en verre de 40 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3110019	3400931100195	1 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3259885	3400932598854	1 flacon(s) en verre de 50 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3687693	3400936876934	1 flacon(s) en verre de 30 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3699130	3400936991309	1 flacon(s) en verre de 40 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3699147	3400936991477	1 flacon(s) en verre de 60 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3699153	3400936991538	1 flacon(s) en verre de 80 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	3699176	3400936991767	1 flacon(s) en verre de 100 gélule(s)
62989610	ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule	BIOCODEX	5524541	3400955245414	10 flacon(s) en verre de 20 gélule(s)
68579162	ULTRAPROCT, pommade rectale	SCHERING (FRANCE)	3110137	3400931101376	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
68579162	ULTRAPROCT, pommade rectale	SCHERING (FRANCE)	3139170	3400931391708	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
63394747	ULTRAPROCT, suppositoire	SCHERING (FRANCE)	3110143	3400931101437	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309011	3400933090111	1 flacon(s) en verre de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309028	3400933090289	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309034	3400933090340	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309040	3400933090401	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309057	3400933090579	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3506585	3400935065858	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) (polyéthylène téréphtalate, polyisomère, polybutadiène) avec tubulure(s) PVC, tube de prélèvement (polyéthylène), pointes de prélèvement avec cathéter (polymère de tétrafluoroéthylène)
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3506591	3400935065919	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue(s) (polyéthylène téréphtalate, polyisomère, polybutadiène) avec tubulure(s) PVC, tube de prélèvement (polyéthylène), pointes de prélèvement avec cathéter (polymère de tétrafluoroéthylène)
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3760378	3400937603782	flacon(s) en verre de 150 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592123	3400955921233	10 flacon(s) en verre de 200 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5595570	3400955955702	10 flacon(s) en verre de 20 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5595587	3400955955870	10 flacon(s) en verre de 50 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5595593	3400955955931	10 flacon(s) en verre de 100 ml
68373358	ULTRAVIST 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5638517	3400956385171	10 flacon(s) en verre de 150 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309063	3400933090630	1 flacon(s) en verre de 20 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309086	3400933090869	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309092	3400933090920	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue(s) polypropylène avec aiguille(s) avec tubulure(s) PVC microperfuseur
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309100	3400933091002	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3309117	3400933091170	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3506562	3400935065629	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue(s) (polyéthylène téréphtalate, polyisomère, polybutadiène) avec tubulure(s) PVC, tube de prélèvement (polyéthylène), pointes de prélèvement avec cathéter (polymère de tétrafluoroéthylène)
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3506579	3400935065797	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec seringue(s) (polyéthylène téréphtalate, polyisomère, polybutadiène) avec tubulure(s) PVC, tube de prélèvement (polyéthylène), pointes de prélèvement avec cathéter (polymère de tétrafluoroéthylène)
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	3760384	3400937603843	flacon(s) en verre de 150 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592040	3400955920403	10 flacon(s) en verre de 20 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592057	3400955920571	10 flacon(s) en verre de 50 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592063	3400955920632	10 flacon(s) en verre de 100 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5592086	3400955920861	10 flacon(s) en verre de 200 ml
62729413	ULTRAVIST 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	SCHERING (FRANCE)	5638492	3400956384921	10 flacon(s) en verre de 150 ml
65675287	UMATROPE 12 mg/3 ml, poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose (somatotropine, hormone de croissance biosynthétique issue de l'ADN Recombinant)	LILLY FRANCE	3421593	3400934215933	1 cartouche(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 3,15 ml
64156624	UMATROPE 24 mg/3 ml, poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose (somatotropine, hormone de croissance biosynthétique issue de l'ADN Recombinant)	LILLY FRANCE	3421601	3400934216015	1 cartouche(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 3,15 ml
67079617	UMATROPE 6 mg/3 ml, poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose (somatotropine, hormone de croissance biosynthétique issue de l'ADN Recombinant)	LILLY FRANCE	3421587	3400934215872	1 cartouche(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 3,15 ml
67340490	UMULINE NPH 100 UI/ 1 ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352343	3400933523435	1 flacon(s) en verre de 10 ml
62832089	UMULINE NPH 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	LILLY FRANCE	3403879	3400934038792	5 cartouche(s) en verre de 3 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60464222	UMULINE NPH PEN 100 UI/1 ml, suspension injectable en stylo pré-rempli jetable	LILLY FRANCE	3487882	3400934878824	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
60521730	UMULINE PROFIL 20 PEN 100 UI/1 ml, suspension injectable en stylo pré-rempli jetable	LILLY FRANCE	3487847	3400934878473	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
63195243	UMULINE PROFIL 20.100 UI/1 ml (300 UI/3 ml), suspension injectable (SC, IM) en cartouche	LILLY FRANCE	3403922	3400934039225	cartouche(s) en verre de 3 ml
65635143	UMULINE PROFIL 20.100 UI/1 ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352283	3400933522834	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64634501	UMULINE PROFIL 30 100 UI/1 ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352308	3400933523084	1 flacon(s) en verre de 10 ml
61353958	UMULINE PROFIL 30 PEN 100 UI/1 ml, suspension injectable en stylo pré-rempli jetable	LILLY FRANCE	3487824	3400934878244	5 cartouche(s) en verre de 3 ml dans stylo pré-rempli
63611574	UMULINE PROFIL 30, 40 UI/ml, suspension injectable pour voie sous-cutanée et intra-musculaire	LILLY FRANCE	3291995	3400932919956	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67193250	UMULINE PROFIL 30. 100 UI/ml, suspension injectable en cartouche	LILLY FRANCE	3403945	3400934039454	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
61949399	UMULINE PROFIL 50 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3354141	3400933541415	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67385197	UMULINE PROTAMINE ISOPHANE, suspension injectable	LILLY FRANCE	3263591	3400932635917	1 flacon(s) en verre de 10 ml
68705554	UMULINE RAPIDE 100 UI/1 ml, solution injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352366	3400933523664	1 flacon(s) en verre de 10 ml
62619550	UMULINE RAPIDE 100 UI/ml, solution injectable en cartouche	LILLY FRANCE	3403856	3400934038563	5 cartouche(s) en verre de 3 ml
65191101	UMULINE RAPIDE PEN 100 UI/1 ml, solution injectable en stylo pré-rempli jetable	LILLY FRANCE	3487818	3400934878183	5 cartouche(s) en verre dans stylo pré-rempli de 3 ml
62428004	UMULINE ZINC 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352320	3400933523206	1 flacon(s) en verre de 10 ml
60911666	UMULINE ZINC 40 UI/ml, suspension injectable pour voie sous-cutanée et IM	LILLY FRANCE	3316755	3400933167554	1 flacon(s) en verre de 10 ml
60230340	UMULINE ZINC COMPOSE 100 UI/ml, suspension injectable en flacon	LILLY FRANCE	3352337	3400933523374	1 flacon(s) en verre de 10 ml
62340604	UMULINE ZINC COMPOSE 40 UI/ml, suspension injectable pour voie IM et sous cutanée	LILLY FRANCE	3316749	3400933167493	1 flacon(s) en verre de 10 ml
60299913	UMULINE, solution injectable	LILLY FRANCE	3263585	3400932635856	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65401076	UN ALFA 0,10 microgrammes, solution buvable en gouttes	LEO FRANCE	3260842	3400932608423	1 flacon(s) compte-gouttes de 10 ml
65401076	UN ALFA 0,10 microgrammes, solution buvable en gouttes	LEO FRANCE	5542177	3400955421771	10 flacon(s) compte-gouttes de 10 ml
67226483	UN ALFA 0,25 microgramme, capsule orale	LEO FRANCE	3232426	3400932324262	1 flacon(s) en verre brun de 30 capsule(s)
67226483	UN ALFA 0,25 microgramme, capsule orale	LEO FRANCE	3484145	3400934841453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide aluminium de 30 capsule(s)
64856637	UN ALFA 1 microgramme, capsule orale	LEO FRANCE	3232432	3400932324323	1 flacon(s) en verre brun de 30 capsule(s)
64856637	UN ALFA 1 microgramme, capsule orale	LEO FRANCE	3484151	3400934841514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyamide aluminium de 30 capsule(s)
69057530	UNACIM INJECTABLE 0,5 g/1 g, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295214	3400932952144	1 flacon(s) en verre de 1,6 g
69057530	UNACIM INJECTABLE 0,5 g/1 g, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295361	3400932953615	1 flacon(s) en verre de 1,73 g
64892672	UNACIM INJECTABLE 1 g, poudre et solution pour usage parentéral	PFIZER	3337332	3400933373320	1 flacon(s) en verre de 1,73 g - 1 ampoule(s) en verre de 3,2 ml
69392030	UNACIM INJECTABLE 1 g/2 g, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295237	3400932952373	1 flacon(s) en verre de 3,3 g
69392030	UNACIM INJECTABLE 1 g/2 g, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295384	3400932953844	1 flacon(s) en verre de 3,316 g
61500109	UNACIM INJECTABLE ENFANTS NOURRISSONS 250 mg/500 mg, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295183	3400932951833	1 flacon(s) en verre de 0,8 g
61500109	UNACIM INJECTABLE ENFANTS NOURRISSONS 250 mg/500 mg, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295349	3400932953493	1 flacon(s) en verre de 0,906 g
66125307	UNACIM INJECTABLE NOURRISSONS 125 mg/250 mg, poudre pour usage parentéral	PFIZER	3295160	3400932951604	1 flacon(s) en verre
64696734	UN-ALFA 0,5 microgrammes, capsule molle	LEO FRANCE	3476163	3400934761638	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
64696734	UN-ALFA 0,5 microgrammes, capsule molle	LEO FRANCE	3476186	3400934761867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 capsule(s)
64696734	UN-ALFA 0,5 microgrammes, capsule molle	LEO FRANCE	3476192	3400934761928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 capsule(s)
68578562	UN-ALFA 1 microgramme/0,5 ml, solution injectable IV en ampoule	LEO FRANCE	5574415	3400955744153	10 ampoule(s) en verre brun de 0,5 ml
65482434	UN-ALFA 2 microgrammes/1 ml, solution injectable IV en ampoule	LEO FRANCE	5574409	3400955744092	10 ampoule(s) en verre brun de 1 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387525	3400933875251	10 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387531	3400933875312	20 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387548	3400933875480	30 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387554	3400933875541	10 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387560	3400933875602	20 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
68188181	UNIBACTER 0,05 POUR CENT, solution pour application locale en récipient unidose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3387577	3400933875770	30 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
67678638	UNICORDIUM 100 mg, comprimé pelliculé	ORGANON	3410431	3400934104312	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60399689	UNICORDIUM 200 mg, comprimé pelliculé	ORGANON	3410448	3400934104480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67925490	UNICORDIUM 300 mg, comprimé pelliculé	ORGANON	3410454	3400934104541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60195010	UNIFLOX, comprimé pelliculé sécable	BAYER PHARMA	3365239	3400933652395	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 1 comprimé(s)
65367581	UNIFLUID 6 mg/ 0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3347595	3400933475956	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65367581	UNIFLUID 6 mg/ 0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3570637	3400935706379	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65367581	UNIFLUID 6 mg/ 0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3570643	3400935706430	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65367581	UNIFLUID 6 mg/ 0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	THEA	3570666	3400935706669	36 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
64403195	UNILARM, collyre en récipient unidose	EUROPHTA	3330749	3400933307493	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
64403195	UNILARM, collyre en récipient unidose	EUROPHTA	3376088	3400933760885	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,65 ml
69871657	UNIPEXIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3481075	3400934810756	1 flacon(s) en verre avec applicateur de 60 ml
69871657	UNIPEXIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée	GIFRER BARBEZAT	3547851	3400935478511	3 flacon(s) en verre avec applicateur de 60 ml
60719370	UNIPHINE, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3363269	3400933632694	10 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
60719370	UNIPHINE, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3363275	3400933632755	100 récipient(s) unidose(s) de 0,4 ml
64038565	UNISEPTINE, compresse imprégnée	GIFRER BARBEZAT	3522012	3400935220127	20 sachet(s)-dose(s) résine méthacrylique aluminium polyéthylène papier de 1 compresse(s)
64038565	UNISEPTINE, compresse imprégnée	GIFRER BARBEZAT	3522029	3400935220295	50 sachet(s)-dose(s) résine méthacrylique aluminium polyéthylène papier de 1 compresse(s)
64038565	UNISEPTINE, compresse imprégnée	GIFRER BARBEZAT	3522035	3400935220356	100 sachet(s)-dose(s) résine méthacrylique aluminium polyéthylène papier de 1 compresse(s)
64381813	UPFEN 200 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3483200	3400934832000	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64381813	UPFEN 200 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3483217	3400934832178	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
64381813	UPFEN 200 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3483223	3400934832239	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65558693	UPFEN 200 mg, comprimé pelliculé	UPSA CONSEIL	3318613	3400933186135	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65558693	UPFEN 200 mg, comprimé pelliculé	UPSA CONSEIL	3321584	3400933215842	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65558693	UPFEN 200 mg, comprimé pelliculé	UPSA CONSEIL	3321590	3400933215903	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65558693	UPFEN 200 mg, comprimé pelliculé	UPSA CONSEIL	3477955	3400934779558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
66635534	UPRIMA 2 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572286	3400935722867	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
66635534	UPRIMA 2 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572292	3400935722928	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 2 comprimé(s)
66635534	UPRIMA 2 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572300	3400935723000	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 3 comprimé(s)
66635534	UPRIMA 2 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572317	3400935723178	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66635534	UPRIMA 2 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572323	3400935723239	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
64461088	UPRIMA 3 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572346	3400935723468	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 1 comprimé(s)
64461088	UPRIMA 3 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572352	3400935723529	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 2 comprimé(s)
64461088	UPRIMA 3 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572369	3400935723697	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 4 comprimé(s)
64461088	UPRIMA 3 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572375	3400935723758	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
64461088	UPRIMA 3 mg, comprimé sublingual	ABBOTT LABORATORIES (ANGLETERRE)	3572381	3400935723819	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s)
69570636	UPSALGIN 500 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3286959	3400932869596	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 10 comprimé(s)
69570636	UPSALGIN 500 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3286965	3400932869657	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
62978642	UPSARINE 325 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3322626	3400933226268	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62978642	UPSARINE 325 mg, comprimé effervescent	BRISTOL MYERS SQUIBB	3331418	3400933314187	2 tube(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68660696	URANIUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147554	3400931475545	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
68660696	URANIUM COMPOSE BOIRON, comprimé	BOIRON	3147560	3400931475606	1 flacon(s) de 120 comprimé(s)
60520475	URANIUM COMPOSE BOIRON, granules	BOIRON	3147548	3400931475484	1 tube(s) polypropylène de 80 UP
66193831	URANIUM COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147525	3400931475255	1 flacon(s) de 15 ml
66193831	URANIUM COMPOSE BOIRON, solution buvable(gouttes)	BOIRON	3147531	3400931475316	1 flacon(s) de 30 ml
64217956	URANIUM COMPOSE DOLISOS, comprimé	BOIRON	3092190	3400930921906	tube(s) de 120 comprimé(s)
69123553	URANIUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3158196	3400931581963	1 flacon(s) de 15 ml
69123553	URANIUM COMPOSE DOLISOS, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3258383	3400932583836	1 flacon(s) de 30 ml
64317077	URARTHONE, liquide	LEHNING	3110309	3400931103097	1 flacon(s) de 250 ml
69882746	URASEPTINE ROGIER, granulés pour solution buvable	ZYDUS FRANCE	3110315	3400931103158	1 boîte(s) aluminium verni de 80 g
62905911	URBANYL 10 mg, comprimé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3181373	3400931813736	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63470312	URBANYL 20 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3252073	3400932520732	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
63470312	URBANYL 20 mg, comprimé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3257395	3400932573950	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
64630403	URBANYL 5 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3172380	3400931723806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68307027	UREALYS, gel	BIORGA	3594158	3400935941589	1 tube(s) aluminium de 75 g
63953058	UREMIASE, comprimés enrobés	NOGUES	3362270	3400933622701	tube(s) polystyrène de 60 comprimé(s)
65913596	URFAMYCINE 2,5 g, poudre orale en sachet	ZAMBON FRANCE	3284305	3400932843053	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène
60201285	URGOCOR CORICIDE 32 mg, pansement médicamenteux adhésif	URGO	3215913	3400932159130	6 sachet(s) papier de 1 pansement(s)
60201285	URGOCOR CORICIDE 32 mg, pansement médicamenteux adhésif	URGO	3215942	3400932159420	24 sachet(s) papier de 1 pansement(s)
60201285	URGOCOR CORICIDE 32 mg, pansement médicamenteux adhésif	URGO	3300990	3400933009908	12 sachet(s) papier de 1 pansement(s)
63100117	URICOZYME 1000 UCB/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3206498	3400932064984	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 1 ml
68665622	URIDEAL, solution buvable	PLANTES ET MEDECINES	3339213	3400933392130	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
67667652	URIDOZ ADULTES 3 g, granulé pour solution buvable en sachet	THERABEL LUCIEN PHARMA	3328238	3400933282387	1 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 8 g
65898870	URION 2,5 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3331246	3400933312466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65898870	URION 2,5 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3331252	3400933312527	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
65898870	URION 2,5 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3331269	3400933312695	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65898870	URION 2,5 mg, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3333185	3400933331856	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
63383409	URISPAS, comprimé pelliculé	NEGMA LERADS	3234980	3400932349807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
63383409	URISPAS, comprimé pelliculé	NEGMA LERADS	3263409	3400932634095	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 42 comprimé(s)
68686659	UROKINASE CHOAY 100 000 UI/5 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	3133115	3400931331155	1 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s) - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
64888695	UROKINASE CHOAY 300 000 U.I./10 ml, lyophilisat et solution pour usage parentéral	SANOFI AVENTIS FRANCE	3210502	3400932105021	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 10 ml
61616850	UROMIL, comprimé enrobé	IPRAD	3434845	3400934348457	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
66428507	UROMITEXAN 1 g/10 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	BAXTER	5584767	3400955847670	1 flacon(s) en verre de 10 ml
67423687	UROMITEXAN 100 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619922	3400956199228	5 ampoule(s) en verre de 1 ml
67423687	UROMITEXAN 100 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619939	3400956199396	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
67423687	UROMITEXAN 100 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619945	3400956199457	15 ampoule(s) en verre de 1 ml
67423687	UROMITEXAN 100 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619951	3400956199518	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
69123382	UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619968	3400956199686	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
69123382	UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619974	3400956199747	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
69123382	UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619980	3400956199808	15 ampoule(s) en verre de 2 ml
69123382	UROMITEXAN 200 mg, solution injectable IV	BAXTER	5619997	3400956199976	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
66889194	UROMITEXAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	BAXTER	5597379	3400955973799	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 10 comprimé(s)
66889194	UROMITEXAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	BAXTER	5597385	3400955973850	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 20 comprimé(s)
66889194	UROMITEXAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable	BAXTER	5597391	3400955973911	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC aluminium de 50 comprimé(s)
69566673	UROMITEXAN 400 mg, solution injectable IV	BAXTER	5620003	3400956200030	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
69566673	UROMITEXAN 400 mg, solution injectable IV	BAXTER	5620026	3400956200269	10 ampoule(s) en verre de 4 ml
69566673	UROMITEXAN 400 mg, solution injectable IV	BAXTER	5620032	3400956200320	15 ampoule(s) en verre de 4 ml
69566673	UROMITEXAN 400 mg, solution injectable IV	BAXTER	5620049	3400956200498	50 ampoule(s) en verre de 4 ml
62740395	UROMITEXAN 5 g/50 ml, solution injectable pour perfusion en flacon	BAXTER	5584773	3400955847731	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66310626	UROMITEXAN 600 mg, comprimé	BAXTER	5597416	3400955974161	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 10 comprimé(s)
66310626	UROMITEXAN 600 mg, comprimé	BAXTER	5597422	3400955974222	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 20 comprimé(s)
66310626	UROMITEXAN 600 mg, comprimé	BAXTER	5597439	3400955974390	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC de 50 comprimé(s)
61539514	UROPHYTUM, gélule	ARKOMEDIKA	3444080	3400934440809	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65200319	UROSIPHON, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3324039	3400933240394	1 pilulier(s) polypropylène de 30 gélule(s)
60724887	UROSIPHON, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3110717	3400931107170	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
60724887	UROSIPHON, solution buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3364263	3400933642631	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
62565679	UROSIPHON, solution buvable en flacon	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3653091	3400936530911	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) de 200 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène
62309021	UROTISAN, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose	LEHNING	3427182	3400934271823	20 sachet(s)-dose(s) papier de 1,5 g
69119843	UROTISAN, mélange de plantes pour tisane en vrac	LEHNING	3427176	3400934271762	1 boîte(s) carton de 75 g
61579131	UROTROPINE LAFRAN 500 mg, comprimé	LAFRAN	3110746	3400931107460	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66830922	URSOLVAN 200 mg, gélule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3234075	3400932340750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61779160	URTICA COMPLEXE N°82, solution buvable	LEHNING	3060155	3400930601556	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64207289	UTEPLEX 2 mg, solution buvable en ampoule	BIODIM	3110829	3400931108290	12 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
64207289	UTEPLEX 2 mg, solution buvable en ampoule	BIODIM	3376527	3400933765279	45 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
68766870	UTERINOL, solution vaginale	LEHNING	3110841	3400931108412	1 flacon(s) de 250 ml
61673424	UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3232751	3400932327515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
61673424	UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3232768	3400932327683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
61673424	UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3232774	3400932327744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 capsule(s)
61673424	UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3619869	3400936198692	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 capsule(s)
63157698	UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3483996	3400934839962	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 capsule(s)
63157698	UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3484004	3400934840043	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 capsule(s)
63157698	UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3484010	3400934840104	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 capsule(s)
63157698	UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale	BESINS INTERNATIONAL	3619881	3400936198814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 capsule(s)
69261401	UVA URSI COMPLEXE N°9, solution buvable	LEHNING	3060221	3400930602218	1 flacon(s) en verre de 20 ml
63866137	UVADEX 20 microgrammes/ml, solution pour la modification de la fraction sanguine	THERAKOS EUROPE (ROYAUME-UNI)	5703924	3400957039240	12 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
66269026	UVEDOSE 1 MILLION U.I. POUR CENT, solution buvable en gouttes	CRINEX	3442307	3400934423079	1 flacon(s) en verre de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène
63489259	UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule	CRINEX	3322218	3400933222185	1 ampoule(s) brun en verre de 2 ml
65831455	UVELINE 0,5 POUR CENT, collyre en solution	MCNEIL	3110864	3400931108641	1 flacon(s) de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
68795174	UVESTEROL D 1500 UI/ml, solution buvable	CRINEX	3320892	3400933208929	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec mesurette graduée - polypropylène
68202115	UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable	CRINEX	3110870	3400931108702	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 20 ml avec mesurette graduée polyéthylène basse densité (PEBD) polystyrène
68202115	UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable	CRINEX	5531854	3400955318545	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 250 ml avec pompe doseuse polypropylène
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453624	3400934536243	2 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453630	3400934536304	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453647	3400934536472	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453653	3400934536533	15 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453676	3400934536762	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453682	3400934536823	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453699	3400934536991	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453707	3400934537073	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60601016	UVICOL, collyre en solution en récipient unidose	ALCON	3453713	3400934537134	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60240181	UVIMAG B6, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3289679	3400932896790	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
60240181	UVIMAG B6, solution buvable	ZAMBON FRANCE	3466070	3400934660702	30 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 10 ml
61077869	VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable	STATENS SERUM INSTITUT	3646607	3400936466074	1 flacon(s) en verre jaune(brun) - 1 flacon(s) en verre de 1 ml
61077869	VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable	STATENS SERUM INSTITUT	3646613	3400936466135	5 flacon(s) en verre jaune(brun) - 5 flacon(s) en verre de 1 ml
61077869	VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable	STATENS SERUM INSTITUT	3646636	3400936466364	10 flacon(s) en verre jaune(brun) - 10 flacon(s) en verre de 1 ml
61077869	VACCIN BCG SSI, poudre et solvant pour suspension injectable	STATENS SERUM INSTITUT	3646642	3400936466425	1 flacon(s) en verre jaune(brun) - 1 flacon(s) en verre de 1 ml avec nécessaire(s) avec aiguille(s)
67956272	VACCIN D.T.C.P. PASTEUR, suspension injectable (I.M.), en ampoule, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5558907	3400955589075	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
61485073	VACCIN D.T.C.P. PASTEUR, suspension injectable (I.M.), en flacon multidose, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5558913	3400955589136	10 flacon(s) en verre de 10 dose (s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61485073	VACCIN D.T.C.P. PASTEUR, suspension injectable (I.M.), en flacon multidose, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5558936	3400955589365	10 flacon(s) en verre de 20 dose (s)
69344053	VACCIN D.T.C.P. PASTEUR, suspension injectable (I.M.), en seringue pré-remplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3190478	3400931904786	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69344053	VACCIN D.T.C.P. PASTEUR, suspension injectable (I.M.), en seringue pré-remplie, vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique inactivé adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5520655	3400955206552	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66045366	VACCIN D.T.P. PASTEUR, vaccin diphtérique, tétanique, poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	3192135	3400931921356	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66045366	VACCIN D.T.P. PASTEUR, vaccin diphtérique, tétanique, poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5521235	3400955212355	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
66045366	VACCIN D.T.P. PASTEUR, vaccin diphtérique, tétanique, poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5521241	3400955212416	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66045366	VACCIN D.T.P. PASTEUR, vaccin diphtérique, tétanique, poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5558965	3400955589655	10 flacon(s) en verre de 5 ml
62493849	VACCIN GENHEVAC B PASTEUR 20 microgrammes/0,5 ml,suspension injectable en seringue préremplie, vaccin de l'hépatite B recombinant	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	3305036	3400933050368	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62493849	VACCIN GENHEVAC B PASTEUR 20 microgrammes/0,5 ml,suspension injectable en seringue préremplie, vaccin de l'hépatite B recombinant	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	5562642	3400955626428	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62493849	VACCIN GENHEVAC B PASTEUR 20 microgrammes/0,5 ml,suspension injectable en seringue préremplie, vaccin de l'hépatite B recombinant	SANOFI PASTEUR/SANOFI PASTEUR MSD	5562659	3400955626596	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3416698	3400934166983	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3416706	3400934167065	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3416712	3400934167126	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3416729	3400934167294	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708337	3400937083379	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap sans aiguille
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708343	3400937083430	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap sans aiguille
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708366	3400937083669	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap avec 1 aiguille(s) séparée
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708372	3400937083720	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap avec 1 aiguille(s) séparée
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708389	3400937083898	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap avec 2 aiguille(s) séparées
62830871	VACCIN HEPATITE A AVENTIS PASTEUR MSD, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)	SANOFI PASTEUR MSD	3708395	3400937083959	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml, munie d'un tip-cap avec 2 aiguille(s) séparées
65277632	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en multidose	SANOFI PASTEUR	3346584	3400933465841	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 1 flacon(s) en verre de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65277632	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en multidose	SANOFI PASTEUR	3612229	3400936122291	25 flacon(s) en verre de 50 dose(s) - 25 flacon(s) en verre de 25 ml
65277632	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en multidose	SANOFI PASTEUR	3612235	3400936122352	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 10 flacon(s) en verre de 5 ml
65277632	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en multidose	SANOFI PASTEUR	5515097	3400955150978	1 flacon(s) en verre de 50 dose(s) - 1 flacon(s) en verre de 25 ml
61920725	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie	SANOFI PASTEUR	3183722	3400931837220	1 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
61920725	VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie	SANOFI PASTEUR	5579424	3400955794240	10 flacon(s) en verre de 1 dose(s) - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66630665	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	SANOFI PASTEUR MSD	3549689	3400935496898	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
66630665	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	SANOFI PASTEUR MSD	3549695	3400935496959	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
66630665	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	SANOFI PASTEUR MSD	3596499	3400935964991	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66630665	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	SANOFI PASTEUR MSD	3596507	3400935965073	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69311587	VACCIN PNEUMOCOCCIQUE SARBACH, solution injectable, seringue pré-remplie montée avec aiguille	SOLVAY PHARMA	3280690	3400932806904	1 seringue(s) préremplie(s) de 0,5 ml montée avec aiguille
60253264	VACCIN RABIQUE INACTIVE MERIEUX POUR TRAITEMENT APRES EXPOSITION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SANOFI PASTEUR	3209054	3400932090549	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
60253264	VACCIN RABIQUE INACTIVE MERIEUX POUR TRAITEMENT APRES EXPOSITION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SANOFI PASTEUR	3368717	3400933687175	5 flacon(s) - 5 ampoule(s) de 1 ml
63461516	VACCIN RABIQUE PASTEUR, poudre et solvant pour suspension injectable en récipient multidose. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR MSD	5560436	3400955604365	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
67718545	VACCIN RABIQUE PASTEUR, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR MSD	3304887	3400933048877	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
67498113	VACCIN RABIQUE PASTEUR, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR MSD	5560413	3400955604136	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
68821434	VACCIN T.P. PASTEUR, vaccin tétanique et poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	3186726	3400931867265	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68821434	VACCIN T.P. PASTEUR, vaccin tétanique et poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5520678	3400955206781	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68821434	VACCIN T.P. PASTEUR, vaccin tétanique et poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5558942	3400955589426	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
68821434	VACCIN T.P. PASTEUR, vaccin tétanique et poliomyélitique, suspension injectable	SANOFI PASTEUR MSD	5558959	3400955589594	10 flacon(s) en verre de 5 ml
60017659	VACCIN TETANIQUE PASTEUR, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5558994	3400955589945	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
60017659	VACCIN TETANIQUE PASTEUR, suspension injectable en multidose vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5559002	3400955590026	10 flacon(s) en verre de 20 dose(s)
68747507	VACCIN TETANIQUE PASTEUR, suspension injectable en seringue préremplie vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3285724	3400932857241	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
68747507	VACCIN TETANIQUE PASTEUR, suspension injectable en seringue préremplie vaccin tétanique adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	5521301	3400955213017	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66814373	VADILEX 20 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3228672	3400932286720	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66814373	VADILEX 20 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3244613	3400932446131	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66814373	VADILEX 20 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3359629	3400933596293	plaque(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62124720	VADILEX 5 mg/2 ml, solution injectable	SANOVI AVENTIS FRANCE	3156984	3400931569848	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
60444045	VAGOCAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	BIODICA	5593631	3400955936312	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
66507577	VAGOCAINE 3 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	BIODICA	5593654	3400955936541	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
60711128	VAGOSTABYL, comprimé enrobé	MONIN	3424338	3400934243387	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
60711128	VAGOSTABYL, comprimé enrobé	MONIN	3435135	3400934351358	tube(s) polypropylène de 120 comprimé(s)
67183690	VALCOTE 125 mg, comprimé gastro-résistant	ABBOTT FRANCE	3285865	3400932858651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
64170086	VALCOTE 250 mg, comprimé gastro résistant	ABBOTT FRANCE	3282447	3400932824472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68129635	VALCOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant	ABBOTT FRANCE	3282430	3400932824304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228212	3400932282128	1 boîte(s) fer de 60 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228258	3400932282586	1 boîte(s) carton de 60 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228293	3400932282937	1 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène de 120 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228330	3400932283309	1 boîte(s) polystyrène de 180 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3231935	3400932319350	1 boîte(s) fer de 30 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3339271	3400933392710	1 boîte(s) fer de 50 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3339288	3400933392888	1 boîte(s) polystyrène de 150 pâte(s)
65302822	VALDA CITRON, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3360153	3400933601539	1 boîte(s) fer de 20 pâte(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3266299	3400932662999	1 boîte(s) carton de 60 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3266307	3400932663071	1 boîte(s) fer de 60 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3266313	3400932663132	1 boîte(s) polystyrène de 180 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3340587	3400933405878	1 boîte(s) fer de 50 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3340593	3400933405939	1 boîte(s) carton de 40 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3360182	3400933601829	1 boîte(s) fer de 20 pastille(s)
63357282	VALDA PASTILLES SANS SUCRE, pastille à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3372624	3400933726249	1 boîte(s) polystyrène de 160 pastille(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228407	3400932284078	1 boîte(s) fer de 60 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228413	3400932284139	1 boîte(s) carton de 60 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228436	3400932284368	1 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène de 120 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3228442	3400932284429	1 boîte(s) polystyrène de 180 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3231929	3400932319299	1 boîte(s) fer de 30 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3339294	3400933392949	1 boîte(s) fer de 50 pâte(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3339302	3400933393021	1 boîte(s) polystyrène de 150 pâte(s)
65635321	VALDA PIN, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3360176	3400933601768	1 boîte(s) fer de 20 pâte(s)
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3360762	3400933607623	film(s) thermosoudé(s) papier de 20 pastille(s), boîte en fer
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3372630	3400933726300	film(s) thermosoudé(s) papier de 40 pastille(s), boîte en fer
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3443442	3400934434426	film(s) thermosoudé(s) papier de 20 pastille(s), boîte en polypropylène
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3443459	3400934434594	film(s) thermosoudé(s) papier de 40 pastille(s), boîte en polypropylène
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3443465	3400934434655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
67591005	VALDA SEPTOL, pastille	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3443471	3400934434716	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 pastille(s)
64297379	VALDA TOUX SECHE ADULTES 0,15 POUR CENT, sirop	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3357688	3400933576882	1 flacon(s) PVC de 200 ml
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3111154	3400931111542	1 boîte(s) fer de 60 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3111160	3400931111603	1 boîte(s) carton de 60 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3111177	3400931111771	1 boîte(s) polystyrène de 180 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3222853	3400932228539	1 sachet(s) polytéréphtalate (PET) polyéthylène de 120 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3231912	3400932319121	1 boîte(s) fer de 30 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3299695	3400932996957	1 boîte(s) fer de 50 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3299703	3400932997039	1 boîte(s) carton de 50 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3307058	3400933070588	1 boîte(s) polystyrène de 150 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3360147	3400933601478	1 boîte(s) fer de 20 pâte(s)
67386573	VALDA, pâte à sucer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3372618	3400933726188	1 boîte(s) polystyrène de 160 pâte(s)
68518572	VALERBE, gélule	BRIDE	3191590	3400931915904	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 gélule(s)
60968507	VALERIANE BOIRON, gélule	BOIRON	3328020	3400933280208	1 pilulier(s) PVC brun de 200 gélule(s)
60968507	VALERIANE BOIRON, gélule	BOIRON	3420435	3400934204357	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
60859575	VALERIANE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564803	3400935648037	piulier(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60859575	VALERIANE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564826	3400935648266	piulier(s) polyéthylène de 50 gélule(s)
60859575	VALERIANE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564832	3400935648327	piulier(s) polyéthylène de 60 gélule(s)
60859575	VALERIANE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564878	3400935648785	piulier(s) polyéthylène de 45 gélule(s)
60859575	VALERIANE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3564884	3400935648846	piulier(s) polyéthylène de 90 gélule(s)
69604540	VALERIANE PACHAUT, solution buvable	MEDIFLOR	3237725	3400932377251	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65417283	VALGORENE, poudre orale en sachet dosé à 0,9 g	WINTHROP MEDICAMENTS	3223404	3400932234042	15 sachet(s)
65417283	VALGORENE, poudre orale en sachet dosé à 0,9 g	WINTHROP MEDICAMENTS	3223410	3400932234103	30 sachet(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65417283	VALGORENE, poudre orale en sachet dosé à 0,9 g	WINTHROP MEDICAMENTS	3254586	3400932545865	20 sachet(s)
61393486	VALINOR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3231987	3400932319879	1 flacon(s) en verre de 250 ml
61393486	VALINOR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3231993	3400932319930	1 flacon(s) en verre de 500 ml
61393486	VALINOR, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3232001	3400932320011	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
63196256	VALIUM 1 POUR CENT ROCHE, solution buvable en goutte	ROCHE	3111303	3400931113034	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes
61897123	VALIUM 10 mg RECTAL, solution rectale	ROCHE	3288711	3400932887118	1 seringue(s) préremplie(s) avec canule polypropylène de 2 ml
64434034	VALIUM MICELLES MIXTES 10 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	3298632	3400932986323	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
60290800	VALIUM ROCHE 10 mg, comprimé sécable	ROCHE	3111272	3400931112723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60290800	VALIUM ROCHE 10 mg, comprimé sécable	ROCHE	5544383	3400955443834	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61385226	VALIUM ROCHE 10 mg, suppositoire	ROCHE	3111295	3400931112952	film(s) thermosoudé(s) acétate de cellulose de 6 suppositoire(s)
67959261	VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	3111243	3400931112433	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
67959261	VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml, solution injectable	ROCHE	5548139	3400955481393	30 ampoule(s) en verre de 2 ml
62568967	VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable	ROCHE	3111266	3400931112662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
62568967	VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable	ROCHE	5544360	3400955443605	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64803129	VALIUM ROCHE 2 mg/5 ml, sirop	ROCHE	3111326	3400931113263	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml
69437276	VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable	ROCHE	3111289	3400931112891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
69437276	VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable	ROCHE	5544377	3400955443773	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60841118	VALNEURAL, suspension buvable de plante fraîche en ampoules	CHEFARO ARDEVAL	3332151	3400933321512	7 ampoule(s) en résine polymérique de 10 ml
69386390	VALPROATE DE SODIUM ARROW L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	3715745	3400937157452	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
69386390	VALPROATE DE SODIUM ARROW L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ARROW GENERIQUES	5678988	3400956789887	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
67025516	VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	BIOGARAN	3696692	3400936966925	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67025516	VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	BIOGARAN	5671118	3400956711185	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
68161800	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3460535	3400934605352	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68161800	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3460541	3400934605413	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
68161800	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3460558	3400934605581	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62126536	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3460506	3400934605062	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62126536	VALPROATE DE SODIUM DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3460529	3400934605291	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
67082887	VALPROATE DE SODIUM EG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3696597	3400936965973	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67082887	VALPROATE DE SODIUM EG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5670981	3400956709816	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
61698947	VALPROATE DE SODIUM MERCK L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3696700	3400936967007	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61698947	VALPROATE DE SODIUM MERCK L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	5671124	3400956711246	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
66571804	VALPROATE DE SODIUM QUALIMED L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	3696605	3400936966055	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66571804	VALPROATE DE SODIUM QUALIMED L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	QUALIMED (LYON)	5671130	3400956711307	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3696611	3400936966116	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3696628	3400936966284	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5670998	3400956709984	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5671006	3400956710065	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5671012	3400956710126	flacon(s) en verre brun de 50 comprimé(s)
62327311	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5671029	3400956710294	flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3696657	3400936966574	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3696663	3400936966635	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 30 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5671064	3400956710645	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5671070	3400956710706	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 60 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5671087	3400956710874	flacon(s) en verre brun de 50 comprimé(s)
65153570	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5671093	3400956710935	flacon(s) en verre brun de 100 comprimé(s)
65927368	VALPROATE DE SODIUM SANDOZ L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANDOZ	3696634	3400936966345	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65927368	VALPROATE DE SODIUM SANDOZ L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANDOZ	5671035	3400956710355	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
65927368	VALPROATE DE SODIUM SANDOZ L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANDOZ	5671041	3400956710416	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 90 comprimé(s)
65995604	VALPROATE DE SODIUM TEVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3696640	3400936966406	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65995604	VALPROATE DE SODIUM TEVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	TEVA CLASSICS	5671058	3400956710584	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
65470909	VALPROATE DE SODIUM VENIPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	VENIPHARM	3696686	3400936966864	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65470909	VALPROATE DE SODIUM VENIPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	VENIPHARM	5671101	3400956711017	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 40 comprimé(s)
68762676	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 20 POUR CENT, solution buvable	DAKOTA PHARM	3673886	3400936738867	1 flacon(s) en verre de 40 ml
67839657	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3521047	3400935210470	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67839657	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3610710	3400936107106	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
67839657	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3610727	3400936107274	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
67839657	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3673857	3400936738577	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
67839657	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	5646095	3400956460953	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61926144	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 500 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3610733	3400936107335	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61926144	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 500 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3610756	3400936107564	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
61926144	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 500 mg, comprimé gastro-résistant	DAKOTA PHARM	3673863	3400936738638	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
61446889	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	3693469	3400936934696	piulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61446889	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	WINTHROP MEDICAMENTS	5670538	3400956705382	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 40 comprimé(s)
61266268	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655279	3400936552791	sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s) de 30 comprimé(s)
61266268	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659525	3400956595259	sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s) de 50 comprimé(s)
69059143	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655322	3400936553224	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
69059143	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659560	3400956595600	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
65708253	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655285	3400936552852	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
65708253	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659531	3400956595310	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
68550449	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 50 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655262	3400936552623	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
68550449	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 50 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659519	3400956595198	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66616078	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655291	3400936552913	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66616078	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659548	3400956595488	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
61704649	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655316	3400936553163	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
61704649	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE DELALANDE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659554	3400956595549	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
62097636	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655204	3400936552043	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
62097636	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5657489	3400956574896	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
67502992	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655256	3400936552562	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
67502992	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 1000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659502	3400956595020	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66431617	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655210	3400936552104	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66431617	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5657495	3400956574957	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66098027	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 50 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655196	3400936551961	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66098027	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 50 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5657472	3400956574728	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66564400	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655227	3400936552272	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66564400	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659488	3400956594887	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
67481861	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	3655233	3400936552333	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
67481861	VALPROATE DE SODIUM-ACIDE VALPROIQUE SANOFI-SYNTHELABO FRANCE L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose	SANOFI AVENTIS FRANCE	5659494	3400956594948	50 sachet(s)-dose(s) papier aluminium complexe résine(s)
66131769	VAMINE 12 g, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3275358	3400932753581	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66131769	VAMINE 12 g, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3275364	3400932753642	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66131769	VAMINE 12 g, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3275370	3400932753703	1 flacon(s) en verre de 750 ml
66131769	VAMINE 12 g, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3275387	3400932753871	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62001187	VAMINE GLUCOSE, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3241112	3400932411122	1 flacon(s) en verre de 100 ml
62001187	VAMINE GLUCOSE, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3241129	3400932411290	1 flacon(s) en verre de 500 ml
62001187	VAMINE GLUCOSE, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3241135	3400932411351	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
62001187	VAMINE GLUCOSE, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3248568	3400932485680	1 flacon(s) en verre de 750 ml
62001187	VAMINE GLUCOSE, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3265437	3400932654376	1 flacon(s) en verre de 750 ml avec nécessaire
63709431	VAMINE N, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3251346	3400932513468	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63709431	VAMINE N, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3251352	3400932513529	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63709431	VAMINE N, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3251369	3400932513697	1 flacon(s) en verre de 750 ml
63709431	VAMINE N, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3251375	3400932513758	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
66743613	VAMINOLACT, solution pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3299761	3400932997619	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66743613	VAMINOLACT, solution pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3299778	3400932997787	1 flacon(s) en verre de 250 ml
66743613	VAMINOLACT, solution pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3299784	3400932997848	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66743613	VAMINOLACT, solution pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3299790	3400932997909	1 flacon(s) en verre de 750 ml
66743613	VAMINOLACT, solution pour perfusion en flacon	FRESENIUS KABI FRANCE	3299809	3400932998098	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592952	3400935929525	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 500 ml suremballée(s)/surpochée(s)
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592969	3400935929693	12 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 500 ml suremballée(s)/surpochée(s)
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592975	3400935929754	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 750 ml suremballée(s)/surpochée(s)
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592981	3400935929815	8 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 750 ml suremballée(s)/surpochée(s)
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592998	3400935929983	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 1000 ml suremballée(s)/surpochée(s)
65561892	VAMINOVUM 18 E, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3593006	3400935930064	6 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 1000 ml suremballée(s)/surpochée(s)
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592780	3400935927804	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 500 ml suremballée(s)/surpochée(s)
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592797	3400935927972	12 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 500 ml suremballée(s)/surpochée(s)
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592805	3400935928054	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 750 ml suremballée(s)/surpochée(s)
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592811	3400935928115	8 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 750 ml suremballée(s)/surpochée(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592828	3400935928283	1 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 1000 ml suremballée(s)/surpochée(s)
68022373	VAMINOVUM 18, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3592834	3400935928344	6 poche(s) copolymère (éthylène/propylène) élastomère thermoplastique copolyester de 1000 ml suremballée(s)/surpochée(s)
61720767	VANCOMYCINE HOSPIRA 1 g, poudre pour solution pour perfusion (I.V.)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5602873	3400956028733	1 flacon(s) en verre
61720767	VANCOMYCINE HOSPIRA 1 g, poudre pour solution pour perfusion (I.V.)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5602896	3400956028962	10 flacon(s) en verre
63480580	VANCOMYCINE HOSPIRA 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5602850	3400956028504	1 flacon(s) en verre
63480580	VANCOMYCINE HOSPIRA 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	HOSPIRA ENTERPRISES (PAYS-BAS)	5602867	3400956028672	10 flacon(s) en verre
64507450	VANCOMYCINE LEO 500 mg, lyophilisat pour usage parenteral (IV)	LEO FRANCE	5591572	3400955915720	10 flacon(s) en verre de 1 lyophilisat(s)
69553715	VANCOMYCINE MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5625986	3400956259861	1 flacon(s) en verre de 1 g
69553715	VANCOMYCINE MERCK 1 g, poudre pour solution pour perfusion	MERCK GENERIQUES	5625992	3400956259922	10 flacon(s) en verre de 1 g
60033510	VANCOMYCINE MERCK 125 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5625845	3400956258451	1 flacon(s) en verre
60033510	VANCOMYCINE MERCK 125 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5625851	3400956258512	10 flacon(s) en verre
62747735	VANCOMYCINE MERCK 250 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5625928	3400956259281	1 flacon(s) en verre
62747735	VANCOMYCINE MERCK 250 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5625934	3400956259342	10 flacon(s) en verre
69031610	VANCOMYCINE MERCK 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV) en flacon	MERCK GENERIQUES	5572681	3400955726814	20 flacon(s) en verre
69031610	VANCOMYCINE MERCK 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV) en flacon	MERCK GENERIQUES	5625957	3400956259571	1 flacon(s) en verre
69031610	VANCOMYCINE MERCK 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV) en flacon	MERCK GENERIQUES	5625963	3400956259632	10 flacon(s) en verre
66240195	VANCOMYCINE QUALIMED 1 g, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5602933	3400956029334	10 flacon(s) en verre
66240195	VANCOMYCINE QUALIMED 1 g, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5625940	3400956259403	1 flacon(s) en verre
62052865	VANCOMYCINE QUALIMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5602904	3400956029044	1 flacon(s) en verre
62052865	VANCOMYCINE QUALIMED 500 mg, poudre pour solution pour perfusion (IV)	MERCK GENERIQUES	5626000	3400956260003	10 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5593306	3400955933069	10 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5608048	3400956080489	10 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5632348	3400956323487	1 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5632354	3400956323548	10 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5661344	3400956613441	1 flacon(s) en verre
66193112	VANCOMYCINE SANDOZ 1 g, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5661404	3400956614042	1 flacon(s) en verre
60900335	VANCOMYCINE SANDOZ 125 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5593341	3400955933410	10 flacon(s) en verre
60900335	VANCOMYCINE SANDOZ 125 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5661315	3400956613151	1 flacon(s) en verre
64048709	VANCOMYCINE SANDOZ 250 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5593329	3400955933298	10 flacon(s) en verre
64048709	VANCOMYCINE SANDOZ 250 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5661321	3400956613212	1 flacon(s) en verre
64022454	VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5565273	3400955652731	1 flacon(s) en verre de 13,5 ml
64022454	VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg, poudre pour solution pour perfusion	SANDOZ	5661338	3400956613380	10 flacon(s) en verre de 13,5 ml
64262435	VANCOMYCINE ZYDUS 1 g, poudre pour solution injectable	ZYDUS FRANCE	5637831	3400956378319	1 flacon(s) en verre de 1026 mg
65283877	VANCOMYCINE ZYDUS 500 mg, poudre pour solution injectable	ZYDUS FRANCE	5637825	3400956378258	1 flacon(s) en verre de 513 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69619859	VANILONE 100 mg, comprimé enrobé	IENAPHARM	3190892	3400931908920	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
64644926	VANILONE 50 mg, comprimé enrobé	BAYER SANTE FAMILIALE	3111378	3400931113782	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 75 comprimé(s)
63932181	VANILONE INFANTILE 0,66 POUR CENT, granulé	TRADIPHAR	3111390	3400931113904	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 g
63932181	VANILONE INFANTILE 0,66 POUR CENT, granulé	TRADIPHAR	3586727	3400935867278	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 125 g
64328981	VANIQA 11,5 pour cent, crème	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3566995	3400935669957	1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 g
64328981	VANIQA 11,5 pour cent, crème	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3567003	3400935670038	1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 g
64328981	VANIQA 11,5 pour cent, crème	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME-UNI)	3567026	3400935670267	1 tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 g
64790564	VANISORBYL, granulé	BAYER SANTE FAMILIALE	3111409	3400931114093	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 250 g
66186769	VAPO-MYRTOL, solution pour inhalation par fumigation	MARION MERRELL	3111421	3400931114215	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml
66339492	VAQTA 25 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin contre l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429353	3400934293535	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66339492	VAQTA 25 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin contre l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429376	3400934293764	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66339492	VAQTA 25 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin contre l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429382	3400934293825	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
66339492	VAQTA 25 U/0,5 ml, suspension injectable en seringue pré-remplie. Vaccin contre l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429399	3400934293993	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62087670	VAQTA 50 U/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429270	3400934292705	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
62087670	VAQTA 50 U/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429287	3400934292873	2 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
62087670	VAQTA 50 U/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429293	3400934292934	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
62087670	VAQTA 50 U/ml, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin de l'hépatite A, inactivé, adsorbé	SANOFI PASTEUR MSD	3429301	3400934293016	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
62521070	VARILRIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux vivant	GLAXOSMITHKLINE	3627722	3400936277229	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3627662	3400936276628	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3646719	3400936467194	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3646777	3400936467774	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3646820	3400936468207	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3687641	3400936876415	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml sans aiguille attachée avec 2 aiguilles séparées
69201849	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	SANOFI PASTEUR MSD	3687658	3400936876583	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml sans aiguille attachée avec 2 aiguilles séparées
69797801	VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé	ORGANON	3385383	3400933853839	21 comprimés blancs et 7 comprimés verts sous plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium ; boîte de 1
69797801	VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé	ORGANON	3385408	3400933854089	21 comprimés blancs et 7 comprimés verts sous plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium ; boîte de 3
69797801	VARNOLINE CONTINU, comprimé pelliculé	ORGANON	3544551	3400935445513	21 comprimés blancs et 7 comprimés verts sous plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium ; boîte de 6
69480950	VARNOLINE, comprimé	ORGANON	3254971	3400932549719	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69480950	VARNOLINE, comprimé	ORGANON	3254988	3400932549887	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
60331229	VASCOCITROL, solution buvable en ampoule	ZYDUS FRANCE	3169952	3400931699521	30 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
65853875	VASCOFLOR, granules	SEVENE	3609718	3400936097186	3 tube(s) polypropylène de 4 g
65339265	VASCULAT 1 POUR CENT, solution buvable en gouttes	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3111533	3400931115335	flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
65193981	VASCULAT 10 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3111527	3400931115274	1 flacon(s) en verre de 40 comprimé(s)
67013599	VASCULOCIS. Trousse pour la préparation d'albumine humaine technétée [99m Tc]	CIS BIO INTERNATIONAL	5609881	3400956098811	1 flacon(s) multidose(s) en verre brun de 10,02 mg
66029419	VASCULOGENE 10 mg, comprimé pelliculé	PHARMA 2000	3147927	3400931479277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
66486930	VASCULOGENE 20 mg, comprimé pelliculé	PHARMA 2000	3173770	3400931737704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
64070164	VASCUNORMYL 200 mg, comprimé enrobé	ALCON	3255663	3400932556632	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67241250	VASELINE A L'OXYDE DE ZINC 10 POUR CENT MONOT, pommade	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3068607	3400930686072	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
66665680	VASELINE CAMPHREE MONOT 10 POUR CENT, pommade	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3068547	3400930685471	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60996766	VASELINE GOMENOLEE 5 POUR CENT, pommade	GOMENOL	3111579	3400931115793	1 tube(s) aluminium de 15 g
65707226	VASELINE OFFICINALE COOPER, pommade	COOPER	3199858	3400931998587	1 tube(s) aluminium de 100 g
65707226	VASELINE OFFICINALE COOPER, pommade	COOPER	3437281	3400934372810	1 tube(s) aluminium de 20 g
65707226	VASELINE OFFICINALE COOPER, pommade	COOPER	3437298	3400934372988	1 tube(s) aluminium de 45 g
65707226	VASELINE OFFICINALE COOPER, pommade	COOPER	3437306	3400934373060	1 tube(s) aluminium de 80 g
68104297	VASELINE PURE CODEX, pommade	DERMOPHIL INDIEN	3243105	3400932431052	1 tube(s) aluminium de 60 g
63164803	VASELINE STERILISEE COOPER, pommade	COOPER	3437275	3400934372759	1 tube(s) aluminium de 20 g
69612359	VASOBRAL, comprimé sécable	CHIESI	3392093	3400933920937	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69612359	VASOBRAL, comprimé sécable	CHIESI	3404347	3400934043475	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
69612359	VASOBRAL, comprimé sécable	CHIESI	3431835	3400934318351	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69612359	VASOBRAL, comprimé sécable	CHIESI	5601170	3400956011704	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
63019971	VASOBRAL, solution buvable en flacon	CHIESI	3182504	3400931825043	1 flacon(s) en verre brun de 50 ml avec mesurette(s) graduée(s) polyéthylène polystyrène
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	3716549	3400937165495	1 flacon(s) en verre de 10 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	3716555	3400937165556	1 flacon(s) en verre de 15 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	3716561	3400937165617	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5662094	3400956620944	5 flacon(s) en verre de 10 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5662102	3400956621026	10 flacon(s) en verre de 10 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5662119	3400956621194	5 flacon(s) en verre de 15 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5672052	3400956720521	10 flacon(s) en verre de 15 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5672069	3400956720699	5 flacon(s) en verre de 20 ml
66829820	VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable	SCHERING (ALLEMAGNE)	5672075	3400956720750	10 flacon(s) en verre de 20 ml
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220446	3400932204465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220452	3400932204526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220469	3400932204694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220475	3400932204755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 25 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220481	3400932204816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220498	3400932204984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220506	3400932205066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
60269037	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé	SERVIER	3220512	3400932205127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227483	3400932274833	1 flacon(s) en verre de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227508	3400932275083	1 flacon(s) en verre de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227514	3400932275144	1 flacon(s) en verre de 45 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227520	3400932275205	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227537	3400932275373	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68299979	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SERVIER	3227543	3400932275434	1 flacon(s) en verre de 120 ml avec compte-gouttes polyéthylène
62646565	VASTAREL 3 mg, comprimé enrobé	SERVIER	3111622	3400931116226	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572406	3400935724069	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572412	3400935724120	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572429	3400935724298	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572435	3400935724359	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572441	3400935724410	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572458	3400935724588	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572464	3400935724649	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572470	3400935724700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
62611660	VASTAREL 35 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée	SERVIER	3572487	3400935724878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 120 comprimé(s)
63274623	VASTEN 10 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3322135	3400933221355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60596494	VASTEN 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3322141	3400933221416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
60596494	VASTEN 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	3690873	3400936908734	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
60596494	VASTEN 20 mg, comprimé sécable	AVENTIS	5609220	3400956092208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66424715	VASTEN 40 mg, comprimé	AVENTIS	3511422	3400935114228	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66424715	VASTEN 40 mg, comprimé	AVENTIS	3690896	3400936908963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
66424715	VASTEN 40 mg, comprimé	AVENTIS	5616421	3400956164219	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3459147	3400934591471	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3490447	3400934904479	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3490453	3400934904530	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml avec aiguille(s)
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3490476	3400934904769	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3491932	3400934919329	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
62687284	VAXIGRIP ENFANTS, suspension injectable en seringue pré-remplie. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3491949	3400934919497	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,25 ml
68622012	VAXIGRIP, suspension injectable en ampoule, vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3452263	3400934522635	1 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
68622012	VAXIGRIP, suspension injectable en ampoule, vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3687351	3400936873513	20 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
61777031	VAXIGRIP, suspension injectable en flacon multidose. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3213015	3400932130153	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s)
61777031	VAXIGRIP, suspension injectable en flacon multidose. vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOFI PASTEUR	3687368	3400936873681	10 flacon(s) en verre de 10 dose(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3212990	3400932129904	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3213009	3400932130092	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3521596	3400935215963	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3521604	3400935216045	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3522934	3400935229342	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3522940	3400935229403	10 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3522957	3400935229571	20 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
62482112	VAXIGRIP, suspension injectable en seringue préremplie vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	SANOPI PASTEUR	3522963	3400935229632	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3261379	3400932613793	plaquette(s) thermoformée(s) de 30 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3261385	3400932613854	plaquette(s) thermoformée(s) de 60 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3265472	3400932654727	plaquette(s) thermoformée(s) de 100 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3265489	3400932654895	plaquette(s) thermoformée(s) de 120 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266885	3400932668854	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266891	3400932668915	plaquette(s) thermoformée(s) de 15 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266916	3400932669165	plaquette(s) thermoformée(s) de 20 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266922	3400932669226	plaquette(s) thermoformée(s) de 40 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266939	3400932669394	plaquette(s) thermoformée(s) de 50 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266945	3400932669455	plaquette(s) thermoformée(s) de 80 comprimé(s)
65824012	VECTARION 50 mg, comprimé pelliculé sécable	SERVIER	3266951	3400932669516	plaquette(s) thermoformée(s) de 90 comprimé(s)
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214256	3400932142569	3 flacon(s) - 3 ampoule(s) de 5 ml
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214262	3400932142620	6 flacon(s) - 6 ampoule(s) de 5 ml
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214279	3400932142798	12 flacon(s) - 12 ampoule(s) de 5 ml
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214285	3400932142859	24 flacon(s) - 24 ampoule(s) de 5 ml
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214291	3400932142910	60 flacon(s) - 60 ampoule(s) de 5 ml
60047143	VECTARION, lyophilisat et solution pour préparation injectable	SERVIER	3214316	3400932143160	120 flacon(s) - 120 ampoule(s) de 5 ml
63702369	VECTRINE 300 mg, gélule	PHARMA 2000	3364837	3400933648374	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 gélule(s)
69009425	VECTRINE 300 mg, poudre pour suspension buvable en sachet	PHARMA 2000	3371524	3400933715243	1 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,1 g
64571549	VEGADEINE ADULTES, suppositoire	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3390697	3400933906979	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 5 suppositoire(s)
68332297	VEGEBOM DU DR MIOT, pommade	JESSEL VEGEBOM	3111792	3400931117926	1 tube(s) aluminium de 100 g
68332297	VEGEBOM DU DR MIOT, pommade	JESSEL VEGEBOM	3111800	3400931118008	1 tube(s) aluminium de 45 g
68332297	VEGEBOM DU DR MIOT, pommade	JESSEL VEGEBOM	3418800	3400934188008	1 tube(s) aluminium de 7,5 g
69127352	VEGEBOM, solution pour pulvérisation nasale	JESSEL VEGEBOM	3111817	3400931118176	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 ml
63108320	VEGECALM, sirop	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3111846	3400931118466	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet doseur polypropylène
69957800	VEGETAL RICHELET, granulés pour solution buvable en sachet-dose	MEDIFLOR	3458449	3400934584497	15 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 2,3 g
68338784	VEGETOSERUM ADULTES, sirop	ZYDUS FRANCE	3111869	3400931118695	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64749813	VEGETOSERUM ENFANTS, sirop	ZYDUS FRANCE	3111875	3400931118756	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63179125	VEINAMITOL 1000 mg, poudre orale en sachet	NEGMA LERADS	3200679	3400932006793	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 3,182 g
63179125	VEINAMITOL 1000 mg, poudre orale en sachet	NEGMA LERADS	3604282	3400936042827	30 sachet(s) aluminium papier polyéthylène de 3,182 g

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68738796	VEINAMITOL 1000 mg/2 ml, solution buvable à diluer	NEGMA LERADS	3294172	3400932941728	1 flacon(s) en verre brun de 40 ml avec pipette(s) doseuse(s) polyéthylène polystyrène
65767561	VEINAMITOL 1000 mg/2 ml, solution buvable en ampoule	NEGMA LERADS	3476424	3400934764240	20 ampoule(s) en verre de 2 ml
65529777	VEINAMITOL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	NEGMA LERADS	3364599	3400933645991	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 7,252 g
66846378	VEINAMITOL 3500 mg/7 ml, solution buvable à diluer	NEGMA LERADS	3330494	3400933304942	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 7 ml
65124106	VEINARTAN 100 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3111881	3400931118817	tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
65124106	VEINARTAN 100 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3303729	3400933037291	2 tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342853	3400933428532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 6 gélule(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342876	3400933428761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 7 gélule(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342882	3400933428822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 10 gélule(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342899	3400933428990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 12 gélule(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342907	3400933429072	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 15 gélule(s)
63502482	VEINATOP 300 mg, gélule	H3 (HCUBE) SANTE	3342913	3400933429133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium polyéthylène de 20 gélule(s)
68545181	VEINERGY 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose	RIPH	3648641	3400936486416	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 7,272 g
61154842	VEINEVA 600 mg, comprimé	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHERAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3491257	3400934912573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66450628	VEINO DRAINOL, solution buvable, gouttes	BOIRON	3191839	3400931918394	1 flacon(s) de 30 ml
64032854	VEINOBIASE, comprimé effervescent	FOURNIER	3187565	3400931875659	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64458448	VEINOCURE, solution buvable en ampoule	OMEGA PHARMA FRANCE	3431700	3400934317002	30 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64458448	VEINOCURE, solution buvable en ampoule	OMEGA PHARMA FRANCE	3431717	3400934317170	32 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
60565919	VEINOFIT, solution buvable en sachet	ARKOPHARMA	3358558	3400933585587	7 sachet(s) polyoléfine de 15 ml
62066377	VEINOGENE, comprimé pelliculé	ZYDUS FRANCE	3432941	3400934329418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 50 comprimé(s)
61853290	VEINOPHYTUM, gélule	ARKOPHARMA	3404910	3400934049101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 gélule(s)
65299792	VEINORHOIDE 300 mg, comprimé enrobé	NEGMA LERADS	3430468	3400934304682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65189449	VEINOSTASE, solution buvable, ampoules	MEDIFLOR	3172954	3400931729549	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64970384	VEINOTEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3358481	3400933584818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64970384	VEINOTEX, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3358498	3400933584986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
69594313	VEINOTONYL 75 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3321957	3400933219574	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
69594313	VEINOTONYL 75 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	5567007	3400955670070	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
69594313	VEINOTONYL 75 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	5592353	3400955923534	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
60915052	VELAC, gel	ASTELLAS PHARMA	3464243	3400934642432	1 tube(s) aluminium verni avec pompe doseuse polypropylène de 30 g
68875332	VELBE 10 mg, poudre pour solution injectable I.V.	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3112024	3400931120247	1 flacon(s) en verre
62438913	VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV	5649573	3400956495733	1 flacon(s) en verre de 38,5 mg
68245006	VELITEN, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3163323	3400931633235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68245006	VELITEN, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3163346	3400931633464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68245006	VELITEN, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3163352	3400931633525	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
68245006	VELITEN, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3163369	3400931633693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
68245006	VELITEN, comprimé pelliculé	ZAMBON FRANCE	3163375	3400931633754	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67811184	VELITEN, granulés pour suspension buvable en sachet	ZAMBON FRANCE	3433030	3400934330308	30 sachet(s) kraft polyéthylène aluminium de 1533 mg
67947818	VELOSULIN 100 UI/ml en flacon, solution injectable ou pour perfusion	NOVO NORDISK (DANEMARK)	3612063	3400936120631	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63982889	VENERGOT, solution buvable en ampoule	NEGMA LERADS	3224065	3400932240654	30 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
63982889	VENERGOT, solution buvable en ampoule	NEGMA LERADS	3224071	3400932240715	60 ampoule(s) en verre de 1,5 ml
67005467	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3332317	3400933323172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
67005467	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3332323	3400933323233	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
67005467	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3332346	3400933323462	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
67005467	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3348815	3400933488154	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
67005467	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3348821	3400933488215	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
66019460	VENIRENE 600 mg, comprimé pelliculé	DAKOTA PHARM	3500157	3400935001573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60080232	VENOFER 100 mg/5 ml, solution injectable (IV)	VIFOR FRANCE	5618963	3400956189632	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
64664042	VENORUTON 1000 mg, comprimé effervescent	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3585165	3400935851659	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
60265416	VENORUTON 500 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3322537	3400933225377	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60265416	VENORUTON 500 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3322543	3400933225438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60265416	VENORUTON 500 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3322566	3400933225667	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65767885	VENORUTON 500 mg, comprimé effervescent	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3585142	3400935851420	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65767885	VENORUTON 500 mg, comprimé effervescent	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3585159	3400935851598	3 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66048871	VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	SCHERING (ALLEMAGNE)	3754805	3400937548052	30 ampoule(s) en verre de 1 ml
66048871	VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	SCHERING (ALLEMAGNE)	3754811	3400937548113	168 ampoule(s) en verre de 1 ml
66048871	VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	SCHERING (ALLEMAGNE)	5649202	3400956492022	30 ampoule(s) en verre de 2 ml
66048871	VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	SCHERING (ALLEMAGNE)	5649219	3400956492190	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
66048871	VENTAVIS 10 microgrammes/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	SCHERING (ALLEMAGNE)	5649225	3400956492251	300 ampoule(s) en verre de 2 ml
63883282	VENTEXXAIR 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3406056	3400934060564	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 100 dose(s)
63883282	VENTEXXAIR 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	3M SANTE	3584266	3400935842664	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal de 200 dose(s)
64862615	VENTICOLL, poudre pour solution à inhaler. Trousse pour la préparation de NANOCOLLOIDES (nm) D'ALBUMINE TECHNETIES [99m ^{Tc}]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5591299	3400955912996	5 flacon(s) en verre de 17,45 mg
65779001	VENTILASTIN NOVOLIZER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	MEDA PHARMA (FRANCE)	3641202	3400936412026	1 cartouche(s) polystyrène polypropylène de 200 doses avec inhalateur(s)
65779001	VENTILASTIN NOVOLIZER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	MEDA PHARMA (FRANCE)	3641219	3400936412194	1 cartouche(s) polystyrène polypropylène de 200 dose(s)
65779001	VENTILASTIN NOVOLIZER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	MEDA PHARMA (FRANCE)	3641225	3400936412255	2 cartouche(s) polystyrène polypropylène de 200 dose(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65779001	VENTILASTIN NOVOLIZER 100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation	MEDA PHARMA (FRANCE)	5655094	3400956550944	10 cartouche(s) polystyrène polypropylène de 200 doses avec inhalateur(s)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3302977	3400933029777	7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3302983	3400933029838	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3303008	3400933030087	15 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3303014	3400933030148	7 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium complexe polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s) avec distributeur(s) (DISKHALER)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3303020	3400933030209	10 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium complexe polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s) avec distributeur(s) (DISKHALER)
60245004	VENTODISKS 200 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en disque multidose	GLAXOSMITHKLINE	3303037	3400933030377	15 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium complexe polyamide PVC-Aluminium de 8 dose(s) avec distributeur(s) (DISKHALER)
69077942	VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3299293	3400932992935	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
69077942	VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3299301	3400932993017	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
69077942	VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	3299318	3400932993185	12 ampoule(s) en verre de 1 ml
69077942	VENTOLINE 0,5 mg/1 ml, solution injectable par voie sous-cutanée en ampoule	GLAXOSMITHKLINE	5560011	3400955600114	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
61654534	VENTOLINE 0,5 POUR CENT (5 mg/ml), solution pour inhalation par nébulisateur	GLAXOSMITHKLINE	3506473	3400935064738	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml avec compte-gouttes en verre
66055182	VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3657798	3400936577985	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
66055182	VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3657806	3400936578067	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
66055182	VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3657812	3400936578128	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
66055182	VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3657829	3400936578296	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64720167	VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3443873	3400934438738	1 flacon(s) pressurisé(s) de 200 dose(s) aluminium avec valve doseuse avec embout buccal
64189745	VENTOLINE 2 mg/5 ml, sirop	GLAXOSMITHKLINE	3185431	3400931854319	1 flacon(s) en verre brun avec cuillère-mesure polypropylène de 150 ml
65376705	VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532045	3400935320452	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
65376705	VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532051	3400935320513	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
65376705	VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532068	3400935320681	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
65376705	VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532074	3400935320742	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64245247	VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532080	3400935320803	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64245247	VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532097	3400935320971	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64245247	VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532105	3400935321053	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64245247	VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3532111	3400935321114	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2,5 ml
64169575	VENYL, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3120101	3400931201014	10 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
64169575	VENYL, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3232337	3400932323371	12 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
64169575	VENYL, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3368746	3400933687465	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
68956026	VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5589925	3400955899259	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
68956026	VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5589931	3400955899310	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
68956026	VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5589948	3400955899488	100 ampoule(s) en verre de 5 ml
60770870	VEPESIDE 50 mg, capsule	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3646180	3400936461802	1 flacon(s) brun en verre de 30 capsule(s)
60770870	VEPESIDE 50 mg, capsule	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3646197	3400936461970	1 flacon(s) brun en verre de 10 capsule(s)
60770870	VEPESIDE 50 mg, capsule	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	3646205	3400936462052	1 flacon(s) brun en verre de 5 capsule(s)
62594531	VEPESIDE 50 mg/2,5 ml, solution injectable pour perfusion	ALKOPHARMA (LUXEMBOURG)	5595481	3400955954811	5 ampoule(s) en verre de 2,5 ml
67932613	VERALYDON, comprimé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3251837	3400932518371	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 16 comprimé(s)
64096141	VERAMOX 500 mg, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3491323	3400934913235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
63178219	VERAMOX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3422871	3400934228711	1 flacon(s) en verre de 30 g avec cuillère-mesure polystyrène de 5 ml
69362877	VERAPAMIL BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3426366	3400934263668	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
60628554	VERAPAMIL BIOGARAN L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	BIOGARAN	3426372	3400934263729	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
61517642	VERAPAMIL DEXCEL LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	DEXCEL PHARMA	3485570	3400934855702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69181930	VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3565286	3400935652867	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69181930	VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3739289	3400937392891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3431309	3400934313097	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 75 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3738137	3400937381376	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3738143	3400937381437	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3738166	3400937381666	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3738172	3400937381727	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 120 comprimé(s)
61662171	VERAPAMIL G GAM 40 mg, comprimé pelliculé	G GAM	3738189	3400937381895	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 270 comprimé(s)
65680341	VERAPAMIL IVAX L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3603940	3400936039407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
65680341	VERAPAMIL IVAX L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736500	3400937365000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
62755568	VERAPAMIL IVAX L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3597524	3400935975249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
62755568	VERAPAMIL IVAX L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	IVAX PHARMACEUTICALS	3736546	3400937365468	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
65436472	VERAPAMIL MERCK L.P. 120 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3356016	3400933560164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65436472	VERAPAMIL MERCK L.P. 120 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3356022	3400933560225	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
65436472	VERAPAMIL MERCK L.P. 120 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3356039	3400933560393	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61377350	VERAPAMIL MERCK L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3355979	3400933559793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61377350	VERAPAMIL MERCK L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3355985	3400933559854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
61377350	VERAPAMIL MERCK L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3355991	3400933559915	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61377350	VERAPAMIL MERCK L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	MERCK GENERIQUES	3773317	3400937733175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3443620	3400934436208	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3462936	3400934629365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3462942	3400934629426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464869	3400934648694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464875	3400934648755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
62901254	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464881	3400934648816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3443614	3400934436147	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 75 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464898	3400934648984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464906	3400934649066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464912	3400934649127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464929	3400934649295	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
62607039	VERAPAMIL RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3464935	3400934649356	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 56 comprimé(s)
66808228	VERAPAMIL RATIOPHARM 5 mg/2 ml, solution injectable (I.V.)	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3437513	3400934375132	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
68065392	VERAPAMIL RATIOPHARM LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3538639	3400935386397	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
68065392	VERAPAMIL RATIOPHARM LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	ZYDUS FRANCE	3739059	3400937390590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3433277	3400934332777	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 56 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3738077	3400937380775	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3738083	3400937380836	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3738108	3400937381086	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3738114	3400937381147	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 180 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3738120	3400937381208	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 270 comprimé(s)
67429380	VERAPAMIL SANDOZ 120 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ	3766808	3400937668088	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 28 comprimé(s)
68015158	VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANDOZ	3688333	3400936883338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68015158	VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	SANDOZ	3723532	3400937235327	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69548383	VERAPAMIL TEVA L. P. 240 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3614441	3400936144415	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
69548383	VERAPAMIL TEVA L. P. 240 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3731201	3400937312011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
65145417	VERAPAMIL TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3614435	3400936144354	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 gélule(s)
65145417	VERAPAMIL TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	TEVA CLASSICS	3729084	3400937290845	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 180 gélule(s)
64828171	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3333133	3400933331337	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
64828171	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3673892	3400936738928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
64828171	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	5571032	3400955710325	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64828171	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	5571049	3400955710493	1 flacon(s) polypropylène de 500 gélule(s)
67410309	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3333162	3400933331627	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s)
67410309	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	3673900	3400936739000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 gélule(s)
67410309	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	5571055	3400955710554	1 flacon(s) polypropylène de 100 gélule(s)
67410309	VERAPAMIL WINTHROP L.P. 240 mg, gélule à libération prolongée	DAKOTA PHARM	5571061	3400955710615	1 flacon(s) polypropylène de 500 gélule(s)
63284763	VERASKIN, gel	PHARMA 2000	3544775	3400935447753	1 tube(s) aluminium de 100 g
63284763	VERASKIN, gel	PHARMA 2000	3565004	3400935650047	1 tube(s) aluminium de 150 g
63284763	VERASKIN, gel	PHARMA 2000	3565010	3400935650108	1 tube(s) aluminium de 175 g
68771419	VERATRAN 10 mg, comprimé sécable	SHIRE FRANCE	3260670	3400932606702	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65558647	VERATRAN 5 mg, comprimé	SHIRE FRANCE	3260664	3400932606641	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60195398	VERCYTE 25 mg, comprimé	ABBOTT FRANCE	3487273	3400934872730	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
66194335	VERMIFUGE CHIARINI 15 POUR CENT, sirop	MEDIFLOR	3244524	3400932445240	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 200 ml
67483613	VERMIFUGE LHF, solution buvable (gouttes)	BOIRON	3061835	3400930618356	1 flacon(s) de 15 ml
61732470	VERMIFUGE SORIN 10 POUR CENT, sirop	SORIN MAXIM	3174545	3400931745457	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec cuillère-mesure polystyrène
66376366	VERMOX 2 POUR CENT, suspension buvable	JANSSEN CILAG	3248746	3400932487462	1 flacon(s) en verre de 30 ml
62122064	VERMOX, comprimé	JANSSEN CILAG	3225490	3400932254903	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 comprimé(s)
62122064	VERMOX, comprimé	JANSSEN CILAG	3225509	3400932255092	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65724720	VERORAB, poudre et solvant pour suspension injectable en récipient multidose. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3366055	3400933660550	1 flacon(s) en verre de 10 dose(s) - 1 flacon(s) en verre de 5 ml
62198717	VERORAB, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3366049	3400933660499	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml
65583006	VERORAB, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3366061	3400933660611	5 flacon(s) en verre - 5 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
65583006	VERORAB, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires (inactivé)	SANOFI PASTEUR	3588123	3400935881236	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 0,5 ml
60107747	VERRUFILM, solution pour application locale en flacon	BIORGA	3392762	3400933927622	1 flacon(s) en verre brun de 14 ml
60969089	VERRULIA, comprimé à sucer	BOIRON	3609641	3400936096417	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67542129	VERRULYSE-METHIONINE, comprimé enrobé	CS	3112254	3400931122548	1 boîte(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
62892143	VERRUPAN, lotion pour application locale	PHARMA DEVELOPPEMENT	3227709	3400932277094	1 flacon(s) en verre de 3 g
62892143	VERRUPAN, lotion pour application locale	PHARMA DEVELOPPEMENT	3295007	3400932950072	2 flacon(s) en verre de 3 g
69036671	VERSED 2 mg/ 2 ml, solution injectable, (I.V.)	ROCHE	3482100	3400934821004	2 ampoule(s) en verre de 2 ml
61899786	VERUTAL 20 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3387689	3400933876890	1 flacon(s) en verre brun de 15 g avec pinceau applicateur
66089900	VESADOL, comprimé pelliculé	JANSSEN CILAG	3037245	3400930372456	plaquette(s) thermoformée(s) poly(chlorure-acétochlorure) de vinyle aluminium de 30 comprimé(s)
65540866	VESANOID 10 mg, capsule	ROCHE	3658697	3400936586970	flacon(s) en verre brun de 100 capsule(s)
65540866	VESANOID 10 mg, capsule	ROCHE	3658705	3400936587052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 capsule(s)
66671854	VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé	ASTELLAS PHARMA	3655167	3400936551671	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66671854	VESICARE 10 mg, comprimé pelliculé	ASTELLAS PHARMA	3781280	3400937812801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67862887	VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé	ASTELLAS PHARMA	3655150	3400936551503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67862887	VESICARE 5 mg, comprimé pelliculé	ASTELLAS PHARMA	3781274	3400937812740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62103982	VESIPATEX, comprimés pelliculés	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3359894	3400933598945	3 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
62103982	VESIPATEX, comprimés pelliculés	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3359902	3400933599027	6 plaquette(s) thermoformée(s) de 10 comprimé(s)
61887531	VESPA COMPLEXE N°46, solution buvable	LEHNING	3059815	3400930598153	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66135582	VEXOL 1 POUR CENT, collyre	ALCON	3396286	3400933962869	1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
66135582	VEXOL 1 POUR CENT, collyre	ALCON	3396292	3400933962920	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml - avec compte-gouttes - polyéthylène
61120893	VFEND 200 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592900	3400935929006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
61120893	VFEND 200 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592917	3400935929174	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61120893	VFEND 200 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592923	3400935929235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
64665856	VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592946	3400935929464	1 flacon(s) en verre
66425767	VFEND 40 mg/ml, poudre pour suspension buvable	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3640616	3400936406162	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 45 g avec fermeture de sécurité enfant avec gobelet(s) doseur(s) avec seringue(s) pour administration orale avec adaptateur(s) pour flacon
63830251	VFEND 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592886	3400935928863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
63830251	VFEND 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3592892	3400935928924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
64669331	VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484300	3400934843006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
64669331	VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484317	3400934843174	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
64669331	VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484323	3400934843235	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
64669331	VIAGRA 100 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484346	3400934843464	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
68107934	VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484211	3400934842115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
68107934	VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484228	3400934842283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
68107934	VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484234	3400934842344	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
68107934	VIAGRA 25 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484240	3400934842405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
63593884	VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484257	3400934842573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)
63593884	VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484263	3400934842634	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 comprimé(s)
63593884	VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484286	3400934842863	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)
63593884	VIAGRA 50 mg, comprimé pelliculé	PFIZER (GRANDE BRETAGNE)	3484292	3400934842924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 comprimé(s)
60040572	VIALEBEX 200 mg/ml NOUVEAUX-NES ET NOURRISSONS, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5645084	3400956450848	1 flacon(s) en verre de 10 ml
63585962	VIALEBEX 200 mg/ml, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5644699	3400956446995	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63585962	VIALEBEX 200 mg/ml, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5645078	3400956450787	1 flacon(s) en verre de 50 ml
63610885	VIALEBEX 40 mg/ml, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5644653	3400956446537	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63610885	VIALEBEX 40 mg/ml, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5644676	3400956446766	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63610885	VIALEBEX 40 mg/ml, solution pour perfusion	LFB-BIOMEDICAMENTS	5644682	3400956446827	1 flacon(s) en verre de 500 ml
63833685	VIALEBEX 50 mg/ml, solution pour perfusion	LAB. FRANCAIS FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES	5701055	3400957010553	1 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
63833685	VIALEBEX 50 mg/ml, solution pour perfusion	LAB. FRANCAIS FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES	5701061	3400957010614	1 flacon(s) en verre de 250 ml
63833685	VIALEBEX 50 mg/ml, solution pour perfusion	LAB. FRANCAIS FRACTIONNEMENT ET BIOTECHNOLOGIES	5701078	3400957010782	1 flacon(s) en verre de 500 ml
68960665	VIANI 125/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565903	3400935659033	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
66480468	VIANI 250/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565926	3400935659262	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
67057179	VIANI 50/25 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé	GLAXOSMITHKLINE	3565895	3400935658951	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 120 doses avec valve(s) doseuse(s) avec embout(s) buccal(aux)
66696380	VIANI DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547383	3400935473837	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 28 dose(s)
66696380	VIANI DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547408	3400935474087	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 60 dose(s)
66696380	VIANI DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547414	3400935474148	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur (DISKUS) de 60 dose(s)
66696380	VIANI DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547420	3400935474209	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur (DISKUS) de 60 dose(s)
66696380	VIANI DISKUS 100/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628217	3400956282173	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur (DISKUS) de 60 dose(s)
64721454	VIANI DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547437	3400935474377	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 28 dose(s)
64721454	VIANI DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547443	3400935474438	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 60 dose(s)
64721454	VIANI DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547466	3400935474667	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
64721454	VIANI DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547472	3400935474728	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
64721454	VIANI DISKUS 250/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628223	3400956282234	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
65347479	VIANI DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547489	3400935474896	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 28 dose(s)
65347479	VIANI DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547495	3400935474957	1 film(s) thermosoudé(s) PVC-Aluminium avec distributeur(s) de 60 dose(s)
65347479	VIANI DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547503	3400935475039	2 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
65347479	VIANI DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	3547526	3400935475268	3 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
65347479	VIANI DISKUS 500/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose	GLAXOSMITHKLINE	5628246	3400956282463	10 film(s) thermosoudé(s) PVC-aluminium avec distributeur de 60 dose(s)
67054432	VIARO 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3369473	3400933694739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
67054432	VIARO 10 mg, comprimé	SCHERING PLOUGH	3369496	3400933694968	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
68791247	VIBALGAN, poudre et solvant pour solution injectable IM	BOUCHARA RECORDATI	3192939	3400931929390	4 ampoule(s) en verre de 11 mg - 4 ampoule(s) en verre de 2 ml
65289773	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé pour suspension buvable	PFIZER	3261600	3400932616008	plaquette(s) thermoformée(s) de 5 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	3249970	3400932499700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 5 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	3263421	3400932634217	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	3557329	3400935573292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	3559943	3400935599438	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	5543805	3400955438052	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	5543811	3400955438113	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 500 comprimé(s)
66077168	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable	CS	5543828	3400955438281	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 1000 comprimé(s)
62306356	VIBRAMYCINE, suspension buvable	PFIZER	3112573	3400931125730	1 flacon(s) de 30 ml
62306356	VIBRAMYCINE, suspension buvable	PFIZER	3139158	3400931391586	1 flacon(s) de 60 ml
60650789	VIBRAVEINEUSE, solution injectable pour voie IV et perfusion	SERB	5543389	3400955433897	30 ampoule(s) en verre de 5 ml
60650789	VIBRAVEINEUSE, solution injectable pour voie IV et perfusion	SERB	5565333	3400955653332	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
60650789	VIBRAVEINEUSE, solution injectable pour voie IV et perfusion	SERB	5565356	3400955653561	20 ampoule(s) en verre de 5 ml
60650789	VIBRAVEINEUSE, solution injectable pour voie IV et perfusion	SERB	5565362	3400955653622	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
66150513	VIBTIL 250 mg, comprimé enrobé	SERP	3112596	3400931125969	4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60464891	VICKS 0,133 POUR CENT ADULTES TOUX SECHE, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3465320	3400934653209	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml
60464891	VICKS 0,133 POUR CENT ADULTES TOUX SECHE, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3465337	3400934653377	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
60464891	VICKS 0,133 POUR CENT ADULTES TOUX SECHE, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3465343	3400934653438	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
63320939	VICKS EXPECTORANT ADULTES 200 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3495663	3400934956638	1 flacon(s) en verre brun de 120 ml
63320939	VICKS EXPECTORANT ADULTES 200 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3495686	3400934956867	1 flacon(s) en verre brun de 180 ml
63320939	VICKS EXPECTORANT ADULTES 200 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3495692	3400934956928	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
65846076	VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3112662	3400931126621	1 tube(s) polypropylène de 1 tampon(s)
67913730	VICKS RHUME, comprimé enrobé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3405565	3400934055652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
67913730	VICKS RHUME, comprimé enrobé	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3405571	3400934055713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
61658002	VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3535776	3400935357762	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
62068008	VICKS TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3332866	3400933328665	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64072763	VICKS VAPORUB, pommade	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3112691	3400931126911	1 pot(s) polypropylène de 90 g
64072763	VICKS VAPORUB, pommade	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3333707	3400933337070	1 pot(s) polypropylène de 40 g
64072763	VICKS VAPORUB, pommade	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3528173	3400935281739	1 pot(s) polypropylène de 50 g
64072763	VICKS VAPORUB, pommade	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3528196	3400935281968	1 pot(s) polypropylène de 100 g
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357903	3400933579036	1 flacon(s) en verre de 120 ml
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357926	3400933579265	1 flacon(s) en verre de 180 ml
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357932	3400933579326	1 flacon(s) en verre de 250 ml
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372498	3400933724986	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 120 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372506	3400933725068	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 180 ml
64615650	VICKS VAPOSYRUP EXPECTORANT, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372512	3400933725129	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 250 ml
68886738	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE ENFANT 7,5 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3368597	3400933685973	1 flacon(s) en verre de 120 ml
68886738	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE ENFANT 7,5 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3368605	3400933686055	1 flacon(s) en verre de 180 ml
68886738	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE ENFANT 7,5 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3369415	3400933694159	1 flacon(s) polyéthylène de 120 ml
68886738	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE ENFANT 7,5 mg/15 ml, sirop	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3369421	3400933694210	1 flacon(s) polyéthylène de 180 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357872	3400933578725	1 flacon(s) en verre de 120 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357889	3400933578893	1 flacon(s) en verre de 180 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3357895	3400933578954	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372469	3400933724696	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 120 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372475	3400933724757	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 180 ml
67048899	VICKS VAPOSYRUP TOUX SECHE, sirop en flacon	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS	3372481	3400933724818	1 flacon(s) en plastique polytéréphtalate (PET) de 250 ml
68104411	VICTAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3240302	3400932403028	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68104411	VICTAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3240319	3400932403196	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68104411	VICTAN 2 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3240325	3400932403257	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
67901055	VIDEO-COLLYRE, collyre	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3131518	3400931315186	1 ampoule(s) de 10 ml
67901055	VIDEO-COLLYRE, collyre	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3238021	3400932380213	1 flacon(s) matière plastique de 10 ml
62632462	VIDEX 100 mg, comprimé à croquer ou dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3437358	3400934373589	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
68173037	VIDEX 125 mg, gélule gastro-résistante	BRISTOL MYERS SQUIBB	3537427	3400935374271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 gélule(s)
68200712	VIDEX 150 mg, comprimé à croquer ou dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3437364	3400934373640	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
63882209	VIDEX 2 g, poudre pour solution buvable en flacon	BRISTOL MYERS SQUIBB	3674153	3400936741539	1 flacon(s) en verre avec fermeture de sécurité enfant de 2 g
60099930	VIDEX 200 mg, comprimé à croquer ou dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3518051	3400935180513	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
67128459	VIDEX 200 mg, gélule gastro-résistante	BRISTOL MYERS SQUIBB	3537433	3400935374332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 gélule(s)
65137915	VIDEX 25 mg, comprimé à croquer ou dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3437080	3400934370809	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
62817265	VIDEX 250 mg, gélule gastro-résistante	BRISTOL MYERS SQUIBB	3537456	3400935374561	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 gélule(s)
69513051	VIDEX 4 g, poudre pour solution buvable en flacon	BRISTOL MYERS SQUIBB	5573580	3400955735809	1 flacon(s) en verre de 4 g avec fermeture de sécurité enfant
65556190	VIDEX 400 mg, gélule gastro-résistante	BRISTOL MYERS SQUIBB	3537278	3400935372789	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 gélule(s)
69457542	VIDEX 50 mg, comprimé à croquer ou dispersible	BRISTOL MYERS SQUIBB	3437097	3400934370977	1 flacon(s) polyéthylène de 60 comprimé(s)
62828589	VIDORA 25 mg, comprimé	FERLUX	3282878	3400932828784	tube(s) matière plastique polypropylène de 40 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62828589	VIDORA 25 mg, comprimé	FERLUX	3291647	3400932916474	tube(s) matière plastique polypropylène de 60 comprimé(s)
62828589	VIDORA 25 mg, comprimé	FERLUX	3292606	3400932926060	tube(s) matière plastique polypropylène de 30 comprimé(s)
63995445	VIGNE ROUGE BOIRON, gélule	BOIRON	3420464	3400934204647	1 pilulier(s) PVC brun de 50 gélule(s)
63961044	VIGNE ROUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625924	3400936259249	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 30 gélule(s)
63961044	VIGNE ROUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625930	3400936259300	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 45 gélule(s)
63961044	VIGNE ROUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625947	3400936259478	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 50 gélule(s)
63961044	VIGNE ROUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625953	3400936259539	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 60 gélule(s)
63961044	VIGNE ROUGE ETHYPHARM, gélule	ETHYPHARM	3625976	3400936259768	pilulier(s) polytéréphtalate (PET) de 90 gélule(s)
67469535	VIGNE ROUGE INFUSETTE LES BONS PRODUCTEURS, plante pour tisane en sachet-dose	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3317737	3400933177379	24 sachet(s)-dose(s) cellophane de 1,5 g
69685001	VIGNE ROUGE NATURA MEDICA, solution buvable en ampoule	PLANTES ET MEDECINES	3333535	3400933335359	20 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 5 ml
64355619	VIKELA 1,5 mg, comprimé	HRA PHARMA	3641389	3400936413894	1 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
64355619	VIKELA 1,5 mg, comprimé	HRA PHARMA	5655148	3400956551484	5 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
64355619	VIKELA 1,5 mg, comprimé	HRA PHARMA	5655154	3400956551545	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
64355619	VIKELA 1,5 mg, comprimé	HRA PHARMA	5655160	3400956551606	25 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
64355619	VIKELA 1,5 mg, comprimé	HRA PHARMA	5655177	3400956551774	50 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
61669511	VIKELA 750 microgrammes, comprimé	HRA PHARMA	3588459	3400935884596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
61669511	VIKELA 750 microgrammes, comprimé	HRA PHARMA	5638894	3400956388943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61669511	VIKELA 750 microgrammes, comprimé	HRA PHARMA	5638902	3400956389025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61669511	VIKELA 750 microgrammes, comprimé	HRA PHARMA	5638919	3400956389193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61669511	VIKELA 750 microgrammes, comprimé	HRA PHARMA	5638925	3400956389254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66784275	VINCA 20 mg, comprimé pelliculé	SUBSTIPHARM	3198155	3400931981558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
63653616	VINCA 30 mg RETARD, gélule	SUBSTIPHARM	3222623	3400932226238	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63653616	VINCA 30 mg RETARD, gélule	SUBSTIPHARM	3222646	3400932226467	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 45 gélule(s)
63653616	VINCA 30 mg RETARD, gélule	SUBSTIPHARM	3222652	3400932226528	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
63653616	VINCA 30 mg RETARD, gélule	SUBSTIPHARM	3222669	3400932226696	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
69424866	VINCABRAIN 15 mg/3 ml, solution injectable en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	3190403	3400931904038	5 ampoule(s) en verre de 3 ml
65334115	VINCABRAIN 20 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3198899	3400931988991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65334115	VINCABRAIN 20 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3220423	3400932204236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
65334115	VINCABRAIN 20 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	5553761	3400955537618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 300 comprimé(s)
68625147	VINCAFOR 30 mg, gélule à libération prolongée	ALMIRALL	3194950	3400931949503	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63158259	VINCARUTINE, gélule	SERP	3198505	3400931985051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 45 gélule(s)
69491683	VINCIMAX L P, comprimé enrobé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3219035	3400932190355	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69491683	VINCIMAX L P, comprimé enrobé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3219041	3400932190416	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
69491683	VINCIMAX L P, comprimé enrobé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3219058	3400932190584	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
69491683	VINCIMAX L P, comprimé enrobé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5531015	3400955310150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67296186	VINCRISTINE FAULDING 1 mg/1 ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	3443815	3400934438158	5 flacon(s) en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60219803	VINCRISTINE FAULDING 2 mg/2 ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	3443821	3400934438219	5 flacon(s) en verre de 2 ml
68570843	VINCRISTINE PIERRE FABRE 1 mg, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3285635	3400932856350	1 flacon(s) en verre de 11 mg
62907531	VINCRISTINE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1 mg/1 ml, solution injectable IV	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3313403	3400933134037	1 flacon(s) en verre de 1 ml
62907531	VINCRISTINE PIERRE FABRE MEDICAMENT 1 mg/1 ml, solution injectable IV	PIERRE FABRE MEDICAMENT	5564724	3400955647249	10 flacon(s) en verre de 1 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770690	3400937706902	1 flacon(s) en verre de 1 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770709	3400937707091	5 flacon(s) en verre de 1 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770715	3400937707152	10 flacon(s) en verre de 1 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770721	3400937707213	1 flacon(s) en verre de 2 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770738	3400937707381	5 flacon(s) en verre de 2 ml
60057187	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable	SANDOZ	3770744	3400937707442	10 flacon(s) en verre de 2 ml
60081462	VINCRISTINE TEVA 0,1 POUR CENT (1 mg/1 ml), solution injectable (I.V.)	TEVA PHARMA BV	5615108	3400956151080	1 flacon(s) en verre brun de 1 ml
60081462	VINCRISTINE TEVA 0,1 POUR CENT (1 mg/1 ml), solution injectable (I.V.)	TEVA PHARMA BV	5615114	3400956151141	10 flacon(s) en verre brun de 1 ml
60836224	VINICARD AU CASCARILLA, solution buvable (A VERIFIER - 08/01/1999)	LEHNING	3112805	3400931128052	1 flacon(s) de 250 ml
63805084	VINORELBINE FAULDING 10 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	3783008	3400937830089	1 flacon(s) en verre de 1 ml
63805084	VINORELBINE FAULDING 10 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	3783014	3400937830140	10 flacon(s) en verre de 1 ml
63805084	VINORELBINE FAULDING 10 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	3783020	3400937830201	1 flacon(s) en verre de 5 ml
63805084	VINORELBINE FAULDING 10 mg/ml, solution injectable	FAULDING PHARMACEUTICALS	5704639	3400957046392	10 flacon(s) en verre de 5 ml
66081063	VINORELBINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg/ml, solution injectable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3704658	3400937046589	1 flacon(s) en verre de 1 ml
66081063	VINORELBINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg/ml, solution injectable	IBD3 (IBDCUBE) PHARMA CONSULTING	3704664	3400937046640	1 flacon(s) en verre de 5 ml
66140184	VINORELBINE MAYNE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3771666	3400937716666	1 flacon(s) en verre de 1 ml
66140184	VINORELBINE MAYNE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	3771672	3400937716727	1 flacon(s) en verre de 5 ml
66140184	VINORELBINE MAYNE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5701256	3400957012564	10 flacon(s) en verre de 1 ml
66140184	VINORELBINE MAYNE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	FAULDING PHARMACEUTICALS	5701262	3400957012625	10 flacon(s) en verre de 5 ml
61477386	VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	3784976	3400937849760	1 flacon(s) en verre de 1 ml
61477386	VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	3784982	3400937849821	10 flacon(s) en verre de 1 ml
61477386	VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	3784999	3400937849999	1 flacon(s) en verre de 5 ml
61477386	VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injectable	TEVA CLASSICS	5704881	3400957048815	10 flacon(s) en verre de 5 ml
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3231970	3400932319701	1 flacon(s) en verre de 500 ml
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3237145	3400932371457	1 flacon(s) en verre de 125 ml
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3237151	3400932371518	1 flacon(s) en verre de 1000 ml
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3272532	3400932725328	1 flacon(s) en verre de 250 ml
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	3309962	3400933099626	1 flacon(s) en verre de 750 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
69985493	VINTENE, solution injectable pour perfusion	CLINTEC PARENTERAL	5527427	3400955274278	1 flacon(s) en verre de 2000 ml
62203018	VIPERFAV, solution à diluer pour perfusion	SANOFI PASTEUR	5621540	3400956215409	1 flacon(s) en verre de 4 ml muni d'un bouchon (chlorobutyle)
66728312	VIRA A, pommade ophtalmique	PFIZER	3248031	3400932480319	1 tube(s) aluminium de 3,5 g
69321791	VIRA A, suspension injectable pour perfusion	PFIZER	5528450	3400955284505	1 flacon(s) en verre de 5 ml
69922653	VIRA M.P. 1 g, lyophilisat pour usage parentéral	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE/PFIZER	5565882	3400955658825	1 flacon(s) en verre
67164334	VIRA M.P. 10 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE/PFIZER	3295987	3400932959877	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65674299	VIRACEPT 250 mg, comprimé	ROCHE REGISTRATION	3461718	3400934617188	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 270 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
68359287	VIRACEPT 250 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3568936	3400935689368	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 270 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
68359287	VIRACEPT 250 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3575965	3400935759658	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 300 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
65567151	VIRACEPT 50 mg/g, poudre orale	ROCHE REGISTRATION	3461693	3400934616938	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 144 g avec fermeture de sécurité enfant avec cuillère-mesure polypropylène
66722170	VIRAFERON 1 million d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3492417	3400934924170	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
61478449	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3492475	3400934924750	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
61478449	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546047	3400935460479	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61478449	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546053	3400935460530	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 10 seringue(s) avec 20 aiguille(s) avec 10 tampon(s) nettoyant(s)
63175479	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465260	3400934652608	1 flacon(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon(s) nettoyant(s)
63175479	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465277	3400934652776	12 flacon(s) en verre de 1 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
63175479	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546113	3400935461131	1 flacon(s) en verre de 1 ml
63175479	VIRAFERON 10 millions d'UI/ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546136	3400935461360	6 flacon(s) en verre de 1 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon(s) nettoyant(s)
60124127	VIRAFERON 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606329	3400936063297	1 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
60124127	VIRAFERON 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606335	3400936063358	2 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
60124127	VIRAFERON 18 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606341	3400936063419	8 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
67931632	VIRAFERON 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3474661	3400934746611	1 flacon(s) en verre de 3 ml
67931632	VIRAFERON 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546142	3400935461421	1 flacon(s) en verre de 3 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
67931632	VIRAFERON 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546159	3400935461599	2 flacon(s) en verre de 3 ml
67931632	VIRAFERON 18 millions d'UI/3 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546165	3400935461650	12 flacon(s) en verre de 3 ml
68152573	VIRAFERON 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3474678	3400934746789	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68152573	VIRAFERON 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546171	3400935461711	1 flacon(s) en verre de 2,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68152573	VIRAFERON 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546188	3400935461889	2 flacon(s) en verre de 2,5 ml
68152573	VIRAFERON 25 millions d'UI/2,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546194	3400935461940	12 flacon(s) en verre de 2,5 ml
65294432	VIRAFERON 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465219	3400934652196	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
65294432	VIRAFERON 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465231	3400934652318	12 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon (s) nettoyant (s)
65294432	VIRAFERON 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546076	3400935460769	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
65294432	VIRAFERON 3 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546082	3400935460820	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon (s) nettoyant (s)
63921904	VIRAFERON 3 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3385041	3400933850418	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
63921904	VIRAFERON 3 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3385064	3400933850647	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61729015	VIRAFERON 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606358	3400936063587	1 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
61729015	VIRAFERON 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606364	3400936063648	2 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
61729015	VIRAFERON 30 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606370	3400936063709	8 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
68603955	VIRAFERON 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465248	3400934652486	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 1 seringue(s) avec 1 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
68603955	VIRAFERON 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465254	3400934652547	12 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 12 seringue(s) avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
68603955	VIRAFERON 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546099	3400935460998	1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
68603955	VIRAFERON 5 millions d'UI/0,5 ml, solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546107	3400935461070	6 flacon(s) en verre de 0,5 ml avec 6 seringue(s) avec 6 aiguille(s) avec 6 tampon(s) nettoyant(s)
69807341	VIRAFERON 5 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3492423	3400934924231	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 1 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
69807341	VIRAFERON 5 millions d'UI/ml, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546030	3400935460301	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 1 ml
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3465283	3400934652837	1 cartouche(s) en verre dans 1 stylo pré-rempli multidose de 1,5 ml + 6 sets d'injection (ABROGE)
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546248	3400935462480	2 cartouche(s) en verre dans 2 stylos pré-rempli multidose de 1,5 ml + 12 sets d'injection (ABROGE)
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3546254	3400935462541	8 cartouche(s) en verre dans 8 stylo pré-rempli multidose de 1,5 ml + 48 sets d'injection (ABROGE)
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606387	3400936063877	1 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606393	3400936063938	2 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 24 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
67024567	VIRAFERON 60 millions d'UI, solution injectable en stylo multidose	SCHERING PLOUGH EUROPE	3606401	3400936064010	8 cartouche(s) en verre de 1,2 ml dans stylo pré-rempli avec 96 aiguille(s) avec 96 tampon(s) nettoyant(s)
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551999	3400935519993	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552007	3400935520074	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552013	3400935520135	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552036	3400935520364	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552042	3400935520425	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
61414101	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552668	3400935526687	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
69546674	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594282	3400935942821	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
69546674	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594299	3400935942999	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
69546674	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594307	3400935943071	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
69546674	VIRAFERONPEG 100 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594313	3400935943132	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552059	3400935520593	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552065	3400935520654	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552071	3400935520715	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552088	3400935520883	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552094	3400935520944	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62355517	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552734	3400935527349	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
62007329	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594336	3400935943361	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
62007329	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594342	3400935943422	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
62007329	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594359	3400935943590	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
62007329	VIRAFERONPEG 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594365	3400935943651	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552102	3400935521026	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552119	3400935521194	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552125	3400935521255	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552131	3400935521316	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552148	3400935521484	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
62358253	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552674	3400935526748	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
66368444	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594371	3400935943712	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66368444	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594388	3400935943880	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
66368444	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594394	3400935943941	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
66368444	VIRAFERONPEG 150 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594402	3400935944023	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551887	3400935518873	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551893	3400935518934	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551901	3400935519016	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551918	3400935519184	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551924	3400935519245	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
67861319	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552645	3400935526458	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
60823091	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594193	3400935941930	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
60823091	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594201	3400935942012	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
60823091	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594218	3400935942180	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
60823091	VIRAFERONPEG 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594224	3400935942241	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551930	3400935519306	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551947	3400935519474	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 1 seringue(s) avec 2 aiguille(s) avec 1 tampon nettoyant
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551953	3400935519535	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551976	3400935519764	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 4 seringue(s) avec 8 aiguille(s) avec 4 tampon(s) nettoyant(s)
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3551982	3400935519825	6 flacon(s) en verre - 6 ampoule(s) en verre de 0,7 ml
64734359	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable	SCHERING PLOUGH EUROPE	3552651	3400935526519	12 flacon(s) en verre - 12 ampoule(s) en verre de 0,7 ml avec 12 seringue(s) avec 24 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
68171463	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594230	3400935942302	1 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 1 aiguille(s) avec 2 tampon(s) nettoyant(s)
68171463	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594247	3400935942470	4 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 4 aiguille(s) avec 8 tampon(s) nettoyant(s)
68171463	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594253	3400935942531	6 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 6 aiguille(s) avec 12 tampon(s) nettoyant(s)
68171463	VIRAFERONPEG 80 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli	SCHERING PLOUGH EUROPE	3594276	3400935942760	12 cartouche(s) bicompartimentée(s) en verre dans stylo pré-rempli avec 12 aiguille(s) avec 24 tampon(s) nettoyant(s)
63791738	VIRAMUNE 200 mg, comprimé	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3461144	3400934611445	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65501436	VIRAMUNE 50 mg/5 ml, suspension buvable	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL	3521024	3400935210241	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 240 ml avec obturateur(s) avec seringue(s) doseuse(s) polypropylène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
67279692	VIREAD 245 mg, comprimé pelliculé	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL (ANGLETERRE)	3585001	3400935850010	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
62985373	VIRGAN 1,5 mg/g, gel ophtalmique	THEA	3395128	3400933951283	1 tube(s) polyéthylène aluminium avec canule(s) de 5 g
61232547	VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3302345	3400933023454	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
61232547	VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3302351	3400933023515	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66656261	VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3417723	3400934177231	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène
66656261	VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3417746	3400934177460	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
68881011	VIRLIX 2,5 mg/2,5 ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3369154	3400933691547	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure polystyrène
68881011	VIRLIX 2,5 mg/2,5 ml, solution buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3369160	3400933691608	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure polystyrène
63833888	VIROPHTA, préparation pour collyre (lyophilisat et solvant)	ALLERGAN FRANCE	3266968	3400932669684	1 flacon(s) en verre de 0,05 g - 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml
60264410	VIRUCALM 5 %, crème	ZAMBON FRANCE	3628880	3400936288805	1 tube(s) aluminium de 2 g
62674632	VISCERALGINE 10 mg/5 ml, sirop	ORGANON	3112969	3400931129691	1 flacon(s) en verre de 150 ml
60578717	VISCERALGINE 20 mg, suppositoire	ORGANON	3112975	3400931129752	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 20 suppositoire(s)
60578717	VISCERALGINE 20 mg, suppositoire	ORGANON	3181611	3400931816119	film(s) thermosoudé(s) PVC polyéthylène de 10 suppositoire(s)
67730476	VISCERALGINE 5 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	ORGANON	3112981	3400931129813	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
68231483	VISCERALGINE 50 mg, comprimé pelliculé	ORGANON	3112917	3400931129172	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67269794	VISCOTIOL, gélule	THEA	3221948	3400932219483	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
67030278	VISCOTIOL, granulé	THEA	3260629	3400932606290	1 tube(s) polypropylène de 75 g - avec cuillère-mesure
60249262	VISINE 0,05 POUR CENT, collyre	PFIZER SANTE GRAND PUBLIC	3427302	3400934273025	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
66813015	VISIDOSE, collyre en récipient unidose	COOPER	3378377	3400933783778	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
60188635	VISIOLYRE, collyre en solution	URGO	3324074	3400933240745	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384610	3400933846107	1 flacon(s) en verre de 50 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384627	3400933846275	1 flacon(s) en verre de 200 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517838	3400935178381	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517844	3400935178442	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517850	3400935178503	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517867	3400935178671	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517873	3400935178732	1 flacon(s) polypropylène de 200 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3517896	3400935178961	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589138	3400955891383	10 flacon(s) en verre de 50 ml
62257756	VISIPAQUE 150 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589144	3400955891444	6 flacon(s) en verre de 200 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384633	3400933846336	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384656	3400933846565	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384662	3400933846626	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384679	3400933846794	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520214	3400935202147	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520220	3400935202208	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520237	3400935202376	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520243	3400935202437	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520266	3400935202666	1 flacon(s) polypropylène de 40 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520272	3400935202727	10 flacon(s) polypropylène de 40 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520289	3400935202895	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520295	3400935202956	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520303	3400935203038	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 75 ml

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520326	3400935203267	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 75 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520332	3400935203328	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 100 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520349	3400935203496	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 100 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520355	3400935203557	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 150 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520361	3400935203618	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 150 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520378	3400935203786	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 175 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520384	3400935203847	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 175 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520390	3400935203908	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 200 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520409	3400935204097	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 200 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589150	3400955891505	10 flacon(s) en verre de 20 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589167	3400955891673	10 flacon(s) en verre de 50 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589173	3400955891734	6 flacon(s) en verre de 100 ml
60960777	VISIPAQUE 270 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589196	3400955891963	6 flacon(s) en verre de 200 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384685	3400933846855	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384691	3400933846916	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384716	3400933847166	1 flacon(s) en verre de 100 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3384722	3400933847227	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520013	3400935200136	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520036	3400935200365	10 flacon(s) polypropylène de 10 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520042	3400935200426	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520059	3400935200594	10 flacon(s) polypropylène de 20 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520065	3400935200655	1 flacon(s) polypropylène de 40 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520071	3400935200716	10 flacon(s) polypropylène de 40 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520088	3400935200884	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520094	3400935200945	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520102	3400935201027	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 75 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520119	3400935201195	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 75 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520125	3400935201256	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 100 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520131	3400935201317	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 100 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520148	3400935201485	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 150 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520154	3400935201546	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 150 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520160	3400935201607	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 175 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520177	3400935201775	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 175 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520183	3400935201836	1 flacon(s) bouteille polypropylène de 200 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	3520208	3400935202086	10 flacon(s) bouteille polypropylène de 200 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589204	3400955892045	10 flacon(s) en verre de 20 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589210	3400955892106	10 flacon(s) en verre de 50 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589227	3400955892274	6 flacon(s) en verre de 100 ml
60567418	VISIPAQUE 320 mg d'l/ml, solution injectable	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5589233	3400955892335	6 flacon(s) en verre de 200 ml
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233779	3400932337798	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233785	3400932337859	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233791	3400932337910	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 comprimé(s)
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3233816	3400932338160	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3718040	3400937180405	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
63117440	VISKALDIX, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3718057	3400937180573	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61252667	VISKEN 5 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3054261	3400930542613	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Présentation
61252667	VISKEN 5 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3714674	3400937146746	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
61252667	VISKEN 5 mg, comprimé	NOVARTIS PHARMA	3714680	3400937146807	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 270 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3224237	3400932242375	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3224243	3400932242436	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3224266	3400932242665	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3224272	3400932242726	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3714697	3400937146975	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66057308	VISKEN QUINZE, comprimé sécable	NOVARTIS PHARMA	3714705	3400937147057	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
68150775	VISTABEL 4 UNITES ALLERGAN/0,1 ml, poudre pour solution injectable	ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)	3612169	3400936121690	1 flacon(s) en verre de 100 UI
68150775	VISTABEL 4 UNITES ALLERGAN/0,1 ml, poudre pour solution injectable	ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRLANDE)	3646961	3400936469617	1 flacon(s) en verre de 50 UI
63183586	VISTIDE 75 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	PFIZER ENTERPRISES (LUXEMBOURG)	5606747	3400956067473	1 flacon(s) en verre de 5 ml
64637807	VISUDYNE 15 mg, poudre pour solution pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3553076	3400935530769	1 flacon(s) en verre de 15 mg
66102671	VITA 3, collyre en solution	EUROPHTA	3222942	3400932229420	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
64840049	VITABACT 0,05 POUR CENT, collyre	NOVARTIS PHARMA	3227980	3400932279807	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
65233689	VITABACT 0,173 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3371487	3400933714871	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65233689	VITABACT 0,173 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3371493	3400933714932	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65233689	VITABACT 0,173 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3544686	3400935446862	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
62069633	VITABLEU 0,1 POUR CENT, collyre	EUROPHTA	3114224	3400931142249	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
64888581	VITACEMIL, granulé pour solution buvable	PONROY PHARMA	3288214	3400932882144	10 sachet(s) aluminium polyéthylène de 4 g
62076193	VITACIC, collyre en récipient unidose	EUROPHTA	3215741	3400932157419	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62076193	VITACIC, collyre en récipient unidose	EUROPHTA	3269926	3400932699261	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62146211	VITACIC, collyre en solution	EUROPHTA	3221782	3400932217823	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
65801857	VITA-DERMACIDE, crème	CS	3114336	3400931143369	1 tube(s) aluminium verni de 40 g
65801857	VITA-DERMACIDE, crème	CS	3419449	3400934194498	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65801857	VITA-DERMACIDE, crème	CS	5600609	3400956006090	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
67583880	VITAGRIPPE, gélule	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3140061	3400931400615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 24 gélule(s)
65982852	VITALENS, collyre	NOVARTIS PHARMA	3427503	3400934275036	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
69627101	VITALGINE, solution buvable en flacon	CASTER	3114448	3400931144489	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml
64639110	VITALIPIDE ADULTES, émulsion injectable pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3658496	3400936584969	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
64023481	VITALIPIDE ENFANTS, émulsion injectable pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3692375	3400936923751	10 ampoule(s) en verre de 10 ml
66129309	VITALOGINK 40 mg, comprimé pelliculé	LICHTWER PHARMA	3769273	3400937692731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
66129309	VITALOGINK 40 mg, comprimé pelliculé	LICHTWER PHARMA	3769296	3400937692960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
68973004	VITAMINE A DULCIS 25 000 U.I. POUR 100 g, pommade ophtalmique	ALLERGAN FRANCE	3113443	3400931134435	1 tube(s) aluminium verni de 10 g avec canule aluminium
65855901	VITAMINE A FAURE 150 000 U.I. POUR CENT, collyre en solution	EUROPHTA	3386187	3400933861872	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml
62583314	VITAMINE A NEPALM 100 000 U.I./2 ml, solution injectable (I.M.)	NEPALM	3565300	3400935653000	5 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
62583314	VITAMINE A NEPALM 100 000 U.I./2 ml, solution injectable (I.M.)	NEPALM	3565317	3400935653178	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63438318	VITAMINE B 12 ALLERGAN 0,5 POUR MILLE, collyre	ALLERGAN FRANCE	3113437	3400931134374	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
63802871	VITAMINE B1 AGUETTANT 100 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550426	3400955504269	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
63038224	VITAMINE B1 AGUETTANT 50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550403	3400955504030	100 ampoule(s) en verre de 1 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67202735	VITAMINE B1 B6 BAYER, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE/ROCHE	3690985	3400936909854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
67202735	VITAMINE B1 B6 BAYER, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE/ROCHE	3690991	3400936909915	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
67202735	VITAMINE B1 B6 BAYER, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE/ROCHE	5663952	3400956639526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
67104999	VITAMINE B1 RICHARD 250 mg, comprimé pelliculé	RICHARD	3193844	3400931938446	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
67104999	VITAMINE B1 RICHARD 250 mg, comprimé pelliculé	RICHARD	3193867	3400931938675	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
68598255	VITAMINE B12 AGUETTANT 100 microgrammes/1 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	3113087	3400931130871	10 ampoule(s) 2 pointes en verre de 1 ml
68598255	VITAMINE B12 AGUETTANT 100 microgrammes/1 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	3620281	3400936202818	10 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
68598255	VITAMINE B12 AGUETTANT 100 microgrammes/1 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	5537555	3400955375555	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 1 ml
68598255	VITAMINE B12 AGUETTANT 100 microgrammes/1 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	5647568	3400956475681	100 ampoule(s) bouteille en verre de 1 ml
66062465	VITAMINE B12 AGUETTANT 1000 microgrammes/2 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	3113093	3400931130932	10 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
66062465	VITAMINE B12 AGUETTANT 1000 microgrammes/2 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	3620275	3400936202757	10 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
66062465	VITAMINE B12 AGUETTANT 1000 microgrammes/2 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	5537561	3400955375616	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 2 ml
66062465	VITAMINE B12 AGUETTANT 1000 microgrammes/2 ml, solution injectable I.M. et buvable	AGUETTANT	5647551	3400956475513	100 ampoule(s) bouteille en verre de 2 ml
62516123	VITAMINE B12 ALLERGAN FRANCE 0,2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3366204	3400933662042	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62516123	VITAMINE B12 ALLERGAN FRANCE 0,2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose	ALLERGAN FRANCE	3366210	3400933662103	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68771312	VITAMINE B12 BAYER 1 mg, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	3690962	3400936909625	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68771312	VITAMINE B12 BAYER 1 mg, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	3690979	3400936909793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 40 comprimé(s)
68771312	VITAMINE B12 BAYER 1 mg, comprimé pelliculé	BAYER SANTE FAMILIALE	5663946	3400956639465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
66166745	VITAMINE B12 CHAUVIN 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3673001	3400936730014	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
66166745	VITAMINE B12 CHAUVIN 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3673018	3400936730182	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
66166745	VITAMINE B12 CHAUVIN 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3673024	3400936730243	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
66166745	VITAMINE B12 CHAUVIN 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	CHAUVIN	3673030	3400936730304	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
60423791	VITAMINE B12 DELAGRANGE 1000 µg/2 ml, solution injectable (IM) et buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	3171050	3400931710509	6 ampoule(s) en verre de 2 ml
60423791	VITAMINE B12 DELAGRANGE 1000 µg/2 ml, solution injectable (IM) et buvable	SANOFI AVENTIS FRANCE	5510007	3400955100072	48 ampoule(s) en verre de 2 ml
62870008	VITAMINE B12 EUROPHTA 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3641797	3400936417977	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62870008	VITAMINE B12 EUROPHTA 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3641805	3400936418059	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62870008	VITAMINE B12 EUROPHTA 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3641811	3400936418110	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
62870008	VITAMINE B12 EUROPHTA 0,2 mg/0,4 ml, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3641828	3400936418288	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65647512	VITAMINE B12 GERDA 1000 µg/4 ml, solution injectable (IM) et buvable	GERDA	3113638	3400931136385	6 ampoule(s) en verre de 4 ml
61247741	VITAMINE B12 GERDA 250 µg, comprimé sécable	GERDA	3113644	3400931136446	1 flacon(s) en verre brun de 24 comprimé(s)
60941894	VITAMINE B12 LAVOISIER 1000 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.M.)	CHAIX ET DU MARAIS	3434644	3400934346446	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
60941894	VITAMINE B12 LAVOISIER 1000 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.M.)	CHAIX ET DU MARAIS	3551539	3400935515391	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
60941894	VITAMINE B12 LAVOISIER 1000 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.M.)	CHAIX ET DU MARAIS	5603192	3400956031924	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
60941894	VITAMINE B12 LAVOISIER 1000 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.M.)	CHAIX ET DU MARAIS	5628565	3400956285655	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
65247265	VITAMINE B12 THEA 0,05 POUR CENT (0,2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3485498	3400934854989	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65247265	VITAMINE B12 THEA 0,05 POUR CENT (0,2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3485506	3400934855061	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65247265	VITAMINE B12 THEA 0,05 POUR CENT (0,2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3485512	3400934855122	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
65247265	VITAMINE B12 THEA 0,05 POUR CENT (0,2 mg/0,4 ml), collyre en récipient unidose	THEA	3485529	3400934855290	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml
68348038	VITAMINE B6 AGUETTANT 100 mg/2 ml, solution injectable en ampoules	AGUETTANT	5550461	3400955504610	100 ampoule(s) en verre de 2 ml
67736753	VITAMINE B6 AGUETTANT 250 mg/5 ml, solution injectable en ampoules	AGUETTANT	5550478	3400955504788	100 ampoule(s) à deux pointes en verre de 5 ml
67736753	VITAMINE B6 AGUETTANT 250 mg/5 ml, solution injectable en ampoules	AGUETTANT	5647597	3400956475971	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
67736753	VITAMINE B6 AGUETTANT 250 mg/5 ml, solution injectable en ampoules	AGUETTANT	5647605	3400956476053	50 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
67736753	VITAMINE B6 AGUETTANT 250 mg/5 ml, solution injectable en ampoules	AGUETTANT	5647611	3400956476114	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
62698010	VITAMINE B6 AGUETTANT 50 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550455	3400955504559	100 ampoule(s) en verre de 1 ml
63179552	VITAMINE B6 AGUETTANT 500 mg/10 ml, solution injectable en ampoule	AGUETTANT	5550484	3400955504849	100 ampoule(s) en verre de 10 ml
61091986	VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadriséable	RICHARD	3193838	3400931938385	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
61091986	VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadriséable	RICHARD	5518279	3400955182795	100 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
68235713	VITAMINE C 1 g SAUTER, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3252630	3400932526307	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68235713	VITAMINE C 1 g SAUTER, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3269748	3400932697489	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62804143	VITAMINE C 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5538135	3400955381358	100 ampoule(s) 2 pointes en verre de 5 ml
62804143	VITAMINE C 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5653971	3400956539710	100 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
62804143	VITAMINE C 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5654628	3400956546282	10 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
62804143	VITAMINE C 10 POUR CENT AGUETTANT, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	5654634	3400956546343	50 ampoule(s) bouteille en verre de 5 ml
67790719	VITAMINE C 1000 mg INAVA, granulé effervescent pour solution buvable en sachet dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3113561	3400931135616	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 5,85 g
67790719	VITAMINE C 1000 mg INAVA, granulé effervescent pour solution buvable en sachet dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3320024	3400933200244	20 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,85 g
67790719	VITAMINE C 1000 mg INAVA, granulé effervescent pour solution buvable en sachet dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3320030	3400933200305	24 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,85 g
67790719	VITAMINE C 1000 mg INAVA, granulé effervescent pour solution buvable en sachet dose	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3320047	3400933200473	30 sachet(s)-dose(s) papier aluminium polyéthylène de 5,85 g
68246097	VITAMINE C 1000 mg OBERLIN, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242933	3400932429332	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
68246097	VITAMINE C 1000 mg OBERLIN, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242956	3400932429561	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68246097	VITAMINE C 1000 mg OBERLIN, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242962	3400932429622	10 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69368225	VITAMINE C 1000 mg SAUTER, poudre orale en sachets	BAYER SANTE FAMILIALE	3265087	3400932650873	10 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
69368225	VITAMINE C 1000 mg SAUTER, poudre orale en sachets	BAYER SANTE FAMILIALE	3272437	3400932724376	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 10 g
62439698	VITAMINE C 1000 PIERRE FABRE SANTE, poudre orale en sachets	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3271366	3400932713660	10 sachet(s) aluminium papier polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
62439698	VITAMINE C 1000 PIERRE FABRE SANTE, poudre orale en sachets	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3284067	3400932840670	8 sachet(s) papier aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
62439698	VITAMINE C 1000 PIERRE FABRE SANTE, poudre orale en sachets	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3284914	3400932849147	20 sachet(s) papier aluminium polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 g
68856353	VITAMINE C 500 mg LIPHA, comprimé	MERCK MEDICATION FAMILIALE	3266388	3400932663880	tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
61828981	VITAMINE C 500 mg OBERLIN, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292730	3400932927302	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61828981	VITAMINE C 500 mg OBERLIN, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292747	3400932927470	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
61828981	VITAMINE C 500 mg OBERLIN, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292753	3400932927531	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
66334470	VITAMINE C 500 mg SAUTER, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3250944	3400932509447	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
66334470	VITAMINE C 500 mg SAUTER, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3272420	3400932724208	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3491671	3400934916717	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494764	3400934947643	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494770	3400934947704	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494787	3400934947872	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494793	3400934947933	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494801	3400934948015	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 10 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494818	3400934948183	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 20 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494824	3400934948244	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 30 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494830	3400934948305	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 40 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	3494847	3400934948473	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 60 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	5612771	3400956127719	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
67993502	VITAMINE C ARROW 1 g, comprimé effervescent	ARROW GENERIQUES	5612788	3400956127887	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 100 comprimé(s)
69132552	VITAMINE C BAYER 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3410508	3400934105081	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69132552	VITAMINE C BAYER 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3410514	3400934105142	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63580837	VITAMINE C BOEHRINGER INGELHEIM 500 mg/10 ml, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3434615	3400934346156	10 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
63580837	VITAMINE C BOEHRINGER INGELHEIM 500 mg/10 ml, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3434621	3400934346217	20 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
63580837	VITAMINE C BOEHRINGER INGELHEIM 500 mg/10 ml, solution buvable	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE	3434638	3400934346385	30 ampoule(s) en verre brun de 10 ml
64243303	VITAMINE C FAURE 2 POUR CENT, collyre en solution	EUROPHTA	3114313	3400931143130	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes PVC
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491553	3400934915536	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491576	3400934915765	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491582	3400934915826	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491599	3400934915994	tube(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491607	3400934916076	tube(s) polypropylène de 60 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491613	3400934916137	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 10 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491636	3400934916366	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 20 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491642	3400934916427	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 30 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491659	3400934916595	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 40 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	3491665	3400934916656	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 60 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	5612759	3400956127597	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65494995	VITAMINE C MERCK 1 g, comprimé effervescent	MERCK GENERIQUES	5612765	3400956127658	plaquette(s) thermoformée(s) papier aluminium de 100 comprimé(s)
67798356	VITAMINE C OBERLIN 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UPSA CONSEIL	3323212	3400933232122	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,05 g
67798356	VITAMINE C OBERLIN 500 mg, poudre pour solution buvable en sachet	UPSA CONSEIL	3323229	3400933232290	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2,05 g
61887894	VITAMINE C SALVER 500 mg, comprimé	COOPER	3278115	3400932781157	2 tube(s) polypropylène de 16 comprimé(s)
65340164	VITAMINE C SAUTER ENFANTS 250 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3350108	3400933501082	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65340164	VITAMINE C SAUTER ENFANTS 250 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3350114	3400933501143	1 flacon(s) polypropylène de 40 comprimé(s)
60217777	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3297710	3400932977109	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
60217777	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent	BAYER SANTE FAMILIALE	3297727	3400932977277	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61647671	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3297733	3400932977338	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
61647671	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet	BAYER SANTE FAMILIALE	3297756	3400932977567	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 2 g
67385496	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3297696	3400932976966	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
67385496	VITAMINE C SAUTER SANS SUCRE 500 mg, comprimé à croquer	BAYER SANTE FAMILIALE	3297704	3400932977048	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65541217	VITAMINE C UPSA 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3323235	3400933232351	10 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 4,1 g
65541217	VITAMINE C UPSA 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3323258	3400933232580	20 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 4,1 g
65541217	VITAMINE C UPSA 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3323264	3400933232641	24 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 4,1 g
65541217	VITAMINE C UPSA 1000 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose	UPSA CONSEIL	3524465	3400935244659	12 sachet(s) papier aluminium polyéthylène de 4,1 g
62708942	VITAMINE C UPSA 500 mg fruit exotique, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3564453	3400935644534	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
62708942	VITAMINE C UPSA 500 mg fruit exotique, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3564482	3400935644824	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
62708942	VITAMINE C UPSA 500 mg fruit exotique, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3566848	3400935668486	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
61197765	VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292701	3400932927012	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
61197765	VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292718	3400932927180	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
61197765	VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer	UPSA CONSEIL	3292724	3400932927241	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
63509669	VITAMINE C UPSA EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242904	3400932429042	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63509669	VITAMINE C UPSA EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242910	3400932429103	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63509669	VITAMINE C UPSA EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent	UPSA CONSEIL	3242927	3400932429271	10 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63484365	VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, solution buvable en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	3113207	3400931132073	1 ampoule(s) en verre jaune(brun) de 1 ml
66597083	VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, solution injectable IM en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	3113213	3400931132134	1 ampoule(s) bouteille de 1 ml en verre
66597083	VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, solution injectable IM en ampoule	BOUCHARA RECORDATI	5533913	3400955339137	10 ampoule(s) bouteille de 1 ml en verre
62756022	VITAMINE E BIORGA 200 mg, capsule	BIORGA	3368054	3400933680541	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 20 capsule(s)
62756022	VITAMINE E BIORGA 200 mg, capsule	BIORGA	3368060	3400933680602	2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 15 capsule(s)
68361021	VITAMINE E G GAM 500 mg, capsule molle	G GAM	3530224	3400935302243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 capsule(s)
64195794	VITAMINE E MERCK 500 mg, capsule	MERCK GENERIQUES	3407564	3400934075643	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 capsule(s)
62801528	VITAMINE E MIDY 100 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3284481	3400932844814	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
60716659	VITAMINE E NEPALM 100 mg/2 ml, solution injectable	NEPALM	3565323	3400935653239	5 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60716659	VITAMINE E NEPALM 100 mg/2 ml, solution injectable	NEPALM	3565346	3400935653468	6 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
69133647	VITAMINE E SANDOZ 500 mg, capsule molle	SANDOZ	3688267	3400936882676	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 capsule(s)
63002833	VITAMINE E ZYDUS 500 mg, capsule molle	ZYDUS FRANCE	3387695	3400933876951	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 10 capsule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64938689	VITAMINE K1 20 mg/ml, émulsion buvable en gouttes	ROCHE	3114023	3400931140238	1 flacon(s) compte-gouttes en verre brun de 10 ml
66021949	VITAMINE K1 DELAGRANGE 20 mg/ml, solution buvable, gouttes	SANOFI AVENTIS FRANCE	3113383	3400931133834	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml avec compte-gouttes
64716628	VITAMINE K1 DELAGRANGE 50 mg/1 ml, solution injectable, ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	3113354	3400931133544	6 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
64716628	VITAMINE K1 DELAGRANGE 50 mg/1 ml, solution injectable, ampoule	SANOFI AVENTIS FRANCE	5509926	3400955099260	60 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
64772769	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg, comprimé enrobé à croquer	ROCHE	3114017	3400931140177	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	3290300	3400932903009	5 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	3290317	3400932903177	10 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	3483022	3400934830228	3 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	5611725	3400956117253	25 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	5611731	3400956117314	30 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
60770621	VITAMINE K1 ROCHE 10 mg/1 ml, solution buvable et injectable	ROCHE	5612417	3400956124176	6 ampoule(s) en verre brun avec pipette doseuse polypropylène de 1 ml
64337140	VITAMINE K1 ROCHE 2 mg/0,2 ml NOURRISSONS, solution buvable et injectable	ROCHE	3486463	3400934864636	5 ampoule(s) de 0,2 ml en verre brun avec pipette doseuse polypropylène
64337140	VITAMINE K1 ROCHE 2 mg/0,2 ml NOURRISSONS, solution buvable et injectable	ROCHE	3486486	3400934864865	6 ampoule(s) de 0,2 ml en verre brun avec pipette doseuse polypropylène
64337140	VITAMINE K1 ROCHE 2 mg/0,2 ml NOURRISSONS, solution buvable et injectable	ROCHE	3486492	3400934864926	30 ampoule(s) de 0,2 ml en verre brun avec pipette doseuse polypropylène
61738982	VITAMINE K1 ROCHE 20 mg/1 ml, émulsion injectable	ROCHE	3114000	3400931140009	6 ampoule(s) en verre de 1 ml
61738982	VITAMINE K1 ROCHE 20 mg/1 ml, émulsion injectable	ROCHE	5533132	3400955331322	60 ampoule(s) de 1 ml
60417977	VITAMINES C, B2, solution buvable	H3 (HCUBE) SANTE	3113704	3400931137047	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
60873977	VITAROL, collyre en solution	NOVARTIS PHARMA	3427495	3400934274954	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
60076102	VITARUTINE, collyre en solution	EUROPHTA	3351941	3400933519414	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
63331572	VITASCORBOL 1 g, comprimé effervescent	COOPER	3324364	3400933243647	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63331572	VITASCORBOL 1 g, comprimé effervescent	COOPER	3324370	3400933243708	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
63331572	VITASCORBOL 1 g, comprimé effervescent	COOPER	3324387	3400933243876	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69653288	VITASCORBOL 1 g, granulé pour solution buvable en sachet	COOPER	3324393	3400933243937	10 sachet(s) papier aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 g
69653288	VITASCORBOL 1 g, granulé pour solution buvable en sachet	COOPER	3324401	3400933244019	20 sachet(s) papier aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 10 g
66642774	VITASCORBOL SANS SUCRE ENFANTS 200 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à la saccharine sodique	COOPER	3421788	3400934217883	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
64057409	VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam	COOPER	3354158	3400933541583	1 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
64057409	VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam	COOPER	3354164	3400933541644	2 flacon(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
61956707	VITASCORBOL SOLUBLE 1 g, granulé pour solution buvable en sachet-dose	COOPER	3416089	3400934160899	10 sachet(s)-dose(s) papier aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 5 g
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3114655	3400931146551	tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3268387	3400932683871	2 tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3330956	3400933309565	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3330962	3400933309626	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3330979	3400933309794	3 tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3337941	3400933379414	4 tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3337958	3400933379582	2 tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3418898	3400934188985	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3418906	3400934189067	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	3418912	3400934189128	3 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
69443507	VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg, comprimé	COOPER	5504656	3400955046561	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
64880129	VITASEDINE, collyre	NOVARTIS PHARMA	3351964	3400933519643	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
63290499	VITASEPTINE 10 POUR CENT, collyre	NOVARTIS PHARMA	3114690	3400931146902	1 flacon(s) de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène
69811293	VITASEPTOL 0,012 POUR CENT, collyre	EUROPTA	3177549	3400931775492	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes PVC
63601377	VITATHION, granulé effervescent en sachet-dose	SERVIER	3114715	3400931147152	20 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 5 g
60042363	VITAZINC, collyre	NOVARTIS PHARMA	3351958	3400933519582	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
61318875	VITELLINATE D'ARGENT 1 POUR CENT FAURE, collyre	EUROPTA	3218308	3400932183081	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
67495188	VITELLINATE D'ARGENT 2 POUR CENT FAURE, collyre	NOVARTIS PHARMA	3218320	3400932183203	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
62610964	VITHEPA 1 g, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441242	3400934412424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
62610964	VITHEPA 1 g, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441259	3400934412592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 40 comprimé(s)
62610964	VITHEPA 1 g, comprimé à croquer	MEDA PHARMA (FRANCE)	3441265	3400934412653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
66274607	VITHEPA 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448652	3400934486524	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
66274607	VITHEPA 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448669	3400934486692	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
66274607	VITHEPA 1 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448675	3400934486753	60 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62717560	VITHEPA 1,5 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448681	3400934486814	20 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62717560	VITHEPA 1,5 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448698	3400934486982	40 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
62717560	VITHEPA 1,5 g/5 ml, solution buvable	MEDA PHARMA (FRANCE)	3448706	3400934487064	60 ampoule(s) en verre brun de 5 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5644311	3400956443116	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5644328	3400956443284	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5644334	3400956443345	1 flacon(s) en verre de 10 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5644340	3400956443406	10 flacon(s) en verre de 10 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5644357	3400956443574	20 flacon(s) en verre de 10 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5701836	3400957018368	1 flacon(s) en verre de 3 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5701842	3400957018429	10 flacon(s) en verre de 3 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5701859	3400957018597	1 flacon(s) en verre de 20 ml
64513332	VIVAGLOBIN 160 mg/ml, solution injectable (voie sous-cutanée)	ZLB BEHRING (ALLEMAGNE)	5701865	3400957018658	2 flacon(s) en verre de 10 ml
65125763	VIVALAN 100 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3197003	3400931970033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
65125763	VIVALAN 100 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3238280	3400932382804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
61693366	VIVALAN 300 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	ASTRAZENECA	3308276	3400933082765	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 30 comprimé(s)
61693366	VIVALAN 300 mg L.P., comprimé enrobé à libération prolongée	ASTRAZENECA	5591804	3400955918042	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 100 comprimé(s)
64979796	VIVAMAG 100 mg, comprimé effervescent	MADAUS	3337970	3400933379704	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64979796	VIVAMAG 100 mg, comprimé effervescent	MADAUS	3463373	3400934633737	2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64979796	VIVAMAG 100 mg, comprimé effervescent	MADAUS	3463396	3400934633966	4 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
64979796	VIVAMAG 100 mg, comprimé effervescent	MADAUS	3463404	3400934634048	4 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
64979796	VIVAMAG 100 mg, comprimé effervescent	MADAUS	3463410	3400934634109	6 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538390	3400935383907	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538409	3400935384096	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538415	3400935384157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538421	3400935384218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538438	3400935384386	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62662270	VIVAMAG 50 mg/190 mg, comprimé pelliculé	MADAUS	3538444	3400935384447	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 80 comprimé(s)
65437414	VIVAMYNE ADULTES, comprimé à croquer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3372989	3400933729899	tube(s) polypropylène de 12 comprimé(s)
65437414	VIVAMYNE ADULTES, comprimé à croquer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3375628	3400933756284	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65437414	VIVAMYNE ADULTES, comprimé à croquer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3375634	3400933756345	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
62889460	VIVAMYNE ENFANTS, comprimé à croquer	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3342356	3400933423568	1 flacon(s) polyéthylène de 24 comprimé(s)
63668632	VIVAMYNE MULTI, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3433886	3400934338861	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
63668632	VIVAMYNE MULTI, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3433892	3400934338922	1 flacon(s) polyéthylène de 20 comprimé(s)
63668632	VIVAMYNE MULTI, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3433900	3400934339004	1 flacon(s) polyéthylène de 30 comprimé(s)
63668632	VIVAMYNE MULTI, comprimé enrobé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3433917	3400934339172	1 flacon(s) polyéthylène de 10 comprimé(s)
62192618	VIVAMYNE TONIQUE, comprimé effervescent	WYETH SANTE FAMILIALE	3490789	3400934907890	film(s) thermosoudé(s) papier aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 16 comprimé(s)
63842638	VIVAMYNE TONIQUE, comprimé enrobé	WYETH SANTE FAMILIALE	3531985	3400935319852	1 flacon(s) polyéthylène de 15 comprimé(s)
65295064	VIVANZA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618456	3400936184565	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
65295064	VIVANZA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618462	3400936184626	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
65295064	VIVANZA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618479	3400936184794	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
65295064	VIVANZA 10 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618485	3400936184855	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
64001410	VIVANZA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618491	3400936184916	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
64001410	VIVANZA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618516	3400936185166	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
64001410	VIVANZA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618522	3400936185227	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
64001410	VIVANZA 20 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618539	3400936185395	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
66119336	VIVANZA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618404	3400936184046	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 2 comprimé(s)
66119336	VIVANZA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618410	3400936184107	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 4 comprimé(s)
66119336	VIVANZA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618427	3400936184275	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 8 comprimé(s)
66119336	VIVANZA 5 mg, comprimé pelliculé	BAYER AG	3618433	3400936184336	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 12 comprimé(s)
66958249	VIVAXIM, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR	3612117	3400936121171	1 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension avec aiguille(s)
66958249	VIVAXIM, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR	3612123	3400936121232	10 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension avec aiguille(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66958249	VIVAXIM, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR	3612146	3400936121461	1 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension
66958249	VIVAXIM, suspension et solution pour suspension injectable en seringue préremplie à double compartiment. Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique (polyosidique)	SANOFI PASTEUR	3612152	3400936121522	10 seringue(s) préremplie(s) bicompartimenté(e)(s)/à 2 compartiments en verre de 0,5 ml de solution + 0,5 ml de suspension
69099757	VIVELLEDOT 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585892	3400935858924	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
69099757	VIVELLEDOT 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585900	3400935859006	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
69099757	VIVELLEDOT 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585917	3400935859174	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
64194443	VIVELLEDOT 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655730	3400936557307	2 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
64194443	VIVELLEDOT 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655747	3400936557475	8 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
64194443	VIVELLEDOT 25 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3655753	3400936557536	24 sachet(s) aluminium de 1 dispositif(s)
69953524	VIVELLEDOT 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585797	3400935857972	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
69953524	VIVELLEDOT 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585805	3400935858054	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
69953524	VIVELLEDOT 37,5 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585811	3400935858115	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65567767	VIVELLEDOT 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585828	3400935858283	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65567767	VIVELLEDOT 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585834	3400935858344	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
65567767	VIVELLEDOT 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585840	3400935858405	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
62363396	VIVELLEDOT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585857	3400935858573	boîte de 2 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
62363396	VIVELLEDOT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585863	3400935858634	boîte de 8 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
62363396	VIVELLEDOT 75 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	NOVARTIS PHARMA	3585886	3400935858863	boîte de 24 dispositifs transdermiques en sachets (aluminium)
67943780	VIVENE, comprimé pelliculé	CILFA DEVELOPPEMENT	3324080	3400933240806	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s)
67943780	VIVENE, comprimé pelliculé	CILFA DEVELOPPEMENT	3324097	3400933240974	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 60 comprimé(s)
67255314	VIVENE, gel	JOLLY JATEL	3448209	3400934482090	1 tube(s) aluminium de 100 g
62459793	VOCADYS, pâte à sucer	COOPER	3268447	3400932684472	1 boîte(s) polypropylène de 30 pâte(s)
66745607	VOGALENE 0,1 %, solution buvable en flacon	SCHWARZ PHARMA	3171481	3400931714811	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène polystyrène
67455005	VOGALENE 0,4 POUR CENT, solution buvable en flacon	SCHWARZ PHARMA	3114968	3400931149682	1 flacon(s) en verre de 30 ml - avec compte-gouttes
67455005	VOGALENE 0,4 POUR CENT, solution buvable en flacon	SCHWARZ PHARMA	5547418	3400955474180	1 flacon(s) en verre de 100 ml - avec compte-gouttes
61264153	VOGALENE 10 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	SCHWARZ PHARMA	3114945	3400931149453	10 ampoule(s) en verre de 1 ml
61264153	VOGALENE 10 mg/1 ml, solution injectable en ampoule	SCHWARZ PHARMA	5506193	3400955061939	50 ampoule(s) en verre de 1 ml
69503737	VOGALENE 15 mg, gélule	SCHWARZ PHARMA	3205441	3400932054411	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
65292716	VOGALENE 2,5 mg, comprimé enrobé	SCHWARZ PHARMA	3114951	3400931149514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)
69853538	VOGALENE 5 mg ENFANT ET NOURRISSON, suppositoire	SCHWARZ PHARMA	3344579	3400933445799	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 suppositoire(s)
69853538	VOGALENE 5 mg ENFANT ET NOURRISSON, suppositoire	SCHWARZ PHARMA	5512839	3400955128397	40 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 suppositoire(s)
63610522	VOGALENE 5 mg, suppositoire sécable	SCHWARZ PHARMA	3649793	3400936497931	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 suppositoire(s)
68318931	VOGALENE LYOC 7,5 mg, lyophilisat oral	SCHWARZ PHARMA	3331625	3400933316259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 lyophilisat(s)
61183089	VOGALIB 7,5 mg, lyophilisat oral	SCHWARZ PHARMA	3634828	3400936348288	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 lyophilisat(s)
63669588	VOLDAL 1 POUR CENT, gel pour application cutanée	NOVARTIS PHARMA	3407630	3400934076305	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
63669588	VOLDAL 1 POUR CENT, gel pour application cutanée	NOVARTIS PHARMA	3407647	3400934076473	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
61907717	VOLDAL 100 mg, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3291245	3400932912452	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 suppositoire(s)
68405795	VOLDAL 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3291067	3400932910670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68405795	VOLDAL 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3400131	3400934001314	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68405795	VOLDAL 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	5556009	3400955560098	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68405795	VOLDAL 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	5594487	3400955944874	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66584214	VOLDAL 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3291073	3400932910731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66584214	VOLDAL 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	5556015	3400955560159	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61286566	VOLDAL 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3291096	3400932910960	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
61286566	VOLDAL 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5556021	3400955560210	50 ampoule(s) en verre de 3 ml
61286566	VOLDAL 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5556392	3400955563921	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
68597210	VOLDAL ENFANTS 25 mg, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3291251	3400932912513	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 10 suppositoire(s)
68597210	VOLDAL ENFANTS 25 mg, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3291268	3400932912681	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 15 suppositoire(s)
66649509	VOLDAL LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3291110	3400932911103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 15 comprimé(s)
66649509	VOLDAL LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3291127	3400932911271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
65779193	VOLDAL LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359405	3400933594053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 20 comprimé(s)
65779193	VOLDAL LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359411	3400933594114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium polyéthylène de 30 comprimé(s)
65779193	VOLDAL LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359428	3400933594282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65779193	VOLDAL LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359434	3400933594343	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
68533841	VOLTAMICINE, collyre	NOVARTIS PHARMA	3448095	3400934480959	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3407653	3400934076534	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3635408	3400936354081	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723029	3400937230292	1 tube(s) laminé aluminium de 50 g
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723035	3400937230353	1 tube(s) laminé aluminium de 60 g
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3754633	3400937546331	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
60851678	VOLTARENACTIGO 1 POUR CENT, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3754656	3400937546560	1 tube(s) laminé aluminium de 10 g
64904434	VOLTARENDOLO 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3553248	3400935532480	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64904434	VOLTARENDOLO 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3553254	3400935532541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64904434	VOLTARENDOLO 12,5 mg, comprimé enrobé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3594112	3400935941121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62746658	VOLTARENE 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3386856	3400933868567	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
62746658	VOLTARENE 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3386862	3400933868628	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
62746658	VOLTARENE 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3386879	3400933868796	100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml
62809197	VOLTARENE 0,1 POUR CENT, collyre en solution	NOVARTIS PHARMA	3323287	3400933232870	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml
66691390	VOLTARENE 100 mg, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3221434	3400932214341	film(s) thermosoudé(s) aluminium polyéthylène polypropylène de 10 suppositoire(s)
65215068	VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3189529	3400931895299	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
65215068	VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3197871	3400931978718	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
65215068	VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3381445	3400933814458	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65215068	VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3381451	3400933814519	10 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62431527	VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	NOVARTIS PHARMA	3235117	3400932351176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68948346	VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	3245222	3400932452224	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
68948346	VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5528361	3400955283614	50 ampoule(s) en verre de 3 ml
68948346	VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable	NOVARTIS PHARMA	5554944	3400955549444	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
63855240	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3288697	3400932886975	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
63855240	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3288705	3400932887057	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
63855240	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723041	3400937230414	1 tube(s) laminé aluminium de 50 g
63855240	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3723058	3400937230582	1 tube(s) laminé aluminium de 100 g
64212457	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3589453	3400935894533	1 flacon(s) pressurisé(s) polyéthylène aluminium de 50 ml
64212457	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3589476	3400935894762	1 flacon(s) pressurisé(s) polyéthylène aluminium de 75 ml
64212457	VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel en flacon pressurisé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3589513	3400935895134	1 flacon(s) pressurisé(s) polyéthylène aluminium de 100 ml
67001351	VOLTARENE ENFANT, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3223953	3400932239535	plaquette(s) thermoformée(s) de 10 suppositoire(s)
67001351	VOLTARENE ENFANT, suppositoire	NOVARTIS PHARMA	3227359	3400932273591	plaquette(s) thermoformée(s) de 15 suppositoire(s)
63225081	VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3246049	3400932460496	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 15 comprimé(s)
63225081	VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3246055	3400932460557	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 30 comprimé(s)
63225081	VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3307012	3400933070120	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 14 comprimé(s)
63225081	VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3307029	3400933070298	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 28 comprimé(s)
60980979	VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359196	3400933591960	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 20 comprimé(s)
60980979	VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359204	3400933592042	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium polyéthylène PVC de 30 comprimé(s)
60980979	VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359345	3400933593452	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 20 comprimé(s)
60980979	VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3359351	3400933593513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
60980979	VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3459561	3400934595615	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556034	3400935560346	1 flacon(s) en verre de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556040	3400935560407	1 flacon(s) en verre de 500 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556057	3400935560575	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556063	3400935560636	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556086	3400935560865	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3556092	3400935560926	1 poche(s) polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3562945	3400935629456	1 poche(s) polyester copolymère polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3562968	3400935629685	1 poche(s) polyester copolymère polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène suremballée/surpochée de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3562980	3400935629807	1 poche(s) polyester copolymère polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3563005	3400935630056	1 poche(s) polyester copolymère polyéthylène polypropylène styrène éthylène butadiène de 500 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3567368	3400935673688	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) suremballée/surpochée de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3567380	3400935673800	1 poche(s) PVC (PERFUFLEX) suremballée/surpochée de 500 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674035	3400936740358	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 250 ml
67941758	VOLUVEN, solution pour perfusion	FRESENIUS KABI FRANCE	3674041	3400936740419	1 poche(s) polypropylène SIS : styrène-isoprène-styrène styrène éthylène butadiène suremballée(s)/surpochée(s) de 500 ml
67253128	VOXPAX, comprimé	LEHNING	3307615	3400933076153	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
61368700	VOXYL, pastille	PLANTES ET MEDECINES	3617273	3400936172739	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)
60789493	VULCASE 9 mg, comprimés enrobés	TEOFARMA	3115092	3400931150923	tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63739951	VUNEXIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644560	3400936445604	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 2 comprimé(s)
63739951	VUNEXIN 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644577	3400936445772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 12 comprimé(s)
69968871	VUNEXIN 0,5 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644583	3400936445833	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69968871	VUNEXIN 0,5 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644608	3400936446083	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
60292751	VUNEXIN 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644614	3400936446144	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
60292751	VUNEXIN 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644620	3400936446205	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
63817994	VUNEXIN 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644637	3400936446373	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
63817994	VUNEXIN 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644643	3400936446434	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
63767648	VYTORIN 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696172	3400936961722	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 28 comprimé(s)
63767648	VYTORIN 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696189	3400936961890	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 30 comprimé(s)
63767648	VYTORIN 10 mg/10 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671414	3400956714148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium polyamide de 50 comprimé(s)
69705404	VYTORIN 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696195	3400936961951	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69705404	VYTORIN 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696203	3400936962033	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69705404	VYTORIN 10 mg/20 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671420	3400956714209	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64840704	VYTORIN 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696226	3400936962262	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64840704	VYTORIN 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	3696232	3400936962323	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64840704	VYTORIN 10 mg/40 mg, comprimé	MERCK SHARP & DOHME (GRANDE BRETAGNE)	5671437	3400956714377	plaquette(s) thermoformée(s) polychlorotrifluoroéthylène PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66978718	WARTEC 0,5 POUR CENT, solution pour application locale	STIEFEL	3327061	3400933270612	1 flacon(s) en verre brun de 3 ml avec 30 applicateur polypropylène
69436256	WELLCOPRIM 300 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3241891	3400932418916	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69436256	WELLCOPRIM 300 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3251607	3400932516070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66955317	WELLVONE 750 mg/5 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3657278	3400936572782	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 226 ml avec cuillère-mesure polypropylène
67624035	WILFACTIN 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5645138	3400956451388	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre de 10 ml avec dispositif(s) de transfert avec filtre(s) avec aiguille(s)
69970324	WILSTART, poudres et solvants pour solution injectable	LFB-BIOMEDICAMENTS	5645167	3400956451678	1 flacon(s) en verre de 1000 UI - 1 flacon(s) en verre de 10 ml - 1 flacon(s) en verre de 500 UI - 1 flacon(s) en verre de 5 ml avec dispositif(s) de transfert avec filtre(s) avec aiguille(s)
63374666	WILZIN 25 mg, gélule	ORPHAN EUROPE	3651755	3400936517554	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
68269313	WILZIN 50 mg, gélule	ORPHAN EUROPE	3651761	3400936517615	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 250 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3474017	3400934740176	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3474023	3400934740237	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3474046	3400934740466	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3705333	3400937053334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 10 comprimé(s)
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3705356	3400937053563	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 30 comprimé(s)
62007553	WINDEZE 125 mg, comprimé à croquer	GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC	3705362	3400937053624	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène aluminium-ACLAR de 50 comprimé(s)
68334241	WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457496	3400934574962	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
68334241	WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457504	3400934575044	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
68334241	WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457510	3400934575105	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
68334241	WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570152	3400935701527	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
68334241	WYTENS 10 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570169	3400935701695	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
67743961	WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457384	3400934573842	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
67743961	WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457390	3400934573903	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
67743961	WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457409	3400934574092	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
67743961	WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570100	3400935701008	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67743961	WYTENS 2,5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570117	3400935701176	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
67409050	WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457438	3400934574382	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
67409050	WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457444	3400934574443	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
67409050	WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3457450	3400934574504	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)
67409050	WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570123	3400935701237	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 50 comprimé(s)
67409050	WYTENS 5 mg/6,25 mg, comprimé pelliculé	WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE	3570146	3400935701466	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
64296409	X PREP, poudre orale en sachet	MEDA PHARMA (FRANCE)	3239776	3400932397761	1 sachet(s) de 5 g
64296409	X PREP, poudre orale en sachet	MEDA PHARMA (FRANCE)	5527752	3400955277521	30 sachet(s) de 5 g
64296409	X PREP, poudre orale en sachet	MEDA PHARMA (FRANCE)	5528013	3400955280132	20 sachet(s) de 5 g
64599534	XAGRID 0,5 mg, gélule	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS (ROYAUME- UNI)	3651790	3400936517905	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 100 gélule(s)
63781007	XALACOM, collyre en solution	PFIZER HOLDING FRANCE	3576025	3400935760258	1 flacon(s) avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
63781007	XALACOM, collyre en solution	PFIZER HOLDING FRANCE	3576031	3400935760319	3 flacon(s) avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 2,5 ml
60047271	XALATAN 0,005 POUR CENT, collyre en solution	PFIZER HOLDING FRANCE	3438406	3400934384066	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 2,5 ml
60047271	XALATAN 0,005 POUR CENT, collyre en solution	PFIZER HOLDING FRANCE	3438412	3400934384127	3 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 2,5 ml
69847791	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3255806	3400932558063	1 flacon(s) en plastique de 50 comprimé(s)
69847791	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3264449	3400932644490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69847791	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541054	3400955410546	1 flacon(s) en plastique de 100 comprimé(s)
69847791	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541083	3400955410836	film(s) thermosoudé(s) de 100 comprimé(s)
69847791	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5542183	3400955421832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60647049	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3255812	3400932558124	1 flacon(s) en plastique de 50 comprimé(s)
60647049	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3264455	3400932644551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60647049	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541060	3400955410607	1 flacon(s) en plastique de 100 comprimé(s)
60647049	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541108	3400955411086	film(s) thermosoudé(s) de 100 comprimé(s)
60647049	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5542208	3400955422082	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67426893	XANAX 1 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	3255829	3400932558292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67426893	XANAX 1 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541077	3400955410775	1 flacon(s) en plastique de 100 comprimé(s)
67426893	XANAX 1 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5541114	3400955411147	film(s) thermosoudé(s) de 100 comprimé(s)
67426893	XANAX 1 mg, comprimé sécable	PFIZER HOLDING FRANCE	5542214	3400955422143	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3368114	3400933681142	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 10 comprimé(s)
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3368120	3400933681203	1 flacon(s) brun en verre de 10 comprimé(s)
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3368137	3400933681371	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3368143	3400933681432	1 flacon(s) en verre brun de 20 comprimé(s)
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3368172	3400933681722	1 flacon(s) en verre brun de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67499140	XANTALFENE 200 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3459377	3400934593772	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)
62724697	XANTHIUM L P 300 mg, gélule à libération prolongée	SMB	3362844	3400933628444	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
63820392	XANTHIUM L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	SMB	3315359	3400933153595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
63820392	XANTHIUM L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	SMB	3315365	3400933153656	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
60181562	XANTHIUM L.P. 400 mg, gélule à libération prolongée	SMB	3315371	3400933153717	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60181562	XANTHIUM L.P. 400 mg, gélule à libération prolongée	SMB	3315388	3400933153885	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
64068708	XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3301601	3400933016012	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64068708	XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3301618	3400933016180	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)
64068708	XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	3301624	3400933016241	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64068708	XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé	SANOFI AVENTIS FRANCE	5562323	3400955623236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62268208	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3366150	3400933661502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62268208	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3366167	3400933661670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
62268208	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3366173	3400933661731	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
62268208	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3366196	3400933661960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
62268208	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5581444	3400955814443	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60443609	XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3511043	3400935110435	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60443609	XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	3511066	3400935110664	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60443609	XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5616237	3400956162376	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
60443609	XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée	SANOFI AVENTIS FRANCE	5616243	3400956162437	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
61921179	XECAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	5001458	3400950014589	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61921179	XECAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	5576503	3400955765035	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
67057535	XECAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5001145	3400950011458	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67057535	XECAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5001151	3400950011519	1 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
67057535	XECAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5579192	3400955791928	50 cartouche(s) en verre de 2,2 ml
67057535	XECAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5579217	3400955792178	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
68878702	XECAINE 3 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5003322	3400950033221	1 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
68878702	XECAINE 3 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5003339	3400950033399	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
68878702	XECAINE 3 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5569897	3400955698975	50 cartouche(s) en verre de 2,2 ml
68878702	XECAINE 3 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576489	3400955764892	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
68878702	XECAINE 3 POUR CENT SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576495	3400955764953	50 cartouche(s) en verre de 2,2 ml
69771849	XELODA 150 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3657456	3400936574564	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 10 comprimé(s)
65918903	XELODA 500 mg, comprimé pelliculé	ROCHE REGISTRATION	3657462	3400936574625	12 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 10 comprimé(s)
62463044	XENAZINE 25 mg, comprimé sécable	OPI	3693191	3400936931916	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 112 comprimé(s)
63555531	XENETIX 150 (150 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3538987	3400935389879	1 flacon(s) en verre de 100 ml
63555531	XENETIX 150 (150 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3538993	3400935389930	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65151612	XENETIX 200 (200 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3539001	3400935390011	1 flacon(s) en verre de 100 ml
65151612	XENETIX 200 (200 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3539018	3400935390189	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377610	3400933776107	1 flacon(s) en verre de 50 ml
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'Iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377627	3400933776275	1 flacon(s) en verre de 100 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377633	3400933776336	1 flacon(s) en verre de 200 ml
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377656	3400933776565	1 flacon(s) en verre de 500 ml
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377662	3400933776626	1 flacon(s) de 50 ml avec matériel(s) de perfusion(s) polypropylène PVC
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601595	3400956015955	25 flacon(s) en verre de 50 ml
60407463	XENETIX 250 (250 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601603	3400956016037	10 flacon(s) en verre de 100 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377053	3400933770532	1 flacon(s) en verre de 200 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377076	3400933770761	1 flacon(s) en verre de 500 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377082	3400933770822	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec matériel(s) de perfusion polypropylène PVC
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377099	3400933770990	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec matériel(s) de perfusion polypropylène PVC
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377679	3400933776794	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377685	3400933776855	1 flacon(s) en verre de 50 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377691	3400933776916	1 flacon(s) en verre de 60 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377716	3400933777166	1 flacon(s) en verre de 100 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377722	3400933777227	1 flacon(s) en verre de 150 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3466242	3400934662423	1 flacon(s) en verre de 75 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691447	3400936914476	1 poche(s) polypropylène de 100 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691453	3400936914537	10 poche(s) polypropylène de 100 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691476	3400936914766	1 poche(s) polypropylène de 150 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691482	3400936914827	10 poche(s) polypropylène de 150 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691499	3400936914995	1 poche(s) polypropylène de 200 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691507	3400936915077	10 poche(s) polypropylène de 200 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691513	3400936915138	1 poche(s) polypropylène de 500 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691536	3400936915367	10 poche(s) polypropylène de 500 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601572	3400956015726	25 flacon(s) en verre de 50 ml
68324489	XENETIX 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601589	3400956015894	10 flacon(s) en verre de 100 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377107	3400933771072	1 flacon(s) en verre de 20 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377113	3400933771133	1 flacon(s) en verre de 50 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377136	3400933771362	1 flacon(s) en verre de 100 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377142	3400933771423	1 flacon(s) en verre de 150 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377159	3400933771591	1 flacon(s) en verre de 200 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377165	3400933771652	1 flacon(s) en verre de 500 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377171	3400933771713	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec matériel(s) de perfusion polypropylène PVC
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3377188	3400933771881	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec matériel(s) de perfusion polypropylène PVC
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3379106	3400933791063	1 flacon(s) en verre de 60 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3466259	3400934662591	1 flacon(s) en verre de 75 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691542	3400936915428	1 poche(s) polypropylène de 100 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691559	3400936915596	10 poche(s) polypropylène de 100 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691565	3400936915657	1 poche(s) polypropylène de 150 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691571	3400936915718	10 poche(s) polypropylène de 150 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691588	3400936915886	1 poche(s) polypropylène de 200 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691594	3400936915947	10 poche(s) polypropylène de 200 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691602	3400936916029	1 poche(s) polypropylène de 500 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	3691619	3400936916197	10 poche(s) polypropylène de 500 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601543	3400956015436	25 flacon(s) en verre de 50 ml
66613769	XENETIX 350 (350 mg d'iode/ml), solution injectable	GUERBET	5601566	3400956015665	10 flacon(s) en verre de 100 ml
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478067	3400934780677	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 21 gélule(s)
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478073	3400934780738	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 42 gélule(s)
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478096	3400934780967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC de 84 gélule(s)
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478104	3400934781049	1 flacon(s) en verre de 21 gélule(s)
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478110	3400934781100	1 flacon(s) en verre de 42 gélule(s)
65715632	XENICAL 120 mg, gélule	ROCHE REGISTRATION	3478127	3400934781278	1 flacon(s) en verre de 84 gélule(s)
60587641	XENID 1 POUR CENT, gel	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3338490	3400933384906	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60587641	XENID 1 POUR CENT, gel	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3338509	3400933385095	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
60587641	XENID 1 POUR CENT, gel	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3338515	3400933385156	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60493170	XENID 100 mg, suppositoire	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300168	3400933001681	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
60493170	XENID 100 mg, suppositoire	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300174	3400933001742	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 20 suppositoire(s)
66316419	XENID 25 mg, comprimé enrobé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300205	3400933002053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66316419	XENID 25 mg, comprimé enrobé	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300211	3400933002114	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62733792	XENID 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300180	3400933001803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62733792	XENID 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300197	3400933001971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60743421	XENID 75 mg/3 ml, solution injectable IM	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3302569	3400933025694	2 ampoule(s) en verre de 3 ml
60743421	XENID 75 mg/3 ml, solution injectable IM	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3352886	3400933528867	6 ampoule(s) en verre de 3 ml
60743421	XENID 75 mg/3 ml, solution injectable IM	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5561648	3400955616481	10 ampoule(s) en verre de 3 ml
60533782	XENID ENFANTS 25 mg, suppositoire	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300151	3400933001513	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 10 suppositoire(s)
64544484	XENID L P 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300228	3400933002282	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
64544484	XENID L P 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3300234	3400933002343	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66051846	XENON [133 Xe] 15 mCi/ml, solution injectable ORIS.[Référence XE-133-S-2C2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545678	3400955456780	1 cartouche(s) de 555 MBq/ml
65707607	XENON [133 Xe] 2 mCi/ml, solution injectable ORIS [Référence XE-133-S-2A2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545655	3400955456551	1 cartouche(s) de 74 MBq/ml
65796328	XENON [133 Xe] 3,7 GBq, Amersham Health, gaz pour inhalation en récipient multidoses [Code XAG 2P]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623378	3400956233786	1 récipient(s) multidose(s) de 3,7 GBq
65362253	XENON [133 Xe] 3,7 GBq, gaz pour inhalation en récipient multidose, CIS BIO INTERNATIONAL [référence : XE-133-G-3-A]	CIS BIO INTERNATIONAL	5612340	3400956123407	1 récipient(s) multidose(s) polyester polyéthylène métallisé de 3,7 GBq
64258604	XENON [133 Xe] 5 mCi/ml, solution injectable ORIS. [Référence XE-133-S-2B2]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545661	3400955456612	1 cartouche(s) de 185 MBq/ml
63526907	XENON [133 Xe] 7,4 GBq, Amersham Health, gaz pour inhalation en récipient multidoses [Code XAG 2P]	GE HEALTHCARE (FRANCE)	5623384	3400956233847	1 récipient(s) multidose(s) de 7,4 GBq
60434631	XENON [133 Xe] 7,4 GBq, gaz pour inhalation en récipient multidose, CIS BIO INTERNATIONAL [Référence : XE-133-G-3-B]	CIS BIO INTERNATIONAL	5612357	3400956123575	1 récipient(s) multidose(s) polyester polyéthylène métallisé de 7,4 GBq
69308769	XENON [133 Xe] 925 MBq BRISTOL MYERS SQUIBB, gaz pour inhalation en flacon [Réf : XE-133-GV-5 (925 MBq)]	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA BELGIUM	5623533	3400956235339	1 flacon(s) siliconé(e) en verre de 925 MBq
67681666	XENON [133 Xe], FORME GAZEUSE, 10 mCi/ml, ORIS. [Référence XE-133-G-2-E]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545721	3400955457213	1 cartouche(s) de 370 MBq/ml
66911751	XENON [133 Xe], FORME GAZEUSE, 2 mCi/ml, ORIS. [Référence XE-133-G-2-A]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545684	3400955456841	1 cartouche(s) de 74 MBq/ml
68908693	XENON [133 Xe], FORME GAZEUSE, 20 mCi/ml, ORIS. [Référence XE-133-G-2-C]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545709	3400955457091	1 cartouche(s) de 740 MBq/ml
60773464	XENON [133 Xe], FORME GAZEUSE, 5 mCi/ml, ORIS. [Référence XE-133-G-2-B]	CIS BIO INTERNATIONAL	5545690	3400955456902	1 cartouche(s) de 185 MBq
64281567	XENON [133 Xe], gaz pour inhalation en ampoule de 2 ml, CIS BIO INTERNATIONAL [Référence : XE-133-GA (2 ml)]	CIS BIO INTERNATIONAL	5612311	3400956123117	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67383470	XENON [133 Xe], gaz pour inhalation en ampoule de 40 ml, CIS BIO INTERNATIONAL [Référence : XE-133-GA (40 ml)]	CIS BIO INTERNATIONAL	5612334	3400956123346	1 ampoule(s) en verre de 40 ml
69089948	XENON [133 Xe], gaz pour inhalation en ampoule de 5 ml, CIS BIO INTERNATIONAL [Référence : XE-133-GA (5 ml)]	CIS BIO INTERNATIONAL	5612328	3400956123285	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
60784119	XIGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684542	3400936845428	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60784119	XIGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684559	3400936845596	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60784119	XIGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684565	3400936845657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60784119	XIGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684571	3400936845718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60784119	XIGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665862	3400956658626	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68437960	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659053	3400936590533	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68437960	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659076	3400936590762	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68437960	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659082	3400936590823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68437960	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659099	3400936590991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68437960	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659107	3400936591073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68481533	XIGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684140	3400936841406	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68481533	XIGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684157	3400936841574	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68481533	XIGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684163	3400936841635	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68481533	XIGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684186	3400936841864	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68481533	XIGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665750	3400956657506	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61825519	XIGRIS 20 mg, poudre pour solution pour perfusion	ELI LILLY (PAYS BAS)	5642559	3400956425594	1 flacon(s) en verre
65850594	XIGRIS 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	ELI LILLY (PAYS BAS)	5642542	3400956425426	1 flacon(s) en verre
66266891	XIMOS 125 mg, granulés pour suspension buvable en sachet	SAINT GERMAIN	3340417	3400933404178	8 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 4177 mg

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61570958	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	SAINT GERMAIN	3340423	3400933404239	1 flacon(s) en verre de 33,8 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61570958	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	SAINT GERMAIN	3340446	3400933404468	1 flacon(s) en verre de 42,2 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61570958	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	SAINT GERMAIN	3340452	3400933404529	1 flacon(s) en verre de 59,1 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61570958	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	SAINT GERMAIN	3340469	3400933404697	1 flacon(s) en verre de 67,5 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61570958	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	SAINT GERMAIN	3340475	3400933404758	1 flacon(s) en verre de 84,4 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
60204267	XIMOS 250 mg ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet	SAINT GERMAIN	3340400	3400933404000	8 sachet(s) papier aluminium polyéthylène P-A-M-éthylène (SURLYN) de 8354 mg
66185852	XIPABETA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684447	3400936844476	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66185852	XIPABETA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684453	3400936844537	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66185852	XIPABETA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684476	3400936844766	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66185852	XIPABETA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684482	3400936844827	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66185852	XIPABETA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665833	3400956658336	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66036755	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659225	3400936592254	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66036755	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659231	3400936592315	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66036755	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659248	3400936592483	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66036755	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659254	3400936592544	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66036755	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659260	3400936592605	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64133757	XIPABETA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670712	3400936707122	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64133757	XIPABETA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670729	3400936707290	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64133757	XIPABETA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670735	3400936707351	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64133757	XIPABETA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670741	3400936707412	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64133757	XIPABETA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665709	3400956657094	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60240313	XIPADIU 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684329	3400936843295	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60240313	XIPADIU 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684335	3400936843356	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60240313	XIPADIU 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684341	3400936843417	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60240313	XIPADIU 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684358	3400936843585	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60240313	XIPADIU 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665804	3400956658046	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60274924	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658906	3400936589063	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
60274924	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658912	3400936589124	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
60274924	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658929	3400936589292	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60274924	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658935	3400936589353	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
60274924	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658941	3400936589414	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62832527	XIPADIU 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684022	3400936840225	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62832527	XIPADIU 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684039	3400936840393	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62832527	XIPADIU 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684045	3400936840454	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62832527	XIPADIU 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684051	3400936840515	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62832527	XIPADIU 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665721	3400956657216	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65329520	XIPAGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684499	3400936844995	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65329520	XIPAGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684507	3400936845077	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65329520	XIPAGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684513	3400936845138	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65329520	XIPAGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684536	3400936845367	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65329520	XIPAGAMMA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665856	3400956658565	plaque(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62632245	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658881	3400936588813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62632245	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658898	3400936588981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62632245	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3672065	3400936720657	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62632245	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3672071	3400936720718	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62632245	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3672088	3400936720886	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63052665	XIPAGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684192	3400936841925	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
63052665	XIPAGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684200	3400936842007	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
63052665	XIPAGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684217	3400936842175	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
63052665	XIPAGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684223	3400936842236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63052665	XIPAGAMMA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665767	3400956657674	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66897262	XIPALPHA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670675	3400936706750	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66897262	XIPALPHA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670681	3400936706811	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66897262	XIPALPHA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670698	3400936706989	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66897262	XIPALPHA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3670706	3400936707061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66897262	XIPALPHA 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665690	3400956656905	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61317549	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658958	3400936589582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61317549	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658964	3400936589643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61317549	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658970	3400936589704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61317549	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658987	3400936589872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61317549	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3658993	3400936589933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62817379	XIPALPHA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684068	3400936840683	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
62817379	XIPALPHA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684074	3400936840744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
62817379	XIPALPHA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684080	3400936840805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62817379	XIPALPHA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684097	3400936840973	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
62817379	XIPALPHA 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665738	3400956657384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66617618	XIPAMIDE WÖRWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684401	3400936844018	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66617618	XIPAMIDE WÖRWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684418	3400936844186	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66617618	XIPAMIDE WÖRWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684424	3400936844247	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66617618	XIPAMIDE WÖRWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684430	3400936844308	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66617618	XIPAMIDE WÖRWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665827	3400956658275	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65218744	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659113	3400936591134	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65218744	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659136	3400936591363	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65218744	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659142	3400936591424	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65218744	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659159	3400936591592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65218744	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659165	3400936591653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65204698	XIPAMIDE WÖRWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684105	3400936841055	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65204698	XIPAMIDE WÖRWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684111	3400936841116	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65204698	XIPAMIDE WÖRWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684128	3400936841284	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65204698	XIPAMIDE WÖRWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684134	3400936841345	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65204698	XIPAMIDE WÖRWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665744	3400956657445	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66560334	XIPARETIC 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3683979	3400936839793	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
66560334	XIPARETIC 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3683985	3400936839854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66560334	XIPARETIC 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3683991	3400936839915	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66560334	XIPARETIC 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684016	3400936840164	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66560334	XIPARETIC 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665715	3400956657155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
67191032	XIPARETIC 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684281	3400936842816	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
67191032	XIPARETIC 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684298	3400936842984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67191032	XIPARETIC 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684306	3400936843066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67191032	XIPARETIC 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684312	3400936843127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
67191032	XIPARETIC 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665796	3400956657964	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64367315	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659001	3400936590014	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64367315	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659018	3400936590182	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
64367315	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659024	3400936590243	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64367315	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659030	3400936590304	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64367315	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659047	3400936590472	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61438305	XIPAWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684364	3400936843646	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
61438305	XIPAWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684370	3400936843707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
61438305	XIPAWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684387	3400936843875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
61438305	XIPAWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684393	3400936843936	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61438305	XIPAWAG 10 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665810	3400956658107	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68273322	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659171	3400936591714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
68273322	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659188	3400936591882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68273322	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659194	3400936591943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
68273322	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659202	3400936592025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
68273322	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3659219	3400936592193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65679677	XIPAWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684246	3400936842465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
65679677	XIPAWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684252	3400936842526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
65679677	XIPAWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684269	3400936842694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65679677	XIPAWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	3684275	3400936842755	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
65679677	XIPAWAG 40 mg, comprimé sécable	WORWAG PHARMA	5665773	3400956657735	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
64088867	XOGEL ADULTE, gel gingival	SEPTODONT	3376964	3400933769642	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule
68687526	XOGEL ENFANT, gel gingival	SEPTODONT	3376987	3400933769871	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule
66221622	XOLAAM, comprimé à croquer ou à sucer	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3413613	3400934136139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 40 comprimé(s)
64795700	XOLAAM, suspension buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3421802	3400934218026	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
64795700	XOLAAM, suspension buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3421819	3400934218194	1 flacon(s) en verre brun de 250 ml
64795700	XOLAAM, suspension buvable en flacon	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3421825	3400934218255	1 flacon(s) en verre brun de 500 ml
69894339	XOLAIR 150 mg, poudre et solvant pour solution injectable	NOVARTIS EUROPHARM	3702257	3400937022576	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
62988049	XOLAIR 75 mg, poudre et solvant pour solution injectable	NOVARTIS EUROPHARM	3702240	3400937022408	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 2 ml
67711223	XYLANEST 2 % ADRENALINE 1/50 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5638598	3400956385980	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
67711223	XYLANEST 2 % ADRENALINE 1/50 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5638606	3400956386062	100 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
63811176	XYLANEST 2 % ADRENALINE 1/80 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5638612	3400956386123	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
63811176	XYLANEST 2 % ADRENALINE 1/80 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5639215	3400956392155	100 cartouche(s) en verre de 1,7 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62891785	XYLANEST 2 % NORADRENALINE 1/50 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5639221	3400956392216	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
62891785	XYLANEST 2 % NORADRENALINE 1/50 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5639238	3400956392384	100 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
61680116	XYLANEST 2 % NORADRENALINE 1/80 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5639244	3400956392445	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
61680116	XYLANEST 2 % NORADRENALINE 1/80 000, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5639250	3400956392506	100 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
61943275	XYLANEST 2 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5638575	3400956385751	50 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
61943275	XYLANEST 2 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	DENTSPLY	5638581	3400956385812	100 cartouche(s) en verre de 1,7 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3421506	3400934215063	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3479210	3400934792106	1 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480880	3400934808807	1 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480897	3400934808975	5 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480905	3400934809057	10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5600650	3400956006502	10 flacon(s) en verre de 20 ml
60945259	XYLOCAINE 0,5 POUR CENT SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5614563	3400956145638	10 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3115318	3400931153184	1 ampoule(s) en verre de 5 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3422397	3400934223976	1 flacon(s) en verre de 20 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3479204	3400934792045	1 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480851	3400934808517	1 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480868	3400934808685	5 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480874	3400934808746	10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5516582	3400955165828	50 ampoule(s) en verre de 5 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5600667	3400956006670	10 flacon(s) en verre de 20 ml
60181733	XYLOCAINE 1 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5614557	3400956145577	10 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
68649778	XYLOCAINE 1 POUR CENT (200 mg/20 ml) ADRENALINE, solution injectable en flacon	ASTRAZENECA	3115212	3400931152125	1 flacon(s) en verre de 20 ml
68649778	XYLOCAINE 1 POUR CENT (200 mg/20 ml) ADRENALINE, solution injectable en flacon	ASTRAZENECA	5516599	3400955165996	10 flacon(s) en verre de 20 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3422405	3400934224058	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3479196	3400934791963	1 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480822	3400934808227	1 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480839	3400934808395	5 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	3480845	3400934808456	10 ampoule(s) polypropylène de 10 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5600673	3400956006731	10 flacon(s) en verre de 20 ml
61751079	XYLOCAINE 2 % SANS CONSERVATEUR, solution injectable	ASTRAZENECA	5614540	3400956145409	10 ampoule(s) polypropylène de 20 ml
66652284	XYLOCAINE 2 %, gel urétral en seringue préremplie	ASTRAZENECA	3634461	3400936344617	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 g
66652284	XYLOCAINE 2 %, gel urétral en seringue préremplie	ASTRAZENECA	5653244	3400956532445	10 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 g
61459178	XYLOCAINE 2 POUR CENT (400 mg/20 ml) ADRENALINE, solution injectable en flacon	ASTRAZENECA	3115241	3400931152415	1 flacon(s) en verre de 20 ml
61459178	XYLOCAINE 2 POUR CENT (400 mg/20 ml) ADRENALINE, solution injectable en flacon	ASTRAZENECA	5516576	3400955165767	10 flacon(s) en verre de 20 ml
62545178	XYLOCAINE 5 POUR CENT A LA NAPHTAZOLINE, solution pour application muqueuse	ASTRAZENECA	3115270	3400931152705	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 24 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62545178	XYLOCAINE 5 POUR CENT A LA NAPHTHAZOLINE, solution pour application muqueuse	ASTRAZENECA	5516435	3400955164357	10 flacon(s) en verre jaune(brun) de 24 ml
60822018	XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solution pour pulvérisation buccale	ASTRAZENECA	3229938	3400932299386	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 20 g avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène et avec canule(s) et pompe(s) doseuse(s) polypropylène
60822018	XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solution pour pulvérisation buccale	ASTRAZENECA	5557606	3400955576068	5 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 20 g avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène et avec canule(s) courtes polypropylène et pompe(s) doseuse(s) polypropylène
60822018	XYLOCAINE 5 POUR CENT NEBULISEUR, solution pour pulvérisation buccale	ASTRAZENECA	5557888	3400955578888	5 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 20 g avec pompe(s) doseuse(s) polypropylène et canule(s) longues en polypropylène et avec tube(s) plongeur(s) polyéthylène
62182524	XYLOCAINE 5 POUR CENT, solution pour application muqueuse	ASTRAZENECA	3115382	3400931153825	1 flacon(s) en verre brun de 24 ml
62182524	XYLOCAINE 5 POUR CENT, solution pour application muqueuse	ASTRAZENECA	5516429	3400955164296	10 flacon(s) en verre brun de 24 ml
60639248	XYLOCAINE VISQUEUSE 2 POUR CENT, gel oral	ASTRAZENECA	3115376	3400931153764	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60639248	XYLOCAINE VISQUEUSE 2 POUR CENT, gel oral	ASTRAZENECA	5516458	3400955164586	10 tube(s) aluminium verni de 100 g
65528593	XYLOCARD 2 % (20 mg/ml) INTRAVEINEUX, solution injectable	ASTRAZENECA	3749709	3400937497091	10 ampoule(s) en verre de 5 ml
65528593	XYLOCARD 2 % (20 mg/ml) INTRAVEINEUX, solution injectable	ASTRAZENECA	3778102	3400937781022	5 ampoule(s) en verre de 5 ml
61100093	XYLOCARD 5 POUR CENT, solution injectable pour perfusion	ASTRAZENECA	5509412	3400955094128	10 flacon(s) en verre de 20 ml
65191044	XYLOCONTACT, crème pour usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002989	3400950029897	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
69466438	XYLONOR 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	3177331	3400931773313	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, dans boîte métallique
69466438	XYLONOR 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576302	3400955763024	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, dans boîte carton
63467985	XYLONOR 2 % SPECIAL, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5001122	3400950011229	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, boîte métallique
63467985	XYLONOR 2 % SPECIAL, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576294	3400955762942	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, boîte carton
69356319	XYLONOR 3 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5001091	3400950010918	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, boîte métallique
69356319	XYLONOR 3 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5576319	3400955763192	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml, boîte carton
60312047	XYLONOR 3 %, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	3488999	3400934889998	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml - boîte métallique
60312047	XYLONOR 3 %, solution injectable à usage dentaire	SEPTODONT	5611978	3400956119783	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml - boîte en carton
66075758	XYLONOR, compresse imprégnée pour usage dentaire	SEPTODONT	3572671	3400935726711	1 flacon(s) en verre brun de 200 compresse(s)
62835263	XYLONOR, gel gingival	SEPTODONT	3251180	3400932511808	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
60832521	XYLONOR, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	3177288	3400931772880	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 13 ml avec applicateur aminoplaste polyéthylène basse densité (PEBD)
60832521	XYLONOR, solution pour usage dentaire	SEPTODONT	3179821	3400931798217	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml
66081953	XYLONOR, solution pour usage dentaire en flacon pulvérisateur	SEPTODONT	3175326	3400931753261	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 36 g avec pompe doseuse et avec embout polyéthylène
63182694	XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	3226897	3400932268979	5 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
63182694	XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002110	3400950021105	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
63182694	XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002127	3400950021273	100 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
63182694	XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002133	3400950021334	500 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
63182694	XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002156	3400950021563	1000 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61051162	XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	3226905	3400932269051	5 cartouche(s) en verre de 1,8 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61051162	XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002191	3400950021914	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61051162	XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002216	3400950022164	100 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61051162	XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002222	3400950022225	500 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
61051162	XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable à usage dentaire	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	5002239	3400950022393	1000 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
62915193	XYMAC, comprimé à croquer	LAVIPHARM	3474520	3400934745201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
62915193	XYMAC, comprimé à croquer	LAVIPHARM	3474537	3400934745379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 comprimé(s)
62915193	XYMAC, comprimé à croquer	LAVIPHARM	3474543	3400934745430	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 36 comprimé(s)
60913012	XYREM 500 mg/ml, solution buvable	UCB PHARMA (GRANDE-BRETAGNE)	3702352	3400937023528	1 flacon(s) polytéréphtalate (PET) jaune(brun) de 180 ml avec fermeture de sécurité enfant avec adaptateur(s) pour flacon avec dispositif(s) doseur(s) avec gobelet(s) doseur(s)
61969918	XYZALL 0,5 mg/ml, solution buvable	UCB PHARMA	3765387	3400937653879	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec fermeture de sécurité enfant avec seringue(s) pour administration orale polyéthylène basse densité (PEBD) polypropylène
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585018	3400935850188	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585024	3400935850249	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585030	3400935850300	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585047	3400935850478	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 20 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585053	3400935850539	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585076	3400935850768	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66296411	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé	UCB PHARMA	3585082	3400935850829	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 40 comprimé(s)
62245654	XYZALL 5 mg/ml, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3712617	3400937126175	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
62245654	XYZALL 5 mg/ml, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3712623	3400937126236	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
62245654	XYZALL 5 mg/ml, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3712646	3400937126465	1 flacon(s) en verre brun de 20 ml avec compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	3564341	3400935643414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	3564358	3400935643582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 9 gélule(s)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	3564364	3400935643643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	3564370	3400935643704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 gélule(s)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	3566529	3400935665294	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
61903334	YELNAC 100 mg, gélule	CS	5634614	3400956346141	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 gélule(s)
66284875	YELNAC 50 mg, gélule	CS	3564269	3400935642691	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 12 gélule(s)
66284875	YELNAC 50 mg, gélule	CS	3564275	3400935642752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
66284875	YELNAC 50 mg, gélule	CS	3564281	3400935642813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
64313246	YENTREVE 20 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	3651376	3400936513761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
64313246	YENTREVE 20 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	3659461	3400936594616	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
66056779	YENTREVE 40 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	3651382	3400936513822	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
66056779	YENTREVE 40 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	3651399	3400936513990	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 gélule(s)
66056779	YENTREVE 40 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	5658218	3400956582181	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 98 gélule(s)
66056779	YENTREVE 40 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	5658224	3400956582242	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 140 gélule(s)
66056779	YENTREVE 40 mg, gélule gastro-résistante	ELI LILLY (PAYS BAS)	5658230	3400956582303	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 98 gélule(s)
65008219	YERBALAXA, plantes pour tisane en sachet dose	IPHYM	3419053	3400934190537	10 sachet(s)-dose(s) papier de 2 g
64824949	YERBATONA, mélange de plantes pour tisane en vrac	IPHYM	3115413	3400931154136	1 sac(s) polypropylène de 150 g ou 1 sachet(s) papier de 150 g
69816276	YOCORAL 5 mg, comprimé	GLENWOOD	3537309	3400935373090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69816276	YOCORAL 5 mg, comprimé	GLENWOOD	3537315	3400935373151	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
65289129	YOHIMBINE HOUDE 2 mg, comprimé	AVENTIS	3115442	3400931154426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
65289129	YOHIMBINE HOUDE 2 mg, comprimé	AVENTIS	3255611	3400932556113	1 flacon(s) en verre de 50 comprimé(s)
65116497	YOREXELLA, comprimé enrobé	EXTERVENTIONS	3600568	3400936005686	tube(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
69064763	YOREXELLA, solution buvable	EXTERVENTIONS	3600574	3400936005747	1 flacon(s) en verre de 200 ml
65141739	YRANICID ARSENICAL, pâte pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5003049	3400950030497	1 pot(s) en verre de 6,5 g
68657821	YRANICID SANS ARSENIC, pâte pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3181918	3400931819189	1 pot(s) en verre de 4,5 g
64791997	YRANOL EUGENOLE, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5002653	3400950026537	1 flacon(s) en verre brun de 13 ml
64791997	YRANOL EUGENOLE, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5002676	3400950026766	1 flacon(s) en verre brun de 45 ml
69728456	YSE GLUTAMIQUE, comprimé pelliculé	MONIN CHANTEAUD	3453446	3400934534461	tube(s) aluminium de 40 comprimé(s)
60725448	YSE, comprimé pelliculé	MONIN CHANTEAUD	3441147	3400934411472	tube(s) aluminium de 40 comprimé(s)
65074308	YSOL 206, shampoing	RABI ET SOLABO	3265302	3400932653027	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml
65074308	YSOL 206, shampoing	RABI ET SOLABO	3265319	3400932653195	1 flacon(s) polyéthylène de 125 ml
65074308	YSOL 206, shampoing	RABI ET SOLABO	3265325	3400932653256	1 flacon(s) polyéthylène de 250 ml
65074308	YSOL 206, shampoing	RABI ET SOLABO	3265331	3400932653317	1 flacon(s) polyéthylène de 1000 ml
64895309	YSOMEGA 1 g, capsule molle	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3684594	3400936845947	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 24 capsule(s)
64895309	YSOMEGA 1 g, capsule molle	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3684602	3400936846029	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 capsule(s)
64895309	YSOMEGA 1 g, capsule molle	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3684619	3400936846197	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 60 capsule(s)
64895309	YSOMEGA 1 g, capsule molle	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3684625	3400936846258	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 capsule(s)
65491383	YTRACIS, précurseur radiopharmaceutique, en solution	CIS BIO INTERNATIONAL	5649159	3400956491599	1 flacon(s) en verre de 0,925 à 3,7 GBq
67908039	YUCCA COMPLEXE N° 110, solution buvable	LEHNING	3059488	3400930594889	1 flacon(s) en verre de 20 ml
67908039	YUCCA COMPLEXE N° 110, solution buvable	LEHNING	3401573	3400934015731	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) de 30 ml
64215250	ZACNAN 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3403365	3400934033650	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 gélule(s)
64215250	ZACNAN 100 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3403371	3400934033711	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
67579095	ZACNAN 50 mg, gélule	MERCK LIPHA SANTE	3403359	3400934033599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
67486972	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution	NOVARTIS PHARMA	3560745	3400935607454	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml avec compte-gouttes
68634477	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3560751	3400935607515	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
68634477	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3560768	3400935607683	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68634477	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3560774	3400935607744	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68634477	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3561650	3400935616500	50 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68634477	ZADITEN 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose	NOVARTIS PHARMA	3561667	3400935616678	60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml
68070293	ZADITEN 1 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3230344	3400932303441	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
68070293	ZADITEN 1 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3230350	3400932303502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 gélule(s)
68070293	ZADITEN 1 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3515845	3400935158451	1 flacon(s) en verre brun de 30 gélule(s)
68070293	ZADITEN 1 mg, gélule	NOVARTIS PHARMA	3515851	3400935158512	1 flacon(s) en verre brun de 60 gélule(s)
60067562	ZADITEN 1 mg/5 ml, solution buvable en flacon	NOVARTIS PHARMA	3244895	3400932448951	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec cuillère-mesure polypropylène
60067562	ZADITEN 1 mg/5 ml, solution buvable en flacon	NOVARTIS PHARMA	3244955	3400932449552	1 flacon(s) en verre de 200 ml avec cuillère-mesure polypropylène
67926980	ZADITEN L.P. 2 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	NOVARTIS PHARMA	3369214	3400933692148	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
63545252	ZADITEN SANS SUCRE 1 mg/5 ml, solution buvable édulcorée au sirop de glucose hydrogéné	NOVARTIS PHARMA	3387749	3400933877491	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml avec mesurette graduée polypropylène
63545252	ZADITEN SANS SUCRE 1 mg/5 ml, solution buvable édulcorée au sirop de glucose hydrogéné	NOVARTIS PHARMA	3387755	3400933877552	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec mesurette graduée polypropylène
63545252	ZADITEN SANS SUCRE 1 mg/5 ml, solution buvable édulcorée au sirop de glucose hydrogéné	NOVARTIS PHARMA	3387761	3400933877613	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml avec mesurette graduée polypropylène
63586320	ZADYL 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	3393997	3400933939977	12 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 3,3 g
63586320	ZADYL 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	ZYDUS FRANCE	5590182	3400955901822	100 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 3,3 g
60327615	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	3585691	3400935856913	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 20 comprimé(s)
60327615	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5635973	3400956359738	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 100 comprimé(s)
60327615	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636027	3400956360277	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 30 comprimé(s)
60327615	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg, comprimé pelliculé	GRUNENTHAL (FRANCE)	5636033	3400956360338	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 60 comprimé(s)
65477241	ZALLYRE 2 %, collyre en solution	EUROPHTA	3641722	3400936417229	1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml
60376391	ZALLYRE 2 %, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3769474	3400937694742	5 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
60376391	ZALLYRE 2 %, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3769480	3400937694803	10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
60376391	ZALLYRE 2 %, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3769497	3400937694971	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
60376391	ZALLYRE 2 %, collyre en solution en récipient unidose	EUROPHTA	3769505	3400937695053	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml
65917922	ZAMOCILLINE 250 mg, granulés pour suspension buvable	ZAMBON FRANCE	3236950	3400932369508	1 flacon(s) de 80 g avec cuillère-mesure
65917922	ZAMOCILLINE 250 mg, granulés pour suspension buvable	ZAMBON FRANCE	3253405	3400932534050	1 flacon(s) en verre de 60 g avec cuillère-mesure
61229138	ZAMOCILLINE 500 mg, gélule	ZAMBON FRANCE	3236967	3400932369676	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 18 gélule(s)
61229138	ZAMOCILLINE 500 mg, gélule	ZAMBON FRANCE	3244607	3400932446070	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 gélule(s)
61229138	ZAMOCILLINE 500 mg, gélule	ZAMBON FRANCE	3253411	3400932534111	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 12 gélule(s)
61229138	ZAMOCILLINE 500 mg, gélule	ZAMBON FRANCE	5528438	3400955284383	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 900 gélule(s)
67065973	ZAMUDOL 100 mg/2 ml, solution injectable	MEDA PHARMA (FRANCE)	5614801	3400956148011	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
67065973	ZAMUDOL 100 mg/2 ml, solution injectable	MEDA PHARMA (FRANCE)	5614818	3400956148189	50 ampoule(s) en verre de 2 ml
62023372	ZAMUDOL 50 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	3548678	3400935486783	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 gélule(s)
62023372	ZAMUDOL 50 mg, gélule	MEDA PHARMA (FRANCE)	5626454	3400956264544	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 100 gélule(s)
66357533	ZAMUDOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465432	3400934654329	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66357533	ZAMUDOL L.P. 100 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465449	3400934654497	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66006655	ZAMUDOL L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465455	3400934654558	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
66006655	ZAMUDOL L.P. 150 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465461	3400934654619	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
69141149	ZAMUDOL L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465478	3400934654787	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69141149	ZAMUDOL L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465484	3400934654848	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
69751088	ZAMUDOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465403	3400934654039	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30 gélule(s)
69751088	ZAMUDOL L.P. 50 mg, gélule à libération prolongée	MEDA PHARMA (FRANCE)	3465426	3400934654268	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 gélule(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3476370	3400934763700	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3476387	3400934763878	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3476393	3400934763939	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 35 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3476401	3400934764011	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3476418	3400934764189	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3722596	3400937225960	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66394873	ZANIDIP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BOUCHARA RECORDATI	3722604	3400937226042	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3599670	3400935996701	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3599687	3400935996879	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3722863	3400937228633	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	3722886	3400937228862	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	5637162	3400956371624	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 35 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	5637179	3400956371792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
69025707	ZANIDIP 20 mg, comprimé pelliculé	BOUCHARA RECORDATI	5637185	3400956371853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
60361959	ZANOSAR, lyophilisat pour préparation injectable	PFIZER HOLDING FRANCE	5619827	3400956198276	1 flacon(s) en verre de 1 g
68211317	ZANTARAC 75 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3555997	3400935559975	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 2 comprimé(s)
68211317	ZANTARAC 75 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3556005	3400935560056	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 6 comprimé(s)
68211317	ZANTARAC 75 mg, comprimé effervescent	GLAXOSMITHKLINE	3556011	3400935560117	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium polyéthylène de 12 comprimé(s)
66768050	ZANTARAC 75 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3420398	3400934203985	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 5 comprimé(s)
66768050	ZANTARAC 75 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3420406	3400934204067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 6 comprimé(s)
66768050	ZANTARAC 75 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3420636	3400934206368	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 10 comprimé(s)
66768050	ZANTARAC 75 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3420642	3400934206429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium polyamide de 12 comprimé(s)
66063065	ZARONTIN 250 mg, capsule	PFIZER	3115519	3400931155195	tube(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 50 capsule(s)
68481191	ZARONTIN 250 mg/5 ml, sirop	PFIZER	3250795	3400932507955	1 flacon(s) en verre brun de 200 ml
64211960	ZATUR 5 mg, comprimé sécable	CCD- LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHERAPIE ET DE DERMOCHIMIE	3518447	3400935184474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)
69164614	ZAVEDOS 10 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3657516	3400936575165	1 flacon(s) en verre brun de 1 gélule(s)
67551530	ZAVEDOS 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5572356	3400955723561	5 flacon(s) en verre
67551530	ZAVEDOS 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5572362	3400955723622	10 flacon(s) en verre
67551530	ZAVEDOS 10 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5574823	3400955748236	1 flacon(s) en verre
65964950	ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5610890	3400956108909	1 flacon(s) en verre de 10 ml
65964950	ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5628660	3400956286607	1 flacon(s) polypropylène de 10 ml
62499058	ZAVEDOS 20 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	5576035	3400955760351	1 flacon(s) en verre
62499058	ZAVEDOS 20 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	5576041	3400955760412	5 flacon(s) en verre

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62499058	ZAVEDOS 20 mg, lyophilisat pour usage parentéral (IV) en flacon	PFIZER HOLDING FRANCE	5576058	3400955760580	10 flacon(s) en verre
65133315	ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5610909	3400956109098	1 flacon(s) en verre de 20 ml
65133315	ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5628677	3400956286775	1 flacon(s) polypropylène de 20 ml
63101315	ZAVEDOS 25 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3657485	3400936574854	1 flacon(s) en verre brun de 1 gélule(s)
67651178	ZAVEDOS 5 mg, gélule	PFIZER HOLDING FRANCE	3657491	3400936574915	1 flacon(s) en verre brun de 1 gélule(s)
67815446	ZAVEDOS 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5572379	3400955723790	5 flacon(s) en verre
67815446	ZAVEDOS 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5572385	3400955723851	10 flacon(s) en verre
67815446	ZAVEDOS 5 mg, poudre pour solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5574846	3400955748465	1 flacon(s) en verre
60692261	ZAVEDOS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5610884	3400956108848	1 flacon(s) en verre de 5 ml
60692261	ZAVEDOS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5628654	3400956286546	1 flacon(s) polypropylène de 5 ml
65793983	ZAVESCA, 100 mg gélule	ACTELION REGISTRATION	5641169	3400956411696	4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium-ACLAR de 21 gélule(s)
66605199	ZAXEF 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3501719	3400935017192	6 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,25 g
66605199	ZAXEF 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3501725	3400935017253	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 7,25 g
68865555	ZAXEF 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3498615	3400934986154	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 1,825 g
69188608	ZAXEF 500 mg, gélule	CLL PHARMA	3498791	3400934987915	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
68529106	ZAXEF 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose	CLL PHARMA	3501642	3400935016423	12 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium de 3,625 g
65050435	ZAYITE 150 mg, comprimé pelliculé	CEDIAT MEDIFFUSION	3485110	3400934851100	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
69867573	ZAYITE 300 mg, comprimé pelliculé	CEDIAT MEDIFFUSION	3485127	3400934851278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
61433564	ZECLAR 0,5 g, poudre pour solution pour perfusion	ABBOTT FRANCE	3464390	3400934643903	1 flacon(s) en verre de 30 ml
61433564	ZECLAR 0,5 g, poudre pour solution pour perfusion	ABBOTT FRANCE	3558435	3400935584359	1 flacon(s) en verre de 15 ml
62901197	ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3456522	3400934565229	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec seringue pour administration orale polypropylène polyéthylène
62901197	ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3456539	3400934565397	1 flacon(s) en polyéthylène de 60 ml avec seringue pour administration orale polypropylène polyéthylène
62901197	ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3456545	3400934565458	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue pour administration orale polypropylène polyéthylène
62901197	ZECLAR 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3456551	3400934565519	1 flacon(s) en polyéthylène de 100 ml avec seringue pour administration orale polypropylène polyéthylène
63671347	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3340311	3400933403119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
63671347	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3448445	3400934484452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
63671347	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3448451	3400934484513	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
63671347	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3448468	3400934484681	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63671347	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3448474	3400934484742	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478506	3400934785061	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478512	3400934785122	1 flacon(s) polyéthylène de 50 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478529	3400934785290	1 flacon(s) en verre de 60 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478535	3400934785351	1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478541	3400934785412	1 flacon(s) en verre de 100 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478558	3400934785580	1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478564	3400934785641	1 flacon(s) en verre de 150 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
62311321	ZECLAR 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable	ABBOTT FRANCE	3478570	3400934785702	1 flacon(s) polyéthylène de 150 ml avec seringue pour administration orale polypropylène-polyéthylène
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3372044	3400933720445	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3372050	3400933720506	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 45 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3372067	3400933720674	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3372073	3400933720735	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 90 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3380138	3400933801380	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3382798	3400933827984	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3382806	3400933828066	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3382812	3400933828127	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 18 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3383036	3400933830366	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3464970	3400934649707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 2 comprimé(s)
67997205	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé	ABBOTT FRANCE	3464987	3400934649875	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 16 comprimé(s)
66858028	ZEEFRA 1000 mg, comprimé	BOUCHARA RECORDATI	3499810	3400934998102	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s)
62345003	ZEEFRA 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	3413122	3400934131226	12 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,3 g
62345003	ZEEFRA 250 mg, granulé pour suspension buvable en sachet-dose	BOUCHARA RECORDATI	5593364	3400955933649	100 sachet(s) aluminium polyéthylène papier de 3,3 g
63608592	ZEEFRA 500 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	3413116	3400934131165	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 12 gélule(s)
63608592	ZEEFRA 500 mg, gélule	BOUCHARA RECORDATI	5593358	3400955933588	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 100 gélule(s)
63439683	ZEFFIX 100 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3519671	3400935196712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
63439683	ZEFFIX 100 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3519688	3400935196880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 84 comprimé(s)
68427877	ZEFFIX 5 mg/ml, solution buvable	GLAXO GROUP	3519694	3400935196941	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 240 ml avec pipette(s) doseuse(s) polypropylène avec fermeture de sécurité enfant et avec adaptateur(s) pour flacon
60815664	ZELITREX 1000 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3384432	3400933844325	3 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
60615852	ZELITREX 250 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3461115	3400934611155	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
60615852	ZELITREX 250 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3461121	3400934611216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60615852	ZELITREX 250 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3461138	3400934611384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 60 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3384449	3400933844493	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 42 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3417083	3400934170836	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3432585	3400934325854	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3522420	3400935224200	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 112 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3705474	3400937054744	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	3705480	3400937054805	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67396382	ZELITREX 500 mg, comprimé enrobé	GLAXOSMITHKLINE	5608060	3400956080601	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 80 comprimé(s)
63526280	ZENALIA, comprimé sublingual	BOIRON	3609670	3400936096707	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
65643300	ZENAPAX 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	ROCHE REGISTRATION	5616214	3400956162147	1 flacon(s) en verre de 5 ml
65643300	ZENAPAX 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion	ROCHE REGISTRATION	5616220	3400956162208	3 flacon(s) en verre de 5 ml
69724479	ZENIUM 4,5 mg, gélule	ZYDUS FRANCE	3308224	3400933082246	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60344123	ZENTEL 0,2 g/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3248723	3400932487233	1 flacon(s) en verre polyéthylène de 20 ml
69731801	ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3297035	3400932970353	1 flacon(s) en verre de 10 ml
69731801	ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3297041	3400932970414	1 flacon(s) PVC de 10 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69731801	ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable	GLAXOSMITHKLINE	3297058	3400932970582	1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml
63707366	ZENTEL 200 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3248717	3400932487172	plaquette(s) thermoformée(s) de 2 comprimé(s)
65565944	ZENTEL 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3684826	3400936848269	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)
65565944	ZENTEL 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3684832	3400936848320	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
65565944	ZENTEL 400 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3684849	3400936848498	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
63715936	ZENTEL 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3297064	3400932970643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 1 comprimé(s)
63715936	ZENTEL 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5559278	3400955592785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
63715936	ZENTEL 400 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5559284	3400955592846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64808457	ZERELLA 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SCHERING (FRANCE)	3487310	3400934873102	4 sachet(s) polyester aluminium copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile de 1 dispositif(s)
64808457	ZERELLA 100 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SCHERING (FRANCE)	3487327	3400934873270	12 sachet(s) polyester aluminium copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile de 1 dispositif(s)
62013937	ZERELLA 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SCHERING (FRANCE)	3487296	3400934872969	4 sachet(s) polyester aluminium copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile de 1 dispositif(s)
62013937	ZERELLA 50 microgrammes/24 heures, dispositif transdermique	SCHERING (FRANCE)	3487304	3400934873041	12 sachet(s) polyester aluminium copolymère d'acrylate de méthyle et d'acrylonitrile de 1 dispositif(s)
61119122	ZERENE 10 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523419	3400935234193	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
61119122	ZERENE 10 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523425	3400935234254	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
61119122	ZERENE 10 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523431	3400935234315	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
68210585	ZERENE 5 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523388	3400935233882	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 7 gélule(s)
68210585	ZERENE 5 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523394	3400935233943	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 gélule(s)
68210585	ZERENE 5 mg, gélule	WYETH RESEARCH UK	3523402	3400935234025	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 gélule(s)
65448656	ZERIT 15 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413292	3400934132926	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
65448656	ZERIT 15 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413300	3400934133008	4 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
65355789	ZERIT 20 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413317	3400934133176	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
65355789	ZERIT 20 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413323	3400934133237	4 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
60536383	ZERIT 200 mg, poudre pour suspension orale	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413381	3400934133817	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 200 ml avec fermeture de sécurité enfant avec cuillère-mesure
61748827	ZERIT 30 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413346	3400934133466	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
61748827	ZERIT 30 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413352	3400934133527	4 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
64227142	ZERIT 40 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413369	3400934133695	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélule(s) avec fermeture de sécurité enfant
64227142	ZERIT 40 mg, gélule	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA (GRANDE BRETAGNE)	3413375	3400934133756	4 plaquette(s) thermoformée(s) (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 14 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65143163	ZERMAX 5 %, crème	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3639263	3400936392632	1 tube(s) aluminium de 2 g
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3317335	3400933173357	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715372	3400937153720	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715389	3400937153898	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 84 comprimé(s)
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715395	3400937153959	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3715403	3400937154031	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 91 comprimé(s)
66434780	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	5613115	3400956131150	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
66729161	ZESTRIL 20 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3299904	3400932999040	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
66729161	ZESTRIL 20 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	5591810	3400955918103	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
67284159	ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	3299910	3400932999101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67284159	ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable	ASTRAZENECA	5591827	3400955918271	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530313	3400935303134	1 flacon(s) en verre brun de 60 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530336	3400935303363	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530342	3400935303424	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530359	3400935303592	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 60 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530365	3400935303653	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
65558608	ZETAM 400 mg, comprimé pelliculé	EXPANSCIENCE	3530371	3400935303714	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530247	3400935302472	1 flacon(s) en verre brun de 45 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530253	3400935302533	1 flacon(s) en verre brun de 84 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530276	3400935302762	1 flacon(s) en verre brun de 90 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530282	3400935302823	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 45 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530299	3400935302991	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 84 comprimé(s)
60945743	ZETAM 800 mg, comprimé pelliculé sécable	EXPANSCIENCE	3530307	3400935303073	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 90 comprimé(s)
66364008	ZEVALIN 1,6 mg/ml, trousse pour préparation radiopharmaceutique pour perfusion	SCHERING (ALLEMAGNE)	5649320	3400956493203	1 flacon(s) en verre de 2 ml - 1 flacon(s) en verre de 2 ml - 1 flacon(s) en verre de 10 ml
62828945	ZIACAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5002699	3400950026995	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
62828945	ZIACAINE 2 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5576331	3400955763314	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
69981662	ZIACAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	5002765	3400950027657	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
69981662	ZIACAINE 2 % SPECIALE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	5576377	3400955763772	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml
64641403	ZIACAINE 3 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	3158888	3400931588887	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml en boîte métallique
64641403	ZIACAINE 3 % NORADRENALINE, solution injectable à usage dentaire en cartouche de 1,8 ml	ATO ZIZINE	5576437	3400955764373	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml en boîte de carton
65397852	ZIACAINE 3 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	3489007	3400934890079	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml - boîte métallique
65397852	ZIACAINE 3 POUR CENT, solution injectable à usage dentaire	ATO ZIZINE	5611984	3400956119844	50 cartouche(s) en verre de 1,8 ml - boîte en carton
65551275	ZIACAINE, compresse imprégnée pour usage dentaire	ATO ZIZINE	3572665	3400935726650	1 flacon(s) en verre brun de 200 compresse(s)
60178897	ZIACAINE, gel gingival	ATO ZIZINE	3446446	3400934464461	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
65692945	ZIACAINE, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5001228	3400950012288	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 13 ml avec bouchon applicateur aminoplaste polyéthylène basse densité (PEBD)
65692945	ZIACAINE, solution pour usage dentaire	ATO ZIZINE	5001234	3400950012349	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 45 ml
68913950	ZIACAINE, solution pour usage dentaire en flacon pulvérisateur	ATO ZIZINE	3194542	3400931945420	1 flacon(s) pulvérisateur(s) en verre de 36 g avec pompe doseuse avec embout en polyéthylène
62269751	ZIAGEL ADULTE, gel gingival	ATO ZIZINE	3376958	3400933769581	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule
67421960	ZIAGEL ENFANT, gel gingival	ATO ZIZINE	3376993	3400933769932	1 flacon(s) polypropylène de 50 g avec canule

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62070450	ZIAGEN 20 mg/ml, solution buvable	GLAXO GROUP	3610905	3400936109056	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 240 ml avec fermeture de sécurité enfant avec pipette(s) doseuse(s) polypropylène
68556562	ZIAGEN 300 mg, comprimé pelliculé	GLAXO GROUP	3610897	3400936108974	6 plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
69946227	ZIDINOX 250 mg, comprimé pelliculé	EXPANPHARM INTERNATIONAL	3558139	3400935581396	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65317265	ZIDOVAL 0,75 %, gel vaginal	3M SANTE	3568907	3400935689078	1 tube(s) aluminium verni avec applicateur de 40 g
63012254	ZILFENE 0,05 POUR CENT, crème	MERCK LIPHA SANTE	3453831	3400934538315	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
64903713	ZILFENE NEOMYCINE, crème	MERCK LIPHA SANTE	3453854	3400934538544	1 tube(s) aluminium verni de 20 g
62486744	ZINC INJECTABLE A 1 mg/ml, solution injectable pour perfusion	AGUETTANT	3334144	3400933341442	10 flacon(s) en verre de 10 ml
61855722	ZINC OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075240	3400930752401	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
61855722	ZINC OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3754774	3400937547741	28 ampoule(s) en verre de 2 ml
66285322	ZINC OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3418409	3400934184093	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml avec valve doseuse avec tube plongeur polyéthylène
63536221	ZINC-CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075257	3400930752579	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
61284088	ZINC-CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3418504	3400934185045	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml
64619200	ZINC-NICKEL-COBALT MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3353377	3400933533779	15 flacon(s) polyéthylène de 1 ml
64619200	ZINC-NICKEL-COBALT MICROSOL, solution buvable en récipient unidose	HERBAXT	3353383	3400933533830	30 flacon(s) polyéthylène de 1 ml
63669823	ZINC-NICKEL-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3075263	3400930752630	14 ampoule(s) en verre de 2 ml
63669823	ZINC-NICKEL-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en ampoule	LABCATAL	3754780	3400937547802	28 ampoule(s) en verre de 2 ml
62631588	ZINC-NICKEL-COBALT OLIGOSOL, solution buvable en flacon pressurisé	LABCATAL	3418496	3400934184963	1 flacon(s) pressurisé(s) en verre de 60 ml
68943331	ZINDACLIN 1 %, gel	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3615699	3400936156999	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 30 g
68943331	ZINDACLIN 1 %, gel	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3625491	3400936254916	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 15 g
68943331	ZINDACLIN 1 %, gel	ASTELLAS PHARMA (ALLEMAGNE)	3625516	3400936255166	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 60 g
64292072	ZINNAT 1,5 g, poudre pour solution pour perfusion	GLAXOSMITHKLINE	3500890	3400935008909	1 flacon(s) en verre
62744269	ZINNAT 125 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	GLAXOSMITHKLINE	3340386	3400933403867	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 4177 mg
63424838	ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3300719	3400933007195	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)
63424838	ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3300725	3400933007256	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s)
63424838	ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3312154	3400933121549	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
63424838	ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3542859	3400935428592	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
61068069	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3340328	3400933403287	1 flacon(s) en verre de 33,8 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61068069	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3340334	3400933403348	1 flacon(s) en verre de 42,2 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61068069	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3340340	3400933403409	1 flacon(s) en verre de 59,1 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61068069	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3340357	3400933403577	1 flacon(s) en verre de 67,5 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
61068069	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3340363	3400933403638	1 flacon(s) en verre de 84,4 g avec seringue(s) pour administration orale graduée
63826662	ZINNAT 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose	GLAXOSMITHKLINE	3340392	3400933403928	8 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 8352 mg
69634836	ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3298833	3400932988334	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
69634836	ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3298856	3400932988563	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s)
69634836	ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3312148	3400933121488	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
69634836	ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3542842	3400935428424	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68943502	ZINNAT 250 mg, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	3500878	3400935008787	1 flacon(s) en verre
65551147	ZINNAT 250 mg/ml, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3557186	3400935571861	1 flacon(s) - 1 ampoule(s) de 1 ml
67642478	ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3436614	3400934366147	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 8 comprimé(s)
67642478	ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3436620	3400934366208	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 10 comprimé(s)
68613433	ZINNAT 750 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3384202	3400933842024	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 3 ml
68613433	ZINNAT 750 mg, poudre et solvant pour suspension injectable (I.M.)	GLAXOSMITHKLINE	3384219	3400933842192	2 flacon(s) en verre - 2 ampoule(s) en verre de 3 ml
62562672	ZINNAT 750 mg, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	3500915	3400935009159	1 flacon(s) en verre
61592940	ZIPEREVE 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644206	3400936442061	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 2 comprimé(s)
61592940	ZIPEREVE 0,25 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644212	3400936442122	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 12 comprimé(s)
69741553	ZIPEREVE 0,50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644413	3400936444133	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69741553	ZIPEREVE 0,50 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644436	3400936444362	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
62281974	ZIPEREVE 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644442	3400936444423	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
62281974	ZIPEREVE 1 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644459	3400936444591	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
69317095	ZIPEREVE 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644465	3400936444652	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 comprimé(s)
69317095	ZIPEREVE 2 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3644471	3400936444713	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 84 comprimé(s)
67093862	ZIPZOC 20 POUR CENT, compresse imprégnée	SMITH & NEPHEW	3459101	3400934591013	1 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 compresse(s)
67093862	ZIPZOC 20 POUR CENT, compresse imprégnée	SMITH & NEPHEW	3459118	3400934591181	4 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 compresse(s)
67093862	ZIPZOC 20 POUR CENT, compresse imprégnée	SMITH & NEPHEW	3459124	3400934591242	10 sachet(s) papier polyéthylène aluminium de 1 compresse(s)
65740799	ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3517732	3400935177322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
65740799	ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3517749	3400935177490	1 flacon(s) polyéthylène de 6 comprimé(s)
67287098	ZITHROMAX 40 mg/ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3565613	3400935656131	1 flacon(s) polyéthylène de 16,7 g avec seringue pour administration orale polypropylène
67287098	ZITHROMAX 40 mg/ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3565636	3400935656360	1 flacon(s) polyéthylène de 23 g avec seringue pour administration orale polypropylène
67287098	ZITHROMAX 40 mg/ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3565642	3400935656421	1 flacon(s) polyéthylène de 29,3 g avec seringue pour administration orale polypropylène
67287098	ZITHROMAX 40 mg/ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable	PFIZER	3565659	3400935656599	1 flacon(s) polyéthylène de 35,6 g avec seringue pour administration orale polypropylène
62059468	ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3517778	3400935177780	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
62059468	ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé	PFIZER	3517784	3400935177841	1 flacon(s) polyéthylène de 4 comprimé(s)
61753678	ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3309531	3400933095314	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
61753678	ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3335267	3400933352677	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 10 comprimé(s)
61753678	ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3335273	3400933352738	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 4 comprimé(s)
61753678	ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3676672	3400936766723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3309548	3400933095482	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 28 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3425183	3400934251832	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3676689	3400936766891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3774914	3400937749145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3776238	3400937762380	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3776244	3400937762441	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 90 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5566485	3400955664857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
67037301	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5663923	3400956639236	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3561880	3400935618801	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3561897	3400935618979	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3561905	3400935619051	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3611046	3400936110465	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3611052	3400936110526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3611069	3400936110694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3774920	3400937749206	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3776250	3400937762502	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 84 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3776267	3400937762670	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5630361	3400956303618	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 49 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5630378	3400956303786	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 50 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5646221	3400956462216	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 49 comprimé(s)
64607301	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5646238	3400956462384	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
67880547	ZOCOR 5 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3350172	3400933501723	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67880547	ZOCOR 5 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3350189	3400933501891	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67880547	ZOCOR 5 mg, comprimé enrobé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3676666	3400936766662	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
66072057	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3561874	3400935618740	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66072057	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3566392	3400935663924	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
66072057	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	3566400	3400935664006	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
66072057	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5630384	3400956303847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 49 comprimé(s)
66072057	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET	5630390	3400956303908	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66804781	ZODIN, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	3619711	3400936197114	1 flacon(s) polyéthylène de 28 capsule(s)
66804781	ZODIN, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	3748348	3400937483483	1 flacon(s) polyéthylène de 20 capsule(s)
66804781	ZODIN, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	3748354	3400937483544	1 flacon(s) polyéthylène de 60 capsule(s)
66804781	ZODIN, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	5648800	3400956488001	1 flacon(s) polyéthylène de 100 capsule(s)
66804781	ZODIN, capsule molle	PRONOVA BIOCARE	5648817	3400956488179	10 flacon(s) polyéthylène de 28 capsule(s)
60780754	ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506355	3400935063557	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
60780754	ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506361	3400935063618	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
60780754	ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506378	3400935063786	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
60780754	ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741978	3400937419789	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60780754	ZOFENIL 15 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741984	3400937419840	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67049435	ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506384	3400935063847	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67049435	ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506390	3400935063908	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67049435	ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506409	3400935064097	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
67049435	ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741990	3400937419901	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67049435	ZOFENIL 30 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742009	3400937420099	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
67963167	ZOFENIL 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506415	3400935064158	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
67963167	ZOFENIL 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507082	3400935070821	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
67963167	ZOFENIL 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3507099	3400935070999	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 56 comprimé(s)
67963167	ZOFENIL 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742015	3400937420150	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
67963167	ZOFENIL 60 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742021	3400937420211	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506303	3400935063038	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 12 comprimé(s)
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506326	3400935063267	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506332	3400935063328	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 28 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3506349	3400935063496	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-aluminium de 48 comprimé(s)
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741955	3400937419550	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62757373	ZOFENIL 7,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3741961	3400937419611	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3669005	3400936690059	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 14 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3669011	3400936690110	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 28 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3669028	3400936690288	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 30 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	3742127	3400937421270	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 90 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	5665626	3400956656264	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 50 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	5665632	3400956656325	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 56 comprimé(s)
66298483	ZOFENILDUO 30 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG	5665649	3400956656493	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC PVC aluminium de 100 comprimé(s)
69109685	ZOFORA 10 mg, gélule	PHARMY II	3421512	3400934215124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 gélule(s)
65572796	ZOFORA 20 mg, gélule	PHARMY II	3421529	3400934215292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
69643130	ZOFORA 20 mg, suppositoire	AJC PHARMA	3421535	3400934215353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC de 15 suppositoire(s)
67492391	ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable (I.M.)	PHARMY II	3424031	3400934240317	1 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
67492391	ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable (I.M.)	PHARMY II	3424048	3400934240485	2 ampoule(s) en verre brun de 1 ml
66669173	ZOLADEX 10,8 mg, implant en seringue préremplie pour voie sous-cutanée	ASTRAZENECA	3396381	3400933963811	1 seringue préremplie de 1 implant polystyrène polyéthylène
67037162	ZOLADEX 3,6 mg, implant en seringue préremplie pour voie sous-cutanée	ASTRAZENECA	3293267	3400932932672	1 seringue(s) préremplie(s) polystyrène polyéthylène de 3,6 mg
69598475	ZOLOFT 100 mg, gélule	PFIZER	3403454	3400934034541	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
69598475	ZOLOFT 100 mg, gélule	PFIZER	3403460	3400934034602	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
69598475	ZOLOFT 100 mg, gélule	PFIZER	3403477	3400934034770	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
69598475	ZOLOFT 100 mg, gélule	PFIZER	3403483	3400934034831	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
68982462	ZOLOFT 20 mg/ml, solution buvable	PFIZER	3601266	3400936012660	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec fermeture de sécurité enfant avec pipette(s) graduée(s) en verre
60155788	ZOLOFT 25 mg, gélule	PFIZER	3556206	3400935562067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
60155788	ZOLOFT 25 mg, gélule	PFIZER	3556212	3400935562128	1 flacon(s) polyéthylène de 7 gélule(s)
60155788	ZOLOFT 25 mg, gélule	PFIZER	5631188	3400956311880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60155788	ZOLOFT 25 mg, gélule	PFIZER	5631194	3400956311941	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
60683198	ZOLOFT 50 mg, gélule	PFIZER	3403419	3400934034190	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
60683198	ZOLOFT 50 mg, gélule	PFIZER	3403425	3400934034251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 gélule(s)
60683198	ZOLOFT 50 mg, gélule	PFIZER	3403431	3400934034312	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
60683198	ZOLOFT 50 mg, gélule	PFIZER	3403448	3400934034480	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645631	3400936456310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645648	3400936456488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645654	3400936456549	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645660	3400936456600	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645677	3400936456778	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645683	3400936456839	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645708	3400936457089	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645714	3400936457140	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645720	3400936457201	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645737	3400936457379	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3645743	3400936457430	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655651	3400956556519	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655668	3400956556687	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655674	3400956556748	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655680	3400956556809	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655697	3400956556977	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
61705683	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5655705	3400956557059	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
64517099	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3638884	3400936388840	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
64517099	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3638890	3400936388901	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
64517099	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3638909	3400936389090	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
64517099	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5651854	3400956518548	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
64517099	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	5651860	3400956518609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610271	3400936102712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610288	3400936102880	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610294	3400936102941	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610302	3400936103023	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610319	3400936103191	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610325	3400936103252	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610331	3400936103313	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610348	3400936103481	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610354	3400936103542	pilulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610696	3400936106963	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3610704	3400936107045	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646511	3400956465118	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646528	3400956465286	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646534	3400956465347	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646540	3400956465408	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646907	3400956469079	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62969974	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	5646913	3400956469130	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647305	3400936473058	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647311	3400936473119	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647328	3400936473287	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647334	3400936473348	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647340	3400936473409	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
69611093	ZOLPIDEM DAKOTA PHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5656053	3400956560530	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
69019024	ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3602596	3400936025967	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
69019024	ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3602604	3400936026049	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69019024	ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	5656633	3400956566334	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
63784416	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3619119	3400936191198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
63784416	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3619125	3400936191259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63784416	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5648220	3400956482207	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63784416	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5649082	3400956490820	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63784416	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	5649099	3400956490998	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645393	3400936453937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645401	3400936454019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645418	3400936454187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645424	3400936454248	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645430	3400936454309	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645447	3400936454477	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645453	3400936454538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645476	3400936454767	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645482	3400936454828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645499	3400936454996	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	3645507	3400936455078	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655510	3400956555109	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655527	3400956555277	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655533	3400956555338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655556	3400956555567	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655562	3400956555628	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
64004164	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable	GENTHON (PAYS BAS)	5655579	3400956555796	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645513	3400936455139	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645536	3400936455368	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645542	3400936455429	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645559	3400936455597	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645565	3400936455658	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645571	3400936455719	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645588	3400936455887	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645594	3400936455948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645602	3400936456020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645619	3400936456198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3645625	3400936456259	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655585	3400956555857	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655591	3400956555918	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655616	3400956556168	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655622	3400956556229	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655639	3400956556397	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
69329603	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	5655645	3400956556458	flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645045	3400936450455	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645051	3400936450516	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645068	3400936450684	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645074	3400936450745	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645080	3400936450806	piulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645097	3400936450974	piulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645105	3400936451056	piulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3645111	3400936451117	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5655378	3400956553785	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5655384	3400956553846	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5655390	3400956553907	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
66822683	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5655409	3400956554096	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645128	3400936451285	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645134	3400936451346	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645140	3400936451407	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645157	3400936451575	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645163	3400936451636	piulier(s) polypropylène de 7 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645186	3400936451865	piulier(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645192	3400936451926	piulier(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3645200	3400936452008	piulier(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5655415	3400956554157	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5655421	3400956554218	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5655438	3400956554386	piulier(s) polypropylène de 50 comprimé(s)
63418397	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5655444	3400956554447	piulier(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621530	3400936215306	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 4 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621547	3400936215474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621553	3400936215535	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621576	3400936215764	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 8 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621582	3400936215825	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621599	3400936215993	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621607	3400936216075	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 15 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621613	3400936216136	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621636	3400936216365	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621642	3400936216426	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3621659	3400936216594	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643895	3400956438952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643903	3400956439034	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643926	3400956439263	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 150 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643932	3400956439324	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 500 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643949	3400956439492	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100 comprimé(s)
62370693	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	5643955	3400956439553	piulier(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 500 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
66815482	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3671278	3400936712782	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
66815482	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3671284	3400936712843	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66815482	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5666494	3400956664948	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
66815482	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5666502	3400956665020	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66815482	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5666519	3400956665198	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
63373952	ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3609948	3400936099487	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
63373952	ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3661759	3400936617599	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63373952	ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	5646735	3400956467358	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647251	3400936472518	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647268	3400936472686	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647274	3400936472747	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647280	3400936472808	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 21 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3647297	3400936472976	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
66656222	ZOLPIDEM SANOFI-SYNTHELABO FRANCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5656047	3400956560479	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62964016	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3609960	3400936099609	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
62964016	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3609977	3400936099777	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
62964016	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3609983	3400936099838	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
62964016	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3610006	3400936100060	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
62964016	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	5646741	3400956467419	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 50 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3335474	3400933354749	1 flacon(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3479724	3400934797248	1 flacon(s) polypropylène de 14 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3479747	3400934797477	1 flacon(s) polypropylène de 21 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3479753	3400934797538	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 21 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3479776	3400934797767	1 flacon(s) polypropylène de 28 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3479782	3400934797828	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3621955	3400936219557	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674928	3400936749283	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3674934	3400936749344	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5645339	3400956453399	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
68414328	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5645345	3400956453450	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
61843104	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3671290	3400936712904	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
61843104	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3671309	3400936713093	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
61843104	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	5666525	3400956665259	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 comprimé(s)
61843104	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	5666531	3400956665310	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61843104	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	5666548	3400956665488	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455304	3400934553042	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455310	3400934553103	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455327	3400934553271	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455333	3400934553332	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455356	3400934553561	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455362	3400934553622	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
61083562	ZOLTUM 10 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455379	3400934553790	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
69276588	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	ASTRAZENECA	3405275	3400934052750	1 flacon(s) polyéthylène de 30 gélule(s)
69276588	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	ASTRAZENECA	3405281	3400934052811	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
69276588	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	ASTRAZENECA	3409793	3400934097935	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
69276588	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	ASTRAZENECA	3409801	3400934098017	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
69276588	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule	ASTRAZENECA	5596405	3400955964056	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 50 gélule(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455385	3400934553851	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455391	3400934553912	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 14 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455416	3400934554162	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455422	3400934554223	film(s) thermosoudé(s) aluminium de 50 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455439	3400934554391	1 flacon(s) polyéthylène de 7 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455445	3400934554452	1 flacon(s) polyéthylène de 14 comprimé(s)
60965991	ZOLTUM 20 mg, comprimé gastro-résistant	ASTRAZENECA	3455451	3400934554513	1 flacon(s) polyéthylène de 28 comprimé(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3338314	3400933383145	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 15 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3338320	3400933383206	1 flacon(s) polyéthylène de 15 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409669	3400934096693	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409675	3400934096754	1 flacon(s) polyéthylène de 7 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409681	3400934096815	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409698	3400934096983	1 flacon(s) polyéthylène de 14 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409706	3400934097065	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 gélule(s)
63404013	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule	ASTRAZENECA	3409712	3400934097126	1 flacon(s) polyéthylène de 28 gélule(s)
69122832	ZOMACTON 10 mg/ml, poudre et solvant en seringue préremplie pour solution injectable multidose	FERRING	3708403	3400937084031	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
69122832	ZOMACTON 10 mg/ml, poudre et solvant en seringue préremplie pour solution injectable multidose	FERRING	3754716	3400937547161	3 flacon(s) en verre - 3 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
69122832	ZOMACTON 10 mg/ml, poudre et solvant en seringue préremplie pour solution injectable multidose	FERRING	3754722	3400937547222	5 flacon(s) en verre - 5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 1 ml
69900322	ZOMACTON 4 mg, poudre et solvant pour solution injectable en multidose	FERRING	3421541	3400934215414	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 3,5 ml
69087609	ZOMETA 4 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3568942	3400935689429	1 flacon(s) en verre - 1 ampoule(s) en verre de 5 ml
69087609	ZOMETA 4 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3568959	3400935689597	4 flacon(s) en verre - 4 ampoule(s) en verre de 5 ml
69087609	ZOMETA 4 mg, poudre et solvant pour solution pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3568965	3400935689658	10 flacon(s) en verre - 10 ampoule(s) en verre de 5 ml
62785629	ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3618769	3400936187696	1 flacon(s) en plastique de 5 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
62785629	ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3618775	3400936187757	4 flacon(s) en plastique de 5 ml
62785629	ZOMETA 4 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion	NOVARTIS EUROPHARM	3618781	3400936187818	10 flacon(s) en plastique de 5 ml
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3445369	3400934453694	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 3 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3445375	3400934453755	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3445381	3400934453816	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 3 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3445398	3400934453984	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 6 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3445406	3400934454066	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 18 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3473443	3400934734434	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 2 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3544290	3400935442901	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s)
68232350	ZOMIG 2,5 mg, comprimé pelliculé	ASTRAZENECA	3544309	3400935443090	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 12 comprimé(s)
68354386	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ASTRAZENECA	3533636	3400935336361	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium de 2 comprimé(s)
68354386	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ASTRAZENECA	3533642	3400935336422	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium de 6 comprimé(s)
68354386	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ASTRAZENECA	3533659	3400935336590	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium de 10 comprimé(s)
68354386	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ASTRAZENECA	3533665	3400935336651	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium de 12 comprimé(s)
68354386	ZOMIGORO 2,5 mg, comprimé orodispersible	ASTRAZENECA	3533671	3400935336712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium aluminium de 18 comprimé(s)
63479539	ZOMIGSPRAY 5 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3584734	3400935847348	1 ampoule(s) en verre avec dispositif doseur de 0,1 ml
63479539	ZOMIGSPRAY 5 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3584740	3400935847409	2 ampoule(s) en verre avec dispositif doseur de 0,1 ml
63479539	ZOMIGSPRAY 5 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale	ASTRAZENECA	3584757	3400935847577	6 ampoule(s) en verre avec dispositif doseur de 0,1 ml
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699070	3400936990708	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699087	3400936990876	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699093	3400936990937	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699101	3400936991019	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699118	3400936991187	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674393	3400956743933	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674401	3400956744015	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674418	3400956744183	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
61373964	ZOMORPH L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674424	3400956744244	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698863	3400936988637	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698886	3400936988866	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698892	3400936988927	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698900	3400936989009	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698917	3400936989177	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674275	3400956742752	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674281	3400956742813	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674298	3400956742981	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
65579303	ZOMORPH L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674306	3400956743063	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3682879	3400936828797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3682885	3400936828858	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3682891	3400936828919	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3682916	3400936829169	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3682922	3400936829220	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674430	3400956744305	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674447	3400956744473	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674453	3400956744534	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60254117	ZOMORPH L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674476	3400956744763	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698975	3400936989757	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698981	3400936989818	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3698998	3400936989986	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699006	3400936990067	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699012	3400936990128	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674312	3400956743124	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674329	3400956743292	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674335	3400956743353	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
67673566	ZOMORPH L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674341	3400956743414	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699029	3400936990296	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699035	3400936990357	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699041	3400936990418	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699058	3400936990586	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 16 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	3699064	3400936990647	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674358	3400956743582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674364	3400956743643	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 50 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674370	3400956743704	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 60 gélule(s)
60119226	ZOMORPH L.P. 60 mg, gélule à libération prolongée	ETHYPHARM	5674387	3400956743872	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)
67346657	ZONDAR 50 mg, gélule	NIVERPHARM	3355301	3400933553012	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium PVC de 30 gélule(s)
64122807	ZONEGRAN 100 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3659455	3400936594555	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 gélule(s)
64122807	ZONEGRAN 100 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3692062	3400936920620	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
61088036	ZONEGRAN 25 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3659426	3400936594265	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
61088036	ZONEGRAN 25 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3659432	3400936594326	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 gélule(s)
69287499	ZONEGRAN 50 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3659449	3400936594494	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 56 gélule(s)
69287499	ZONEGRAN 50 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3692033	3400936920330	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 14 gélule(s)
69287499	ZONEGRAN 50 mg, gélule	EISAI (ANGLETERRE)	3692056	3400936920569	plaquette(s) thermoformée(s) PVC polychlorotrifluoroéthylène aluminium de 28 gélule(s)
66794860	ZOPHREN 16 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3438783	3400934387838	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polypropylène de 1 suppositoire(s)
66794860	ZOPHREN 16 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3438808	3400934388088	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polypropylène de 2 suppositoires(s)
66794860	ZOPHREN 16 mg, suppositoire	GLAXOSMITHKLINE	3438814	3400934388149	plaquette(s) thermoformée(s) polyéthylène aluminium polypropylène de 5 suppositoires(s)
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	3353928	3400933539283	1 ampoule(s) en verre de 2 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	3353934	3400933539344	1 ampoule(s) en verre de 4 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568314	3400955683148	5 ampoule(s) en verre de 2 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568320	3400955683209	5 ampoule(s) en verre de 4 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568395	3400955683957	10 ampoule(s) en verre de 2 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568403	3400955684039	20 ampoule(s) en verre de 2 ml

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568432	3400955684329	10 ampoule(s) en verre de 4 ml
65991171	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.)	GLAXOSMITHKLINE	5568449	3400955684497	20 ampoule(s) en verre de 4 ml
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353822	3400933538224	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353839	3400933538392	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 3 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353845	3400933538453	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353851	3400933538514	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353868	3400933538682	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616368	3400936163683	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616374	3400936163744	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 3 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616380	3400936163805	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616397	3400936163973	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 6 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616405	3400936164055	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568573	3400955685739	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568596	3400955685968	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568604	3400955686040	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568610	3400955686101	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568627	3400955686279	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5647367	3400956473670	tube(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
60530882	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5647373	3400956473731	tube(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
61187301	ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439446	3400934394461	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 lyophilisat(s)
61187301	ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439452	3400934394522	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 lyophilisat(s)
61187301	ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439469	3400934394690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 lyophilisat(s)
61187301	ZOPHREN 4 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439475	3400934394751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
63733090	ZOPHREN 4 mg/2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3706108	3400937061087	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
63733090	ZOPHREN 4 mg/2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3706114	3400937061148	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
63733090	ZOPHREN 4 mg/2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	5676475	3400956764754	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 2 ml
62518996	ZOPHREN 4 mg/5 ml, sirop	GLAXOSMITHKLINE	3416563	3400934165634	1 flacon(s) en verre de 50 ml avec cuillère-mesure polyéthylène de 5 ml
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353874	3400933538743	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 2 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353880	3400933538804	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 3 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353897	3400933538972	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 4 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353905	3400933539054	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 6 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3353911	3400933539115	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616204	3400936162044	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 4 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616411	3400936164116	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 2 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3616428	3400936164284	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 3 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3619728	3400936197282	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 6 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	3619734	3400936197343	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 10 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568751	3400955687511	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 15 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568768	3400955687689	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568774	3400955687740	tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568780	3400955687801	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5568797	3400955687979	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5647396	3400956473960	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 15 comprimé(s)
65394952	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé	GLAXOSMITHKLINE	5647404	3400956474042	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s)
66120057	ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439481	3400934394812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 2 lyophilisat(s)
66120057	ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439498	3400934394980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 4 lyophilisat(s)
66120057	ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439506	3400934395062	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 6 lyophilisat(s)
66120057	ZOPHREN 8 mg, lyophilisat oral	GLAXOSMITHKLINE	3439512	3400934395123	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 lyophilisat(s)
62165539	ZOPHREN 8 mg/4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3706120	3400937061209	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 4 ml
62165539	ZOPHREN 8 mg/4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	3706137	3400937061377	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 4 ml
62165539	ZOPHREN 8 mg/4 ml, solution injectable en seringue pré-remplie	GLAXOSMITHKLINE	5676481	3400956764815	50 seringue(s) préremplie(s) en verre de 4 ml
61871751	ZOPICLONE APOTEX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3610130	3400936101302	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
61871751	ZOPICLONE APOTEX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3610147	3400936101470	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
61871751	ZOPICLONE APOTEX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3612790	3400936127906	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64878562	ZOPICLONE APOTEX FRANCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3626622	3400936266223	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
64878562	ZOPICLONE APOTEX FRANCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3626639	3400936266391	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
64878562	ZOPICLONE APOTEX FRANCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	APOTEX FRANCE	3626645	3400936266452	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548230	3400935482303	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548247	3400935482471	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548253	3400935482532	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548276	3400935482761	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548282	3400935482822	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
68466944	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ARROW GENERIQUES	3548299	3400935482990	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
67227208	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3645832	3400936458321	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
67227208	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3645849	3400936458499	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
67227208	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3645855	3400936458550	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)
67227208	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	3645861	3400936458611	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
67227208	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé	AVENTIS	5655711	3400956557110	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3528629	3400935286291	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3528635	3400935286352	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3528641	3400935286413	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3529758	3400935297587	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3529764	3400935297648	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
62048087	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	BIOGARAN	3529770	3400935297709	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
60976557	ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3524726	3400935247261	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
60976557	ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3524732	3400935247322	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
60976557	ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3524749	3400935247490	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
60976557	ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS	3524755	3400935247551	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528492	3400935284921	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528500	3400935285003	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528517	3400935285171	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528523	3400935285232	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528546	3400935285461	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
61438166	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	G GAM	3528552	3400935285522	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528569	3400935285690	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528575	3400935285751	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528581	3400935285812	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528598	3400935285980	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528606	3400935286062	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
65888082	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	IVAX PHARMACEUTICALS	3528612	3400935286123	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488692	3400934886928	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488700	3400934887000	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488717	3400934887178	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 7 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488723	3400934887239	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488746	3400934887468	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 14 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488752	3400934887529	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	3488769	3400934887697	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5611932	3400956119325	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 100 comprimé(s)
64218385	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	MERCK GENERIQUES	5611949	3400956119493	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587773	3400935877734	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587796	3400935877963	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 7 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587804	3400935878045	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 10 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587810	3400935878106	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587827	3400935878274	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587833	3400935878335	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	3587856	3400935878564	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 30 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5638227	3400956382279	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65322419	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	QUALIMED (LYON)	5638233	3400956382330	1 flacon(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529847	3400935298478	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529853	3400935298539	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529876	3400935298768	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529882	3400935298829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529899	3400935298997	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
69624532	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	RATIOPHARM (ALLEMAGNE)	3529907	3400935299079	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
61417784	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3455480	3400934554803	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 5 comprimé(s)
61417784	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3455497	3400934554971	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
61417784	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3455505	3400934555053	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
61417784	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	3478446	3400934784460	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s)
61417784	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	5663225	3400956632251	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
66473032	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3529818	3400935298188	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 10 comprimé(s)
66473032	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3529824	3400935298249	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 20 comprimé(s)
66473032	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3529830	3400935298300	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 30 comprimé(s)
66473032	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3658378	3400936583788	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 5 comprimé(s)
66473032	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	SANDOZ	3658384	3400936583849	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium PVDC de 14 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3525565	3400935255655	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 20 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3526671	3400935266712	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3526688	3400935266880	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3526694	3400935266941	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3614501	3400936145016	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s)
69211843	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	TEVA CLASSICS	3614518	3400936145184	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 14 comprimé(s)
63984655	ZOPICLONE WINTHROP 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3529793	3400935297938	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
63984655	ZOPICLONE WINTHROP 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3677252	3400936772526	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
63984655	ZOPICLONE WINTHROP 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	3677269	3400936772694	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
63984655	ZOPICLONE WINTHROP 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	WINTHROP MEDICAMENTS	5617981	3400956179817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 100 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558903	3400935589033	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 5 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558926	3400935589262	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558932	3400935589323	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558949	3400935589491	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558955	3400935589552	1 flacon(s) en verre de 28 comprimé(s)
65883886	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable	ZYDUS FRANCE	3558961	3400935589613	1 flacon(s) en verre de 30 comprimé(s)
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446469	3400934464690	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446475	3400934464751	1 tube(s) aluminium verni de 15 g
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446481	3400934464812	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446498	3400934464980	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446506	3400934465062	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
64405591	ZORAC 0,05 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446512	3400934465123	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446529	3400934465291	1 tube(s) aluminium verni de 10 g
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446535	3400934465352	1 tube(s) aluminium verni de 15 g

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Présentation</i>
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446541	3400934465413	1 tube(s) aluminium verni de 30 g
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446558	3400934465581	1 tube(s) aluminium verni de 50 g
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446564	3400934465642	1 tube(s) aluminium verni de 60 g
60360864	ZORAC 0,1 POUR CENT, gel	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	3446570	3400934465703	1 tube(s) aluminium verni de 100 g
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3759263	3400937592635	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille jointe, avec protège-aiguille
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3759286	3400937592864	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre sans aiguille jointe
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3759292	3400937592925	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 1 aiguille
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3759300	3400937593007	1 flacon(s) en verre - 1 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 2 aiguille(s)
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696176	3400956961764	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec aiguille(s) jointe(s), avec protège-aiguille
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696182	3400956961825	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre sans aiguille jointe
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696199	3400956961993	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre sans aiguille jointe
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696207	3400956962075	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 10 aiguille(s)
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696213	3400956962136	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 20 aiguille(s)
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696236	3400956962365	10 flacon(s) en verre - 10 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 20 aiguille(s)
60956323	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696242	3400956962426	20 flacon(s) en verre - 20 seringue(s) préremplie(s) en verre avec 40 aiguille(s)
61060930	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	3759257	3400937592574	1 flacon(s) en verre - 1 flacon(s) en verre
61060930	ZOSTAVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin zona (vivant).	SANOFI PASTEUR MSD	5696153	3400956961535	10 flacon(s) en verre - 10 flacon(s) en verre
68670676	ZOVIRAX 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3270817	3400932708178	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 25 comprimé(s)
68750987	ZOVIRAX 200 mg/5 ml, suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3341138	3400933411381	1 flacon(s) en verre brun de 125 ml
65123812	ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3260687	3400932606870	1 flacon(s) en verre de 250 mg
65123812	ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3501174	3400935011749	1 flacon(s) en verre de 250 mg avec connecteur(s) polyéthylène avec aiguille(s)
63761595	ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique	GLAXOSMITHKLINE	3253954	3400932539543	1 tube(s) aluminium verni de 4,5 g
63761595	ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique	GLAXOSMITHKLINE	3479279	3400934792793	1 tube(s) aluminium polyéthylène de 4,5 g
65069229	ZOVIRAX 5 %, crème	GLAXOSMITHKLINE	3284601	3400932846016	1 tube(s) aluminium de 2 g
65069229	ZOVIRAX 5 %, crème	GLAXOSMITHKLINE	3284618	3400932846184	1 tube(s) aluminium de 10 g
60485234	ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3363938	3400933639389	1 flacon(s) en verre de 25 ml
60485234	ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV)	GLAXOSMITHKLINE	3501168	3400935011688	1 flacon(s) en verre de 25 ml avec connecteur(s) polyéthylène avec aiguille(s)
65391283	ZOVIRAX 800 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3341121	3400933411213	plaquette(s) thermoformée(s) PVDC aluminium PVC de 35 comprimé(s)

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
60618154	ZOVIRAX 800 mg/10 ml, suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3359368	3400933593681	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 65 ml avec mesurette graduée à 2,5 ml
60618154	ZOVIRAX 800 mg/10 ml, suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3359374	3400933593742	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 ml avec mesurette graduée à 2,5 ml
60618154	ZOVIRAX 800 mg/10 ml, suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3359380	3400933593803	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 125 ml avec mesurette graduée à 2,5 ml
60618154	ZOVIRAX 800 mg/10 ml, suspension buvable en flacon	GLAXOSMITHKLINE	3359397	3400933593971	1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 180 ml avec mesurette graduée à 2,5 ml
60562606	ZOXAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3520533	3400935205339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
60562606	ZOXAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3520556	3400935205568	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
60562606	ZOXAN LP 4 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3762561	3400937625616	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67020316	ZOXAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3520562	3400935205629	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 28 comprimé(s)
67020316	ZOXAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3520579	3400935205797	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium PVDC de 50 comprimé(s)
67020316	ZOXAN LP 8 mg, comprimé à libération prolongée	PFIZER	3762578	3400937625784	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
65591743	ZUMALGIC 100 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3523595	3400935235954	tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)
65591743	ZUMALGIC 100 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3523603	3400935236036	tube(s) polypropylène de 20 comprimé(s)
65591743	ZUMALGIC 100 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA	3523626	3400935236265	tube(s) polypropylène de 30 comprimé(s)
66798225	ZUMALGIC 50 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA (SOCIETE)	3480236	3400934802362	2 tube(s) polypropylène de 15 comprimé(s)
66798225	ZUMALGIC 50 mg, comprimé effervescent	EREMPHARMA (SOCIETE)	5610186	3400956101863	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s)
60426677	ZUMENON 1 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3511681	3400935116819	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
62055651	ZUMENON 2 mg, comprimé pelliculé	SOLVAY PHARMA	3424284	3400934242847	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 28 comprimé(s)
64556383	ZYBAN L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3573015	3400935730152	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 30 comprimé(s)
64556383	ZYBAN L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3575126	3400935751263	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 40 comprimé(s)
64556383	ZYBAN L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3575132	3400935751324	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 50 comprimé(s)
64556383	ZYBAN L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3575149	3400935751492	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 60 comprimé(s)
64556383	ZYBAN L.P. 150 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	GLAXOSMITHKLINE	3575155	3400935751553	plaquette(s) thermoformée(s) polyamide PVC-aluminium aluminium de 100 comprimé(s)
64148136	ZYLORIC 100 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3115554	3400931155546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s)
64148136	ZYLORIC 100 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3259833	3400932598335	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 28 comprimé(s)
62949893	ZYLORIC 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3272727	3400932727278	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
62949893	ZYLORIC 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3272733	3400932727339	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
62949893	ZYLORIC 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	5548085	3400955480853	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
62949893	ZYLORIC 200 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	5600733	3400956007332	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
60470499	ZYLORIC 300 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3222959	3400932229598	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)
60470499	ZYLORIC 300 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3222965	3400932229659	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
60470499	ZYLORIC 300 mg, comprimé	GLAXOSMITHKLINE	3222971	3400932229710	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s)
61926151	ZYMA D2 1 000 000 UI POUR CENT, solution buvable, flacon compte-gouttes	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3320538	3400933205386	1 flacon(s) compte-gouttes (incorporé) en verre brun de 10 ml
66828992	ZYMA D2 300 000 UI, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3330040	3400933300401	1 ampoule(s) en verre brun de 3 ml
62186309	ZYMA D2 80 000 UI, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3330057	3400933300579	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
63902334	ZYMAD 10 000 UI/ml, solution buvable en gouttes	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3535836	3400935358363	1 flacon(s) en verre brun de 10 ml avec compte-gouttes polyéthylène

<i>CIS</i>	<i>Dénomination de la spécialité</i>	<i>Titulaire de l'AMM</i>	<i>CIP 7</i>	<i>CIP13</i>	<i>Nom de la Presentation</i>
64328821	ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3584964	3400935849649	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
60997163	ZYMAD 80 000 UI, solution buvable en ampoule	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3535813	3400935358134	1 ampoule(s) en verre brun de 2 ml
67512328	ZYMADUO 150 UI, solution buvable en gouttes	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3478050	3400934780509	1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml avec compte-gouttes
69552499	ZYMADUO 300 UI, solution buvable en gouttes	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3481069	3400934810695	1 flacon(s) polyéthylène de 12 ml avec compte-gouttes
64710618	ZYMAFLUOR 0,114 POUR CENT, solution buvable en flacon compte-gouttes	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3354224	3400933542245	1 flacon(s) polyéthylène de 20 ml avec compte-gouttes (incorporé)
60517707	ZYMAFLUOR 0,25 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3191199	3400931911999	1 flacon(s) polypropylène de 200 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
60517707	ZYMAFLUOR 0,25 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3198215	3400931982159	1 flacon(s) polypropylène de 400 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
60517707	ZYMAFLUOR 0,25 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3198221	3400931982210	1 flacon(s) polypropylène de 1000 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
61189302	ZYMAFLUOR 0,50 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3408948	3400934089480	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
66424074	ZYMAFLUOR 0,75 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3408954	3400934089541	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
65125998	ZYMAFLUOR 1 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3205671	3400932056712	tube(s) polypropylène de 250 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
65125998	ZYMAFLUOR 1 mg, comprimé	NOVARTIS SANTE FAMILIALE	3274241	3400932742417	tube(s) polypropylène de 100 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant
60425543	ZYMIZINC 10 mg, solution buvable en ampoule	AGUETTANT	3334003	3400933340032	10 ampoule(s) en verre brun de 10 mg
68528449	ZYMOPLEX, capsule molle gastro-résistante	ZAMBON FRANCE	3115689	3400931156895	1 flacon(s) en verre de 30 capsule(s)
68528449	ZYMOPLEX, capsule molle gastro-résistante	ZAMBON FRANCE	3115695	3400931156956	1 flacon(s) en verre de 90 capsule(s)
60841335	ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423793	3400934237935	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
60841335	ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423801	3400934238017	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60841335	ZYPREXA 10 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423818	3400934238185	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
63739570	ZYPREXA 10 mg, poudre pour solution injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3575497	3400935754974	1 flacon(s) en verre
63739570	ZYPREXA 10 mg, poudre pour solution injectable	ELI LILLY (PAYS BAS)	3575505	3400935755056	10 flacon(s) en verre
62851901	ZYPREXA 15 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3566363	3400935663634	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68837844	ZYPREXA 2,5 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423764	3400934237645	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68188391	ZYPREXA 20 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3566386	3400935663863	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
60456154	ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423770	3400934237706	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67974498	ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3423787	3400934237874	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 56 comprimé(s)
67974498	ZYPREXA 7,5 mg, comprimé enrobé	ELI LILLY (PAYS BAS)	3553716	3400935537164	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
61168144	ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible	ELI LILLY (PAYS BAS)	3545438	3400935454386	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
67376675	ZYPREXA VELOTAB 15 mg, comprimé orodispersible	ELI LILLY (PAYS BAS)	3545444	3400935454447	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
63216709	ZYPREXA VELOTAB 20 mg, comprimé orodispersible	ELI LILLY (PAYS BAS)	3545450	3400935454508	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
68664125	ZYPREXA VELOTAB 5 mg, comprimé orodispersible	ELI LILLY (PAYS BAS)	3545421	3400935454218	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)
69779479	ZYRTEC 10 mg, comprimé orodispersible	UCB PHARMA	3655836	3400936558366	plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7 comprimé(s)
64404112	ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3299442	3400932994427	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 15 comprimé(s)
64404112	ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3299459	3400932994595	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)
64404112	ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3361359	3400933613594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 10 comprimé(s)
64404112	ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3396151	3400933961510	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
65016707	ZYRTEC 10 mg/ml, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3417700	3400934177002	1 flacon(s) en verre brun de 15 ml avec compte-gouttes polyéthylène

CIS	Dénomination de la spécialité	Titulaire de l'AMM	CIP 7	CIP13	Nom de la Presentation
65016707	ZYRTEC 10 mg/ ml, solution buvable en gouttes	UCB PHARMA	3417717	3400934177170	1 flacon(s) en verre brun de 30 ml avec compte-gouttes polyéthylène
61350428	ZYRTEC 2,5 mg/2,5 ml, solution buvable en flacon	UCB PHARMA	3329249	3400933292492	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec cuillère-mesure de 2,5 ml
61350428	ZYRTEC 2,5 mg/2,5 ml, solution buvable en flacon	UCB PHARMA	3330198	3400933301989	1 flacon(s) en verre brun de 60 ml avec cuillère-mesure de 2,5 ml
64949486	ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable	UCB PHARMA	3646168	3400936461680	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 7 comprimé(s)
63095061	ZYVOXID 100 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	PFIZER HOLDING FRANCE	5631403	3400956314034	10 flacon(s) en verre brun de 66 g
63095061	ZYVOXID 100 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable	PFIZER HOLDING FRANCE	5651268	3400956512683	1 flacon(s) en verre brun de 66 g
63283095	ZYVOXID 2 mg/ml, solution pour perfusion	PFIZER HOLDING FRANCE	5631426	3400956314263	10 poche(s) de 300 ml
61662748	ZYVOXID 400 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	5631389	3400956313891	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)
68311278	ZYVOXID 600 mg, comprimé pelliculé	PFIZER HOLDING FRANCE	5631395	3400956313952	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 10 comprimé(s)