

Autorisations de mise sur le marché Décisions accordées en Septembre 2019

Spécialité dénommée ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN CONSEIL 500 mg/267 mg, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique
Code Identifiant de Spécialité : 6 155 829 7

BIOGARAN

alginate de sodium..... 500 mg
bicarbonate de sodium 267 mg

pour un sachet de 10 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 891 5 3 : 10 ml en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 12
34009 301 891 6 0 : 10 ml en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 24

Cette spécialité est un générique de **GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique**

Décision du **26 septembre 2019**

Spécialité dénommée ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG 500 mg/267 mg pour 10 mL, suspension buvable en sachet
Code Identifiant de Spécialité : 6 100 506 5

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

alginate de sodium..... 500 mg
bicarbonate de sodium 267 mg

pour un sachet de 10 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 884 0 8 : 10 ml en sachet (polyester/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 24

Cette spécialité est un générique de **GAVISCON, suspension buvable en sachet**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM EG LABO CONSEIL 500 mg/267 mg pour 10 mL, suspension buvable en sachet
Code Identifiant de Spécialité : 6 750 910 4

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

alginate de sodium..... 500 mg
bicarbonate de sodium 267 mg

pour un sachet de 10 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 884 1 5 : 10 ml en sachet (polyester/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 12
34009 301 884 2 2 : 10 ml en sachet (polyester/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 24

Cette spécialité est un générique de **GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée AMBRISENTAN ACCORD 10 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 749 458 8

ACCORD HEALTHCARE France SAS

ambrisentan 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 901 0 4 : 1 comprimé en plaquette (aluminium) ; boîte de 30
34009 301 901 1 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30

Cette spécialité est un générique de **VOLIBRIS 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **23 septembre 2019**

Spécialité dénommée AMBRISENTAN ACCORD 5 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 872 178 6

ACCORD HEALTHCARE France SAS

ambrisentan 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 900 8 1 : 1 comprimé en plaquette (aluminium) ; boîte de 30
34009 301 900 9 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30

Cette spécialité est un générique de **VOLIBRIS 5 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **23 septembre 2019**

Spécialité dénommée ATOVAQUONE BIOGARAN 750 mg/5mL, suspension buvable
Code Identifiant de Spécialité : 6 739 275 4

BIOGARAN

atovaquone750 mg

pour une dose unitaire de 5 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 899 4 8 : 250 ml en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité) ;
boite de 1

Cette spécialité est un générique de **WELLVONE 750 mg/5 ml, suspension buvable**

Décision du **17 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN 1,25 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 408 745 9

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol 1,25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 834 7 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 834 9 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 835 0 2 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 835 1 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boite de 28
34009 301 835 2 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boite de 30
34009 301 835 3 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boite de 90
34009 301 835 5 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boite de 28
34009 301 835 6 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boite de 30
34009 301 835 7 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boite de 90
34009 301 835 8 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 835 9 5 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 836 1 8 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 836 3 2 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boite de 1
34009 301 836 4 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boite de 1
34009 301 836 5 6 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boite de 1
34009 301 836 6 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boite de 1
34009 550 671 1 5 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boite de 1

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 642 849 6

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol 1,25 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 836 7 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 836 8 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 836 9 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 837 0 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
34009 301 837 1 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 301 837 2 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
34009 301 837 3 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 28
34009 301 837 4 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
34009 301 837 5 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
34009 301 837 6 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 837 8 6 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 837 9 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 838 0 9 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 838 1 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 838 2 3 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 838 4 7 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 671 2 2 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 811 597 7

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol3,75 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 838 5 4 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 838 6 1 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 838 7 8 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 838 8 5 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 550 671 3 9 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 838 9 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 839 0 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 839 1 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 839 2 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 839 3 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 839 4 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 839 5 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 839 6 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 839 7 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 839 8 4 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 839 9 1 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 840 0 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 479 157 7

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol 5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 840 1 1 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 840 2 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 840 3 5 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 840 4 2 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 840 5 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 840 6 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 840 7 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 840 9 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 841 0 3 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 841 1 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 841 2 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 841 3 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 841 5 8 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 841 6 5 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 841 7 2 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 841 8 9 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 550 671 4 6 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 089 536 1

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol 7,5 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 841 9 6 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 842 1 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 842 2 6 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 842 3 3 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 550 671 6 0 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
- 34009 301 842 4 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 842 5 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 842 6 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 842 7 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 842 8 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 842 9 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 843 0 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 28
- 34009 301 843 1 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
- 34009 301 843 2 5 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
- 34009 301 843 3 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 843 4 9 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 843 5 6 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée BISOPROLOL MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 559 934 1

MYLAN SAS

hémifumarate de bisoprolol 10 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 843 6 3 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 843 8 7 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 843 9 4 : 90 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
34009 301 844 0 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 28
34009 301 844 1 7 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 30
34009 301 844 2 4 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 90
34009 301 844 4 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 844 5 5 : 30 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 844 6 2 : 90 comprimés en plaquette (PVC/aluminium)
34009 301 844 7 9 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 28
34009 301 844 8 6 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 30
34009 301 844 9 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/aluminium) ; boîte de 90
34009 301 845 0 9 : 28 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 845 1 6 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 845 2 3 : 90 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 845 3 0 : 100 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 671 7 7 : 1000 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée CISPLATINE KABI 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
Code Identifiant de Spécialité : 6 277 384 0

FRESENIUS KABI FRANCE SA

cisplatine 1 mg

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 688 8 4 : 10 ml en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1
34009 550 688 9 1 : 20 ml en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1
34009 550 689 0 7 : 50 ml en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1
34009 550 689 2 1 : 100 ml en flacon (en verre/brun) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **PLATINOL 1 mg/ml, solution pour perfusion**

Décision du **26 septembre 2019**

Spécialité dénommée CLOXACILLINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (I.V.)
Code Identifiant de Spécialité : 6 151 115 5

PANPHARMA

cloxacilline 2 g
sous forme de cloxacilline sodique

pour un flacon de poudre

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 810 3 4 : 2,184 g en flacon (en verre) ; boîte de 1
34009 550 662 3 1 : 2,184 g en flacon (en verre) ; boîte de 10
34009 550 662 4 8 : 2,184 g en flacon (en verre) ; boîte de 20
34009 550 662 5 5 : 2,184 g en flacon (en verre) ; boîte de 50

Décision du **24 septembre 2019**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE LORIEN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 252 316 0

LABORATORIOS LORIEN, S.L.

daptomycine 350 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 685 0 1 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 350 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **18 septembre 2019**

Spécialité dénommée DAPTOMYCINE LORIEN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 445 744 2

LABORATORIOS LORIEN, S.L.

daptomycine 500 mg

pour un flacon

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 684 9 5 : 15 ml en flacon (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **CUBICIN 500 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion**

Décision du **18 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 987 195 6

MYLAN SAS

dasatinib 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 888 6 6 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 888 7 3 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 30

34009 301 888 8 0 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 140 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 930 902 0

MYLAN SAS

dasatinib 140 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 888 3 5 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 888 4 2 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 30

34009 301 888 5 9 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 603 113 5

MYLAN SAS

dasatinib20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 890 0 9 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 890 1 6 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 60

34009 301 890 2 3 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 927 841 1

MYLAN SAS

dasatinib50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 889 6 5 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 889 8 9 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 60

34009 301 889 9 6 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 70 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 572 911 2

MYLAN SAS

dasatinib 70 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 889 3 4 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 889 4 1 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 60

34009 301 889 5 8 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **25 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB MYLAN 80 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 500 872 8

MYLAN SAS

dasatinib 80 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 889 0 3 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 889 1 0 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ; boîte de 30

34009 301 889 2 7 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 80 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **15 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 371 952 5

ZENTIVA France

dasatinib 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 903 6 4 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 903 7 1 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ;
boite de 30

34009 301 903 8 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant (polypropylène) ; boite de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **24 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB ZENTIVA 140 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 369 705 7

ZENTIVA France

dasatinib 140 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 903 9 5 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 904 0 1 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ;
boite de 30

34009 301 904 1 8 : 30 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant (polypropylène) ; boite de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 140 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **24 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB ZENTIVA 20 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 421 713 0

ZENTIVA France

dasatinib20 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 902 7 2 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC)

34009 301 902 8 9 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ;
boite de 60

34009 301 902 9 6 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant (polypropylène) ; boite de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 20 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **14 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 747 544 9

ZENTIVA France

dasatinib50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 903 0 2 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 903 1 9 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ;
boite de 60

34009 301 903 2 6 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant (polypropylène) ; boite de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **24 septembre 2019**

Spécialité dénommée DASATINIB ZENTIVA 70 mg, comprimé pelliculé

Code Identifiant de Spécialité : 6 068 855 1

ZENTIVA France

dasatinib 70 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 903 3 3 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 903 4 0 : 1 comprimé en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium) ;
boîte de 60

34009 301 903 5 7 : 60 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité
enfant (polypropylène) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPRYCEL 70 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **24 septembre 2019**

Spécialité dénommée DEXMEDETOMIDINE ALTAN 4 microgrammes/mL, solution pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 184 675 5

ALTAN PHARMA LIMITED

dexmédétomidine 4 microgrammes

sous forme de chlorhydrate de dexmédétomidine

pour 1 mL

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 687 0 9 : 100 ml en poche (polypropylène/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 1

34009 550 687 1 6 : 100 ml en poche (polypropylène/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 4

34009 550 687 2 3 : 100 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 1

34009 550 687 3 0 : 100 ml en poche (polyoléfine/suremballée(s)/surpochée(s)/aluminium) ; boîte de 4

Décision du **18 septembre 2019**

Spécialité dénommée DEXMEDETOMIDINE KALCEKS 100 microgrammes/mL, solution à diluer pour perfusion

Code Identifiant de Spécialité : 6 648 856 8

AS KALCEKS

dexmédétomidine 100 microgrammes

sous forme de chlorhydrate de dexmédétomidine

pour 1 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 550 689 8 3 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 5

34009 550 689 9 0 : 2 ml en ampoule (en verre) ; boîte de 25

Cette spécialité est un générique de **DEXDOR 100 microgrammes/ml, solution à diluer pour perfusion**

Décision du **30 septembre 2019**

Spécialité dénommée DUTASTERIDE/TAMSULOSINE ACCORD 0,5 mg/0,4 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 812 945 7

ACCORD HEALTHCARE France SAS

dutastéride 0,5 mg
tamsulosine..... 0,367 mg
sous forme de chlorhydrate de tamsulosine..... 0,4 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 895 1 1 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1
- 34009 550 685 5 6 : 90 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1
- 34009 301 895 2 8 : 30 gélules en plaquette (aluminium)
- 34009 550 685 7 0 : 90 gélules en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule**

Décision du **12 septembre 2019**

Spécialité dénommée DUTASTERIDE/TAMSULOSINE BIOGARAN 0,5 mg/0,4 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 488 922 4

BIOGARAN

dutastéride 0,5 mg
tamsulosine..... 0,367 mg
sous forme de chlorhydrate de tamsulosine..... 0,4 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 887 2 9 : 7 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1
- 34009 301 887 3 6 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1
- 34009 550 683 6 5 : 90 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1
- 34009 301 887 5 0 : 7 gélules en plaquette (aluminium)
- 34009 301 887 6 7 : 30 gélules en plaquette (aluminium)
- 34009 550 683 7 2 : 90 gélules en plaquette (aluminium)

Cette spécialité est un générique de **COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule**

Décision du **02 septembre 2019**

Spécialité dénommée DUTASTERIDE/TAMSULOSINE ZENTIVA 0,5 mg/0,4 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 521 823 5

ZENTIVA France

dutastéride 0,5 mg
tamsulosine..... 0,367 mg
sous forme de chlorhydrate de tamsulosine..... 0,4 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 900 1 2 : 7 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 301 900 2 9 : 30 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1
34009 550 686 9 3 : 90 gélules en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **COMBODART 0,5 mg/0,4 mg, gélule**

Décision du **18 septembre 2019**

Spécialité dénommée FENTANYL ARROW 100 microgrammes, comprimé buccogingival
Code Identifiant de Spécialité : 6 250 769 7

ARROW GENERIQUES

fentanyl 100 microgrammes
sous forme de citrate de fentanyl

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 891 3 9 : 4 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)
34009 301 891 4 6 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique d'**EFFENTORA 100 microgrammes, comprimé gingival**

Décision du **05 septembre 2019**

Spécialité dénommée FENTANYL ARROW 200 microgrammes, comprimé buccogingival
Code Identifiant de Spécialité : 6 946 517 2

ARROW GENERIQUES

fentanyl 200 microgrammes
sous forme de citrate de fentanyl

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 891 0 8 : 4 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)
34009 301 891 2 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique d'**EFFENTORA 200 microgrammes, comprimé gingival**

Décision du **05 septembre 2019**

Spécialité dénommée FENTANYL ARROW 400 microgrammes, comprimé buccogingival
Code Identifiant de Spécialité : 6 360 225 1

ARROW GENERIQUES

fentanyl400 microgrammes
sous forme de citrate de fentanyl

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 890 8 5 : 4 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

34009 301 890 9 2 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique d'**EFFENTORA 400 microgrammes, comprimé gingival**

Décision du **05 septembre 2019**

Spécialité dénommée FENTANYL ARROW 600 microgrammes, comprimé buccogingival
Code Identifiant de Spécialité : 6 007 537 0

ARROW GENERIQUES

fentanyl600 microgrammes
sous forme de citrate de fentanyl

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 890 6 1 : 4 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

34009 301 890 7 8 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique d'**EFFENTORA 600 microgrammes, comprimé gingival**

Décision du **05 septembre 2019**

Spécialité dénommée FENTANYL ARROW 800 microgrammes, comprimé buccogingival
Code Identifiant de Spécialité : 6 151 263 8

ARROW GENERIQUES

fentanyl 800 microgrammes
sous forme de citrate de fentanyl

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 890 3 0 : 4 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

34009 301 890 4 7 : 28 comprimés en plaquette (PVC-Aluminium/polyamide/PVC)

Cette spécialité est un générique d'**EFFENTORA 800 microgrammes, comprimé gingival**

Décision du **05 septembre 2019**

Spécialité dénommée FULVESTRANT INTAS 250 mg, solution injectable en seringue préremplie
Code Identifiant de Spécialité : 6 320 618 4

INTAS THIRD PARTY SALES 2005 S.L.

fulvestrant 250 mg

pour 5 mL de solution

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 900 7 4 : 5 ml en seringue préremplie (en verre) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **FASLODEX 250 mg, solution injectable**

Décision du **20 septembre 2019**

Spécialité dénommée IMATINIB MEDIPHA 400 mg, comprimé pelliculé sécable
Code Identifiant de Spécialité : 6 857 771 3

MEDIPHA SANTE

imatinib..... 400 mg

sous forme de mésilate d'imatinib

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 315 5 8 : 20 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 315 6 5 : 30 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 301 315 7 2 : 60 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 550 488 8 6 : 90 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 550 488 9 3 : 120 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

34009 550 489 0 9 : 180 gélules en plaquette (PVC/polyéthylène/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **GLIVEC 400 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **13 septembre 2019**

Spécialité dénommée LACOSAMIDE SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 705 216 4

SANDOZ

lacosamide..... 100 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 898 2 5 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 3 2 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 4 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 5 6 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 686 3 1 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 7 0 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
- 34009 550 686 4 8 : 168 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIMPAT 100 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2019**

Spécialité dénommée LACOSAMIDE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 784 953 0

SANDOZ

lacosamide..... 150 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 898 8 7 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 9 4 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 0 0 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 1 7 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 686 5 5 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 3 1 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
- 34009 550 686 6 2 : 168 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIMPAT 150 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2019**

Spécialité dénommée LACOSAMIDE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 778 503 1

SANDOZ

lacosamide.....200 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 899 5 5 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 6 2 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 7 9 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 8 6 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 686 7 9 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 899 9 3 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
- 34009 550 686 8 6 : 168 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIMPAT 200 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2019**

Spécialité dénommée LACOSAMIDE SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé
Code Identifiant de Spécialité : 6 623 079 9

SANDOZ

lacosamide.....50 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 897 7 1 : 7 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 897 8 8 : 14 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 897 9 5 : 28 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 0 1 : 56 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 550 686 0 0 : 98 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 898 1 8 : 1 comprimé en plaquette (PVC/PVDC/aluminium) ; boîte de 56
- 34009 550 686 1 7 : 168 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)

Cette spécialité est un générique de **VIMPAT 50 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **17 septembre 2019**

Spécialité dénommée METHYLPHENIDATE TEVA LP 18 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 296 471 0

TEVA BV

méthylphénidate 15,6 mg
sous forme de chlorhydrate de méthylphénidate 18 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 884 9 1 : 28 comprimés en Flacon (PEHD)

Cette spécialité est un générique de **CONCERTA LP 18 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **02 septembre 2019**

Spécialité dénommée METHYLPHENIDATE TEVA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 901 715 1

TEVA BV

méthylphénidate 31,1 mg
sous forme de chlorhydrate de méthylphénidate 36 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 885 0 7 : 28 comprimés en Flacon (PEHD)

Cette spécialité est un générique de **CONCERTA LP 36 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **04 septembre 2019**

Spécialité dénommée METHYLPHENIDATE TEVA LP 54 mg, comprimé à libération prolongée
Code Identifiant de Spécialité : 6 263 321 9

TEVA BV

méthylphénidate 46,7 mg
sous forme de chlorhydrate de méthylphénidate 54 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :
34009 301 885 2 1 : 28 comprimés en Flacon (PEHD)

Cette spécialité est un générique de **CONCERTA LP 54 mg, comprimé à libération prolongée**

Décision du **04 septembre 2019**

Spécialité dénommée PARACETAMOL DISPHAR 500 mg, granulés en sachets-dose
Code Identifiant de Spécialité : 6 046 536 3

DISPHAR INTERNATIONAL BV

paracétamol 500 mg

pour un sachet de granulés

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 274 999 5 1 : granulés en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 5
- 34009 275 000 1 5 : granulés en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 10
- 34009 550 680 7 5 : granulés en sachet (polytéréphtalate (PET)/aluminium/polyéthylène) ; boîte de 20

Décision du **02 septembre 2019**

Spécialité dénommée PARACETAMOL/CAFEINE/CODEINE BIOGARAN 400 mg/50 mg/20 mg, gélule
Code Identifiant de Spécialité : 6 463 507 6

BIOGARAN

paracétamol 400,0 mg
caféine anhydre 50 mg
phosphate de codéine hémihydraté 20,0 mg

pour une gélule

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 884 4 6 : 6 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 884 6 0 : 10 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 884 7 7 : 12 gélules en plaquette (PVC/aluminium)
- 34009 301 884 8 4 : 18 gélules en plaquette (PVC/aluminium)

Décision du **02 septembre 2019**

Spécialité dénommée PHLOROGLUCINOL ELC 80 mg, comprimé orodispersible
Code Identifiant de Spécialité : 6 344 610 1

ELC GROUP SRO

phloroglucinol dihydraté 80 mg

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

- 34009 301 887 7 4 : 10 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 887 8 1 : 20 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 887 9 8 : 30 comprimés en plaquette (PVC/PVDC/aluminium)
- 34009 301 888 1 1 : 20 comprimés en flacon (polyéthylène haute densité (PEHD)) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral**

Décision du **02 septembre 2019**

Spécialité dénommée POSACONAZOLE OHRE PHARMA 40 mg/mL, suspension buvable
Code Identifiant de Spécialité : 6 421 157 2

OHRE PHARMA

posaconazole..... 40 mg

pour 1 mL de suspension

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 894 4 3 : 105 ml en flacon (en verre/brun) avec fermeture de sécurité enfant) ; boîte de 1

Cette spécialité est un générique de **NOXAFIL 40 mg/ml, suspension buvable**

Décision du **11 septembre 2019**

Spécialité dénommée TAMOXIFENE CREATIVE PHARMA SOLUTION 20 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 709 985 8

TILLOMED FRANCE SAS

tamoxifène 20 mg

sous forme de citrate de tamoxifène

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 904 5 6 : 20 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 904 7 0 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 301 904 8 7 : 60 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 688 7 7 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **NOLVADEX 20 mg, comprimé enrobé**

Décision du **27 septembre 2019**

Spécialité dénommée TAMOXIFENE CREATIVE PHARMA SOLUTIONS 10 mg, comprimé
Code Identifiant de Spécialité : 6 482 879 4

TILLOMED FRANCE SAS

tamoxifène 10 mg

sous forme de citrate de tamoxifène

pour un comprimé

Code(s) Identifiant(s) de Présentation :

34009 301 904 4 9 : 30 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

34009 550 688 6 0 : 100 comprimés en plaquette (OPA : polyamide orienté/aluminium/PVC-Aluminium)

Cette spécialité est un générique de **NOLVADEX 10 mg, comprimé pelliculé**

Décision du **27 septembre 2019**