

**COVID-19 : importation du médicament DIPRIVAN 10 mg/mL,
Emulsion injectable (ampoule de 20 mL) de RUSSIE
Attention aux erreurs médicamenteuses**

A l'attention des pharmaciens hospitaliers

Madame, Monsieur,

En accord avec l'ANSM, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les laboratoires Aspen mettent à disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité **Diprivan 10 mg/mL, emulsion injectable en ampoule de 20 mL** en provenance de Russie

ATTENTION : la spécialité importée ne fait pas l'objet d'un contre étiquetage en français.

Pour prévenir un risque d'erreurs médicamenteuses, vous trouverez ci-dessous des informations sur cette spécialité

Nous vous demandons de les mettre à disposition IMPÉRATIVEMENT des professionnels de santé qui vont administrer le médicament aux patients

Conditionnement du médicament français



Conditionnement du médicament russe



La spécialité importée se trouve **sous forme d'ampoule (20 mL)** et **non pas sous forme de seringue préremplie (50 mL)** comme la spécialité Diprivan 10 mg/mL, commercialisée en France : **voir au dos les nouvelles modalités d'administration.**

	Médicament français	Médicament importé de Russie
Dénomination commerciale	DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion injectable en seringue pré-remplie	DIPRIVAN 10 mg/ml (1%), émulsion injectable
DCI	Propofol	Propofol
Concentration	10 mg/mL	10 mg/mL
Volume du contenant	Seringue préremplie : 50 mL	Flacon de 20 mL
Quantité totale de principe actif par contenant	500 mg	200 mg

Nous vous informons que le laboratoire ASPEN assure la responsabilité des lots importés de ce médicament, notamment en ce qui concerne la pharmacovigilance (safety@fordrugconsulting.fr) et les réclamations éventuelles (pharma@aspenpharma.eu).

Contact avec le laboratoire : 0 805 638 407 (N° vert) ou aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Modalités d'administration de l'ampoule de DIPRIVAN russe (20 mL) :

- Agiter l'ampoule avant l'utilisation.
- En cas d'utilisation du propofol en perfusion, celui-ci ne doit être mélangé qu'avec une solution de glucose isotonique à 5 %.
- DIPRIVAN ampoule **peut être perfusé non dilué** à partir des seringues en verre ou en plastique.
- Toute fraction d'ampoule restant après usage devra être jetée.

INSTRUCTION D'OUVERTURE

- Tenir fermement d'une main le corps de l'ampoule inclinée POINT BLEU VERS LE HAUT.
- Mettre le pouce de l'autre main au-dessus du point bleu. Casser le col.