Carte d'information à l'usage du patient

DIFFUSÉE SOUS L'AUTORITÉ DE L'ANSM

DATE:	
DATE:	

RECONSTITUTION DE MYALEPTA® (MÉTRÉLEPTINE, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE)

Pour obtenir la solution de Myalepta pour votre injection, vous devez mélanger la poudre de Myalepta avec de l'eau pour préparations injectables.

Flacon de Myalepta	Eau pour preparations injectables	Seringue à utiliser	Vous utiliserez
11,3 mg	2,2 ml	3,0 ml	
5,8 mg	1,1 ml	3,0 ml	
3,0 mg	0,6 ml	1,0 ml	

Selon la dose qui vous est prescrite, vous utiliserez une seringue de 3,0 ml ou de 1,0 ml pour reconstituer Myalepta. L'aiguille verte est utilisée pour cette étape.

Référez-vous au mode d'emploi détaillé de la notice avant de préparer et injecter Myalepta.

La notice est également disponible dans la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

SERINGUES UTILISÉES POUR RECONSTITUER MYALEPTA



Carte d'information à l'usage du patient

ADMINISTRATION DE MYALEPTA® (MÉTRÉLEPTINE, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE)


La dose de Myalepta qui vous est prescrite

est de ____ mg, soit ___ ml ou ___ unités.

Selon la dose qui vous est prescrite, vous utiliserez une seringue de 2,5 ml, de 1,0 ml ou de 0,3 ml pour injecter Myalepta. L'aiguille jaune est utilisée pour cette étape.

Votre médecin a tracé une ligne pour vous indiquer la dose à injecter sur la seringue correspondant à votre dose.

SERINGUES UTILISÉES POUR INJECTER MYALEPTA



Si vous avez des questions au sujet de votre dose, de la reconstitution ou de l'administration de Myalepta, contactez votre médecin ou votre pharmacien avant de vous auto-injecter Myalepta. Vous trouverez plus d'informations dans le livret et la vidéo à l'intention du patient.



Amryt Pharmaceuticals DAC 45 Mespil Road, Dublin 4, Irlande Téléphone : 01 70 77 82 37

 ${\bf Email: medinfo@amrytpharma.com}$

Code: C-MTA/FR/0043

Date de validation : Février 2021