

Medtronic

Medtronic France
9 Boulevard Romain Rolland
75014 Paris

Tel: 01.55.78.17.00
<https://www.medtronic.fr>

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs semaines, les livraisons d'applicateur de clips hémostatiques titane à usage unique sont très fortement ralenties.

La situation de pénurie de matières premières affecte l'ensemble de la chaîne de fourniture du dispositif médical et nous impose de limiter nos volumes de production des applicateurs PREMIUM SURGICLIP™ II 134051 et 134053, dans un contexte de forte reprise de la demande mondiale. Il en résulte une saturation de nos capacités industrielles.

À l'heure actuelle, seule une très faible partie des commandes sur les applicateurs PREMIUM SURGICLIP™ II 134051 et 134053 (taille de clip M) peut être honorée.

Le niveau de production actuel ne permettant pas d'envisager un retour à la normale avant plusieurs mois, nous souhaitons vous proposer des options alternatives.

En fonction du type de chirurgie pratiqué, et de la disponibilité de ces matériels, différentes substitutions sont envisageables :

- L'utilisation des applicateurs de clip restérilisables et des consommables associés référencés dans votre établissement.
- Les applicateurs de clips Medtronic SURGICLIP™ (134048) en taille L et SURGICLIP™ III (133650) en taille S.
- L'emploi de pinces à clips à usage unique LIGACLIP® de la société Ethicon
- L'utilisation d'autres matériels et techniques de ligature (fil, pinces pour chirurgie coelioscopique, électrochirurgie...)

Nous avons conscience des désagréments que cette situation occasionne, et vous prions de nous en excuser.

Nos équipes commerciales sont à votre disposition pour vous accompagner à la transition vers ces dispositifs et vous tenir informés de l'évolution des approvisionnements sur les applicateurs PREMIUM SURGICLIP™.

Cordialement