

Mise a disposition du vaccin Comirnaty adulte déjà dilué, prêt a l'emploi

⚠ ATTENTION

Risque de confusion entre les flacons des 3 vaccins COMIRNATY disponibles

Vaccin pour les 12 ans et plus
À DILUER

(Pfizer BioNTech) - à partir de 12 ans

bouchon violet



Vaccin pour les 12 ans et plus
DEJA DILUÉ, PRÊT À L'EMPLOI

(Pfizer BioNTech) - à partir de 12 ans

bouchon gris



Vaccin pour les 5-11 ans
À DILUER

(Pfizer BioNTech) - de 5 à 11 ans

bouchon orange



POUR PRÉVENIR CE RISQUE :

- ♦ Ranger séparément les différents types de flacons au niveau du stockage
- ♦ Dans la mesure du possible, reconstituer les flacons à diluer (adulte bouchon violet et pédiatrique orange) au dernier moment
- ♦ Bien identifier le flacon avant toute administration : lire l'étiquette et vérifier la couleur du bouchon

RAPPELS : RECONSTITUTION ET CONDITIONS DE CONSERVATION DES VACCINS

Vaccin pour les 12 ans et plus
À DILUER

Vaccin pour les 12 ans et plus
DEJA DILUÉ, PRÊT À L'EMPLOI

Vaccin pour les 5-11 ans
À DILUER

Volume de diluant nécessaire pour la reconstitution (chlorure de sodium 0,9 %)

1,8 mL

PAS DE DILUTION

1,3 mL

Volume de la dose injectée

0,3 mL

0,3 mL

0,2 mL

Conservation au réfrigérateur [2°C à 8°C]

1 mois

10 semaines

10 semaines

Conservation au congélateur [-25°C à -15°C]

2 semaines

NE PAS CONGELER

NE PAS CONGELER

Pour toutes les informations relatives au suivi des effets indésirables, rendez-vous sur ansm.sante.fr : dossiers thématiques COVID-19-Vaccins