

## VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Mise a disposition du vaccin Comirnaty adulte déjà dilué, prêt a l'emploi

### ⚠ ATTENTION

#### Risque de confusion entre les flacons des 3 vaccins COMIRNATY disponibles

Vaccin pour les 12 ans et plus  
**À DILUER**

(Pfizer BioNTech) - à partir de 12 ans

**bouchon violet**



Vaccin pour les 12 ans et plus  
**DEJA DILUÉ, PRÊT À L'EMPLOI**

(Pfizer BioNTech) - à partir de 12 ans

**bouchon gris**



Vaccin pour les 5-11 ans  
**À DILUER**

(Pfizer BioNTech) - de 5 à 11 ans

**bouchon orange**



#### POUR PRÉVENIR CE RISQUE :

- ◆ Ranger séparément les différents types de flacons au niveau du stockage
- ◆ Dans la mesure du possible, reconstituer les flacons à diluer (adulte bouchon violet et pédiatrique orange) au dernier moment
- ◆ Bien identifier le flacon avant toute administration : lire l'étiquette et vérifier la couleur du bouchon

#### RAPPELS : RECONSTITUTION ET CONDITIONS DE CONSERVATION DES VACCINS

Vaccin pour les 12 ans et plus  
**À DILUER**

Vaccin pour les 12 ans et plus  
**DEJA DILUÉ, PRÊT À L'EMPLOI**

Vaccin pour les 5-11 ans  
**À DILUER**

Volume de diluant nécessaire pour la reconstitution (chlorure de sodium 0,9 %)

1,8 mL

PAS DE DILUTION

1,3 mL

Volume de la dose injectée

0,3 mL

0,3 mL

0,2 mL

Conservation au réfrigérateur (2°C à 8°C)

1 mois

10 semaines

10 semaines

Conservation au congélateur (-25°C à -15°C)

2 semaines

NE PAS CONGELER

NE PAS CONGELER

Pour toutes les informations relatives au suivi des effets indésirables, rendez-vous sur [ansm.sante.fr](https://ansm.sante.fr) : dossiers thématiques COVID-19-Vaccins