

09 Septembre 2021

Laboratoires Coloplast
6 rue de Rome
Les Jardins du Golf
93561 Rosny-sous-Bois Cedex
France
Tel. +33 1 56 63 17 00
www.coloplast.fr**Objet : Arrêt de commercialisation produits Coloplast Interventional Urology**

Cher(e) client(e),

Les Laboratoires Coloplast commercialisent une large gamme de produits dédiés à la chirurgie urologique, gynécologique et générale.

Nous sommes déterminés à vous fournir des solutions à haute valeur ajoutée et à apporter une réelle différence sur la qualité de vie des patients qui souffrent de maladies intimes à travers le monde.

Afin de tenir cet engagement, nous révisons régulièrement notre catalogue en vue d'optimiser notre offre produit, et ceci, dans le respect des standards de qualité les plus exigeants conformes à la législation MDR européenne (Medical Devices Regulations 2017/745).

Nous vous informons donc aujourd'hui par ce courrier, que **Coloplast a décidé de mettre fin à la commercialisation des références listées dans le tableau ci-après** à compter du **30 Septembre 2021**.

Dans ce tableau, **vous retrouverez également les alternatives que nous vous proposons**, lorsque celles-ci existent.

Nous poursuivons, notamment, l'arrêt progressif de notre production de dispositifs médicaux en latex pour lesquels il existe une alternative en silicone.

Favoriser le silicone par rapport au latex, c'est :

- ✓ Réduire notre consommation énergétique et le nombre d'agents chimiques nécessaires à la production du latex,
- ✓ Diminuer les déchets issus de cette dernière,
- ✓ Limiter le risque d'allergie qui touche près de 4%* des patients et jusqu'à 10% du personnel hospitalier.

Nous vous invitons à contacter vos interlocuteurs Coloplast locaux pour tout renseignement complémentaire, demeurons à votre écoute et vous remercions de votre confiance.

Bien sincèrement,

Dimitri BLOMME
Business Unit Manager France Coloplast Interventional Urology

Société par actions simplifiée
312 328 362 R.C.S. Bobigny
Capital : 22 001 980 €
SIRET :
312 328 362 00040

*Wu et al. 2016. Current prevalence rate of allergy: why it remains a problem? *Occup health*, 58(2), 138-44

Liste des références en arrêt de commercialisation à compter du 30 Septembre 2021

Urologie haute

Description	Référence Coloplast arrêtée	Référence Coloplast alternative
Tuteurs urétéraux double crosse PU-R sans guide	AC4974	AC4E
Sonde urétérale de drainage, mandrin acier inoxydable, droite biseau	ACN503, ACN504, ACN505, ACN506, ACN507, ACN508	AC54 AC51
Tuteurs urétéraux silicone	AJ4964, AJ4974	
Tuteurs urétéraux double crosse Vortek®	ACBA75	
Drains pour néphrostomie percutanée, Gil-Vernet en silicone avec mandrin malléable	AJ6110, AJ6210	
Sonde Vortek® de Néphrostomie Malécot avec flagelle	AE5114, AE5116, AE5118, AE5120	
Tuteurs urétéraux double crosse silicone	BJ1160, BJ1161, BJ1165, BJ1171, BJ1174, BJ1175	AJ41
Tuteurs urétéraux silicone	BJ2274	
Tuteurs urétéraux silicone, avec Guide	BJ2363, BJ2364, BJ2365, BJ2373, BJ2374, BJ2375	AJ42
Extracteurs de calculs Dormia, Acier inoxydable, Filiforme droit	DOR115, DOR117	
Extracteurs de calculs Dormia pour l'urétéroscopie rigide et semi-rigide, Acier inoxydable, fils hélicoïdaux	DOR111, DOR116, DOR 213	Gamme Nitinol EXN434, EXT624, EXT424, EXT224

Urologie basse

Description	Référence	Référence Coloplast alternative
Set de drainage sus-pubien d'urgence S.P.E.C.10, avec une sonde Malécot	AE4210, AE4212, AE4214, AE4216	AJ89
Bougies pour dilatation urétrale, Calibrage des sténoses, Néoplex, extrémité olivaire	AG5003, AG5004, AG5005, AG5006, AG5007	
Bougies pour dilatation urétrale chez la femme, à boules de Guyon, Neoplex	AG5206, AG5208, AG5210, AG5212, AG5214, AG5216, AG5218, AG5220, AG5222, AG5224, AG5226, AG5228, AG5230	
Bougies de Philips, Sondes Pas de vis femelle, Néoplex	AG5508, AG5510, AG5512, AG5514, AG5516, AG5518, AG5520, AG5522, AG5524, AG5526, AG5528	AG54
Bougies de Philips filiformes, Neoplex	AG5903, AG5905, AG5906	AG51
Bougies de Philips, filiformes, spiralées, Pas de vis mâle, Néoplex	AG5F03, AG5F04, AG5F05, AG5F06	AG51
Bougies de Philips, filiformes, béquillées, Pas de vis mâle, Néoplex	AG5J03, AG5J04, AG5J05, AG5J06, AG5J07	AG51
Sondes prostatiques, Extrémité droite, 3 voies, Latex armé	AM3418, AM3420, AM3422, AM3424	AB61, XB61
Sondes prostatiques, Extrémité couvelaire, Droite en biseau, 3 voies, Latex armé	AM3618, AM3620, AM3622, AM3624	AB61, XB61
Sondes prostatiques, Extrémité Dufour, Béquillée en biseau, 3 voies, Latex armé	AM3718, AM3720, AM3722, AM3724	AB63, XB63
Sondes prostatiques, Extrémité Delinotte, Béquillée bout fermé, 3 voies, Latex armé	AM3820, AM3822	
Sondes prostatiques, Extrémité couvelaire, Droite en biseau, 2 voies, Latex armé	AM3G18	AB65

Chirurgie générale

Description	Référence	Référence Coloplast alternative
Drains aspirés pour drainage chirurgical, Drain central Silicone, type Vankemmel	GA6730, GA6735	
Drains aspirés pour drainage chirurgical, Drain plat + poire 100ml, silicone	JPS107, JPS110	JP19
Bougies dilatatrices œsophagiennes, olivaires, Néoplex	LC5008, LC5010, LC5012, LC5014, LC5016, LC5018, LC5020, LC5022, LC5024, LC5026, LC5028, LC5030, LC5032, LC5034, LC5036, LC5038, LC5040,	
Baguette de Larget, Néoplex	LC5224	
Drains en T pour drainage biliaire, Drain de KEHR, latex souple	GC3009, GC3010, GC3012, GC3014, GC3016, GC3018, GC3020, GC3022, GC3024	
Raccord pour Elefant, femelle, Luer	AK6000, AK6300	