

PARACETAMOL

Formes pharmaceutiques pédiatriques à utiliser selon le poids de l'enfant dans un contexte de tension d'approvisionnement - 2 février 2023

Dans un contexte de difficultés d'approvisionnement au niveau mondial concernant le paracétamol, l'ANSM est mobilisée pour permettre aux patients de pouvoir accéder à ces médicaments. Ces difficultés sont essentiellement liées à une augmentation globale de la demande.

Les différents médicaments à base de paracétamol, selon le poids de l'enfant, sont détaillés ci-dessous.

Nous rappelons que les laboratoires pharmaceutiques sont responsables de la disponibilité des médicaments qu'ils commercialisent et sont tenus d'assurer un approvisionnement suffisant sur l'ensemble du territoire.

Dans le contexte de ces tensions d'approvisionnement, en cas d'indisponibilité immédiate du médicament à base de paracétamol prescrit, tous les autres médicaments listés dans le tableau ci-dessous et adaptés à la posologie prescrite peuvent être **délivrés en remplacement**, en application de l'article L. 5125-23 V du code de la santé publique.

Pour les enfants entre 3 et 4 kg

Compte-tenu de la rupture de stock du doliprane 100 mg, suppositoire sécable, les 2 formes buvables multidoses de paracétamol suivantes doivent être réservées en priorité aux enfants de 3 à 4 kg :

- Doliprane 2,4 pour cent, suspension buvable
- Dolko 60 mg/2 ml, solution buvable en flacon **(à partir de 3,5 kg).**

Pour les enfants de 4 kg et plus

Plusieurs présentations alternatives aux formes buvables multidoses de paracétamol sont disponibles pour les enfants à partir de 4 kg, dont le choix doit s'effectuer en fonction du poids de l'enfant.

RAPPEL IMPORTANT

- **La posologie du paracétamol doit être adaptée au poids de l'enfant.**
- **La posologie recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en plusieurs prises** (se référer au résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité concernée pour l'intervalle entre les prises, qui est à adapter selon le poids de l'enfant).

Point d'attention : en cas de remplacement d'une spécialité par une autre, bien indiquer aux parents d'enfants en bas âge les modalités d'utilisation de cette spécialité qui peuvent différer de celles de la spécialité qu'ils ont l'habitude d'utiliser et de consulter la notice en complément.

Pour mémoire, le paracétamol est indiqué dans le traitement symptomatique de courte durée des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou de la fièvre.
Se reporter aux RCP concernés.

Poids de l'enfant	Formes pharmaceutiques	Nom des médicaments Correspondants
4 à 6 kg	Solution buvable de 30 mg/ml	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Suppositoires de 80 mg	Efferalganmed 80 mg, suppositoires
	Suppositoires de 100 mg à partir de 3 kg	Doliprane 100 mg, suppositoires sécables
	Poudre pour solution buvable en sachet de 80 mg à partir de 5 kg	Efferalganmed 80 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
6 à 8 kg	Solution buvable de 30 mg/ml	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Suppositoires de 100 mg	Doliprane 100 mg, suppositoires sécables
	Poudre pour solution buvable en sachet de 80 mg	Efferalganmed 80 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose de 100 mg	Doliprane 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
8 à 12 kg	Solution buvable de 30 mg/ml	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Suppositoires de 150 mg	- Doliprane 150 mg, suppositoires - Efferalganmed 150 mg, suppositoires
	Poudre pour solution buvable en sachet de 80 mg	Efferalganmed 80 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose de 100 mg	Doliprane 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose de 150 mg	- Doliprane 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Efferalganmed 150 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet dose 200 mg à partir de 11 kg	Doliprane 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
12 à 16 kg	Solution buvable de 30 mg/ml	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Suppositoires de 200 mg	Doliprane 200 mg, suppositoires
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose de 100 mg	Doliprane 100 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose de 150 mg	- Doliprane 150 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Efferalganmed 150 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet dose 200 mg	Doliprane 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Poudre pour solution buvable en sachet de 250 mg à partir de 13 kg	Efferalganmed 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Comprimé/lyophilisat de 250 mg à partir de 13 kg	- Efferalganmed 250 mg, comprimé dispersible - Paralyoc 250 mg, lyophilisat oral
	Comprimés effervescents sécables de 500 mg à partir de 13 kg	- Dafalgan 500 mg, comprimé effervescent sécable - Efferalganmed 500 mg, comprimé effervescent sécable

Poids de l'enfant	Formes pharmaceutiques	Nom des médicaments correspondants
16 à 27 kg	Solution buvable de 30 mg/ml	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Suppositoires de 300 mg jusqu'à 24 kg	- Doliprane 300 mg, suppositoire - Efferalganmed 300 mg, suppositoire
	Poudre pour solution buvable en sachet dose 200 mg jusqu'à 25 kg	Doliprane 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Poudre pour solution buvable en sachet de 250 mg	Efferalganmed 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose à 300 mg	Doliprane 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Comprimé/lyophilisat de 250 mg	- Efferalganmed 250 mg, comprimé dispersible - Paralyoc 250 mg, lyophilisat oral
	Comprimés effervescents sécables de 500 mg	- Dafalgan 500 mg, comprimé effervescent sécable - Efferalganmed 500 mg, comprimé effervescent sécable
27 à 50 kg	Solution buvable de 30 mg/ml jusqu'à 32 kg	Efferalganmed pédiatrique 30 mg/ml, solution buvable
	Poudre pour solution buvable en sachet de 250 mg	Efferalganmed 250 mg, poudre effervescente pour solution buvable en sachet
	Poudre pour solution buvable en sachet-dose à 300 mg jusqu'à 48 kg	Doliprane 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
	Comprimé/lyophilisat de 250 mg	- Efferalganmed 250 mg, comprimé dispersible - Paralyoc 250 mg, lyophilisat oral
	Formes pharmaceutiques à 500 mg	Toutes spécialités orales dosées à 500 mg

Nous rappelons par ailleurs, l'existence de trois autres spécialités à base de paracétamol à usage pédiatrique, non remboursables :

- Dolipraneliquiz 200 mg, suspension buvable en sachet (enfant de 11 à 25 kg) ;
- Dolipraneliquiz 300 mg, suspension buvable en sachet (enfant de 16 à 48 kg) ;
- Dolipraneliquiz 500 mg, suspension buvable en sachet (enfant de 27 à 50 kg)
- Dolipranetabs 500 mg, comprimés pelliculés (enfant de 27 à 50 kg)
- Efferalgan 250 mg, granulés en sachet (enfant de 14 à 50 kg).