

Medtronic

Madame, Monsieur,

Le but de cette communication est de vous fournir des informations supplémentaires sur l'approvisionnement limité de nos sondes de stimulation CapSure Epi 4965 et 4968. En raison de la pénurie d'un composant, nous n'avons pas été en mesure de fabriquer suffisamment de ces dispositifs pour répondre aux besoins des centres. Nous estimons qu'il faudra probablement attendre le mois de juillet 2023 avant de pouvoir nous engager à disposer d'un approvisionnement régulier.

Pour information, vous trouverez ci-dessous les références des sondes épicaudiques de la concurrence que nous avons trouvées.

	Référence Medtronic	Description	Référence Boston Sc.	Référence Abbott	Référence Biotronik
Sondes	4965	Sonde épicaudique suturable unipolaire	X	X	X
	4968	Sonde épicaudique suturable bipolaire	X	X	X
	5071	Sonde épicaudique à vis	4046 (35 cm) 4047 (54 cm)	Sondes Myopore 511210 (25 cm) 511211 (35 cm) 511212 (54 cm)	Sonde Myopore BP35

Nous sommes conscients des défis que cette situation représente pour vous et vos patients. L'engagement de Medtronic à servir les patients, les hôpitaux et les systèmes de santé est total et nous faisons tout notre possible pour résoudre cette situation dans les plus courts délais. Merci de votre compréhension durant cette période difficile.

Cordialement,

Mohammed Barhoumi

Vice President Cardiac Rhythm & Management Western Europe