

A l'attention des Pharmaciens d'officine

Objet : Mise à disposition des spécialités LIDOCAÏNE ADRENALINE AGUETTANT en officines de ville et en rétrocession par les PUI

Madame, Monsieur, Cher Confrère,

Dans un contexte de tension d'approvisionnement des spécialités du laboratoire ASPEN, XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable et XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable en flacons de **20 ml** et en accord avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), le Laboratoire Aguettant met à disposition ses spécialités LIDOCAÏNE AGUETTANT 10 mg/ml et 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml en boîte de 10 ampoules de 10 ml, pour le besoin des patients non hospitalisés, selon deux circuits de distribution :

- **Délivrance en officine de ville :**
 - o Aux prescripteurs dans le cadre d'un usage professionnel,
 - o Aux patients. Cependant, à ce jour, ces spécialités ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie.
Il est important de bien préciser aux patients la nécessité de conserver la boîte d'ampoules au réfrigérateur entre 2 et 8 C°.
- **Rétrocession par les PUI** (Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé) aux patients ambulatoires en application des dispositions de l'article L.5121-30 du code de la santé publique.

En pratique, afin de permettre la mise à disposition de ces spécialités en officines de ville, les codes CIP des boîtes de LIDOCAÏNE AGUETTANT 10 mg/ml et 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml en boîte de 10 ampoules de 10 ml, initialement en « 5 » ont été modifiés et remplacés par des codes en « 3 ».

Considérant le besoin urgent des professionnels de santé et des patients à pouvoir se procurer ces spécialités en officines de ville, le laboratoire Aguettant en accord avec l'ANSM met d'ores et déjà à votre disposition ses conditionnements en stock comportant un code CIP en « 5 » et ce, dans l'attente de la mise à disposition des futurs conditionnements comportant un code CIP en « 3 ».

Pour vos commandes, utiliser le code CIP en 3 mentionné ci-dessous et non pas le code CIP en 5 présent sur le conditionnement.

Spécialité en tension d'approvisionnement	Spécialité AGUETTANT
XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable	LIDOCAÏNE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml AGUETTANT, solution injectable
1 Flacon de 20 ml CIP 34009 311 521 2 5	10 ampoules verre de 10 ml Nouveau CIP à utiliser : 34009 302 764 9 5 (En stock : CIP 34009 584 339 3 1)
XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable	LIDOCAÏNE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml AGUETTANT, solution injectable
1 Flacon de 20 ml CIP 34009 311 524 1 5	10 ampoules verre de 10 ml Nouveau CIP : 34009 302 764 8 8 (En stock : CIP 34009 584 344 7 1)

Nous vous rappelons que ces produits sont à conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.

Notre Service Information Scientifique reste à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires au numéro suivant : **0 800 74 99 74** (service & appels gratuits), email : infoscientifique@aguettant.fr.

Notre Service Client reste à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires au numéro suivant : **0 800 880 999** (service & appels gratuits), email : advlyon@aguettant.fr

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez, et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Delphine Fornas
Directeur Affaires Scientifiques et Réglementaires
& Accès au Marché