



Paris, le 23 juillet 2024

## Immunoglobulines humaines normales sous-cutanées (Ig SC)

### **Information à l'attention des pharmaciens hospitaliers**

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Des tensions d'approvisionnements contraignent actuellement la disponibilité des immunoglobulines humaines normales sous-cutanées (Ig SC). Les causes sont multifactorielles et font suite notamment à un accroissement de la demande mondiale. Les tensions ne sont pas liées à un problème de qualité ou de sécurité des médicaments.

Ces difficultés sont amenées à perdurer jusqu'au premier trimestre 2025.

Takeda est en mesure de distribuer les volumes initialement prévus et planifiés sur CUVITRU et HYQVIA mais ne pourra pas fournir de volumes supplémentaires ni pallier d'autres Ig.

Pour rappel, durant cette période, vous pouvez vous référer aux recommandations de l'ANSM sur les alternatives thérapeutiques disponibles : <https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/immunoglobuline-humaine-normale-iv-et-sc-a-base-de-immunoglobuline-humaine-normale-igg>

Nous vous remercions de partager ces informations avec les médecins prescripteurs d'Ig au sein de votre établissement.

Les spécialités sous contingentement sont listées ci-dessous :

Dénomination	UCD 13	Forme pharmaceutique
CUVITRU 200 mg/ml, solution injectable par voie sous-cutanée	34008 943580 5 3	1 flacon de 5 ml contenant 1 g d'Ig SC
	34008 943577 4 2	1 flacon de 10 ml contenant 2 g d'Ig SC
	34008 943578 0 3	1 flacon de 20 ml contenant 4 g d'Ig SC
	34008 943579 7 1	1 flacon de 40 ml contenant 8 g d'Ig SC
	34008 900053 5 7	1 flacon de 50 ml contenant 10 g d'Ig SC

**Takeda France SAS**  
112 avenue Kléber  
75116 Paris  
T +33 (0)1 40 67 33 00  
F +33 (0)1 40 67 33 01

Capital de 3 237 424 euros  
R.C.S. Nanterre 785 750 266  
TVA FR 72 785 750 266  
Code NAF 4646Z

<b>HYQVIA 100 mg/ml,</b> solution pour perfusion par voie sous-cutanée	34008 940739 3 2	1 flacon de 25 ml contenant 2,5 g d'Ig SC + 1 flacon de 1,25 ml de hyaluronidase
	34008 940741 8 2	1 flacon de 50 ml contenant 5 g d'Ig SC + 1 flacon de 2,5 ml de hyaluronidase
	34008 940737 0 3	1 flacon de 100 ml contenant 10 g d'Ig SC + 1 flacon de 5 ml de hyaluronidase
	34008 940738 7 1	1 flacon de 200 ml contenant 20 g d'Ig SC + 1 flacon de 10 ml de hyaluronidase
	34008 940740 1 4	1 flacon de 300 ml contenant 30 g d'Ig SC + 1 flacon de 15 ml de hyaluronidase

**Contacts**

- Pour toute question supplémentaire relative à la disponibilité des produits, commande/facture nous vous invitons à contacter [france.serviceclient@takeda.com](mailto:france.serviceclient@takeda.com) ;
- Pour toute demande d'Information Médicale, nous vous invitons à contacter notre Service d'Information Médicale à [MedinfoEMEA@takeda.com](mailto:MedinfoEMEA@takeda.com) ou au **01 40 67 32 90**.

Nous sommes conscients des difficultés pour vos patients et restons à votre disposition pour toute question.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de nos salutations dévouées.

DocuSigned by:  
*Tina COHEN*  
 Nom du signataire : Tina COHEN  
 Motif de la signature : J'approuve ce document  
 Heure de signature : 23-juil.-2024 | 13:25:05 CEST  
 D8C89D3FB40E414E9938EC53465BC89B

Tina Cohen

Pharmacien Responsable Intérimaire