

PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.

**FAITES ATTENTION QUAND VOUS PRESCRIVEZ ET ADMINISTREZ DU PARACETAMOL,
AFIN D'ÉVITER LES CONFUSIONS ENTRE MG ET ML,
QUI PEUVENT ENTRAÎNER DES ERREURS DE DOSES POTENTIELLEMENT FATALES.**

Lors de la prescription, il est recommandé d'indiquer la dose totale en mg et le volume correspondant en ml.
Assurez-vous que la dose est administrée selon les recommandations spécifiques à la population pédiatrique.
(Voir les recommandations en bas de page)

Protocole d'administration chez les **nouveau-nés, nourrissons et enfants de moins de 10 kg** ⁽¹⁾
(Posologie exprimée en mg/kg de paracétamol)

POIDS DU PATIENT	DOSE INDIVIDUELLE	POSOLOGIE JOURNALIÈRE MAXIMALE**
≤ 10 kg*	7,5 mg/kg soit 0,75 ml/kg	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures • L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum*** • La posologie journalière maximale ne doit pas excéder 30 mg/kg

* Nouveau-nés prématurés : il n'y a pas de données d'efficacité et de tolérance disponibles chez les nouveau-nés prématurés.

** Posologie journalière maximale : la posologie journalière maximale telle que présentée dans le tableau ci-dessus est destinée aux patients ne recevant pas d'autres produits contenant du paracétamol et devra être ajustée en conséquence, en tenant compte de ces produits.

*** 6 heures au minimum chez l'insuffisant rénal sévère.

1 ml
=
10 mg

**Le volume de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml administré ne doit jamais dépasser
7,5 ml par dose pour les patients ≤ 10 kg.**

POIDS DE L'ENFANT ≤ 10 KG	VOLUME À ADMINISTRER	CORRESPONDANCE EN MG
1 kg	0,75 ml	7,5 mg
1,5 kg	1,1 ml	11 mg
2 kg	1,5 ml	15 mg
2,5 kg	1,8 ml	18 mg
3 kg	2,2 ml	22 mg
3,5 kg	2,6 ml	26 mg
4 kg	3,0 ml	30 mg
4,5 kg	3,3 ml	33 mg
5 kg	3,7 ml	37 mg
5,5 kg	4,1 ml	41 mg
6 kg	4,5 ml	45 mg
6,5 kg	4,8 ml	48 mg
7 kg	5,2 ml	52 mg
7,5 kg	5,6 ml	56 mg
8 kg	6,0 ml	60 mg
8,5 kg	6,3 ml	63 mg
9 kg	6,7 ml	67 mg
9,5 kg	7,1 ml	71 mg
10 kg	7,5 ml	75 mg

Chez l'enfant ayant un poids ≤ 10 kg, les recommandations suivantes s'appliquent :

- Ne pas utiliser la poche de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml (comprenant 100 mg dans 10 ml) directement en perfusion.
- Utiliser une seringue de 5 ou 10 ml afin de mesurer la dose appropriée selon le poids de l'enfant et le volume à prélever.
- Le volume à administrer doit être prélevé de la poche et peut être administré en l'état ou dilué (dans un volume allant de 1 à 9) dans une solution de chlorure de sodium à 0,9% ou de glucose à 5% et administré en 15 minutes.

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit