

PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion

Chez l'enfant ayant un poids ≤ 10 kg :

- La posologie chez ces patients est de 7,5 mg/kg.
- Le volume maximal de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml à administrer ne doit jamais dépasser 7,5 ml pour la limite supérieure de cette tranche de poids. Des volumes plus petits sont requis pour les poids inférieurs à 10 kg.
- La poche ne doit pas être utilisée directement en perfusion compte tenu du petit volume du médicament à administrer dans cette population.
- Une seringue de 5 ou 10 ml doit être utilisée afin de mesurer la dose appropriée selon le poids de l'enfant et le volume à prélever.
- Le volume à administrer doit être prélevé de la poche et peut être administré en l'état ou dilué (dans un volume allant de 1 à 9) dans une solution de chlorure de sodium à 0,9% ou de glucose à 5% et administré en 15 minutes.

Chez les enfants, adolescents et adultes ayant un poids > 33 kg et ≤ 50 kg :

- Chez ces patients la posologie est de 15 mg/kg par dose. La posologie journalière maximale ne doit pas dépasser 3 g par 24 heures.
- Le volume de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml administré ne doit jamais dépasser 75 ml par dose.

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit.



AGUETTANT
MÉDICAMENTS
ESSENTIELS