

# PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/mL, solution pour perfusion

## Chez l'enfant ayant un poids $\leq 10$ kg :

- La posologie chez ces patients est de 7,5 mg/kg.
- Le volume maximal de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/ml à administrer ne doit jamais dépasser 7,5 ml pour la limite supérieure de cette tranche de poids. Des volumes plus petits sont requis pour les poids inférieurs à 10 kg.
- La poche de 10 mL ne doit pas être suspendue comme une perfusion étant donné le petit volume de médicament à administrer dans cette population.
- La poche de 10 mL ne doit pas être utilisée pour une perfusion directe. Le volume à administrer doit être prélevé de la poche et peut être administré en l'état, ou dilué (dans un volume de 1 à 9) dans une solution de chlorure de sodium 0,9 % ou une solution de glucose à 5 %, et doit être administré en plus de 15 minutes.
- Une seringue de 5 ou 10 mL doit être utilisée pour mesurer la dose appropriée au poids de l'enfant et le volume souhaité. Cependant, ce dernier ne doit jamais dépasser 7,5 mL par dose.
- L'utilisateur doit se référer aux recommandations posologiques du résumé des caractéristiques du produit.

## Chez les enfants, adolescents et adultes ayant un poids $> 33$ kg et $\leq 50$ kg :

- Chez ces patients la posologie est de 15 mg/kg par dose. La posologie journalière maximale ne doit pas dépasser 3 g par 24 heures.
- Le volume de PARACETAMOL AGUETTANT 10 mg/mL administré ne doit jamais dépasser 75 mL par dose.

Pour plus d'informations, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit.



AGUETTANT  
MÉDICAMENTS  
ESSENTIELS