

Clinigen Healthcare France SA
20 avenue René Cassin
69009 Lyon
France

www.clinigengroup.com

☎ +33 4 81 68 23 30

☎ +33 4 81 68 23 31

✉ info@clinigengroup.eu

Lyon le 30 Décembre 2025

Information à l'attention des pharmaciens hospitaliers

**Tension d'approvisionnement de la spécialité IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable
(Interféron gamma-1b humain recombinant)**

**Mise à disposition d'unités de la spécialité IMUKIN® 100 microgramos solución inyectable),
initialement destinées au marché espagnol**

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Suite à une problématique industrielle, nous sommes confrontés à un retard dans l'approvisionnement de notre spécialité :

IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable
(Interféron gamma-1b humain recombinant)
Flacon de 0,5 ml - Boîte de 1 flacon
CIP : 34009 557 767 8 9

Il reste encore des unités disponibles de la spécialité IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable. Cependant le stock va se réduire compte tenu de la date de mise à disposition d'unités issues d'un nouvel approvisionnement prévu fin février 2026.

Aussi, et afin d'assurer la continuité d'approvisionnement sur le marché français en interféron gamma 1b, CLINIGEN HEALTHCARE France met à votre disposition à titre exceptionnel et transitoire des unités d'une même spécialité initialement destinée au marché espagnol :

IMUKIN® 100 microgramos solución inyectable
(Interferón gamma-1b humano recombinante)
Flacon de 0,5 ml - Boite de 1 flacon
Lot M005373 (Exp : 02/2027)



VM5137

Cette spécialité importée est identique à la spécialité **IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable** commercialisée en France, ces deux spécialités ayant la même composition en substance active et en excipients, une même forme pharmaceutique et une même présentation en flacon de 0,5 ml.

Cependant nous attirons votre attention sur des différences entre ces deux spécialités :

- Le conditionnement (boîte, étiquetage, notice) des unités importées étant celui destiné au marché espagnol, il ne comporte pas de mentions en français. Les mentions sur la boîte sont rédigées en espagnol, ne faisant pas l'objet d'un contre-étiquetage en français.
- La boîte des unités espagnoles ne mentionne pas de pictogramme grossesse ni de pictogramme conduite automobile.

Cette spécialité importée est à utiliser selon le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité **IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable**, dont l'information est disponible sur la Base de Données Publique des Médicaments: <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

- Les unités importées sont mises à disposition uniquement auprès des Pharmacies à Usage Intérieur des Etablissements de santé.
- Les unités importées sont décommissionnées.
Le code CIP à utiliser est : 3400955776789, 1 flacon(s) en verre de 0,5 ml
- Une copie de la notice en français de la spécialité **IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable** et un exemplaire de cette lettre seront fournis à chaque livraison.
- **Pour toute commande de la spécialité IMUKIN 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable**, contacter notre service client au 01 57 32 32 23 ou par mail : France@clinigengroup.com

et

Nous vous précisons que CLINIGEN HEALTHCARE France assure la responsabilité du lot importé de cette spécialité notamment en ce qui concerne l'information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations qualifiées.

Nous vous demandons de partager ces informations avec les professionnels de santé concernés, ainsi qu'auprès des services avec lesquels vous collaborez, y compris le personnel infirmier.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, cher Confrère, en l'assurance de nos salutations distinguées.



Julie Donjon

Pharmacien Responsable Clinigen Healthcare France