

PARACÉTAMOL BASI Solution pour Perfusion

10 mg/ml, 1 ml contient 10 mg , médicament autorisé N° 34009 551 091 6 7

PARACETAMOL BASI 10 mg/ml est indiqué chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant pesant plus de 33 kg, dans le traitement à court terme des douleurs modérées, notamment après une intervention chirurgicale et dans le traitement à court terme de la fièvre, lorsque l'administration par voie intraveineuse est cliniquement justifiée par un besoin urgent de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.¹⁾

**FAITES ATTENTION QUAND VOUS PRESCRIVEZ ET ADMINISTREZ DU PARACETAMOL,
AFIN D'ÉVITER LES CONFUSIONS ENTRE MG ET ML,**

QUI PEUVENT ENTRAÎNER DES ERREURS DE DOSES POTENTIELLEMENT FATALES.

Lors de la prescription, il est recommandé d'indiquer la dose totale en mg et le volume correspondant en ml.

Assurez-vous que la dose est administrée selon les recommandations spécifiques à la population pédiatrique.

POIDS DU PATIENT	DOSE PAR PRISE	VOLUME PAR PRISE	VOLUME MAXIMAL PAR PRISE, BASÉ SUR LES LIMITES SUPÉRIEURES DU POIDS DU GROUPE (ML)*	DOSE JOURNALIÈRE MAXIMALE
> 33 kg à ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg soit 6ml/kg Ne dépassant pas 3 g soit 300ml
> 50 kg avec des facteurs de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g soit 100ml	100 ml	100 ml	3 g soit 300 ml
> 50 kg sans facteur de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g soit 100ml	100 ml	100 ml	4 g soit 400 ml

*Les patients ayant un poids inférieur doivent recevoir des volumes plus réduits. L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est fonction de la clairance de la créatinine (ClCr). Si $10 \leq \text{ClCr} < 50 \text{ mL/min}$: intervalle de 6 heures minimum, si $\text{ClCr} < 10 \text{ mL/min}$: intervalle de 8 heures minimum. Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

⁽¹⁾ Résumé des Caractéristiques du Produit