

PARACETAMOL BASI 10 mg/ml, Solution pour perfusion

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum. Pas plus de 4 doses à administrer en 24 heures.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est fonction de la clairance de la créatinine (ClCr).

Si $10 \leq \text{ClCr} < 50$ mL/min : intervalle de 6 heures minimum

Si $\text{ClCr} < 10$ mL/min : intervalle de 8 heures minimum. Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kg - Poids du patient

75	73,5	72	70,5	69	67,5	66	64,5	63	61,5	60	58,5	57	55,5	54	52,5	51	49,5
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

ml – Volume

750	735	720	705	690	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mg -Quantité

PARACETAMOL BASI est indiqué **chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant pesant plus de 33 kg**, dans le traitement à court terme des douleurs modérées, notamment après une intervention chirurgicale et dans le traitement à court terme de la fièvre, lorsque l'administration par voie intraveineuse est cliniquement justifiée par un besoin urgent de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles⁽¹⁾

⁽¹⁾ Résumé des Caractéristiques du Produit.