

PARACETAMOL BASI 10 mg/ml, Solution pour perfusion

PARACETAMOL BASI est indiqué **chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant pesant plus de 33 kg**, dans le traitement à court terme des douleurs modérées, notamment après une intervention chirurgicale et dans le traitement à court terme de la fièvre, lorsque l'administration par voie intraveineuse est cliniquement justifiée par un besoin urgent de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.¹⁾

Protocole d'administration : tableau des posologies

10 mg = 1 ml

Poids du patient kg

Volume ml

Quantité mg

POIDS DU PATIENT	DOSE PAR PRISE	VOLUME PAR PRISE	VOLUME MAXIMAL PAR PRISE, BASÉ SUR LES LIMITES SUPÉRIEURES DU POIDS DU GROUPE (ML)*	DOSE JOURNALIÈRE MAXIMALE
> 33 kg à ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg sans dépasser 3 g
> 50 kg avec des facteurs de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg sans facteur de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	4 g

*Les patients ayant un poids inférieur doivent recevoir des volumes plus réduits.

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum. Pas plus de 4 doses à administrer en 24 heures.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est fonction de la clairance de la créatinine (ClCr). Si 10 ≤ ClCr < 50 mL/min : intervalle de 6 heures minimum, si ClCr < 10 mL/min : intervalle de 8 heures minimum. Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.