



**Formulaire de commande de la spécialité T3 25 µg, (boite de 30 comprimés)**

**Réservé aux patients intolérants à la spécialité THYBON 20 HENNING 20 µg, comprimé, importée dans le cadre de l'arrêt de commercialisation de la spécialité CYNOMEL 0.025 mg, comprimé sécable**

- **Le patient** transmet l'ordonnance au pharmacien,
- Sur présentation d'une ordonnance de T3 25 µg, **le pharmacien** complète le formulaire et l'adresse par email à l'adresse suivante pour passer commande : [exploitant@eurodep.fr](mailto:exploitant@eurodep.fr)

*Veillez noter que la commande sera reçue sous **48h à 72h environ (soit 2 à 3 jours ouvrés)**. Merci d'anticiper vos commandes.*

PRESCRIPTION		
Données <b>patient</b>	3 premières lettres du nom : ..... Première lettre du prénom : .....	Date de l'ordonnance :  Posologie prescrite :  Durée de traitement :
	COMMANDE	
Nom, adresse et cachet de la <b>pharmacie</b> procédant à la commande :		Nombre de boites de 30 comprimés commandées :  Date de la présente commande :