

NOUS CONTACTER

Ligne Professionnel de santé : Tél 01 55 59 20 15
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Fax : 01 55 59 20 01
Adresse mail : infomedecin@stallergenesgreer.com

**INFORMATION IMPORTANTE
À l'attention des pharmacies d'officine**

Antony, le 4 avril 2026

OBJET : Mise à disposition d'une spécialité pharmaceutique

- **ALBEY VENIN DE GUÊPE *Polistes spp.* 120 microgrammes**, poudre et solvant pour solution injectable, en remplacement de la spécialité Venin de guêpe *Polistes spp.* (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) dosée à 120µg/flacon importée à titre exceptionnel et transitoire.

Chère consœur, cher confrère,

Depuis 2018, afin de faire face à la rupture d'approvisionnement des spécialités ALYOSTAL® venins d'hyménoptères, nous avons mis à disposition du marché français les spécialités importées de venins d'hyménoptères*, dosées à :

- 550 µg/flacon, réservées à un usage hospitalier et non rétrocédables ;
- 120 µg/flacon, rétrocédables par les PUI autorisées.

Nous sommes désormais en mesure de vous annoncer une mise à disposition à compter du **18 mai 2026** de la spécialité suivante :

- **ALBEY VENIN DE GUÊPE *Polistes spp.* 120 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable :**

Coffret composé des éléments suivants :

- 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe *Polistes spp.* dosé à 120 µg
- 1 flacon de diluant HSA 1,8 mL (utilisé pour la reconstitution)

* Spécialités importées de venins d'hyménoptères

1- **Venins 550 µg/flacon**

- **Venins d'hyménoptères** : (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) :
 - Venin d'abeille *Apis mellifera* : lyophilisat de venin d'abeille *Apis mellifera* dosé à 550µg/flacon
 - Venin de guêpe *Vespula spp.* : lyophilisat de venin de guêpe *Vespula spp.*, dosé à 550µg/flacon
 - Venin de guêpe *Polistes spp.* : lyophilisat de venin de guêpe *Polistes spp.*, dosé à 550µg/flacon
- **Diluant HSA** (Greer Laboratories, USA) permettant la reconstitution puis la dilution de ces venins : diluant HSA 9 mL (utilisé pour la reconstitution) et diluant HSA 1,8 mL (utilisé pour la dilution).

2- **Venins 120 µg/flacon**

- **Venin d'abeille *Apis mellifera* 120 microgrammes** : 1 flacon de lyophilisat de venin d'abeille *Apis mellifera* dosé à 120 µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8 mL (utilisé pour la reconstitution) (Greer Laboratories, USA).
- **Venin de guêpe *Vespula spp.* 120 microgrammes** : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe *Vespula spp.* dosé à 120 µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8 mL (utilisé pour la reconstitution) (Greer Laboratories, USA).
- **Venin de guêpe *Polistes spp.* 120 microgrammes** : 1 flacon de lyophilisat de venin de guêpe *Polistes spp.* dosé à 120 µg/flacon (Jubilant HollisterStier Laboratories LLC, USA) + 1 flacon de diluant HSA 1,8 mL (utilisé pour la reconstitution) (Greer Laboratories, USA).